

# $V \in N \cap M^{\scriptscriptstyle{\mathsf{TM}}}$

专利未决



# 开始

在我的记忆中, 我始终对运动、健身和科学充满热忱。

从我个人作为运动员的经验来看,我研究身体科学,并认识到保持健康体魄对运动 员的成绩至关重要。

干是,我在几年前成立了一个品牌,旗下产品通过强化康复和预防伤病改善运动成 结。

为研发达到此类水准的产品,我和一些全球最杰出的运动员和训练师合作,以使产 品符合标准。

我们的共同目标是打造一系列产品,运动员借助这套工具可以更快地从训练和比赛 中恢复,并通过保持身体适当平衡预防伤病。

我将继续在第一款产品 - HYPERICE 之后命名品牌:

市面上最先讲的便携式冰敷压缩护具。

我相信这款创新便携式加热和震动护具将吸引腰部疼痛的任何消费者。

VENOM 正在讯读成为当今使用范围最广的便携式加热和震动背部健身护具之一: 由 HYPERICE 推出的 VENOM。

Anthony Katz | 创始人

# 我们的其他产品



## ICT

### 冰數压缩护具

### 压缩护具特点

- 高级豪华TM氯丁橡胶
- 非限制性设计允许大范围活动/ 移动
- 提供最佳压缩
- 可机洗
- 5 款护具 (每款单独出售)

### 冰袋特点

- 排气阀已获专利
- 轻松穿戴,开口密
- 超蓮抗菌胶乳
- 止水密封



### 震动按摩球

- 数字电路控制及3档位速度设置
- 高强度振芯会向身体传递最大震动
- 紧凑便携,便干旅行/携带
- 外部纹理橡胶旨在为局部治疗提 供更多震动
- 每次充电后,可充电锂离子电池支 持使用2小时以上



# VYPER 2.0

### 震动按摩球

- 专为身体传递高强度和高频震动 设计
- 所有数字由路控制3档位读度设置
- 德国工程制造的环保外壳可传输 最大震动
- 每次充电后,可充电锂离子电池支 持使用2小时以上



### RAPTOR

### 高强度敲击

- 紧凑且功能强大
- 可交替的涂抹器, 适合上百种使 用场景
- 最小/没有不适
- 显著改善深层组织按摩治疗的有 效性
- 在短时间内的治疗效果出色。



# FUFI 可重复使用的合成冰

- 便携方便
- 通过完整的结冰循环,保持最佳 冰敷温度
- 可与任何一款 HYPERICE™ ICT 护 具配合使用



# **HYPERSOOTHE**

### 精油润肤膏

- 舒缓肌肉和关节酸疼。
- 薄荷芳香疗法
- 天然成分。
- 不含防腐剂
- 加热/冷却



# 技术最先 进的背 戴式背。 护具。

Venom 使用加热 + 震动加热、松弛和放松酸 痛/僵硬的肌肉。

采用业内最出色技术打造的数字触摸屏控制可 让您定制温度、震动模式和计时器,以获得最 佳按摩效果。



无线/可充电 16.8 V 锂离子电池



数字触摸屏控制 纳米技术加热 + 震动块

# 技术

数字触摸屏控制

# 2 印刷正二 多数消费者) 可调整固定束带(通码,适合绝大

束带可根据需要加长



可拆卸锂离子电池组 有关其他或替换电池,请访问 hyperice.com/products



4 高级绒毛™氯丁橡胶

纳米技术加热

# 操作说明

请在使用前阅读

## 充由

- 在首次使用前,请将电池充满电至6个小时(放入护具或从护具中取出充电均可)。
- 如需充电,将适配器连接到电池的充电口,并将其插入插座充电器。
- LED 灯闪烁显示电池电量并表示正在充电。
- 在所有 LED 灯停止闪烁并保持完全亮起时,这表示护具充满电。
- 按电池上的电源按钮会开启电池,并将显示电池电量。
- 电池可在任何电量随时充电。
- 不建议将电池用尽红色 LED 灯亮起。
- 开启3档加热的平均运行时间可达到1小时以上;档位越低,运行时间越长。

# 操作

- 将器件缠绕在腰背区域,并使用皮带扣紧(依个人舒适度而定),所有4个震动块都会集中在部。
- 请确保电池已充电,并正确连接和固定在护具上。
- 按电池电源"开启"按钮,开启电池。
- LCD 屏幕将亮起, 这表示 Venom 已启动。
- 按所需热量和震动洗项,然后在屏幕上按"开始"。
- 仅按"开始"按钮会激活快速启动"2级"功能。
- 显示屏将在5秒后消失并锁定。
- 按控制器的"解锁"按钮将会解锁护具,此时,可在显示屏上进行输入。
- 加热、震动和计时器功能仅会在显示屏解锁时更改。
- 在启动时,倒计时器会设置为 10 分钟,但在激活功能期间解锁时随时触摸计时器栏将重启 10 分 计器。
- 未在显示屏上进行更多输入 10 分钟后,护具将自动关闭。

# 警告与小心

- 请勿将护具侵泡在水中。
- 使护具远离液体。
- 仅可使用湿布清洁。
- 请勿尝试自行拆卸。
- 立即关闭护具,并在身体感到不适的第一瞬间将其脱下。
- 请勿连续使用一小时以上。
- 在使用一小时后,在下次使用前,请让器材休息30分钟。
- 在充电后或使用前,将电池从充电器中取出
- 在将电池放入充电器时, Venom 将不会正常工作。
- 如需存放或旅行,取出电池并将其存放在随附的纸盒中。

# 免责声明

如果以下任何一项适用 请勿在未首次咨询医生前使用 VENOM 或 任何高强度震动器材:

妊娠、并发症糖尿病,例如神经病变或视网膜损伤、佩戴起搏器、近期接受手术、癫痫或偏头痛、椎间盘突出、脊椎前移、椎骨脱离或椎关节强硬、近期更换关节或 IUD、金属管脚或金属板或任何有关身体健康的疾病。身体素质虚弱的人群和儿童在使用任何震动器材时应由成人陪同。

这些禁忌症并不表示您不能使用震动或锻炼器材,但我们建议您先咨询医生。

目前正在研究震动锻炼对特定医疗疾病的影响。这将有可能缩短上述所示的禁忌症列表。实际经验表明,在大多数情况下,建议将震动锻炼融入治疗计划。必须根据医生、专家或理疗师的建议和在他们的陪同下完成。

# 使用说明

VENOM 是一款先进的数字连接的可穿戴式背部护具,利用加热和震动预热、松弛和放松酸痛/僵硬的肌肉。 采用业内最出色技术打造的数字触摸屏控制可让您(用户)定制温度、震动模式和计时器,以获得最佳按摩效果。

- 电池电源的"开启"按钮
- 2 控制器"解锁"按钮
- 3 LED 电池电量指示灯(绿色、红色)
- 4 控制器显示屏
- 5 震动块 (4)
- 6 AC 插座充电器 (16.8vDC-1A)





\*VENOM 仅应使用带有正确安全传感器的随附认证 VENOM 充电器,才能正常运行。

# 规格

- 交流电充电器 110-240V 50/60Hz .5A- 16.8VDC-1A
- 热量(约) 1 级 130F (55C)/2 级 145F (63C] 3 级 16DF(72C)
- 震幅 88 Hz
- 3 磅/1.6 千克 (含充电器)
- 加州设计/中国制造



后视图

# 1年保修

如果在购买之日起的一年内,本产品因材料或工艺缺陷无法正常使用,Hyperice Inc.将免费维修或更换产品或必要组件。

### 本保修不涵盖:

- (a) 由事故、滥用、处理不当或运输造成的损坏;
- (b) 未经允许擅自维修器材;
- (c) 器材未根据 Hyperice 保养说明使用;
- (d) 损失高于产品成本;
- (e) 由客户工作场所存放和/或保护条件异常造成交付产品出现的质量问题
- (f) 无法提供注有日期的购买证明。

一些州和国家/地区不允许限制故障赔偿,所以上述限制可能对您不可用。 此保修会保障具体的法定权利,但其他权利可能因国家/地区和州而异。 本保修服务由 Hyperice Inc. 和所有 Hyperice 国际经销商的运营政策和程序提供;如果您是客户,请 联系您直接购买产品的适当 Hyperice 商业实体、经销商或零售商,以了解保修和退货授权程序。 本保修由 Hyperice Inc. 启动并执行。

# 联系方式

15440 Laguna Canyon Road / Suite 230 Irvine, California 92618 (855) HYPERICE / (714) 524-3742 info@hyperice.com 邮箱:info@hyperice.com





# HYPERICE 美国 15440 Laguna Canyon Road, Suite 230 Irvine, California 92618

# 关注我们







