

Vyper Go

EN Operating Instructions JA 取扱説明書

EN



TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, OR PROPERTY DAMAGE, THIS DEVICE MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING WARNINGS, CAUTIONS, AND SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - ORIGINAL INSTRUCTIONS

Read all instructions before using the Vyper Go.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- A device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and any substance which may impair the flow of air.
- Never drop or insert any object into any device opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) devices are being used or where oxygen is being administered.
- Never operate on a soft surface where the air openings may be blocked.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Unplug the device after charging or prior to use.
- Use device only according to these Operating Instructions, also available on hyperice.com.
- Do not operate continuously for more than one hour. After one hour use, allow unit to rest for 30 minutes before re-using.
- Unplug the unit after charging or prior to use.
- Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat.

- Persons weighing above 250 lbs/113 kgs may damage or break the unit during normal intended use.
- This is not a toy. For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.
- For storage or travel, toggle power switch to OFF position.
- Please do not use the Vyper Go, or any high-intensity vibration exercise device without first consulting with your doctor if any of the following apply: Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we do advise you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contraindications as shown above. Practical experience has shown that integration of a vibrating fitness device into a treatment plan is beneficial in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist.

The Vyper Go should only be charged with the double insulated, 18VDC Hyperice charger (model number MX24Z2-1801000) that was supplied with the device. Do not charge the Vyper Go overnight or leave the Vyper Go unattended when charging or in use.

The Vyper Go contains a battery which must be complied with safely at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.

CAUTION

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 C or incinerate. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Vyper Go is a cutting-edge fitness device that uses pressure and high-intensity vibration to amplify the traditional foam rolling experience. It aids warmup and cool down and helps to maintain full range of motion while promoting overall wellbeing and performance.

OPERATING

To turn on, press down on the power button for three seconds until LED lights illuminate. Press again once for speed level one, twice for speed level two and speed three times for level three. The blue LED lights will indicate the corresponding speed level. Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat. To turn off, press down on the power button for three seconds. The device is fully turned off when all the LED lights are off. The device will turn off after 10 minutes of use. To continue use, turn device on again and set to desired level.

CHARGING

Fully charge for two hours before first use. To charge, connect the adapter to the charging port and plug into wall outlet. LED lights will illuminate to show battery level and indicate active charging. LED lights will remain illuminated when fully charged while adapter is plugged in. Device may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level. Fully recharge the device monthly to best prolong battery life. The average run-time per charge is two hours at level three, and longer at lower levels. It is recommended to turn the device OFF while the it is not in use or during storage and travel.

CLEANING AND STORAGE


Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached. Use a damp, clean, cloth and gently wipe your Vyper Go. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use.

CONNECTING TO THE HYPERICE APP

To connect your device to the Hyperice App via Bluetooth® make sure that your device is turned on, Bluetooth® is turned on in your phone, and your device is within close proximity. Select a routine within the Hyperice App and if prompted tap "Scan for Devices." Select your device when it pops up on the screen. HyperSmart™ will automatically start your device and adjust the speed and intensity as you follow along with the routine.

SPECIFICATIONS

1. Speed level indicators
2. Power/speed setting button
3. Charging port
4. Bluetooth® connection indicator
5. Battery level indicators



AC-DC Charger: 100-240V - 50/60Hz 0.7A - 18.0V 1.0A 18.0 W

Rechargeable lithium ion battery 2550mAh

Frequency: Level 1 - 2200/37 Hz, Level 2 - 2700/45 Hz, Level 3 - 3200/53 Hz

Weight: 2.5 lbs / 1.2 kg (including charger)

Designed in USA. Assembled in China with components from China and Germany.

WARRANTY

If within one year from the date of purchase, this product fails due to a defect in material or workmanship, Hyperice, Inc. will repair or replace the product, or necessary components, free of charge.

This warranty excludes:

- (a) damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport;
- (b) devices subjected to unauthorized repair;
- (c) devices not used in accordance with Hyperice care instructions;
- (d) damage exceeding the cost of the product;
- (e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) failure to provide the dated proof of purchase.

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, and but other rights may vary from country to country and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and procedures of Hyperice, Inc., and all Hyperice international distributors. If you are a client, please contact the appropriate Hyperice business entity, dealer or retailer, from whom you directly purchased the product for warranty and return authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Hyperice, Inc.

JP



危険：感電、火災、人身傷害、または物的損害のリスクを減らすために、本器具は以下の「警告」、「注意」、および「安全にご使用いただくために」に従って 使用する必要があります。

(重要) 安全にご使用いただくために

Vyper Goをご使用いただく前に使用方法をよくお読みください。

危険

感電のリスクを減らすには：

- 使用後および清掃前に、必ず本製品のプラグをコンセントから抜いてください。
- 水に落ちてしまった製品を取ろうとして手を伸ばさないでください。すぐにコンセントからプラグを抜いてください。
- 入浴中やシャワー中は使用しないでください。
- 落下したり、お風呂や洗面所に引き込まれたりする可能性がある場所に、本製品を置いたり 保管したりしないでください。水やその他の液体に入れたり、落としたりしないでください。

警告

やけど、火災、感電、人身傷害のリスクを減らすために：

- 製品のプラグコンセントに差し込んだまま放置しないでください。使用しないとき、またはパーツの取り付け/取り外し前はプラグをコンセントから抜いてください。
- 毛布や枕の下で動作させないでください。過熱が発生し、火災、感電、または人身傷害を引き起こす可能性があります。
- 本製品は、この取扱説明書に記載されている使用目的のみに使用してください。製造元が推奨していないアタッチメントは使用しないでください。
- 製品のコードやプラグが損傷している場合、製品が正しく機能していない場合、製品を落としたり損傷したり、濡れた場合は、絶対に本製品を動作させないでください。検査および修理のため、器具をサービスセンターに返送してください。
- 電源コードを持って本製品を運んだり、コードをハンドルとして使用したりしないでください。
- コードは加熱面に近づけないでください。
- 製品の空気開口部が塞がれた状態で動作させないでください。空気開口部には、空気の流れに影響を及ぼす可能性がある糸くず、毛髪、その他の物質がないようにしてください。
- 器具の開口部に物体を落としたり、入れたりしないでください。
- 屋外では使用しないでください。
- エアロジル(スプレー)装置を使用している場所、または酸素が供給されている場所では動作させないでください。
- 空気開口部が塞がれる可能性がある、ベッドやソファなど柔らかい表面上で動作させないでください。
- ゆったりとした衣服または宝飾品の近くで製品を使用しないでください。
- 使用中は長い髪の毛を製品に近づけないようにしてください
- 監視のない場合、お子様がクリーニングやユーザーメンテナンスを行ってはいけません。
- ねじを外したり、分解しようとししないでください。
- 充電後または使用前に、製品のプラグを抜いてください。
- 記載の取扱方法に従って使用してください。取扱方法はhyperice.comでもご確認いただけます。

- 1 時間以上の連続使用はお控えください。1 時間使用したら、再使用する前に本体を 30 分以上休ませてください。
- 充電後または使用前に、製品のプラグを抜いてください。
- 硬い表面の上に直接置いて使用しないでください。カーペットを敷いた床またはフィットネスマットの上のみご使用ください。
- 体重が113 kgを超える場合、通常の目的でご使用中に損傷または破損する可能性があります。
- これはおもちゃではありません。成人用です。けがをした場合は使用しないでください。本製品を使用する前に、かかりつけの医師に相談してください。
- 保管または移動中は、電源スイッチをオフの位置に切り替えてください。
- 次のいずれかが該当する場合は、事前に医師の承認を得ることなく Vyper Go や他の HYPERICE 製品を使用しないでください：妊娠、ニューロパシーまたは網膜損傷などの合併症を伴う糖尿病、ペースメーカーの摩耗、最近の手術、てんかんまたは片頭痛、ヘルニアディスク、脊椎すべり症、脊椎分離症、または脊椎症、最近の関節置換または IUD、金属ピンまたはプレート、またはあなたに関する懸念身体の健康。振動装置を使用するときは、虚弱な人や子供には大人の同伴が必要です。これらの禁忌は、振動や運動器具を使用できないことを意味するものではありませんが、最初に医師に相談することをお勧めします。特定の医学的障害に対する振動運動の効果について、進行中の研究が行われています。これにより、上記のように禁忌のリストが短くなる可能性があります。実践的な経験から、振動運動を治療計画に統合することは、多くの場合に助言的であることが示されています。これは、医師、専門家、または理学療法士の助言に基づいて、同行して行う必要があります。

Vyper Goは、付属品の二重絶縁18VDC Hyperice充電器(モデル番号 MX24Z2-1801000)でのみ充電してください。Vyper Go を一晩充電したり、充電中または使用中にVyper Go のそばを離れたりしないでください。

Vyper Goは、適切な電子廃棄物処理施設またはリサイクル施設での安全を遵守する必要があるバッテリーを含んでいます。

注意

本製品に使用されるバッテリーは、取扱いを誤った場合、火傷または化学熱傷のリスクを引き起こす可能性があります。分解したり、100° C以上に熱したり、焼却したりしないでください。使用済みバッテリーは速やかに廃棄してください。お子さまの手の届かない所に保管してください。分解したり、焼却したりしないでください。

お読みになった後は必ず保管してください

Vyper Go は 3段階の振動レベルが搭載され、トレーニング前後やストレッチ時に利用することで、よりよい身体の動きを実現します。

操作方法

電源をオンにするには、LEDライトが点灯するまで、電源ボタンを3秒間押し続けます。速度レベル1にするにはボタンをもう1回、レベル2にするには2回、レベル3にするには3回押します。青色のLEDライトは設定した速度レベルを示します。硬い表面の上に直接置いて使用しないでください。カーペットを敷いた床またはフィットネスマットの上のみご使用ください。電源をオフにするには、電源ボタンを3秒間押し続けます。LEDライトがすべて消灯していると、本体の電源が完全に切断した状態です。製品を10分間使用した後、電源がオフになります。続けて使用するには、製品の電源をもう一度オンにし、速度レベルを設定してください。

充電方法

初めて使用する前は、2時間かけてフル充電します。充電するには、アダプターを充電ポートに接続し、コンセントに差し込んでください。LEDライトが点灯して、充電残量を表示し、充電中であることを示します。アダプターが差し込まれている間、フル充電の

状態ではLEDライトは点灯したままです。本製品は、充電残量のレベルに関係なくいつでも再充電できます。バッテリーは赤色のLEDレベルになるまで完全に放電しないようにしてください。1カ月に1回製品をフル充電すると、バッテリーの寿命が長持ちします。1回充電すると、速度レベル3では平均2時間、レベル2以下では2時間以上使用できます。使用しないとき、保管や移動中は製品の電源をオフにするようにしてください。

清掃と保管


電源がオフになっていること、およびバッテリー充電器が接続されていないことを確認します。湿らせた清潔な布で、Vyper G0を軽く拭きます。使用しないときは、清潔で涼しい乾燥した場所で直射日光を避けて保管します。

HYPERICEアプリの接続方法

Bluetooth®でHypericeアプリに製品を接続するには、製品の電源がオンになっていること、電話のBluetooth®がオンになっていること、製品が電話の近くにあることを確認してください。Hypericeアプリのルーチンを選択し、プロンプトが表示されたら、「Scan for Devices (デバイスをスキャン)」をタップします。画面に表示されたら、使用する製品を選択します。HyperSmart™が製品で自動的にスタートし、ルーチンに応じて速度と強度を調整します。

仕様

1. 速度レベルインジケータ
2. 電源/速度設定ボタン
3. 充電ポート
4. Bluetooth®接続インジケータ
5. 充電残量インジケータ



AC-DC充電器：100-240V - 50/60Hz 0.7A - 18.0V 1.0A 18.0 W

充電式リチウムイオンバッテリー-2550mAh

周波数：レベル1 - 2200/37 Hz、レベル2 - 2700/45 Hz、レベル3 - 3200/53 Hz

重量：1.2 kg (充電器を含みます)

米国で設計。中国およびドイツ製部品を使用して中国で組立。

保証

購入日から1年以内に、本製品が材料または製造の不具合が原因で故障した場合、Hyperice, Inc. は製品または必要な部品を無料で修理または交換します。

本保証は以下を除きます：

- (a) 事故、誤用、誤操作、または輸送によって生じた破損。
- (b) 機器が不正な修理を受けている場合。
- (c) 機器がHypericeの使用方法に従って使用されていない場合。
- (d) 本製品のコストを超える破損。
- (e) 納品済み製品のクライアントの施設の異常な保管および/または保全状態に起因する劣化。
- (f) 日付入りの購入の証拠を提供できない場合。

破損の制限を認めない州および国があるため、上述の制限が適用されない場合があります。本保証は、特定の法的権利を保証するものですが、他の権利は国および州によって異なる場合があります。本保証サービスは、Hyperice, Inc. およびHypericeのすべての海外代理店の経営方針および手順を通じて有効です。あなたがクライアントの場合、保証および返品の手順についてはあなたの直接の購入元であるHypericeの適切な事業体、販売業者、または小売業者にご連絡ください。本保証は、Hyperice, Inc. によって開始され、実行されます。

hyperice.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Hyperice, Inc., 525 Technology Drive, Suite 100, Irvine, California 92618 USA
Copyright 2021 © Hyperice, Inc. All rights reserved.
170-00129 Rev 3