

Vyper Go

EN Operating Instructions FR Mode d'emploi

EN



TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, OR PROPERTY DAMAGE, THIS DEVICE MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING WARNINGS, CAUTIONS, AND SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - ORIGINAL INSTRUCTIONS

Read all instructions before using the Vyper Go.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- A device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and any substance which may impair the flow of air.
- Never drop or insert any object into any device opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) devices are being used or where oxygen is being administered.
- Never operate on a soft surface where the air openings may be blocked.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Unplug the device after charging or prior to use.
- Use device only according to these Operating Instructions, also available on hyperice.com.
- Do not operate continuously for more than one hour. After one hour use, allow unit to rest for 30 minutes before re-using.
- Unplug the unit after charging or prior to use.

- Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat.
- Persons weighing above 250 lbs/113 kgs may damage or break the unit during normal intended use.
- This is not a toy. For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.
- For storage or travel, toggle power switch to OFF position.
- Please do not use the Vyper Go, or any high-intensity vibration exercise device without first consulting with your doctor if any of the following apply: Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we do advise you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contraindications as shown above. Practical experience has shown that integration of a vibrating fitness device into a treatment plan is beneficial in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist.

The Vyper Go should only be charged with the double insulated, 18VDC Hyperice charger (model number MX24ZZ-1801000) that was supplied with the device. Do not charge the Vyper Go overnight or leave the Vyper Go unattended when charging or in use.

The Vyper Go contains a battery which must be complied with safely at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.

CAUTION

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 C or incinerate. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Vyper Go is a cutting-edge fitness device that uses pressure and high-intensity vibration to amplify the traditional foam rolling experience. It accelerates warmup and recovery, releases tension and tightness in the muscles, and helps to maintain full range of motion while promoting overall wellbeing and performance.

OPERATING

To turn on, press down on the power button for three seconds until LED lights illuminate. Press again once for speed level one, twice for speed level two and speed three times for level three. The blue LED lights will indicate the corresponding speed level. Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat. To turn off, press down on the power button for three seconds. The device is fully turned off when all the LED lights are off. The device will turn off after 10 minutes of use. To continue use, turn device on again and set to desired level.

CHARGING

Fully charge for two hours before first use. To charge, connect the adapter to the charging port and plug into wall outlet. LED lights will illuminate to show battery level and indicate active charging. LED lights will remain illuminated when fully charged while adapter is plugged in. Device may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level. Fully

recharge the device monthly to best prolong battery life. The average run-time per charge is two hours at level three, and longer at lower levels. It is recommended to turn the device OFF while the it is not in use or during storage and travel.

CLEANING AND STORAGE


Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached. Use a damp, clean, cloth and gently wipe your Vyper Go. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use.

CONNECTING TO THE HYPERICE APP

To connect your device to the Hyperice App via Bluetooth® make sure that your device is turned on, Bluetooth® is turned on in your phone, and your device is within close proximity. Select a routine within the Hyperice App and if prompted tap "Scan for Devices." Select your device when it pops up on the screen. HyperSmart™ will automatically start your device and adjust the speed and intensity as you follow along with the routine.

SPECIFICATIONS

1. Speed level indicators
2. Power/speed setting button
3. Charging port
4. Bluetooth® connection indicator
5. Battery level indicators



AC-DC Charger: 100-240V - 50/60Hz 0.7A - 18.0V 1.0A 18.0 W

Rechargeable lithium ion battery 2550mAh

Frequency: Level 1 - 2200/37 Hz, Level 2 - 2700/45 Hz, Level 3 - 3200/53 Hz

Weight: 2.5 lbs / 1.2 kg (including charger)

Designed in USA. Assembled in China with components from China and Germany.

WARRANTY

If within one year from the date of purchase, this product fails due to a defect in material or workmanship, Hyperice, Inc. will repair or replace the product, or necessary components, free of charge.

This warranty excludes:

- (a) damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport;
- (b) devices subjected to unauthorized repair;
- (c) devices not used in accordance with Hyperice care instructions;
- (d) damage exceeding the cost of the product;
- (e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) failure to provide the dated proof of purchase.

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, and but other rights may vary from country to country and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and procedures of Hyperice, Inc., and all Hyperice international distributors. If you are a client, please contact the appropriate Hyperice business entity, dealer or retailer, from whom you directly purchased the product for warranty and return authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Hyperice, Inc.

FR



AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE, DE DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS, CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - INSTRUCTIONS D'ORIGINE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le Vyper Go.

DANGER

Pour réduire le risque de choc électrique :

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant le nettoyage.
- Ne cherchez pas à attraper un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un évier. N'immergez pas l'appareil et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'ajouter ou de retirer des pièces.
- Ne l'utilisez pas sous une couverture ou un coussin. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est mouillé. Renvoyez l'appareil au service après-vente pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.
- Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque les ouvertures d'air sont bloquées. Les ouvertures d'air doivent être exemptes de peluches, de cheveux et de toute substance susceptible d'altérer la circulation de l'air.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objets dans l'ouverture de l'appareil.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne l'utilisez pas dans un endroit où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez jamais l'appareil sur une surface souple où les ouvertures d'air pourraient être bloquées.
- Ne retirez pas les vis et ne tentez pas de démonter l'appareil.
- Débranchez l'appareil après la charge ou avant l'utilisation.
- Utilisez l'appareil uniquement en respectant ce mode d'emploi, également disponible sur hyperice.com.
- N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus d'une heure. Après une heure d'utilisation, laissez l'unité au repos pendant 30 minutes avant de la réutiliser.
- Débranchez l'unité après la charge ou avant l'utilisation.
- Ne l'utilisez pas directement sur une surface dure. Utilisez l'appareil uniquement sur une moquette ou un tapis de fitness.

- Les personnes pesant plus de 113 kg (250 lbs) peuvent endommager ou casser l'unité pendant l'utilisation normale prévue.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Il est réservé exclusivement aux adultes. Ne l'utilisez pas en cas de blessure. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- En cas d'entreposage ou de déplacement, mettez l'appareil hors tension en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Veuillez ne pas utiliser le Vyper Go ou tout autre appareil d'exercice à vibrations de haute intensité sans avoir préalablement consulté votre médecin en présence de l'une des conditions suivantes : grossesse, diabète associé à des complications telles que neuropathie ou dommage rétinien, port d'un stimulateur cardiaque, chirurgie récente, épilepsie ou migraines, hernie discale, spondylolisthésis, spondylolyse, ou spondylose, arthroplastie récente, tiges ou plaques métalliques ou toute inquiétude liée à votre santé physique. Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un appareil de vibration. Ces contre-indications ne signifient pas que vous n'êtes pas en mesure d'utiliser un appareil de vibration ou d'exercice, mais nous vous conseillons de consulter d'abord un médecin. Des recherches sont en cours sur les effets de l'exercice de vibrations dans le cadre de troubles médicaux spécifiques. Cela permettra probablement de réduire la liste des contre-indications présentées ci-dessus. L'expérience pratique a révélé que l'intégration d'un appareil de fitness vibrant dans la cadre d'un plan thérapeutique est bénéfique dans de nombreux cas. Il est important de demander conseil auprès d'un médecin, d'un spécialiste ou d'un physiothérapeute et de mettre en place un suivi.

Le système Vyper Go ne doit être chargé qu'avec le chargeur Hyperice 18 V CC à double isolation (numéro de modèle MX24Z2-1801000) fourni avec l'appareil. Ne chargez pas le Vyper Go pendant la nuit et ne le laissez pas sans surveillance pendant la charge ou l'utilisation.

Le Vyper Go contient une batterie qui doit être mise au rebut en toute sécurité dans un centre de recyclage ou d'élimination des déchets électroniques approprié.

MISE EN GARDE

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation. Ne la démontez pas, ne la chauffez pas au-dessus de 100 °C et ne l'incinérez pas. Mettez la batterie usagée au rebut sans attendre. Maintenez la batterie hors de portée des enfants. Ne la démontez pas et ne la jetez pas au feu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le Vyper Go est un appareil de fitness de pointe qui utilise la pression et les vibrations de haute intensité pour amplifier l'expérience traditionnelle du roulement en mousse. Il accélère l'échauffement et la récupération, relâche les tensions et raideurs musculaires et aide à maintenir une amplitude de mouvement optimale tout en favorisant le bien-être général et les performances.

FONCTIONNEMENT

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes jusqu'à ce que les voyants LED s'allument. Appuyez de nouveau une fois pour le niveau de vitesse 1, deux fois pour le niveau de vitesse 2 et trois fois pour le niveau 3. Les voyants LED bleus indiquent le niveau de vitesse correspondant. Ne l'utilisez pas directement sur une surface dure. Utilisez l'appareil uniquement sur une moquette ou un tapis de fitness. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes. L'appareil est complètement éteint lorsque tous les voyants LED sont éteints. L'appareil s'éteint après 10 minutes d'inactivité. Pour continuer à l'utiliser, rallumez l'appareil et réglez-le au niveau souhaité.

CHARGEMENT

Chargez l'appareil complètement pendant deux heures avant la première utilisation. Pour charger l'appareil, branchez l'adaptateur au port de chargement et branchez-le sur une prise murale. Les voyants LED s'allument pour indiquer le niveau de charge de la batterie et signifier que la charge est en cours. Les voyants LED restent allumés lorsque l'appareil est complètement chargé et que l'adaptateur est branché.

L'appareil peut être rechargé à tout moment et à n'importe quel niveau de batterie. Il n'est pas recommandé de décharger complètement la batterie jusqu'à ce que la LED soit rouge. Rechargez complètement l'appareil tous les mois pour prolonger au mieux la durée de vie de la batterie. La durée de fonctionnement moyenne par charge est de deux heures au niveau trois. Celle-ci est plus longue à des niveaux inférieurs. Il est recommandé d'éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le stockage et le déplacement.

NETTOYAGE ET STOCKAGE


Assurez-vous que l'alimentation est coupée et que le chargeur de la batterie n'est pas branché. Utilisez un chiffon propre et humide et essuyez délicatement votre Vyper Go. Conservez l'appareil dans un endroit propre, frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONNEXION À L'APPLICATION HYPERICE

Pour connecter votre appareil à l'application Hyperice via Bluetooth®, assurez-vous que votre appareil est allumé, que le Bluetooth® est activé dans votre téléphone et que votre appareil se trouve à proximité. Sélectionnez une routine dans l'application Hyperice et, si vous y êtes invité, appuyez sur « Scan for Devices » (Rechercher des appareils). Sélectionnez votre appareil lorsqu'il s'affiche à l'écran. HyperSmart™ démarre automatiquement votre appareil et ajuste la vitesse et l'intensité à mesure que vous suivez la routine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Indicateurs de niveau de vitesse
2. Bouton d'alimentation/de réglage de la vitesse
3. Port de charge
4. Indicateur de connexion Bluetooth®
5. Indicateurs de niveau de charge de la batterie



Chargeur CA-CC : 100-240 V - 50/60 Hz 0,7 A - 18,0 V 1,0 A 18,0 W

Batterie lithium-ion rechargeable : 2550 mAh

Fréquence : niveau 1 - 2200/37 Hz, niveau 2 - 2700/45 Hz, niveau 3 - 3200/53 Hz

Poids : 1,2 kg (2,5 lbs) (chargeur compris)

Conçu aux États-Unis. Assemblé en Chine avec des composants provenant de Chine et d'Allemagne.

GARANTIE

Si, dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, ce produit tombe en panne en raison d'un défaut de fabrication ou de main d'œuvre, Hyperice, Inc. réparera ou remplacera gratuitement le produit ou les composants nécessaires.

Cette garantie exclut :

- (a) les dommages résultant d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise manipulation ou du transport ;
- (b) les appareils soumis à une réparation non autorisée ;
- (c) les appareils non utilisés conformément aux instructions d'entretien Hyperice ;
- (d) les dommages dépassant le coût du produit ;
- (e) la détérioration du produit livré résultant de conditions anormales de stockage et/ou de protection dans les locaux du client, et
- (f) l'incapacité de fournir la preuve d'achat datée.

Certains États et pays n'autorisent pas la limitation des dommages, les limites ci-dessus ne sont alors pas applicables. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, mais les autres droits peuvent varier d'un pays à l'autre et d'un État à l'autre. Ce service de garantie est disponible par le biais des politiques et procédures d'exploitation d'Hyperice, Inc. et de tous les distributeurs Hyperice internationaux. Si vous êtes un client, veuillez contacter l'entité commerciale, le distributeur ou le détaillant Hyperice approprié, auprès duquel vous avez directement acheté le produit pour les procédures de garantie et d'autorisation de retour. Cette garantie est initiée et exécutée par Hyperice, Inc.

hyperice.com

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé et répond au RSS-102 des règles d'exposition aux radiofréquences (RF) ISED. Cet équipement a de très faibles niveaux d'énergie RF qui sont considérés comme conformes sans test de taux d'absorption spécifique (DAS).



Hyperice, Inc., 525 Technology Drive, Suite 100, Irvine, California 92618 USA

Copyright 2021 © Hyperice, Inc. All rights reserved.

170-00131 Rev 2.1