

Vyper Go

EN Operating Instructions

TH คู่มือการใช้งาน

EN



TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, OR PROPERTY DAMAGE, THIS DEVICE MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING WARNINGS, CAUTIONS, AND SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - ORIGINAL INSTRUCTIONS

Read all instructions before using the Vyper Go.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- A device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and any substance which may impair the flow of air.
- Never drop or insert any object into any device opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) devices are being used or where oxygen is being administered.
- Never operate on a soft surface where the air openings may be blocked.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Unplug the device after charging or prior to use.
- Use device only according to these Operating Instructions, also available on hyperice.com.
- Do not operate continuously for more than one hour. After one hour use, allow unit to rest for 30 minutes before re-using.
- Unplug the unit after charging or prior to use.
- Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat.

- Persons weighing above 250 lbs/113 kgs may damage or break the unit during normal intended use.
- This is not a toy. For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.
- For storage or travel, toggle power switch to OFF position.
- Please do not use the Vyper Go, or any high-intensity vibration exercise device without first consulting with your doctor if any of the following apply: Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we do advise you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contraindications as shown above. Practical experience has shown that integration of a vibrating fitness device into a treatment plan is beneficial in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist. The Vyper Go is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the Vyper Go by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Vyper Go.

⚠️ The Vyper Go should only be charged with the double insulated, 18VDC Hyperice charger (model number MX24Z2-1801000) that was supplied with the device. Do not charge the Vyper Go overnight or leave the Vyper Go unattended when charging or in use.

The Vyper Go contains a battery which must be complied with safely at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.

CAUTION

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 C or incinerate. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Vyper Go is a cutting-edge fitness device that uses pressure and high-intensity vibration to amplify the traditional foam rolling experience. It accelerates warmup and recovery, releases tension and tightness in the muscles, and helps to maintain full range of motion while promoting overall wellbeing and performance.

OPERATING

To turn on, press down on the power button for three seconds until LED lights illuminate. Press again once for speed level one, twice for speed level two and speed three times for level three. The blue LED lights will indicate the corresponding speed level. Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat. To turn off, press down on the power button for three seconds. The device is fully turned off when all the LED lights are off. The device will turn off after 10 minutes of use. To continue use, turn device on again and set to desired level.

CHARGING

Fully charge for two hours before first use. To charge, connect the adapter to the charging port and plug into wall outlet. LED lights will illuminate to show battery level and indicate active charging. LED lights will remain illuminated when fully charged

while adapter is plugged in. Device may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level. Fully recharge the device monthly to best prolong battery life. The average run-time per charge is two hours at level three, and longer at lower levels. It is recommended to turn the device OFF while the it is not in use or during storage and travel.

CLEANING AND STORAGE


Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached. Use a damp, clean, cloth and gently wipe your Vyper Go. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use.

CONNECTING TO THE HYPERICE APP

To connect your device to the Hyperice App via Bluetooth® make sure that your device is turned on, Bluetooth® is turned on in your phone, and your device is within close proximity. Select a routine within the Hyperice App and if prompted tap "Scan for Devices." Select your device when it pops up on the screen. HyperSmart™ will automatically start your device and adjust the speed and intensity as you follow along with the routine.

SPECIFICATIONS

1. Speed level indicators
2. Power/speed setting button
3. Charging port
4. Bluetooth® connection indicator
5. Battery level indicators



AC-DC Charger: 100-240V - 50/60Hz 0.7A - 18.0V 1.0A 18.0 W

Rechargeable lithium ion battery 2550mAh

Frequency: Level 1 - 2200/37 Hz, Level 2 - 2700/45 Hz, Level 3 - 3200/53 Hz

Weight: 2.5 lbs / 1.2 kg (including charger)

Designed in USA. Assembled in China with components from China and Germany.

WARRANTY

If within one year from the date of purchase, this product fails due to a defect in material or workmanship, Hyperice, Inc. will repair or replace the product, or necessary components, free of charge.

This warranty excludes:

- (a) damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport;
- (b) devices subjected to unauthorized repair;
- (c) devices not used in accordance with Hyperice care instructions;
- (d) damage exceeding the cost of the product;
- (e) deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) failure to provide the dated proof of purchase.

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, and but other rights may vary from country to country and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and procedures of Hyperice, Inc., and all Hyperice international distributors. If you are a client, please contact the appropriate Hyperice business entity, dealer or retailer, from whom you directly purchased the product for warranty and return authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Hyperice, Inc.

ภาษาไทย



ในการลดความเสี่ยงจากถูกไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และการบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์นี้ต้องใช้งานสอดคล้องกับค่าเตือน ข้อควรระวัง และคำแนะนำด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย ที่สำคัญ - คำแนะนำต้นฉบับ

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้ Vyper Go

อันตราย

เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต:

- ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ออกจากเต้าเสียบทันทีทุกครั้งหลังการใช้งานและก่อนการทำความสะอาด
- ห้ามเอื้อมลงไปหยิบอุปกรณ์ที่ตกลงไปในน้ำ ถอดปลั๊กทันที
- ห้ามใช้ขณะอาบน้ำหรืออาบน้ำด้วยฝักบัว
- ห้ามวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่อาจร่วงหล่นหรือถูกดึงลงในอ่างน้ำหรืออ่างล้างหน้า ห้ามวางหรือหย่อนลงไปใต้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกลวก ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บต่อบุคคล:

- เมื่อเสียบปลั๊ก ไม่ควรปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนที่จะใส่หรือถอดชิ้นส่วน
- ห้ามใช้งานใต้ผ้าห่มหรือหมอน การใช้ความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลได้
- ใช้งานอุปกรณ์นี้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำ
- ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ตกหล่นหรือชำรุดเสียหายหรือเปียกน้ำ นำอุปกรณ์กลับไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
- ห้ามยึดอุปกรณ์นี้ไว้โดยใช้สายไฟหรือใช้สายไฟเป็นที่จับ
- เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ รักษาช่องระบายอากาศให้ปราศจากเศษใยผ้า เส้นผม และสสารใดๆ ที่อาจทำให้การไหลของอากาศด้อยลง
- ห้ามหย่อนวัตถุลงไปหรือใส่เข้าไปในช่องของอุปกรณ์
- ห้ามใช้กลางแจ้ง
- อย่าใช้งานในที่ที่มีการใช้งานอุปกรณ์แอโรซอลที่เป็นละอองฝอย (สเปรย์) หรือในที่ที่มีการให้ออกซิเจน
- ห้ามใช้งานบนพื้นผิวอ่อนนุ่มที่อาจมีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ
- ห้ามถอดสกรูหรือพยายามถอดแยกชิ้นส่วน
- ถอดปลั๊กไฟออกหลังการชาร์จหรือก่อนการใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำการใช้งานนี้เท่านั้น ซึ่งพบได้ในเว็บไซต์ hyperice.com ด้วยเช่นกัน
- ห้ามใช้งานต่อเนื่องนานกว่าหนึ่งชั่วโมง หลังจากใช้งานครบหนึ่งชั่วโมง ให้พักอุปกรณ์ 30 นาที ก่อนที่จะใช้งานอีกครั้ง
- ถอดปลั๊กไฟออกหลังการชาร์จหรือก่อนการใช้งาน
- ห้ามใช้งานบนพื้นผิวที่แข็งโดยตรง ใช้เฉพาะบนพื้นผิวที่ปูพรมหรือแผ่นรองสำหรับออกกำลังกายเท่านั้น
- น้ำหนักที่มากกว่า 250 ปอนด์/113 กิโลกรัม อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือแตกหักได้ในระหว่างการใช้งานปกติ
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่ของเล่น สำหรับใช้โดยผู้ใหญ่เท่านั้น ห้ามใช้หากได้รับบาดเจ็บ ปรึกษาแพทย์ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- สำหรับการจัดเก็บหรือการขนส่งระหว่างเดินทาง ให้สลับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งปิด

- โปรดอย่าใช้ Vyper Go หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายแบบใช้แรงสั่นสะเทือนสูงใดๆ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหากมีสภาวะใดดังต่อไปนี้: การตั้งครรภ์, โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ความผิดปกติของเส้นประสาทหรือจอประสาทตาเสื่อม, ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เพิ่งได้รับการผ่าตัดเมื่อไม่นานมานี้, โรคลมชักหรือไมเกรน, หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท, โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน, โรคกระดูกสันหลังเสื่อม, หรือการแตกหักของชิ้นส่วนกระดูกสันหลัง, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเมื่อไม่นานมานี้, มีการใส่หมุดโลหะหรือแผ่นโลหะ หรือมีข้อก้ำงวลใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพทางกายของคุณ บุคคลที่อ่อนแอและเด็กควรมีผู้ใหญ่ดูแลเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้แรงสั่นสะเทือน ข้อห้ามใช้เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้เครื่องสั่นหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายได้ แต่เราขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการออกกำลังกายโดยใช้แรงสั่นสะเทือนต่อสภาวะความผิดปกติทางการแพทย์ที่จำเพาะ ซึ่งอาจส่งผลให้รายการข้อห้ามใช้ที่แสดงด้านบนนี้มีน้อยลง ประสพการณ์จากการใช้งานแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานแรงสั่นสะเทือนในแผนการบำบัดรักษาได้รับคำแนะนำให้ใช้ในหลายกรณี โดยต้องทำตามคำแนะนำหรือภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกายภาพบำบัด Vyper Go ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจลดลงหรือขาดประสพการณ์และความรู้ความเข้าใจ เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งาน Vyper Go โดยผู้ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับ Vyper Go

⚠️ ควรชาร์จ Vyper Go โดยใช้ที่ชาร์จ Hyperice ทุ่มจนวนสองชั้นชนิด 18VDC (หมายเลขรุ่น MX24Z2-1801000) ที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ห้ามชาร์จ Vyper Go ข้ามคืนหรือปล่อยให้ Vyper Go ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลขณะชาร์จหรือใช้งาน

Vyper Go ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ต้องปฏิบัติตามความปลอดภัยในสถานที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือรีไซเคิลที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการไหม้จากสารเคมีหากใช้งานไม่ถูกต้อง อย่านถอดแยกชิ้นส่วน ให้ความร้อนสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส หรือนำไปเผา ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วทันที เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนและห้ามนำไปทิ้งในกองไฟ

เก็บบันทึกคู่มือการใช้งานนี้ไว้

Vyper Go เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายล้ำสมัยที่ใช้แรงกดและแรงสั่นความเข้มสูงเพื่อเพิ่มประสพการณ์ไครกิ้งของโฟมในแบบดั้งเดิม ช่วยเร่งการอบอุ่นร่างกายและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และช่วยรักษาช่วงการเคลื่อนไหวอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพร่างกายโดยรวม

การใช้งาน

หากต้องการเปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 3 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED สว่าง กดอีกครั้งสำหรับตั้งค่าความเร็วที่หนึ่ง สองครั้งสำหรับระดับที่สอง และสามครั้งสำหรับระดับที่สาม ไฟ LED สีน้ำเงินจะแสดงระดับความเร็วที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้งานบนพื้นผิวที่แข็งโดยตรง ใช้เฉพาะบนพื้นที่ปูพรมหรือแผ่นรองสำหรับออกกำลังกายเท่านั้น หากต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 3 วินาที อุปกรณ์จะปิดสนิทเมื่อไฟ LED ทั้งหมดดับลง อุปกรณ์จะปิดหลังการใช้งาน 10 นาที หากต้องการใช้งานต่อ ให้เปิดอุปกรณ์อีกครั้งและตั้งคาระดับที่ต้องการ

การชาร์จไฟ

ชาร์จนเต็มเป็นเวลาสองชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก หากต้องการชาร์จ ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบชาร์จและเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ผนัง ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่และบ่งบอกว่ากำลังชาร์จ ไฟ LED จะยังสว่างอยู่เมื่อชาร์จเต็มแล้วขณะที่เสียบอะแดปเตอร์ สามารถชาร์จอุปกรณ์ใหม่ได้ตลอดเวลาและทุกระดับแบตเตอรี่ ไม่แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่จนหมดถึงระดับไฟ LED สีแดง ชาร์จอุปกรณ์ให้เต็มทุกเดือนเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ดีที่สุด เวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยคือ 2 ชั่วโมงที่ระดับสามและนานกว่านั้นที่ระดับต่ำกว่า ขอแนะนำให้ปิดอุปกรณ์ในขณะที่ไม่ได้ใช้งานหรือระหว่างการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายระหว่างการเดินทาง

การทำความสะอาดและการจัดเก็บ


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องแล้วและไม่ได้เสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไว้ ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดพอหมาดและเช็ดทำความสะอาด Vyper Go ของคุณเบาๆ เก็บไว้ในที่สะอาด เย็นและแห้ง ห่างจากแสงแดดโดยตรงเมื่อไม่ใช้งาน

การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน HYPERICE

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแอปพลิเคชัน Hyperice ผ่าน Bluetooth® ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ สัญญาณ Bluetooth® ในโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่และอุปกรณ์ของคุณอยู่ในระยะใกล้กัน เลือกกิจกรรมภายในแอปพลิเคชัน Hyperice และหากแท็บ “สแกนหาอุปกรณ์” ปรากฏขึ้น เลือกอุปกรณ์ของคุณเมื่อป๊อปอัพขึ้นมาบนหน้าจอ HyperSmart™ จะเริ่มการทำงานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและปรับความเร็วและความแรงตามที่คุณได้เลือกไว้

ข้อมูลจำเพาะ

1. สัญลักษณ์แสดงความเร็ว
2. ปุ่มเปิด-ปิด/ตั้งค่าความเร็ว
3. ช่องเสียบสำหรับชาร์จ
4. สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ Bluetooth®
5. สัญลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่



อุปกรณ์ชาร์จ AC-DC: 100-240V - 50/60Hz 0.7A - 18.0V1.0A 18.0 W

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จซ้ำได้ 2550mAh

ความเร็ว: ระดับ 1 - 2200/37 เฮิร์ตซ์, ระดับ 2 - 2700/45 เฮิร์ตซ์, ระดับ 3 - 3200/53 เฮิร์ตซ์

น้ำหนัก: 2.5 ปอนด์ / 1.2 กก. (รวมอุปกรณ์ชาร์จ)

ออกแบบในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบในประเทศจีนโดยมีชิ้นส่วนจากประเทศจีนและเยอรมนี

การรับประกัน

หากภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำงานตามปกติเนื่องจากความบกพร่องในตำราวัสดุหรือฝีมือการผลิต บริษัท Hyperice Inc. จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่จำเป็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การรับประกันนี้ไม่รวมถึง:

- (ก) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภท การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือจากการขนส่ง
- (ข) อุปกรณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมโดยไม่ผ่านการอนุมัติของบริษัท
- (ค) อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ตามคำแนะนำในการดูแลอุปกรณ์ของ Hyperice
- (ง) ความเสียหายเกินกว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์
- (จ) การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบอันเนื่องมาจากสภาพการจัดเก็บและ/หรือการปกป้องที่ไม่เหมาะสมภายในสถานที่ของลูกค้า และ
- (ฉ) ไม่มีหลักฐานที่สามารถระบุวันที่ซื้อได้

บางรัฐหรือบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความเสียหาย ดังนั้น การจำกัดดังกล่าวข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ การรับประกันนี้รับประกันสิทธิ์ทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงและสิทธิ์อื่นๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละรัฐ บริการรับประกันนี้มีให้ผ่านนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท Hyperice Inc. และตัวแทนจำหน่ายระหว่างประเทศของ Hyperice ทั้งหมด หากคุณเป็นลูกค้า โปรดติดต่อหน่วยธุรกิจ Hyperice ที่เหมาะสม ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้โดยตรงเพื่อการรับประกันและขั้นตอนการอนุมัติส่งคืนผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้เริ่มต้นและดำเนินการโดยบริษัท Hyperice Inc.

hyperice.com

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการดังนี้
(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงชุดอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของกฎ FCC อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามมาตราที่ 15 ของกฎ FCC อุปกรณ์นี้สร้าง ไซ และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุได้ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลเสียต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดสัญญาณรบกวนขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรบกวนที่ส่งผลเสียต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสังเกตได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์นี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับบนวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามขีดจำกัดการสัมผัสรังสีที่กำหนดไว้โดย FCC/ISED สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุมและเป็นไปตามแนวทางการรับสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ของ FCC และ RSS-102 ของกฎการรับสัมผัสคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ของ ISED อุปกรณ์นี้มีพลังงานคลื่นความถี่วิทยุอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องมีการทดสอบอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR)



Hyperice, Inc., 525 Technology Drive, Suite 100, Irvine, California 92618 USA

Copyright 2021 © Hyperice, Inc. All rights reserved.

170-00155 Rev 1