

Vyper Go

EN Operating Instructions ES Instrucciones de uso

EN



TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, OR PROPERTY DAMAGE, THIS DEVICE MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING WARNINGS, CAUTIONS, AND SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - ORIGINAL INSTRUCTIONS

Read all instructions before using the Vyper Go. When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- A device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and any substance which may impair the flow of air.
- Never drop or insert any object into any device opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) devices are being used or where oxygen is being administered.
- Never operate on a soft surface where the air openings may be blocked.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Unplug the device after charging or prior to use.
- Use device only according to these Operating Instructions, also available on hyperice.com.
- Do not operate continuously for more than one hour. After one hour use, allow unit to rest for 30 minutes before re-using.
- Unplug the unit after charging or prior to use.
- Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat.
- Persons weighing above 250 lbs/113 kgs may damage or break the unit during normal intended use.
- This is not a toy. For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.
- For storage or travel, toggle power switch to OFF position.
- For household use only.
- Please do not use the Vyper Go, or any high-intensity vibration exercise device without first consulting with your doctor if any of the following apply: Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace-makers, recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we do advise you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contraindications as shown above. Practical experience has shown that integration of a vibrating fitness device into a treatment plan is beneficial in a number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or physiotherapist.

The Vyper Go is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the Vyper Go by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Vyper Go.

 The Vyper Go should only be charged with the double insulated, 18VDC Hyperice charger (model number MX24Z2-1801000) that was supplied with the device. Do not charge the Vyper Go overnight or leave the Vyper Go unattended when charging or in use.

The Vyper Go contains a battery which must be complied with safely at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.

CAUTION

- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 C or incinerate. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use an appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose an appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Vyper Go is a cutting-edge fitness device that uses pressure and high-intensity vibration to amplify the traditional foam rolling experience. It accelerates warmup and recovery, releases tension and tightness in the muscles, and helps to maintain full range of motion while promoting overall wellbeing and performance.

OPERATING

To turn on, press down on the power button for three seconds until LED lights illuminate. Press again once for speed level one, twice for speed level two and speed three times for level three. The blue LED lights will indicate the corresponding speed level. Do not use directly on a hard surface. Use only on a carpeted floor or a fitness mat. To turn off, press down on the power button for three seconds. The device is fully turned off when all the LED lights are off. The device will turn off after 10 minutes of use. To continue use, turn device on again and set to desired level.

CHARGING

Fully charge for two hours before first use. To charge, connect the adapter to the charging port and plug into wall outlet. LED lights will illuminate to show battery level and indicate active charging. LED lights will remain illuminated when fully charged while adapter is plugged in. Device may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level. Fully recharge the device monthly to best prolong battery life. The average run-time per charge is two hours at level three, and longer at lower levels. It is recommended to turn the device OFF while the it is not in use or during storage and travel.

CLEANING AND STORAGE


Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached. Use a damp, clean, cloth and gently wipe your Vyper Go. Store in a clean, cool, dry place, out of direct sunlight, when not in use. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

CONNECTING TO THE HYPERICE APP

To connect your device to the Hyperice App via Bluetooth® make sure that your device is turned on, Bluetooth® is turned on in your phone, and your device is within close proximity. Select a routine within the Hyperice App and if prompted tap "Scan for Devices." Select your device when it pops up on the screen. HyperSmart™ will automatically start your device and adjust the speed and intensity as you follow along with the routine.

SPECIFICATIONS

1. Speed level indicators
2. Power/speed setting button
3. Charging port
4. Bluetooth® connection indicator
5. Battery level indicators



AC-DC Charger: 100-240V - 50/60Hz 0.7A - 18.0V 1.0A 18.0 W

Rechargeable lithium ion battery 2550mAh

Charging temperature: 50° F - 113° F (10° C - 45° C)

Discharge temperature: 50° F - 113° F (10° C - 45° C)

Storage temperature: -13° F - 158° F (-25° C - 70° C)

Frequency: Level 1 - 2200/37 Hz, Level 2 - 2700/45 Hz, Level 3 - 3200/53 Hz

Weight: 2.5 lbs / 1.2 kg (including charger)

Designed in USA. Assembled in China with components from China and Germany.

Warranty

This product is covered by a limited warranty from Hyperice. Please visit hyperice.com/warranty to review the warranty in your country.

FOR MEXICO ONLY

- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge, unless such persons have been given supervision or training in the operation of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not use the devices as toys.
- The device must only be powered at the safety extra-low voltage indicated on the device.
- The device must only be used with the charger unit provided with the device.
- The battery must be removed from the device before disposal. The device must be disconnected from the charger when the battery is removed. The battery is removed for safe disposal.
- Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

ES



PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, ESTE DISPOSITIVO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: INSTRUCCIONES ORIGINALES

Lea todas las instrucciones antes de utilizar Vyper Go. Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desenchufe siempre el dispositivo de la toma eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- No toque un dispositivo que haya entrado en contacto con el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No lo use en la ducha ni en la bañera.
- No coloque ni guarde el dispositivo en un lugar desde donde pueda caerse a la bañera o al fregadero. No lo sumerja ni deje que entre en contacto con agua u otro líquido.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- Un dispositivo nunca debe dejarse sin supervisión cuando esté enchufado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de añadir o quitar piezas.
- No utilice el dispositivo debajo de una manta o una almohada. Podría calentarse en exceso y provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Utilice este dispositivo únicamente para el uso al que está destinado como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído, presenta daños o está mojado. Devuelva el dispositivo a un centro de servicio autorizado para su inspección y reparación.
- No utilice el cable de alimentación para transportarlo ni utilice el cable como un asa.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca utilice el dispositivo si las aberturas de ventilación están bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación limpias de pelusas, pelo u otras sustancias que puedan afectar al flujo de aire.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos por las aberturas del dispositivo.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- No ponga el dispositivo en funcionamiento en lugares donde se utilicen aerosoles (pulverizadores) ni donde se administre oxígeno.
- Nunca ponga el dispositivo en funcionamiento sobre superficies blandas donde las aberturas de ventilación podrían bloquearse.
- No retire los tornillos ni intente desarmarlo.
- Desenchufe el dispositivo después de cargarlo o antes de usarlo.
- Utilice el dispositivo únicamente según estas instrucciones de uso, también disponibles en hyperice.com.
- No utilice el dispositivo de forma continua durante más de una hora. Después de una hora de uso, deje la unidad reposar durante 30 minutos antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe la unidad después de cargarla o antes de usarla.
- No utilice el dispositivo directamente sobre una superficie dura. Úselo solamente sobre un suelo con alfombra o una esterilla para hacer ejercicio.
- Las personas que pesen más de 113 kg (250 lb) pueden dañar o romper la unidad durante el uso normal previsto.
- Este dispositivo no es un juguete. Solo para adultos. No lo utilice si tiene alguna lesión. Consulte con su médico antes de utilizar este producto.
- Coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado cuando almacene el dispositivo y durante los desplazamientos.
- No use Vyper Go ni otro dispositivo de ejercicio de vibración de alta intensidad sin consultar primero con su médico si se encuentra en alguna de las siguientes circunstancias: Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migrañas, hernia de disco, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis,

artroplastia reciente, tornillos o placas de metal, o cualquier otra situación que afecte a su estado físico. Los adultos en estado delicado y los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen un dispositivo de vibración. Estas contraindicaciones no quieren decir que no pueda utilizar un dispositivo de vibración o ejercicio, pero recomendamos que consulte a un médico antes de hacerlo. Se está llevando a cabo investigaciones sobre los efectos del ejercicio vibratorio en afecciones médicas específicas. Los resultados podrían reducir la lista de contraindicaciones mostrada anteriormente. La experiencia demuestra que la integración de un dispositivo de entrenamiento vibratorio en un plan de tratamiento es beneficiosa en casos determinados. Esto se debe llevar a cabo con el asesoramiento de un médico, un especialista o un fisioterapeuta.

Vyper Go solo se debe cargar con el cargador Hyperice de 18 V CC con doble aislamiento (número de modelo MX24Z2-1801000) que se suministra con el dispositivo. No cargue Vyper Go por la noche ni lo deje sin supervisión cuando se esté cargando o en uso.

Vyper Go incluye una batería que debe desecharse de forma segura en unas instalaciones adecuadas para el reciclaje o la eliminación de los residuos electrónicos.

PRECAUCIONES

- La batería que utiliza este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipula con cuidado. No la desmonte, caliente a más de 100 °C ni la incinere. Deseche la batería usada de inmediato. Manténgala fuera del alcance de los niños. No la desarme ni la arroje al fuego.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de levantar o transportar el aparato. Llevar el electrodoméstico con el dedo en el interruptor o energizar el electrodoméstico que tiene el interruptor encendido invita a los accidentes.
- Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.
- En condiciones abusivas, es posible que salga líquido de la batería; evitar el contacto. Si ocurre contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulte en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- No exponga un aparato al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Haga que el servicio sea realizado por una persona de reparación calificada usando solo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Vyper Go es un dispositivo de entrenamiento de vanguardia que utiliza presión y vibración de alta intensidad para amplificar la experiencia del rodillo tradicional de espuma. Acelera el calentamiento y la recuperación, libera la tensión y la rigidez de los músculos y ayuda a mantener un rango completo de movimiento, a la vez que mejora el bienestar y el rendimiento general.

FUNCIONAMIENTO

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos hasta que las luces LED se activen. Vuelva a pulsar una vez para seleccionar el nivel de velocidad uno, dos veces para el nivel de velocidad dos y tres veces para el nivel tres. Las luces LED azules indican el nivel de velocidad correspondiente. No utilice el dispositivo directamente sobre una superficie dura. Úselo solamente sobre un suelo con alfombra o una esterilla. Para apagarlo, pulse el botón de encendido durante tres segundos. El dispositivo se apaga completamente cuando todas las luces LED están apagadas. El dispositivo se apagará a los 10 minutos de uso. Para seguir usándolo, vuelva a encenderlo y ajuste el nivel deseado.

CARGA

Cargue el dispositivo completamente durante dos horas antes de usarlo por primera vez. Para cargarlo, conecte el adaptador al puerto de carga y enchúfelo a la toma de corriente. Las luces LED parpadean para mostrar el nivel de la batería e indicar que la carga está activa. Las luces LED permanecen encendidas cuando la carga se completa y el adaptador está enchufado. El dispositivo se puede recargar en cualquier momento y con cualquier nivel de batería. No se recomienda agotar completamente la batería hasta el nivel de LED rojo. Recargue el dispositivo por completo de forma mensual para prolongar la vida útil de la batería. El tiempo de funcionamiento medio por carga es de dos horas en el nivel tres y es superior en niveles de velocidad más bajos. Se recomienda apagar el dispositivo cuando no esté en uso o durante el almacenamiento y los desplazamientos.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO


Asegúrese de que la alimentación esté apagada y de que el cargador de la batería no esté conectado. Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar con cuidado el dispositivo Vyper Go. Cuando no esté en uso, almacénelo en un lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

CONEXIÓN A LA APLICACIÓN HYPERICE

Para conectar el dispositivo a la aplicación Hyperice mediante Bluetooth®, asegúrese de que esté encendido, el Bluetooth® del teléfono esté activado y el dispositivo se encuentre cerca. Seleccione una rutina en la aplicación Hyperice y, si se le solicita, presione "Scan for Devices" (Buscar dispositivos). Seleccione el dispositivo cuando aparezca en la pantalla. HyperSmart™ iniciará automáticamente el dispositivo y ajustará la velocidad y la intensidad a medida que avanza en la rutina.

ESPECIFICACIONES

1. Indicadores del nivel de velocidad
2. Botón de encendido/ajuste de velocidad
3. Puerto de carga
4. Indicador de la conexión Bluetooth®
5. Indicadores del nivel de batería



Adaptador de CA-CC: 100-240 V - 50/60 Hz 0,7 A - 18,0 V 1,0 A 18,0 W

Batería recargable de iones de litio de 2550 mAh

Temperatura de carga: 10° C - 45° C (50° F - 113° F)

Temperatura de descarga: 10° C - 45° C (50° F - 113° F)

Temperatura de almacenamiento: -25° C - 70° C (-13° F - 158° F)

Frecuencia: Nivel 1: 2200/37 Hz; nivel 2: 2700/45 Hz; nivel 3: 3200/53 Hz

Peso: 1,2 kg (2,5 lb) (cargador incluido)

Diseñado en EE. UU. Montado en China con componentes de China y Alemania.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía limitada de Hyperice. Visite hyperice.com/warranty para consultar la garantía correspondiente a su país.

SOLO PARA MÉXICO

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
- El aparato solo debe de alimentarse a la tensión extra-baja de seguridad indicada en el aparato.
- El aparato solo tiene que usarse con la unidad de alimentación proporcionada por el aparato.
- La batería debe retirarse del aparato antes de eliminarlo. El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retira la batería. La batería se retira para desecho de manera segura.
- La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

hyperice.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

