

Hypervolt Go 2

EN Operating Instructions ES Instrucciones de Uso

EN



TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, OR PROPERTY DAMAGE, THIS DEVICE MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING WARNINGS, CAUTIONS, AND SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - ORIGINAL INSTRUCTIONS



Read all instructions before using the Hypervolt Go 2.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- A device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, or any substance which may impair the flow of air.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) devices are being used or where oxygen is being administered.
- Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- Do not use device in close proximity to loose clothing or jewelry.
- Keep long hair away from device while in use.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. After one hour use, allow device to rest for 30 minutes before re-using.
- Unplug the device after charging or prior to use.
- Use device only according to Operating Instructions.
- When using the Hypervolt Go 2 use only on dry, clean surfaces of the body by lightly pressing and moving across the body for approximately sixty(60) seconds per region. The Hypervolt Go 2 should only be used on soft tissue areas of the body and should not be used on any hard or bony areas of the body, including the head. Please immediately stop use of the Hypervolt Go 2 upon experiencing any pain or discomfort, apart from light muscle soreness. Bruising can occur from use of the Hypervolt Go 2, regardless of the pressure setting, and if bruising does occur you should not use the Hypervolt Go 2 on the bruised area until the bruise is fully healed. Use of the Hypervolt Go 2 should also be avoided on all bruises, contusions, rashes or irritated or injured areas of the skin until they are fully healed. When using the Hypervolt Go 2 be sure to keep fingers, toes, hair, and other body parts away from the back of the attachment head to avoid pinching or hair entanglement.

 The Hypervolt Go 2 should only be charged with the double insulated, 18VDC Hyperice charger (model number MX24Z2-1801000) that was supplied with the device. Do not charge the Hypervolt Go 2 overnight or leave the Hypervolt Go 2 unattended when charging or in use.

Please do not use the Hypervolt Go 2, or any percussion device without first obtaining approval from your physician if any of the following apply:

- Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pacemakers, recent surgery or injury, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements or IUD, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any percussion or vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a percussion or vibration device but we advise that before doing so you consult your physician. Ongoing research is being done on the effects of percussion massage for specific medical disorders that may result in the shortening of the list of contraindications as shown above. The Hypervolt Go 2 is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the Hypervolt Go 2 by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the Hypervolt Go 2

The Hypervolt Go 2 contains a battery which must be complied with safely at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.

CAUTION

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100° C or incinerate. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

For household use only.

- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Recharge only with the charger specified by the manufacturer.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use an appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose an appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Hypervolt Go 2 is a handheld percussion massage device that delivers targeted pulses of pressure to care for muscles, relieve tension, provide a relaxing massage, accelerate warmup and recovery, and help maintain flexibility and range of motion.

Operating

Press down the power/speed button on the back of the device. Hold for two seconds until the battery level indicator (LED band) illuminates, then release. Your Hypervolt Go 2 is now ready for use. Choose your desired speed (1-3) by pressing the power/speed button once per speed. The white lights on the back will indicate speed setting. To power off, simply hold the power/speed button down for two seconds.

Changing head attachments


Only change attachments after speed setting is turned to off and head attachment stopped moving. To change head attachments, pull the existing head attachment straight out to remove and insert the desired head directly into the opening while pushing firmly. For the Fork head attachment align the tab on the fork with the groove on the opening and push firmly.

Charging

Fully charge battery for up to four hours before first use. To charge, connect the DC end of the supplied 18V charger to the charging port on the bottom of the handle and plug the charger into a wall outlet. The LED light band will pulsate to show battery level and indicate active charging. The LED light band colors correspond to the charge level ranging from red (low) to green (fully charged). Full charge is indicated when the LED band remains green and fully illuminated. Battery may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level. The average runtime is 2+ hours depending on speed level and pressure applied during use. It is recommended to turn the device OFF while it is not in use or during storage and travel.

Cleaning and storage

Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached. Use a damp, clean cloth and gently wipe your Hypervolt Go 2. Store in a clean, cool place, out of direct sunlight, when not in use. Any other servicing should be performed by an authorized service representative.



SPECIFICATIONS

1. Interchangeable head attachments (2)
2. Speed indicators (3)
3. ON / OFF power button and speed setting button
4. Handle
5. Battery level indicator (LED band)
6. Charging port

AC-DC Charger: 100-240V - 50/60Hz 0.7A - 18.0V 1.0A 18.0W

Rechargeable lithium ion battery 2500 mAh or 2550mAh

Frequency: Level 1 - 2200/36 Hz, Level 2 - 2750/45 Hz, Level 3 - 3200/53 Hz

Weight: 1.5 lbs/0.68 kg

Designed in USA. Assembled in China.

Temperature (operating): +41° F to +113° F [5° C to +45° C]

Temperature (storage): -13° F to +158° F [-25° C to +70° C]

WARRANTY

If within one year from the date of purchase, this device fails due to a defect in material or workmanship, Hyperice, Inc. will repair or replace the device, or necessary components, free of charge.

This warranty excludes:

- (a) damage caused by accident, abuse, mishandling, or transport;
- (b) devices subjected to unauthorized repair;
- (c) devices not used in accordance with Hyperice care instructions;
- (d) damage exceeding the cost of the device;
- (e) deterioration of the delivered device resulting from abnormal storage and/or safeguarding conditions on the client's premises, and
- (f) failure to provide the dated proof of purchase.

Some states and countries do not allow a limitation of damages, so the foregoing limitation may not apply to you. This warranty guarantees specific legal rights, and but other rights may vary from country to country and from state to state. This warranty service is available through the operating policies and procedures of Hyperice, Inc., and all Hyperice international distributors. If you are a client, please contact the appropriate Hyperice business entity, dealer, or retailer, from whom you directly purchased the device for warranty and return authorization procedures. This warranty is initiated and executed by Hyperice, Inc.

ES



PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, ESTE DISPOSITIVO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: INSTRUCCIONES ORIGINALES



Lea todas las instrucciones antes de utilizar Hypervolt Go 2.

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes:

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desenchufe siempre el dispositivo de la toma eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
- No toque un dispositivo que haya entrado en contacto con el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No lo use en la ducha ni en la bañera.
- No coloque ni guarde el dispositivo en un lugar desde donde pueda caerse a la bañera o al fregadero. No lo sumerja ni deje que entre en contacto con agua u otro líquido.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- Un dispositivo nunca debe dejarse sin supervisión cuando esté enchufado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de añadir o quitar piezas.
- No utilice el dispositivo debajo de una manta o una almohada. Podría calentarse en exceso y provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, así como por personas sin la experiencia ni los conocimientos necesarios siempre que hayan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva su uso.
- Utilice este dispositivo únicamente para el uso al que está destinado como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído, presenta daños o está mojado. Devuelva el dispositivo a un centro de servicio autorizado para su inspección y reparación.
- No utilice el cable de alimentación para transportarlo ni utilice el cable como un asa.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca utilice el dispositivo si las aberturas de ventilación están bloqueadas. Mantenga las aberturas de ventilación sin pelusas, pelo o sustancias que puedan afectar al flujo de aire.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos por las aberturas.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- No ponga el dispositivo en funcionamiento en lugares donde se utilicen aerosoles (pulverizadores) ni donde se administre oxígeno.
- Nunca ponga el dispositivo en funcionamiento sobre superficies blandas, como una cama o un sofá, donde las aberturas de ventilación podrían bloquearse.
- No utilice el dispositivo cerca de ropa holgada o joyas.
- Mantenga el cabello largo alejado del dispositivo mientras está en uso.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlo niños sin supervisión.
- No retire los tornillos ni intente desarmarlo.
- No utilice el dispositivo de forma continua durante más de una hora. Después de una hora de uso, deje el dispositivo reposar durante 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
- Desenchufe el dispositivo después de cargarlo o antes de usarlo.
- Utilice el dispositivo únicamente según las instrucciones de uso.
- Cuando utilice Hypervolt Go 2, hágalo solo sobre superficies secas y limpias del cuerpo presionando ligeramente y desplazándose por el cuerpo durante, aproximadamente, sesenta (60) segundos por zona. Hypervolt Go 2 solo debe utilizarse en zonas blandas del cuerpo y no se debe utilizar en áreas duras ni huesudas, incluida la cabeza. Interrumpa inmediatamente el uso de Hypervolt Go 2 si experimenta dolor o molestias, aparte de un ligero dolor muscular. Pueden aparecer hematomas como consecuencia del uso de Hypervolt Go 2, con independencia del ajuste de presión; si esto ocurre, no debe utilizar Hypervolt Go 2 en la zona del hematoma hasta que haya desaparecido por completo. También se debe evitar el uso de Hypervolt Go 2 en todas las zonas con hematomas, contusiones, erupciones o en las zonas con lesiones o irritaciones de la piel hasta que se hayan curado completamente. Cuando utilice Hypervolt Go 2, asegúrese de mantener los dedos de las manos y los pies, el cabello y otras partes del cuerpo lejos de la parte trasera del cabezal de acoplamiento para evitar pellizcos o que se enrede el cabello.

⚠  Hypervolt Go 2 solo se debe cargar con el cargador Hyperice de 18 V CC con doble aislamiento (número de modelo MX24Z2-1801000) que se suministra con el dispositivo. No cargue Hypervolt Go 2 por la noche ni lo deje sin supervisión cuando se esté cargando o esté en uso.

No use Hypervolt Go 2 ni ningún dispositivo de percusión sin haber recibido antes la aprobación del médico si se aplica alguna de las siguientes circunstancias:

- Embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño en la retina, uso de marcapasos, cirugía o lesión reciente, epilepsia o migrañas, hernia de disco, espondilolistesis, espondilolisis o espondilosis, artroplastia reciente, DIU, tornillos o placas de metal, o cualquier otra situación que afecte a su estado físico. Los adultos en estado delicado y los niños deben estar acompañados por un adulto cuando utilicen un dispositivo de percusión o vibración. Estas contraindicaciones no quieren decir que no pueda utilizar un dispositivo de

percusión o vibración, pero recomendamos que consulte a un médico antes de hacerlo. Se están llevando a cabo investigaciones sobre los efectos del masaje por percusión en trastornos médicos específicos y los resultados podrían reducir la lista de contraindicaciones tal como se muestra anteriormente.

Hypervolt Go 2 incluye una batería que debe desecharse de forma segura en unas instalaciones adecuadas para el reciclaje o la eliminación de los residuos electrónicos.

PRECAUCIÓN

La batería que utiliza este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o de quemadura química si no se manipula con cuidado. No la desmonte, caliente a más de 100 °C ni la incinere. Deseche la batería usada de inmediato. Manténgala fuera del alcance de los niños. No la desarme ni la arroje al fuego.

Solo para uso doméstico.

- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de levantar o transportar el aparato. Llevar el electrodoméstico con el dedo en el interruptor o energizar el electrodoméstico que tiene el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.
- En condiciones abusivas, se puede expulsar líquido de la batería; evitar el contacto. Si ocurre el contacto accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulte en fuego, explosión o riesgo de lesiones.
- No exponga un aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Haga que el servicio lo lleve a cabo un técnico calificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Hypervolt Go 2 es un dispositivo portátil de masaje por percusión que aplica pulsos de presión dirigidos para tratar los músculos, aliviar la tensión, proporcionar un masaje relajante, acelerar el calentamiento y la recuperación, y ayudar a mantener la flexibilidad y el rango de movimiento.

Funcionamiento

Pulse el botón de encendido/velocidad en la parte trasera del dispositivo. Manténgalo pulsado durante dos segundos hasta que el indicador del nivel de la batería (banda LED) se encienda y, a continuación, suéltelo. Hypervolt Go 2 ya está listo para su uso. Para seleccionar la velocidad deseada (1-3), pulse el botón de encendido/velocidad una vez por velocidad. Las luces blancas de la parte trasera

indican el ajuste de velocidad. Para apagarlo, simplemente mantenga pulsado el botón de encendido/velocidad durante dos segundos.

Cambio de los Accesorios del Cabezal


Cambie los accesorios únicamente después de apagar el ajuste de velocidad y una vez que el accesorio del cabezal haya dejado de moverse. Para cambiar los accesorios del cabezal, tire hacia fuera del accesorio del cabezal instalado para extraerlo e inserte el cabezal deseado directamente en la abertura presionando firmemente. Para el accesorio del cabezal de horquilla, alinee la pestaña de la horquilla con la ranura de la abertura y presione firmemente.

Carga

Cargue la batería completamente durante un máximo de cuatro horas antes del primer uso. Para cargarla, conecte el extremo de CC del cargador de 18 V suministrado al puerto de carga situado en la parte inferior del mango y enchufe el cargador a una toma de corriente. La banda de luz LED parpadea para mostrar el nivel de la batería e indicar que la carga está activa. Los colores de la banda de luz LED corresponden al nivel de carga y van del rojo (carga baja) al verde (carga completa). Cuando la banda LED se ilumina por completo en verde fijo indica que la batería está completamente cargada. La batería se puede recargar en cualquier momento y con cualquier nivel de batería. No se recomienda agotar completamente la batería hasta el nivel de LED rojo. El tiempo de funcionamiento medio es de un mínimo de 2 horas, según la velocidad y la presión aplicada durante el uso. Se recomienda apagar el dispositivo cuando no esté en uso o durante el almacenamiento y los desplazamientos.

Limpieza y Almacenamiento

Asegúrese de que la alimentación esté apagada y de que el cargador de la batería no esté conectado. Utilice un paño limpio y húmedo para limpiar con cuidado el dispositivo Hypervolt Go 2. Cuando no esté en uso, almacénalo en un lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.



Especificaciones

1. Accesorios del cabezal intercambiables (2)
2. Indicadores de velocidad (3)
3. Botón de encendido/apagado y ajuste de velocidad
4. Mango
5. Indicador del nivel de batería (banda LED)
6. Puerto de carga

Adaptador de CA-CC: 100-240 V - 50/60 Hz 0,7 A - 18,0 V 1,0 A 18,0W

Batería recargable de iones de litio de 2500 mAh o 2550 mAh

Frecuencia: nivel 1: 2200/36 Hz; nivel 2: 2750/45 Hz, nivel 3: 3200/53 Hz

Peso: 0,68 kg (1,5 lb)

Diseñado en EE. UU. Montado en China.

Temperatura (en funcionamiento): +41 ° F a 113 ° F [5 ° C a + 45 ° C]

Temperatura (almacenamiento): -13 ° F a + 158 ° F [-25 ° C a + 70 ° C]

GARANTÍA

Si en el plazo de un año desde la fecha de compra, el dispositivo falla debido a un defecto de materiales o mano de obra, Hyperice, Inc. reparará o reemplazará el dispositivo, o los componentes necesarios, de forma gratuita.

Esta garantía no incluye:

- (a) daños causados por accidente, abuso, uso inadecuado o transporte;
- (b) dispositivos sometidos a reparaciones no autorizadas;
- (c) dispositivos sometidos a un uso distinto del indicado en las instrucciones de cuidados de Hyperice;
- (d) daños que superen el coste del dispositivo;
- (e) deterioro del dispositivo entregado debido a unas condiciones inapropiadas de almacenamiento y/o protección en las instalaciones del cliente; y
- (f) casos en los que no se puede proporcionar el comprobante de compra con fecha.

Algunos estados y países no permiten la limitación de daños, por lo que la limitación antes mencionada podría no aplicarse a su caso. Esta garantía protege derechos legales específicos, pero otros derechos podrían variar según el país y el estado. Este servicio de garantía está disponible a través de las políticas y los procedimientos operativos de Hyperice, Inc. y todos los distribuidores internacionales de Hyperice. Si es cliente, póngase en contacto con la entidad comercial, el distribuidor o el minorista de Hyperice correspondiente a quien compró directamente el dispositivo para solicitar los procedimientos de autorización de garantía y devolución. Hyperice, Inc. inicia y hace efectiva esta garantía.

hyperice.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

