

Hypervolt Go 3

Hypervolt Go 3 筋膜枪
Hypervolt Go 3 筋膜槍
Hypervolt Go 3 Masajeador
Model: HVG3001

EN Operating Instructions

إرشادات التشغيل AR

BG Инструкции за експлоатация

CS Návod k použití

DA Betjeningsvejledning

DE Gebrauchsanweisung

EL Οδηγίες Λειτουργίας

ES-ES Instrucciones de uso

ET Kasutusjuhend

FI Käyttöohjeet

FR Mode d'emploi

הלעפּה תּוארור HE

HR Upute za uporabu

HU Használati útmutató

IT Istruzioni operative

JA 取扱説明書

KO 작동 지침

LT Valdymo Instrukcijos

MS Arahan Pengendalian

NL-NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT-PT Instruções de Operação

RO Instrucțiuni de utilizare

SK Návod na použitie

SL Navodila za uporabo

SV Bruksanvisning

TH คู่มือการใช้งาน

ZH-CN 操作说明

ZH-TW 操作說明

EN



TO REDUCE RISKS OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND PERSONAL INJURY, OR PROPERTY DAMAGE, THIS DEVICE MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING WARNINGS, CAUTIONS, AND SAFETY INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - ORIGINAL INSTRUCTIONS



When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following. Read all instructions before using the Hypervolt Go 3.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug this device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for a device that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- A device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has gotten wet. Return the device to a service center for examination and repair.
- Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, or any substance which may impair the flow of air.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) devices are being used or where oxygen is being administered.
- Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings

may be blocked.

- Do not use device in close proximity to loose clothing or jewelry.
- Keep long hair away from device while in use.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- Do not remove screws or attempt to disassemble.
- Do not operate continuously for more than one hour. After one hour use, allow device to rest for 30 minutes before re-using.
- Unplug the device after charging or prior to use.
- Use device only according to Operating Instructions.
- When using the Hypervolt Go 3 use only on dry, clean surfaces of the body by lightly pressing and moving across the body for approximately sixty(60) seconds per region. The Hypervolt Go 3 should only be used on soft tissue areas of the body and should not be used on any hard or bony areas of the body, including the head. Please immediately stop use of the Hypervolt Go 3 upon experiencing any pain or discomfort, apart from light muscle soreness. Bruising can occur from use of the Hypervolt Go 3, regardless of the pressure setting, and if bruising does occur you should not use the Hypervolt Go 3 on the bruised area until the bruise is fully healed. Use of the Hypervolt Go 3 should also be avoided on all bruises, contusions, rashes or irritated or injured areas of the skin until they are fully healed. When using the Hypervolt Go 3 be sure to keep fingers, toes, hair, and other body parts away from the back of the attachment head to avoid pinching or hair entanglement.
- The Hypervolt Go 3 should only be used on muscle tissue areas. The Hypervolt Go 3 should not be used on any hard or bony areas of the body, including the head and spine, the sides or front of the neck, the inner groin, or the back of the knee. Please immediately stop use of the Hypervolt Go 3 upon experiencing any pain or discomfort, apart from light muscle soreness. Bruising can occur from use of the Hypervolt Go 3 regardless of the pressure setting, and if bruising does occur you should not use the Hypervolt Go 3 on the bruised area until the bruise is fully healed. Use of the Hypervolt Go 3 should also be avoided on all bruises, contusions, rashes or irritated or injured areas of the skin until they are fully healed. When using the Hypervolt Go 3 be sure to keep fingers, toes, hair, and other body parts away from the back of the attachment head to avoid pinching or hair entanglement.

The Hypervolt Go 3 is intended to be charged with the Hyperice USB-C cord provided or by a 5V USB. Do not charge the Hypervolt Go 3 overnight or leave the Hypervolt Go 3 unattended when charging or in use. Use only with Listed/Certified ITE Power Supply. Do not use unapproved power source.

Please do not use the Hypervolt Go 3, or any percussion device without first obtaining approval from your physician if any of the following apply:

- Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pacemakers, recent surgery or injury, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylolysis, or spondylosis, recent joint replacements or IUD, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail individuals and children should be accompanied by an adult when using any percussion or vibration device. These contraindications do not mean that you are not able to use a percussion or vibration device but we advise that before doing so you consult your physician. Ongoing research is being done on the effects of percussion massage for specific medical disorders that may result in the shortening of the list of contraindications as shown above.
- Use appliances only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose an appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or

temperature above 130°C may cause explosion.

- Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.

The Hypervolt Go 3 contains a battery which must be complied with safely at an appropriate e-waste disposal or recycling facility.

CAUTION

For household and commercial use. The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 100° C or incinerate. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The Hypervolt Go 3 is a handheld percussion massage device that delivers targeted pulses of pressure to care for muscles, relieve tension, provide a relaxing massage, accelerate warm up and recovery, and help maintain flexibility and range of motion.

Operating

Turn your Hypervolt Go 3 ON by pressing and holding the power setting button for 0.5 seconds. Once your device is powered ON the battery level indicator (LED band) at the base of the handle will illuminate. Turn the encoder dial to change speeds (1-5). The lights will indicate the current speed. To power off, simply hold the power button down for 0.5 seconds.

Changing head attachments

Only change attachments after speed setting is turned to off and head attachment stopped moving. To change head attachments, pull the existing head attachment straight out to remove and insert the desired head directly into the opening while pushing firmly.

Charging

Fully charge battery for up to four hours before first use. To charge, connect the USB-C cord into the charging port on the bottom of the handle and plug the cord into a USB-A adapter. Then plug the adapter into the wall. The LED light band will pulsate to show battery level and indicate active charging. The LED light band colors correspond to the charge level ranging from red (low) to green (fully charged). Full charge is indicated when the LED band remains green and fully illuminated. Battery may be recharged at any time and at any battery level. It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level. The average runtime is 2+ hours depending on speed level and pressure applied during use. It is recommended to turn the device OFF while the device is not in use or during storage and travel.


Cleaning and storage

Make sure the power is OFF and the battery charger is not attached. Use a damp,

clean cloth and gently wipe your Hypervolt Go 3. Store in a clean, cool place, out of direct sunlight, when not in use.

Specifications

1. Interchangeable head attachments (2)
2. Digital speed dial
3. Speed indicators (5)
4. ON / OFF power button
5. Battery level indicator (LED band)
6. Charging port



5V --- 2A

Operating temperature: +32° F to +113° F [0° C to +40° C]

Storage temperature: -4° F to +158° F [-20° C to +60° C]

Charging temperature: +5°C to +40°C [+41°F to +104°F]

Rated Capacity: 7.2V 4250 mAh 30.6Wh

Frequency: Level 1 - 1500/25 Hz, Level 2 - 1750/29 Hz, Level 3 - 2000/33 Hz, Level 4 - 2250/38Hz, Level 5 - 2500/42Hz

Weight: 1.6 lbs/0.7 kg

Warranty

This product is covered by a limited warranty from Hyperice. Please visit hyperice.com/warranty to review the warranty in your country

Recycling

Please visit <https://hyperice.com/recycling> for information about recycling this packaging.



FOR MEXICO ONLY

- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge, unless such persons have been given supervision or training in the operation of the device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not use the devices as toys.
- The device must only be powered at the safety extra-low voltage indicated on the device.
- The battery must be removed from the device before disposal. The device must be disconnected from the charger when the battery is removed. The battery is removed for safe disposal.
- Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.



لتقليل مخاطر الصدمات الكهربائية والحرق والإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات، يجب استخدام هذا الجهاز وفقًا للتحذيرات والتنبيهات وإرشادات السلامة التالية.

إرشادات السلامة المهمة - الإرشادات الأصلية



اقرأ جميع الإرشادات قبل استخدام Hypervolt Go 3.

خطر

لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية:

- احرص دائمًا على فصل هذا الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي مباشرة بعد الاستخدام وقبل التنظيف.
- لا تمد يدك إلى جهاز سقط في الماء. افصل التيار في الحال.
- لا تستخدمه أثناء الاستحمام أو الاغتسال.
- لا تضع الجهاز ولا تخزنه حيث يمكن أن يسقط أو يتم سحبه داخل حوض الاستحمام أو الغسل. لا تضعه ولا تسقطه في الماء أو أي سائل آخر.

تحذير

- للحد من مخاطر الحروق أو الحرق أو الصدمات الكهربائية أو إصابة الأشخاص:
- يجب عدم ترك الجهاز دون رقابة أبدًا في حال توصيله بالتيار. عليك فصله عن مأخذ التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل تركيب الأجزاء أو فكها.
- لا تشغله تحت بطانية أو وسادة. فقد تحدث سخونة زائدة وتسبب حرقًا أو صدمة كهربائية أو إصابة الأشخاص.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات أو أكبر والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الحسية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا خضعوا للإشراف أو تم تزويدهم بالإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- لا تستخدم هذا الجهاز إلا للغرض المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم مرفقات غير تلك التي توصي بها الشركة المصنعة.
- لا تشغل هذا الجهاز أبدًا إذا كان به سلك أو قابس تالف، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا سقط أو تلف، أو إذا تعرض للبلل. أعد الجهاز إلى مركز خدمة لفحصه وإصلاحه.
- لا تحمل هذا الجهاز من سلك الإمداد بالطاقة ولا تستخدم السلك كمقبض.
- احفظ السلك بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
- لا تقم أبدًا بتشغيل الجهاز مع انسداد فتحات التهوية. حافظ على فتحات التهوية خالية من النسالة أو الشعر أو أي مادة قد تضعف تدفق الهواء.
- لا تسقط أو تدخل أي شيء في أي فتحة.
- لا تستخدمه خارج المنزل.
- لا تشغله في مكان تُستخدم فيه أجهزة الهباء الجوي (الرش) أو حيث يتم استنشاق الأكسجين.
- لا تشغل الجهاز أبدًا على سطح ناعم مثل السرير أو الأريكة حيث قد تكون فتحات التهوية مسدودة.

- لا تستخدم الجهاز على مقربة من الملابس الفضفاضة أو المحوهرات.
- احتفظ بالشعر الطويل بعيداً عن الجهاز أثناء الاستخدام.
- يجب ألا يتولى الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته الصيانة الاعتيادية بدون إشراف.
- لا تقم بإزالة البراغى ولا تحاول تفكيك الجهاز.
- لا تشغيل الجهاز بشكل مستمر لأكثر من ساعة. بعد ساعة واحدة من الاستخدام، اترك الجهاز يرتاح لمدة 30 دقيقة قبل إعادة الاستخدام.
- افصل الجهاز عن التيار الكهربائي بعد الشحن أو قبل الاستخدام.
- لا تستخدم الجهاز إلا وفق إرشادات التشغيل.
- عند استخدام Hypervolt Go 3، استخدمه فقط على الأسطح الحافة والنظيفة من الجسم عن طريق الضغط برفق والتحرك عبر الجسم لمدة ستين (60) ثانية تقريباً لكل منطقة. يجب استخدام Hypervolt Go 3 فقط على مناطق الأنسجة الرخوة من الجسم ويجب عدم استخدامه في أي مناطق صلبة أو عظمية من الجسم، بما في ذلك الرأس. يُرجى التوقف فوراً عن استخدام Hypervolt Go 3 عند الشعور بأي ألم أو إزعاج. باستثناء وجع العضلات الخفيف. يمكن أن تحدث الكدمات من استخدام Hypervolt Go 3 بغض النظر عن إعداد الضغط، وإذا حدثت كدمات، فيجب عليك عدم استخدام Hypervolt Go 3 في المنطقة المصابة بالكدمات حتى تلتئم الكدمة تماماً. يجب أيضاً تجنب استخدام Hypervolt Go 3 على جميع الكدمات أو الرضوض أو الطفح الجلدي أو المناطق المتهيجة أو المصابة من الجلد حتى تلتئم تماماً. عند استخدام Hypervolt Go 3 تأكد من إبقاء أصابع اليدين والقدمين والشعر وأجزاء الجسم الأخرى بعيداً عن الجزء الخلفي من رأس المرفقات لتجنب
- يجب استخدام جهاز Hypervolt Go 3 فقط على مناطق الأنسجة العضلية. لا يجب استخدام Hypervolt Go 3 على أي مناطق صلبة أو عظمية من الجسم، بما في ذلك الرأس والعمود الفقري، وجوانب أو مقدمة الرقبة، والفخذ الداخلي، أو خلف الركبة. يرجى التوقف فوراً عن استخدام Hypervolt Go 3 في حال الشعور بأي ألم أو إزعاج. باستثناء ألم العضلات الخفيف. قد يحدث كدمات نتيجة استخدام Hypervolt Go 3 بغض النظر عن إعداد الضغط، وإذا ظهرت كدمة، فلا يجب استخدام الجهاز على المنطقة المصابة حتى تُشفى الكدمة تماماً. يجب أيضاً تجنب استخدام Hypervolt Go 3 على أي كدمات أو رضوض أو طفح جلدي أو مناطق متهيجة أو مصابة من الجلد حتى تلتئم بشكل كامل. عند استخدام Hypervolt Go 3، تأكد من إبقاء الأصابع وأصابع القدمين والشعر وأي أجزاء أخرى من الجسم بعيداً عن الجزء الخلفي لرأس الملحق لتجنب الانزلاق أو تشابك الشعر.
- القرص أو تشابك الشعر.
- تم تصميم Hypervolt Go 3 ليتم شحنه بسلك Hyperice USB-C المتوفر أو بواسطة USB بجهد 5 فولت. لا تشحن Hypervolt Go 3 طوال الليل أو تتركه دون رقابة أثناء الشحن أو الاستخدام. استخدمه فقط مع مصدر إمداد الطاقة ITE المرفق/المعتمد.
- يُرجى عدم استخدام Hypervolt Go 3، أو أي جهاز قرع، دون الحصول أولاً على موافقة من طبيبك إذا كان أي مما يلي ينطبق عليك:
- الحمل، أو مرض السكري المصحوب بمضاعفات مثل الاعتلال العصبي أو تلف الشبكية، أو ارتداء أجهزة تنظيم ضربات القلب، أو الحرجة أو الإصابة الحديثة، أو الصرع أو الصداع النصفي، أو الانزلاق الغضروفي، أو انزلاق الفقرات، أو انحلال الفقار، أو داء الفقار، أو استبدال المفاصل مؤخرًا أو اللولب، أو المسامير أو الشرائح المعدنية أو أي مخاوف بشأن صحتك البدنية. يجب أن يكون الأفراد والأطفال الضعفاء برفقة شخص بالغ عند استخدام أي جهاز قرع أو اهتزاز. لا تعني موانع الاستعمال هذه أنك غير قادر على استخدام جهاز قرع أو اهتزاز ولكننا ننصحك باستشارة طبيبك قبل القيام بذلك. يتم إجراء أبحاث متواصلة عن آثار التدليك بالقرع لاضطرابات طبية محددة، والتي قد تؤدي إلى تقصير قائمة موانع الاستعمال كما هو موضح أعلاه.
- في ظروف الاستخدام السيئة، قد يخرج سائل من البطارية؛ تجنب التلامس. إذا حدث التلامس عن طريق الخطأ، اشطف المنطقة بالماء. إذا لامس السائل العينين، اطلب المساعدة الطبية فوراً. السائل الخارج من البطارية قد يسبب تهيجاً أو حرقاً.
- لا تستخدم حزمة بطارية أو جهازاً تلقائياً أو معدلاً. البطاريات التالفة أو المعدلة قد تُظهر سلوكاً غير متوقع يؤدي إلى الحريق أو الانفجار أو خطر الإصابة.
- لا تعرض الجهاز للنار أو لدرجات حرارة مفرطة. التعرض للنار أو لدرجة حرارة أعلى من 130 درجة مئوية قد يؤدي إلى الانفجار.

- اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تقم بشحن الجهاز خارج نطاق درجات الحرارة المحددة في التعليمات. الشحن بطريقة غير صحيحة أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد قد يتلف البطارية ويزيد من خطر الحريق.
- يجب إجراء الصيانة بواسطة شخص مؤهل باستخدام قطع غيار مطابقة تمامًا. هذا يضمن الحفاظ على سلامة المنتج.
- لا تقم بتعديل أو محاولة إصلاح الجهاز إلا حسب ما هو مذكور في تعليمات الاستخدام والصيانة. يحتوي Hypervolt Go 3 على بطارية يجب التخلص منها بشكل آمن في منشأة مناسبة للتخلص من النفايات الإلكترونية أو إعادة تدويرها.

تنبيه

قد تشكل البطارية المستخدمة في هذا الجهاز خطر نشوب حريق أو حدوث حرق كيميائي إذا تم التعامل معها بطريقة خاطئة. لا تقدم على تفكيكها أو تسخينها لما يزيد عن 100 درجة مئوية ولا تحرقها. تخلص من البطارية المستعملة بشكل عاجل. احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تفككها ولا تتخلص منها بطرحها في النار.

احتفظ بهذه الإرشادات

Hypervolt Go 3 جهاز تدليك محمول يعمل بالقرع يوفر نبضات الضغط الموجهة للعناية بالعضلات، وتخفيف التشنج، وتوفير تدليك مريح، وتسريع الإحماء والتعافي، والمساعدة في الحفاظ على المرونة ونطاق الحركة.

التشغيل

قم بتشغيل Hypervolt Go 3 بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 0.5 ثانية. بمجرد تشغيل جهازك، سيضيء مؤشر مستوى البطارية (شريط LED) الموجود في قاعدة المقبض. أدر قرص السرعات الرقمي لتغيير السرعات (1-5). تشير الأضواء إلى السرعة الحالية. لإيقاف التشغيل، ما عليك سوى الضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 0.5 ثانية.

تغيير مرفقات الرأس

قم بتغيير المرفقات فقط بعد إيقاف تشغيل إعداد السرعة وتوقف مرفق الرأس عن الحركة. لتغيير مرفقات الرأس، اسحب مرفق الرأس الحالي للخارج بشكل مستقيم لإزالته وأدخل الرأس المطلوب مباشرة في الفتحة مع الدفع بقوة.

الشحن


اشحن البطارية بالكامل لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل الاستخدام لأول مرة. للشحن، قم بتوصيل سلك USB-C بمنفذ الشحن الموجود أسفل المقبض وقم بتوصيل السلك بمحول USB-A. ثم قم بتوصيل المحول بالناظ. يومض شريط إضاءة LED لإظهار مستوى البطارية والإشارة إلى أن الشحن نشط. تتوافق ألوان شريط إضاءة LED مع مستوى الشحن الذي يتراوح من الأحمر (منخفض) إلى الأخضر (مشحون بالكامل). يشار إلى الشحن الكامل عندما يظل شريط LED أخضر ومضاء بالكامل. يمكن إعادة شحن البطارية في أي وقت وعند أي مستوى من مستويات شحن البطارية. يوصى بعدم استنفاد البطارية بالكامل إلى مستوى LED الأحمر. متوسط وقت التشغيل هو 2+ ساعة حسب مستوى السرعة والضغط المطبق أثناء الاستخدام. يوصى بإيقاف تشغيل الجهاز أثناء عدم استخدام الجهاز أو أثناء التخزين والسفر.

التنظيف والتخزين

تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة وعدم توصيل شاحن البطارية. استخدم قطعة قماش مبللة ونظيفة وامسح Hypervolt Go 3 برفق. قم بتخزين الجهاز في مكان نظيف وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

المواصفات

1. مرفقات رأس قابلة للتبديل (2)
2. قرص السرعة الرقمي
3. مؤشرات السرعة (5)
4. زر تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة
5. مؤشر مستوى البطارية (شريط LED)
6. منفذ الشحن



5 فولت = 2 أمبير

درجة حرارة التشغيل: 0 إلى +45 درجة مئوية [32 إلى +113 درجة فهرنهايت]
 درجة حرارة التخزين: -20 إلى +60 درجة مئوية [-4 إلى +158 درجة فهرنهايت]
 درجة حرارة الشحن: من 5°C إلى 40°C [من 41°F إلى 104°F]
 السعة المقدرة: 7.2 فولت، 4250 مللي أمبير، 30.6 واط/ساعة
 التردد: المستوى 1 - 1500/25 هرتز، المستوى 2 - 1750/29 هرتز، المستوى 3 - 2000/33 هرتز،
 المستوى 4 - 2250/38 هرتز، المستوى 5 - 2500/42 هرتز
 الوزن: 0.7 كجم [1.6 رطل]

الضمان

يغطي هذا المنتج ضمان محدود من Hyperice. تفضل بزيارة hyperice.com/warranty لمراجعة الضمان في دولتك

إعادة التدوير

يرجى زيارة <https://hyperice.com/recycling> للحصول على معلومات عن إعادة تدوير هذه العبوة.

⚠ للمكسيك فقط

- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف أو اضطراب القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التدريب على تشغيل الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يستخدمون الأجهزة كألعاب.
- يجب تشغيل الجهاز فقط بجهود أمان منخفض للغاية موضح على الجهاز.
- يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه. يجب فصل الجهاز عن الشاحن عند إزالة البطارية. تتم إزالة البطارية للتخلص الآمن.
- يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

BG

ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ТОКОВ УДАР, ПОЖАР И ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ТОВА УСТРОЙСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ



Преди да използвате Hypervolt Go 3, прочетете всички инструкции.

ОПАСНОСТ

За да намалите риска от електрически удар:

- Винаги изключвайте това устройство от електрическия контакт веднага след употреба и преди почистване.
- Не посягайте към устройство, което е паднало във вода. Незабавно изключете от електрическата мрежа.
- Не използвайте във ваната или под душа.
- Не поставяйте и не съхранявайте устройството на места, където може да падне или да бъде издърпано във вана или мивка. Не потапяйте и не изпускайте във вода или друга течност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от изгаряния, пожар, електрически удар или нараняване на хора:

- Никога не оставяйте устройството без надзор, когато е включено в електрическата мрежа. Когато не използвате изделия или преди да слагате или сваляте части от него, го изключете от електрическата мрежа.
- Не го използвайте под одеяло или възглавница. Прекомерното нагряване може да доведе до пожар, токов удар или нараняване на хора.
- Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.
- Използвайте това устройство само по предназначение, както е описано в настоящото ръководство. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.

- Никога не използвайте това устройство, ако е с повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно, ако е било изпуснато или повредено, или ако е било намокрано. Върнете устройството в сервизен център за проверка и ремонт.
- Не носете устройството за хранящия кабел и не използвайте кабела като дръжка.
- Дръжте кабела далеч от нагорещени повърхности.
- Никога не използвайте устройството със запущени вентилационни отвори. Поддържайте вентилационните отвори свободни от власинки, косми или други вещества, които могат да нарушат въздушния поток.
- Никога не пускайте и не вкарвайте никакви предмети в отворите.
- Да не се използва на открито.
- Не използвайте устройството на места, на които се използват аерозолни продукти (спрейове) или където се подава кислород.
- Никога не работете върху мека повърхност, като например легло или диван, където вентилационните отвори могат да бъдат блокирани.
- Не използвайте устройството в непосредствена близост до широки дрехи или бижута.
- Дръжте дългата коса далеч от устройството по време на работа.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не развивайте винтовете и не се опитвайте да разглобявате уреда.
- Не използвайте уреда повече от един час без прекъсване. След едночасова употреба оставете устройството да почине за 30 минути, преди да го използвате отново.
- Изключете устройството от електрическата мрежа след зареждане или преди употреба.
- Използвайте устройството само в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Използвайте Hupervolt Go 3 само върху сухи и чисти повърхности на тялото, като леко натискате и движите по тялото в продължение на около шестдесет (60) секунди за дадена област. Hupervolt Go 3 трябва да се използва само върху меките тъкани на тялото и не трябва да се използва върху твърди или костни участъци на тялото, включително главата. Незабавно прекратете използването на Hupervolt Go 3 при поява на болка или дискомфорт, с изключение на леки мускулни болки. При използването на Hupervolt Go 3 може да се появят синини, независимо от настройката на натиска, и ако се появят синини, не трябва да използвате Hupervolt Go 3 върху натъртеното място, докато синината не изчезне напълно. Трябва да се избягва използването на Hupervolt Go 3 и върху натъртвания, контузии, обриви или раздразнени или наранени участъци от кожата, докато не бъдат напълно излекувани. Когато използвате Hupervolt Go 3, не забравяйте да държите пръстите на ръцете, краката, косата и други части на тялото далеч от задната част на главата на приставката, за да избегнете зацепване или заплитане на косата.
- Hupervolt Go 3 трябва да се използва само върху мускулна тъкан. Hupervolt Go 3 не трябва да се използва върху твърди или костни части на тялото, включително главата и гръбначния стълб, страните или предната част на врата, вътрешната част на слабините или задната част на коляното. Моля, незабавно прекратете използването на Hupervolt Go 3 при поява на болка или дискомфорт, с изключение на лека мускулна болезненост. Могат да се появят синини от използването на Hupervolt Go 3, независимо от нивото на натиск. Ако се появят синини, не използвайте Hupervolt Go 3 върху засегнатата зона, докато тя не се излекува напълно. Също така трябва да се избягва употребата на Hupervolt Go 3 върху всякакви синини, натъртвания, обриви или раздразнени или наранени участъци от кожата, докато не оздравеят напълно. При използване на Hupervolt Go 3 се уверете, че пръсти, пръсти на краката, коса и други части на тялото са далеч от задната част на

накрайника, за да се избегне прищипване или заплитане на коса.

Устройството Hypervolt Go 3 е предназначено да се зарежда с предоставения кабел Hyperice USB-C или с 5V USB. Не зареждайте Hypervolt Go 3 през нощта и не оставайте Hypervolt Go 3 без надзор, когато се зарежда или използва. Използвайте само с указано/сертифицирано хранване за ИТ оборудване.

Не използвайте Hypervolt Go 3 или друго ударно устройство, без да сте получили предварително одобрение от Вашия лекар, ако е налице някое от следните състояния:

- Бременност, диабет с усложнения, като невропатия или увреждане на ретината, носене на пейсмейкъри, скорошна операция или нараняване, епилепсия или мигрена, дискова херния, спондилолистеза, спондилолиза или спондилоза, скорошни смени на стави или вътрешматочна спирала, метални щифтове или пластини, както и каквито и да било притеснения относно физическото Ви здраве. Немоощните хора и децата трябва да бъдат придружавани от възрастен, когато използват ударно или вибрационно устройство. Тези противопоказания не означават, че не можете да използвате ударно или вибрационно устройство, но Ви съветваме преди да направите това да се консултирате с Вашия лекар. Провеждат се текущи изследвания върху ефектите от ударния масаж при специфични медицински заболявания, които могат да доведат до съкращаване на списъка с противопоказания, показан по-горе.
- Използвайте уредите само със специално предназначени батерийни пакети. Използването на други батерийни пакети може да създаде риск от нараняване и пожар.
- При неправилни условия на употреба, от батерията може да изтече течност – избягвайте контакт. Ако се получи случаен контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, незабавно потърсете медицинска помощ. Изтеклата течност може да причини раздразнение или изгаряния.
- Не използвайте батерияен пакет или уред, който е повреден или модифициран. Повредените или модифицирани батерии могат да се държат непредсказуемо, което може да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- Не излагайте уреда на огън или на прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130°C може да предизвика експлозия.
- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
- Ремонтьт трябва да се извършва от квалифициран техник, използващ само идентични резервни части. Това ще гарантира поддържането на безопасността на продукта.
- Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен ако това не е указано в инструкциите за употреба и поддръжка.

Hypervolt Go 3 съдържа батерия, която трябва да бъде изхвърлена безопасно в подходящо съоръжение за изхвърляне или рециклиране на електронни отпадъци.

ВНИМАНИЕ

Батерията, използвана в това устройство, може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне, ако се третира неправилно. Не разгласявайте, не нагрявайте над 100°C и не изгаряйте.

Изхвърлете използваната батерия незабавно. Дръжте далеч от деца. Не разглобявайте и не изхвърляйте в огън.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Hypervolt Go 3 е ръчен уред за ударен масаж, който осигурява насочени импулси на натиск за грижа за мускулите, облекчаване на напрежението, релаксиращ масаж, ускоряване на загарянето и възстановяването и подпомагане на поддържането на гъвкавостта и обхвата на движение.

Начин на работа

Включете Hypervolt Go 3, като натиснете и задържите бутона за захранването за 0,5 секунди. След като устройството е включено, индикаторът за нивото на батерията (светодиодната лента) в основата на дръжката ще светне. Завъртете диска за цифрово управление на скоростта, за да промените скоростите (1-5). Светлинните индикатори показват текущата скорост. За да изключите устройството, просто задържете бутона за захранване натиснат за 0,5 секунди.

Смяна на приставките

Сменяйте приставките само след като настройката на скоростта е в изключено положение и приставката е спряла да се движи. За да смените приставките, издърпайте съществуващата приставка директно напред, за да я извадите, и поставете желаната приставка директно в отвора, като натискате силно.

Зареждане


Заредете напълно батерията за не повече от четири часа преди първата употреба. За да заредите, свържете кабела USB-C към порта за зареждане в долната част на дръжката и включете кабела към USB-A адаптер. След това включете адаптера в стенния контакт. Светодиодната лента ще започне да пулсира, за да покаже нивото на батерията и да сигнализира, че се извършва зареждане. Цветовете на светодиодната лента съответстват на нивото на зареждане - от червено (ниско) до зелено (напълно заредено). Пълното зареждане се показва, когато светодиодната лента спре да мига и започне да свети непрекъснато в зелено. Батерията може да се зарежда по всяко време и при всяко ниво на батерията. Не се препоръчва пълното изтощаване на батерията до нивото на червения светодиод. Средната продължителност на работа е над 2 часа в зависимост от нивото на скоростта и натиска, прилаган по време на работа. Препоръчително е да изключвате устройството, когато то не се използва или по време на съхранение и пътуване.

Почистване и съхранение

Уверете се, че изделието е изключено и зарядното устройство не е свързано. Използвайте влажна, чиста кърпа и внимателно извършете Hypervolt Go 3. Съхранявайте на чисто, хладно място, без пряка слънчева светлина, когато не се използва.

Спецификации

1. Сменяеми приставки (2)
2. Диск за цифрово управление на скоростта
3. Индикатори за скоростта (5)
4. Бутон за захранване ON / OFF (Включено/Изключено)
5. Индикатор за нивото на батерията (светодиодна лента)
6. Порт за зареждане



5V --- 2A

Работна температура: +0°C до +45°C [+32°F до +113°F]

Температура при съхранение: -20°C до +60°C [-4°F до +158°F]

Зарядна температура: +5°C до +40°C [+41°F до +104°F]

Номинален капацитет: 7.2V, 4250 mAh, 30.6Wh

Честота: Ниво 1 - 1500/25 Hz, ниво 2 - 1750/29 Hz, ниво 3 - 2000/33 Hz, ниво 4 - 2250/38Hz, ниво 5 - 2500/42Hz

Тегло: 0,7 kg/1,6 фунта

Гаранция

Този продукт се покрива от ограничена гаранция от Hyperice. Моля, посетете hyperice.com/warranty, за да презгледате гаранцията във Вашата държава

Рециклиране

Моля, посетете <https://hyperice.com/recycling> за информация относно рециклирането на тази опаковка.



САМО ЗА МЕКСИКО

- Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени способности са различни или ограничени, или които нямат опит или познания, освен ако тези лица не са под наблюдение или са получили обучение за работа с устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не използват устройствата като играчка.
- Устройството трябва да се захранва само с безопасното свръхниско напрежение, посочено върху устройството.
- Батерията трябва да се извади от устройството преди изхвърляне. При изваждане на батерията устройството трябва да бъде изключено от зарядното устройство. Батерията се изважда за безопасно изхвърляне.
- Експлоатацията на това оборудване е предмет на следните две условия: (1) това оборудване или устройство не може да предизвиква вредни смущения и (2) това оборудване или устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да предизвикат нарушения работата на устройството.



KVŮLI SNÍŽENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU, ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU SE TOTO ZAŘÍZENÍ SMÍ POUŽÍVAT POUZE PŘI DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – ČESKÝ PŘEKLAD INSTRUKCÍ



Před používáním zařízení Hypervolt Go 3 si přečtěte veškeré pokyny.

NEBEZPEČÍ

Jak omezit riziko zásahu elektrickým proudem:

- Po použití a před čištěním zařízení vždy nejprve odpojte od elektrické zásuvky.
- Nevytahujte zařízení, které spadlo do vody. Okamžitě je odpojte od zdroje napájení.
- Nepoužívejte při koupání ani ve sprše.
- Zařízení neumísťujte ani neskladujte na místech, odkud by mohlo spadnout do vany nebo dřezu. Zařízení neumísťujte ani nevhazujte do vody ani jiné kapaliny.

VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, ohně, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Zařízení byste po připojení ke zdroji napájení nikdy neměli nechávat bez dozoru. Zařízení odpojte od zdroje napájení, pokud se nepoužívá a než připojíte nebo odpojíte jakékoli součástky.
- Neprovozujte pod polštářem ani příkrývkou. Mohlo by dojít k přílišnému zahřívání, které pak může vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí smí toto zařízení používat pouze za podmínky, že jsou pod dohledem nebo mají informace ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům.
- Toto zařízení používejte pouze k účelům popsáným v tomto návodu. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem.
- Toto zařízení nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud vám spadlo na zem, pokud došlo k jeho poškození nebo pokud je navlhle. Zařízení zanechte do servisního střediska, kde je zkontrolují a opraví.
- Zařízení nepřenášejte za napájecí kabel ani kabel nepoužívejte namísto rukojeti.
- Kabel držte dál od zahřátých povrchů.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, když jsou větrací otvory ucpané. Větrací otvory nesmí

- obsahovat žmolky, vlasy ani jiné látky, které mohou ovlivnit proudění vzduchu.
- Nikdy do otvorů nevhazujte ani nevkládejte jakékoliv předměty.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolová zařízení (spreje), ani na místech, kde se pracuje s kyslíkem.
- Nikdy zařízení nepoužívejte na měkkém povrchu, jako je postel nebo pohovka, kde může dojít k ucpání větracích otvorů.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti volného oblečení ani šperků.
- Dbejte na to, aby se do blízkosti zařízení nedostaly dlouhé vlasy.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Neodstraňujte šroubky ani se nepokoušejte zařízení rozebrat.
- Nepoužívejte zařízení více než jednu hodinu bez přestávky. Po jedné hodině používání umožněte zařízení 30minutovou přestávku.
- Před použitím nebo po nabití zařízení odpojte.
- Zařízení používejte pouze v souladu s návodem k použití.
- Hypervolt Go 3 používejte pouze na suchých, čistých površích těla, a to tak, že na něj lehce zatlačíte a pohybujete jím asi šedesát (60) sekund v jedné oblasti. Zařízení Hypervolt Go 3 se smí používat pouze na částech těla s měkkými tkáněmi a nemělo by se používat na tvrdých nebo kostnatých částech těla včetně hlavy. Pokud se vedle mírné bolesti svalů vyskytne výraznější bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě zařízení Hypervolt Go 3 přestaňte používat. Bez ohledu na nastavení tlaku může dojít při používání zařízení Hypervolt Go 3 tvorbě modřin. Pokud dojde k tvorbě modřin, neměli byste zařízení Hypervolt Go 3 používat na pohmožděnou oblast do doby, než se zahojí. Zařízení Hypervolt Go 3 byste neměli používat ani na modřinách, pohmožděninách, vyrážkách ani podrážděných či poraněných částech kůže, dokud se zcela nezahojí. Při používání zařízení Hypervolt Go 3 dbejte na to, aby se prsty na ruku a na nohu, vlasy a další části těla nedostaly do zadní části nástavce. Mohlo by dojít k přiskřípnutí nebo zamotání vlasů.
- Hypervolt Go 3 by měl být používán pouze na oblasti svalové tkáně. Hypervolt Go 3 by neměl být používán na žádné tvrdé nebo kostěné části těla, včetně hlavy a páteře, boků nebo přední části krku, vnitřní strany třísel nebo zadní části kolena. Při jakékoli bolesti nebo nepohodlí – s výjimkou mírné svalové únavy – prosím ihned přestaňte Hypervolt Go 3 používat. Při používání Hypervolt Go 3 může dojít k tvorbě modřin bez ohledu na nastavení tlaku. Pokud se modřiny objeví, neměli byste Hypervolt Go 3 používat na postižené místo, dokud se modřina zcela nezahojí. Používání Hypervolt Go 3 by se mělo také vyhnout na všech modřinách, zhmožděninách, vyrážkách nebo podrážděných či poraněných oblastech kůže, dokud nedojde k jejich úplnému zahojení. Při používání Hypervolt Go 3 dbejte na to, aby prsty, prsty na nohu, vlasy a jiné části těla byly mimo zadní část hlavice nástavce, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo zamotání vlasů.

Zařízení Hypervolt Go 3 je určeno k nabíjení s dodaným kabelem Hyperice USB-C nebo s 5V USB. Zařízení Hypervolt Go 3 nenabíjejte přes noc a během nabíjení nebo používání je nenechávejte bez dozoru. Používejte pouze zdroje nabíjení uvedené na seznamu nebo certifikované organizací ITE.

Nepoužívejte zařízení Hypervolt Go 3 konzultace s lékařem, pokud se u vás vyskytuje některý z následujících zdravotních problémů:

- Těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, užívání kardiostimulátoru, nedávná operace nebo úraz, epilepsie nebo migréna, výřez ploténky, spondylolistéza, spondylolýza, nedávná náhrada kloubu nebo zavedení nitroděložního tělíska, kovové čepy nebo destičky v těle, jakékoli pochybnosti ohledně fyzického zdraví. Zranitelné osoby a děti by měly být při používání masážních či vibračních zařízení pod dohledem dospělé osoby. Tyto kontraindikace neznamenaí, že nebudete moci masážní či vibrační zařízení používat, ale doporučujeme vám, abyste se nejprve poradili se svým lékařem. Účinky perkusní masáže na různé zdravotní problémy jsou předmětem výzkumu, a tak se výše uvedený seznam kontraindikací může v budoucnosti zkrátit.
- Používejte spotřebiče pouze s bateriovými balíčky určenými výhradně pro daný typ. Použití jiných bateriových balíčků může představovat riziko zranění nebo

požáru.

- Při nesprávném používání může z baterie unikat kapalina – zabraňte kontaktu. Pokud ke kontaktu dojde, omyjte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uniklá z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte bateriový balíček ani spotřebič, který je poškozený nebo upravený. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
- Nevystavujte spotřebič ohni ani nadměrným teplotám. Vystavení ohni nebo teplotě vyšší než 130 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo stanovený teplotní rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
- Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní technik s použitím totožných náhradních dílů. Tím se zajistí zachování bezpečnosti výrobku.
- Neprovádějte úpravy ani se nepokoušejte spotřebič opravovat, pokud to není uvedeno v návodu k použití a údržbě.

Zařízení Hypervolt Go 3 obsahuje akumulátor, se kterým je nutné zacházet bezpečně a zlikvidovat jej ve vhodném zařízení pro likvidaci nebo recyklaci elektronického odpadu.

UPOZORNĚNÍ

Při nesprávném zacházení se může akumulátor v tomto zařízení stát zdrojem rizika požáru nebo chemického poleptání. Nerozebírejte jej, nezahřívejte na teplotu překračující 100 °C a nevhazujte jej do ohně. Použitý akumulátor řádně zlikvidujte. Udržujte mimo dosah dětí. Nerozebírejte jej a nelikvidujte v ohni.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Zařízení Hypervolt Go 3 je ruční perkusní masážní zařízení, které aplikuje cílené tlakové impulzy, jejichž cílem je pečovat o svaly, uvolnit napětí, poskytnout relaxační masáže, urychlit rozcvičení a regenerace a pomoci s udržením flexibility a rozsahu pohybu.

Provoz

Zapněte zařízení Hypervolt Go 3 stisknutím a podržením tlačítka napájení na 0,5 sekundy. Jakmile se zařízení zapne, rozsvítí se kontrolka stavu akumulátoru (LED pásek) na základně rukojeti. Rychlosti (1–5) přepínáte digitálním přepínačem rychlosti. Kontrolky ukazují aktuální rychlost. Zařízení vypnete stisknutím tlačítka napájení na 0,5 sekundy.

Výměna nástavců

Nástavce měňte jediné poté, co je vypnuto nastavení rychlosti a nástavec se přestal pohybovat. Pokud chcete nástavce vyměnit, vytáhněte stávající nástavec. Vložte požadovaný nástavec přímo do otvoru a pevně ho tam zatlačte.

Nabíjení

Před prvním použitím akumulátor nabíjejte až čtyři hodiny do plného nabití. Pro nabití akumulátoru připojte kabel USB-C do nabíjecího portu na spodní straně rukojeti, poté kabel zapojte do nabíjecího adaptéru USB-A. Adaptér pak zapojte do zásuvky. LED pásek bude blikat – ukazuje tak úroveň nabití akumulátoru a aktivní nabíjení. Barvy světelného LED pásu odpovídají úrovni nabití v rozsahu od červené (málo nabití) po zelenou (plně nabití). Plné nabití poznáte tak, že LED pásek přestane blikat a bude svítit zeleně. Akumulátor lze dobít kdykoli a při libovolné úrovni nabití akumulátoru. Nedoporučujeme akumulátor vybitý zcela až do červené úrovně kontrolky LED. Průměrná provozní doba jsou více než 2 hodiny v závislosti na úrovni rychlosti a tlaku během používání. Doporučujeme vypnout zařízení, pokud ho


nepoužíváte a během skladování a cestování.

Čištění a skladování

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a že k němu není připojena nabíječka. Použijte vlhký, čistý hadřík a jemně Hypervolt Go 3 otřete. Pokud zařízení právě nepoužíváte, skladujte ho na čistém, chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

Specifikace

1. Vyměnitelné nástavce (2)
2. Digitální přepínač rychlosti
3. Indikátory rychlosti (5)
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení
5. Indikátor nabití akumulátoru (LED pásek)
6. Nabíjecí port



5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Provozní teplota: +0 °C až +45 °C [+32 °F až 113 °F]

Teplota skladování: -20 °C až +60 °C [-4 °F až +158 °F]

Teplota nabíjení: +5 °C až +40 °C [+41 °F až +104 °F]

Jmenovitá kapacita: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frekvence: Úroveň 1 – 1500/25 Hz, Úroveň 2 – 1750/29 Hz, Úroveň 3 – 2000/33 Hz,

Úroveň 4 – 2250/38 Hz, Úroveň 5 – 2500/42 Hz.

Hmotnost: 0,7 kg [1,6 lb]

Záruka

Na tento produkt se vztahuje omezená záruka společnosti Hyperice. Navštivte adresu hyperice.com/warranty a projděte si záruční podmínky platné pro vaši zemi.

Recyklace

Informace k recyklaci tohoto obalu najdete na adrese <https://hyperice.com/recycling>.

POUZE PRO MEXIKO

- Toto zařízení není určeno pro používání lidmi (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami, které nemají potřebné zkušenosti nebo znalosti, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba neposkytne pokyny ohledně používání tohoto zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Zařízení se smí nabíjet pouze s velmi nízkým napětím uvedeným na zařízení.
- Před likvidací je nutné ze zařízení vyjmout akumulátor. Při vyjímání akumulátoru musí být zařízení odpojené od nabíječky. Pro bezpečnou likvidaci je třeba vyjmout akumulátor.
- Provozování zařízení je podmíněno následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nebo přístroj nesmí působit škodlivé rušení a (2) toto zařízení nebo přístroj musí akceptovat jakékoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

DA



FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, BRAND, PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM SKAL DENNE ENHED ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE ADVARSLER, FORSİGTIGHEDSREGLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER.

VİGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER – OVERSAT BRUGSVEJLEDNING



Læs alle anvisninger, før du bruger Hypervolt Go 3.

FARE

Følg nedenstående anvisninger for at undgå risikoen for elektrisk stød:

- Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før rengøring.
- Saml ikke en enhed op, der er faldet ned i vand. Tag omgående stikket ud.
- Undgå brug i badet.
- Undgå at placere eller opbevare enheden på et sted, hvor den kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Undgå at placere enheden i vand eller at sprøjte vand eller andre væsker på den.

ADVARSEL

Følg nedenstående anvisninger for at reducere risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade:

- Efterlad aldrig en enhed uden opsyn, når den er tilsluttet strøm. Tag også stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug og før du sætter dele på eller tager dele af enheden.
- Brug ikke enheden under et tæppe eller en pude. Enheden kan overophede og forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i, hvordan man bruger apparatet på en sikker måde, og forstår de farer, som brugen indebærer.
- Brug kun denne enhed til dens tilsigtede brug som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke anbefales af producenten.
- Brug aldrig denne enhed, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, den ikke fungerer korrekt, den er blevet tabt eller beskadiget eller er blevet våd. Returner enheden til et servicecenter til undersøgelse og reparation.
- Undgå at bære denne enhed i ledningen eller at bruge ledningen som et håndtag.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Brug aldrig denne enhed, hvis ventilationsåbningerne er blokeret. Hold ventilationsåbningerne fri for støv, hår eller andre materialer, der kan forhindre luftgennemstrømningen.
- Pas på ikke at tabe eller indsætte nogen former for objekter ind i åbninger på enheden.
- Må ikke bruges udendørs.
- Må ikke bruges i områder, hvor der anvendes aerosole sprayflasker, eller hvor der tilføres ilt.

- Brug aldrig denne enhed på en blød overflade såsom en seng eller en sofa, hvor ventilationsåbningerne kan risikere at blive blokeret.
- Enheden må ikke bruges i nærheden af løsthængende tøj eller smykker.
- Sørg for at holde langt hår væk fra enheden, mens den er i brug.
- Rengøring og brugervejledning må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Undgå at fjerne skruer eller at forsøge at skille enheden ad.
- Enheden må ikke bruges kontinuerligt i mere end én time. Efter en times brug skal enheden hvile i 30 minutter, før den bruges igen.
- Træk enhedens stik ud efter opladning eller før brug.
- Brug kun enheden i henhold til betjeningsvejledningen.
- Hypervolt Go 3 må kun bruges på tørre og rene overflader af kroppen ved at påføre let tryk og flytte den hen over kroppen i ca. tres (60) sekunder for hvert område. Hypervolt Go 3 må kun bruges på områder af kroppen med blødt væv og må ikke bruges på hårde områder af kroppen eller føres hen over knogler, herunder kraniet. Stop omgående brugen af Hypervolt Go 3, hvis du oplever smerte eller ubehag ud over let muskelømhed. Uanset trykindstillingen kan der opstå blå mærker som følge af brugen af Hypervolt Go 3. Hvis du får blå mærker skal du undgå at bruge Hypervolt Go 3 på det berørte område, indtil mærkerne er helt væk. Undgå at bruge Hypervolt Go 3 på sår, skader, udslet eller irriterede eller beskadigede områder af huden, før de er helt hele. Når du bruger Hypervolt Go 3, skal du sørge for at holde fingre, tæer, hår og andre kropsdele væk fra bagsiden af tilbehørshovedet for at undgå, at kropsdele kommer i klemme, eller at håret vikler sig ind i enheden.
- Hypervolt Go 3 bør kun bruges på områder med muskelvæv. Hypervolt Go 3 må ikke bruges på hårde eller knoglede områder af kroppen, herunder hovedet og rygsøjlen, siderne eller forsiden af halsen, den indvendige lyske eller bagsiden af knæet. Stop venligst straks med at bruge Hypervolt Go 3, hvis du oplever smerte eller ubehag, bortset fra let muskelømhed. Der kan opstå blå mærker ved brug af Hypervolt Go 3, uanset hvilket trykniveau der anvendes. Hvis der opstår blå mærker, bør du ikke bruge Hypervolt Go 3 på det berørte område, før det er fuldstændigt helet. Brug af Hypervolt Go 3 bør også undgås på alle blå mærker, kontusioner, udslet eller irriterede eller skadede hudområder, indtil de er fuldt hele. Når du bruger Hypervolt Go 3, skal du sørge for at holde fingre, tæer, hår og andre kropsdele væk fra bagsiden af massagehovedet for at undgå klemeskader eller at håret filtrer sig ind.

Hypervolt Go 3 er beregnet til at blive opladet med Hyperice USB-C-ledningen, der følger med, eller med en USB-ledning på 5 V. Undgå at oplade Hypervolt Go 3 om natten eller at efterlade Hypervolt Go 3 uden opsyn, når den oplades eller er i brug. Må kun bruges med den angivne/certificerede ITE-strømforsyning.

Undgå at bruge Hypervolt Go 3 eller en anden slaganordning uden din læge har godkendt det på forhånd, hvis et af følgende gør sig gældende for dig:

- Graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropati eller nethindeskade, slid på pacemakere, nylig operation eller skade, epilepsi eller migræne, diskusprolaps, spondylolistese, spondylyse eller spondylose, nylige udskiftninger af led eller brug af spiral, metalstifter eller plader eller eventuelle bekymringer om din fysiske sundhed. Skrøbelige personer og børn bør være i selskab med en voksen, når de bruger slag- eller vibrationsanordninger. Disse kontraindikationer betyder ikke, at du ikke kan bruge en slag- eller vibrationsanordning, men vi råder dig til at spørge din læge først. Der forskes løbende i virkningerne af slagmassage ved specifikke medicinske lidelser, der muligvis kan føre til, at ovenstående liste med kontraindikationer bliver gjort kortere.
- Brug kun apparater med specifikt angivne batteripakker. Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.
- Under misbrug kan væske blive udstødt fra batteriet – undgå kontakt. Hvis kontakt opstår ved et uheld, skyl området med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, søg straks lægehjælp. Væske, der udstødes fra batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- Brug ikke en batteripakke eller et apparat, der er beskadiget eller modificeret.

Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og føre til brand, eksplosion eller risiko for personskade.

- Udsæt ikke apparatet for ild eller høje temperaturer. Eksponering for ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre eksplosion.
- Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke apparatet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning uden for det angivne temperaturområde kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
- Service skal udføres af en kvalificeret reparatør, der kun anvender identiske reservedele. Dette sikrer, at produktets sikkerhed opretholdes.
- Foretag ikke ændringer og forsøg ikke at reparere apparatet, medmindre det er angivet i brugs- og vedligeholdelsesvejledningen.

Hypervolt Go 3 indeholder batterier, der skal bortskaffes sikkert på passende indsamlingssteder til affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller et genbrugsanlæg.

FORSIGTIG

Batteriet som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt. Må ikke skilles ad. Må ikke opvarmes til over 100 °C eller brændes. Bortskaf omgående brugte batterier. Opbevares uden for børns rækkevidde. Batterier må ikke skilles ad og må ikke bortskaffes ved afbrænding.

GEM DENNE VEJLEDNING

Hypervolt Go 3 er en håndholdt slagmassageenhed, der leverer et målrettede trykpulse som plejer musklerne, lindrer spændinger, giver en afslappende massage, fremskynder opvarmning og restitution og hjælper med at opretholde smidigheden og bevægelsesområdet.

Drift

Tænd din Hypervolt Go 3 ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 0,5 sekund. Når din enhed er tændt, lyser indikatoren for batteriniveau (LED-båndet) i bunden af håndtaget. Drej den digitale hastighedsdrejeknap for at skifte mellem hastigheder (1-5). Lysene angiver den aktuelle hastighed. Sluk for enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 0,5 sekund.

Skift af hovedtilbehør

Du må kun skifte tilbehør, når hastighedsindstillingen er slukket, og hovedtilbehørets bevægelse er stoppet. Skift hovedtilbehøret ved at trække det aktuelle hovedtilbehør lige ud for at fjerne det. Sæt det ønskede hoved direkte ind i åbningen med et fast tryk.

Opladning


Oplad batteriet helt i op til fire timer inden første brug. Ved opladning skal du tilslutte USB-C-ledningen til opladningsporten i bunden af håndtaget og sætte ledningen i en USB-A-adapter. Sæt derefter adapteren ind i stikkontakten i væggen. LED-lyset blinker for at vise batteriniveauet og angive, at opladning er i gang. LED-lysbåndets farver angiver opladningsniveauet. Niveauet går fra rød (lavt batteriniveau) til grøn (fuldt opladet). Batteriet er helt opladet, når LED-båndet er helt grønt og forbliver tændt. Batteriet kan genoplades når som helst og ved et hvilket som helst batteriniveau. Det frarådes at aflade batteriet helt til det røde LED-niveau. Den gennemsnitlige brugstid er over 2 timer afhængigt af det hastighedsniveau og tryk, der anvendes under brug. Det anbefales at slukke for enheden, når den ikke er i brug eller under opbevaring og transport.

Rengøring og opbevaring

Sørg for, at enheden er slukket, og at batteriopladeren ikke er tilsluttet. Brug en fugtig, ren klud til forsigtigt at tørre Hypervolt Go 3 af. Opbevares på et rent og køligt sted uden direkte sollys, når den ikke bruges.

Specifikationer

1. Udskifteligt hovedtilbehør (2)
2. Digital hastighedsdrejeknap
3. Hastighedsindikatorer (5)
4. Tænd/sluk-knap
5. Indikator for batteriniveau (LED-bånd)
6. Opladningsport



5 V —= 2A

Driftstemperatur: 0 °C til +45 °C [+32 °F til 113 °F]

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +60 °C [-4 °F til +158 °F]

Opladningstemperatur: +5°C til +40°C [+41°F til +104°F]

Nominel kapacitet: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frekvens: Niveau 1 - 1500/25 Hz, Niveau 2 - 1750/29 Hz, Niveau 3 - 2000/33 Hz,

Niveau 4 - 2250/38 Hz, Niveau 5 - 2500/42 Hz

Vægt: 0,7 kg (1,6 lbs)

Garanti

Dette produkt er dækket af en begrænset garanti fra Hyperice.

Gå til hyperice.com/warranty for at gennemgå garantien i dit land.

Genanvendelse

Gå ind på <https://hyperice.com/recycling> for at læse mere om genanvendelse af denne emballage.



GÆLDER KUN FOR MEXICO

- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er anderledes eller reducerede, eller som mangler erfaring eller viden, medmindre sådanne personer er under opsyn eller har fået instruktioner i brugen af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke bruger enheden som legetøj.
- Enheden må kun forsynes med strøm ved den sikkerhedsmæssige lavspænding, der er angivet på enheden.
- Batteriet skal fjernes fra enheden før bortskaffelse. Enheden skal frakobles opladeren, når batteriet fjernes. Batteriet fjernes til sikker bortskaffelse.
- Betjening af dette udstyr er underlagt disse to betingelser: (1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette udstyr skal tolerere enhver form for interferens, herunder interferens, der kan påvirke driften.

DE



ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, BRAND, PERSONENVERLETZUNG ODER EIGENTUMSSCHÄDEN MUSS DIESES GERÄT IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN FOLGENDEN WARNUNGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSHINWEISEN VERWENDET WERDEN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - ORIGINALANLEITUNG



Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie den Hypervolt Go 3 verwenden.

GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts immer sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, wenn dieses ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder unter der Dusche.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen.

WARNUNG

Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kopfkissen. Es kann zu einer übermäßigen Erwärmung kommen, die Feuer, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen kann.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es nass geworden ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die

Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren oder anderen Substanzen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.

- Lassen Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen fallen und führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolgeräte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Betreiben Sie das Gerät niemals auf einer weichen Oberfläche wie einem Bett oder einer Couch, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von loser Kleidung oder Schmuck.
- Halten Sie während der Verwendung langes Haar vom Gerät fern.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde am Stück. Lassen Sie das Gerät nach einer Stunde Gebrauch 30 Minuten ruhen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Aufladen oder vor der Verwendung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Verwenden Sie den Hypervolt Go 3 nur auf trockenen, sauberen Körperoberflächen, indem Sie ihn leicht andrücken und etwa sechzig (60) Sekunden pro Region über den Körper bewegen. Der Hypervolt Go 3 sollte nur auf Weichteilgewebe des Körpers und nicht auf harten oder knöchernen Körperstellen, einschließlich des Kopfes, angewendet werden. Bitte stellen Sie die Verwendung des Hypervolt Go 3 sofort ein, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden verspüren, abgesehen von leichtem Muskelkater. Bei der Verwendung des Hypervolt Go 3 können unabhängig von der Druckeinstellung Blutergüsse auftreten. Wenn Blutergüsse auftreten, sollten Sie den Hypervolt Go 3 nicht auf der verletzten Stelle verwenden, bis der Bluterguss vollständig verheilt ist. Die Verwendung des Hypervolt Go 3 sollte auch bei allen Prellungen, Quetschungen, Ausschlägen oder gereizten oder verletzten Hautpartien vermieden werden, bis diese vollständig verheilt sind. Achten Sie bei der Verwendung des Hypervolt Go 3 darauf, dass Finger, Zehen, Haare und andere Körperteile nicht in die Nähe der Rückseite des Aufsatzkopfes gelangen, um ein Einklemmen oder Verheddern der Haare zu vermeiden.
- Der Hypervolt Go 3 sollte ausschließlich auf muskulären Gewebereichen verwendet werden. Der Hypervolt Go 3 darf nicht auf harten oder knöchernen Körperbereichen angewendet werden, einschließlich des Kopfes und der Wirbelsäule, den Seiten oder der Vorderseite des Halses, der inneren Leiste oder der Rückseite des Knies. Bitte stellen Sie die Verwendung des Hypervolt Go 3 sofort ein, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, ausgenommen leichte Muskelkater. Bei der Verwendung des Hypervolt Go 3 kann es unabhängig von der Druckeinstellung zu Blutergüssen kommen. Sollte ein Bluterguss auftreten, darf der Hypervolt Go 3 nicht auf der betroffenen Stelle angewendet werden, bis der Bluterguss vollständig verheilt ist. Auch die Anwendung auf allen Blutergüssen, Prellungen, Hautausschlägen oder gereizten oder verletzten Hautstellen sollte vermieden werden, bis diese vollständig abgeheilt sind. Achten Sie bei der Anwendung des Hypervolt Go 3 darauf, Finger, Zehen, Haare und andere Körperteile vom hinteren Teil des Aufsatzkopfes fernzuhalten, um ein Einklemmen oder Verheddern der Haare zu vermeiden.

Der Hypervolt Go 3 ist für das Aufladen mit dem mitgelieferten Hyperice USB-C-Kabel oder über einen 5V USB-Anschluss vorgesehen. Laden Sie den Hypervolt Go 3 nicht über Nacht auf und lassen Sie den Hypervolt Go 3 während des Ladevorgangs oder der Verwendung nicht unbeaufsichtigt. Nur mit einem gelisteten/zertifizierten ITE-Netzteil verwenden.

Es wird davon abgeraten, den Hypervolt Go 3 oder ein anderes Perkussionsgerät zu verwenden, ohne zuvor die Genehmigung Ihres Arztes einzuholen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder

Netzhautschäden, Tragen von Herzschrittmachern, kürzlich durchgeführte Operationen oder Verletzungen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen oder Spirale, Metallstifte oder -platten oder jegliche Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gebrechliche Personen und Kinder sollten von einem Erwachsenen begleitet werden, wenn sie ein Perkussions- oder Vibrationsgerät benutzen. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie nicht in der Lage sind, ein Perkussions- oder Vibrationsgerät zu verwenden, aber wir raten Ihnen, vorher Ihren Arzt zu konsultieren. Die Auswirkungen der Perkussionsmassage bei bestimmten medizinischen Erkrankungen werden derzeit erforscht, sodass die Liste der oben genannten Kontraindikationen möglicherweise verkürzt werden kann.

- Verwenden Sie Geräte nur mit ausdrücklich dafür vorgesehenen Akkupacks. Die Verwendung anderer Akkupacks kann ein Risiko von Verletzungen und Bränden darstellen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten – vermeiden Sie den Kontakt. Sollte es dennoch zu einem Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle mit Wasser. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Verwenden Sie keinen beschädigten oder veränderten Akkupack oder kein entsprechend beschädigtes oder verändertes Gerät. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuer noch übermäßiger Hitze aus. Eine Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann eine Explosion verursachen.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Gerät nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs kann den Akku beschädigen und das Brandrisiko erhöhen.
- Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung identischer Ersatzteile durchführen. Dies gewährleistet die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und versuchen Sie keine Reparaturen, außer wie in der Bedienungs- und Pflegeanleitung beschrieben.

Der Hypervolt Go 3 enthält einen Akku, der sicher in einer geeigneten Entsorgungs- oder Recyclinganlage für Elektroschrott entsorgt werden muss.

VORSICHT

Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko darstellen. Nicht zerlegen, über 100 °C erhitzen oder verbrennen. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus umgehend. Halten Sie sie von Kindern fern. Nicht zerlegen und nicht ins Feuer werfen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Der Hypervolt Go 3 ist ein tragbares Perkussionsmassagegerät, das gezielte Druckimpulse abgibt, um die Muskeln zu pflegen, Verspannungen zu lösen, eine entspannende Massage zu bieten, das Aufwärmen und die Regeneration zu beschleunigen und die Beweglichkeit und den Bewegungsumfang zu erhalten.

Betrieb

Schalten Sie Ihren Hypervolt Go 3 EIN, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt halten. Sobald Ihr Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Akkustandanzeige (LED-Band) an der Unterseite des Griffs auf. Verwenden Sie die

digitale Kurzwahl, um die Geschwindigkeit zu ändern (1-5). Die Lichter zeigen die aktuelle Geschwindigkeit an. Zum Ausschalten halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt.

Wechseln der Kopfaufsätze

Wechseln Sie Aufsätze nur, wenn die Geschwindigkeitseinstellung ausgeschaltet ist und sich der Kopfaufsatz nicht mehr bewegt. Um die Kopfaufsätze zu wechseln, ziehen Sie den vorhandenen Kopfaufsatz gerade heraus, um ihn zu entfernen, und setzen Sie den gewünschten Kopf direkt in die Öffnung ein, während Sie fest darauf drücken.

Aufladen


Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung bis zu vier Stunden lang vollständig auf. Schließen Sie zum Aufladen das USB-C-Kabel an den Ladeanschluss an der Unterseite des Griffs an und stecken Sie das Kabel in einen USB-A-Adapter. Stecken Sie dann den Adapter in die Steckdose. Das LED-Lichtband pulsiert, um den Akkustand und den aktiven Ladevorgang anzuzeigen. Die Farben des LED-Lichtbands entsprechen dem Ladezustand und reichen von Rot (niedrig) bis Grün (vollständig geladen). Eine vollständige Ladung wird angezeigt, wenn das LED-Band grün leuchtet und vollständig aufleuchtet. Der Akku kann jederzeit und bei jedem Akkustand aufgeladen werden. Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig bis zur roten LED-Anzeige zu entladen. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 2+ Stunden, je nach Geschwindigkeitsstufe und Druck, der während der Verwendung ausgeübt wird. Es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht verwendet wird oder während der Lagerung und auf Reisen.

Reinigung und Lagerung

Vergewissern Sie sich, dass der Strom ausgeschaltet und das Akkuladegerät nicht angeschlossen ist. Verwenden Sie ein feuchtes, sauberes Tuch und wischen Sie Ihren Hypervolt Go 3 vorsichtig ab. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, bewahren Sie es an einem sauberen, kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Technische Daten

1. Austauschbare Aufsätze (2)
2. Digitale Kurzwahl
3. Geschwindigkeitsanzeigen (5)
4. EIN-/AUS-Schalter
5. Akkustandanzeige (LED-Band)
6. Ladeanschluss



5 V — 2 A

Betriebstemperatur: 0 °C bis +45 °C [+32 °F bis +113 °F]

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C [-4 °F bis +158 °F]

Ladetemperatur: +5 °C bis +40 °C [+41 °F bis +104 °F]

Nennkapazität: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frequenz: Stufe 1 – 1.500/25 Hz, Stufe 2 – 1.750/29 Hz, Stufe 3 – 2.000/33 Hz, Stufe 4 – 2.250/38 Hz, Stufe 5 – 2.500/42 Hz

Gewicht: 0,7 kg (1,6 lbs)

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von Hyperice. Bitte besuchen Sie hyperice.com/warranty, um die Garantie in Ihrem Land zu überprüfen

Recycling

Es wird empfohlen, sich unter <https://hyperice.com/recycling> über die Möglichkeiten des Recyclings dieser Verpackung zu informieren.



NUR FÜR MEXIKO

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten unterschiedlich oder eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung oder Wissen mangelt, es sei denn, diese Personen wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der Bedienung des Geräts beaufsichtigt oder geschult.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie die Geräte nicht als Spielzeug verwenden.
- Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät angegebenen Sicherheitskleinspannung betrieben werden.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Das Gerät muss vom Ladegerät getrennt werden, wenn der Akku entfernt wird. Der Akku wird zur sicheren Entsorgung entfernt.
- Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät oder diese Vorrichtung darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät oder diese Vorrichtung muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

EL



ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΥΛΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ



Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής Hypervolt Go 3.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

- Αποσυνδέετε πάντα αυτήν τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα.
- Μην τη χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή μέσα σε ντουζιέρα.
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη. Μην τοποθετείτε ή βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τον περιορισμό του κινδύνου εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων:

- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
- Μη τη λειτουργείτε κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης υπερβολικής θέρμανσης και να γίνει αιτία πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.
- Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ αυτήν τη συσκευή εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει βραχεί. Επιστρέψτε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
- Μη μεταφέρετε αυτήν τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή.

- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φραγμένα ανοίγματα αέρα. Διατηρήστε τα ανοίγματα αέρα χωρίς χνούδια, τρίχες ή οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να επηρεάσει τη ροή του αέρα.
- Μη ρίχνετε ή εισάγετε ποτέ οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τη λειτουργείτε σε μέρη όπου χρησιμοποιούνται συσκευές αεροζόλ (φεκασμού) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Μην τη λειτουργείτε ποτέ σε μαλακή επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή καναπέ όπου μπορεί να είναι φραγμένα τα ανοίγματα αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.
- Κρατήστε τα μακριά μαλλιά σε απόσταση από τη συσκευή κατά τη χρήση.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφαιρείτε τις βίδες και μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή συνεχώς για περισσότερο από μία ώρα. Μετά από μία ώρα χρήσης, αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν την επαναχρησιμοποιήσετε.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη φόρτιση ή πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις Οδηγίες Λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Hypervolt Go 3, χρησιμοποιείτε την μόνο σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες του σώματος πιέζοντας ελαφρά και μετακινώντας το κατά μήκος του σώματος για περίπου εξήντα (60) δευτερόλεπτα ανά περιοχή. Η Hypervolt Go 3 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μαλακών ιστών του σώματος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκληρές ή οστέινες περιοχές του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού. Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής Hypervolt Go 3 αν νιώσετε πόνο ή ενόχληση, εκτός από ελαφρύ μυϊκό πόνο. Μώλωπες μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του Hypervolt Go 3, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση πίεσης, και εάν εμφανιστούν μώλωπες, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Hypervolt Go 3 στην περιοχή με μώλωπες μέχρι να επουλωθεί πλήρως ο μώλωπας. Η χρήση της συσκευής Hyperice Go 3 θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται σε κάθε είδους εσοχές, μώλωπες, εξανθήματα ή ερεθισμένες ή τραυματισμένες περιοχές του δέρματος μέχρι την πλήρη επουλώσή τους. Όταν χρησιμοποιείτε τη Hypervolt Go 3, φροντίστε να κρατάτε τα δάχτυλα των χεριών, τα δάχτυλα των ποδιών, τα μαλλιά και άλλα μέρη του σώματος μακριά από το πίσω μέρος της κεφαλής προσαρτήρησης για να αποφύγετε το μάγκωμα ή το μπλέξιμο των μαλλιών.
- Το Hypervolt Go 3 πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές με μυϊκό ιστό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σκληρές ή οστέινες περιοχές του σώματος, όπως το κεφάλι και η σπονδυλική στήλη, τα πλάινα ή το μπροστινό μέρος του λαιμού, η εσωτερική βουβωνική χώρα ή το πίσω μέρος του γονάτου. Παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα τη χρήση του Hypervolt Go 3 εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία, εκτός από ελαφρύ μυϊκό πιάσιμο. Μπορεί να προκληθούν μώλωπες από τη χρήση του Hypervolt Go 3 ανεξάρτητα από τη ρύθμιση πίεσης, και εάν εμφανιστούν, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην τραυματισμένη περιοχή μέχρι να επουλωθεί πλήρως. Η χρήση του Hypervolt Go 3 πρέπει επίσης να αποφεύγεται σε όλες τις μελανιές, εκχυμώσεις, εξανθήματα ή σε ερεθισμένες ή τραυματισμένες περιοχές του δέρματος μέχρι να επουλωθούν πλήρως. Κατά τη χρήση του Hypervolt Go 3, βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, τα μαλλιά και άλλα μέρη του σώματος κρατούνται μακριά από το πίσω μέρος της κεφαλής του εξαρτήματος για να αποφευχθεί το τσίμπημα ή το μπλέξιμο των μαλλιών.

Η Hypervolt Go 3 προορίζεται για φόρτιση με το καλώδιο Hyperice USB-C που παρέχεται ή μέσω USB 5 V. Μη φορτίζετε τη Hypervolt Go 3 κατά τη διάρκεια της νύχτας και μην αφήνετε τη Hypervolt Go 3 χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση ή τη χρήση. Χρησιμοποιήστε μόνο με καταχωρισμένο/πιστοποιημένο τροφοδοτικό ITE.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Hypervolt Go 3, ή οποιαδήποτε συσκευή κρούσης, χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει έγκριση από τον ιατρό σας σε περίπτωση που ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

- Έγκυμοσύνη, διαβήτης με επιπλοκές όπως νευροπάθεια ή βλάβη του αμφιβληστροειδούς, φθορά βηματοδοτών, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση ή τραυματισμό, επιληψία ή ημικρανίες, δισκοκήλη, σπονδυλολίση, σπονδυλόλυση ή σπονδύλωση, πρόσφατες αντικαταστάσεις αρθρώσεων ή σπινάλ, μεταλλικά καρφιά ή πλάκες ή τυχόν ανησυχίες για τη σωματική σας υγεία. Τα αδύναμα άτομα και τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε συσκευή κρούσης ή δόνησης. Αυτές οι αντενδείξεις δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή κρούσης ή δόνησης, αλλά σας συμβουλευόμαστε πριν το κάνετε αυτό να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Γίνεται συνεχής έρευνα σχετικά με τις επιδράσεις του κρουστικού μασάζ για συγκεκριμένες ιατρικές διαταραχές που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της λίστας των αντενδείξεων που εμφανίζονται παραπάνω.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές μόνο με συγκεκριμένα καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση άλλων τύπων μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού ή φωτιάς.
- Υπό καταχρηστικές συνθήκες, μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από την μπαταρία – αποφύγετε την επαφή. Αν υπάρξει τυχαία επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή συσκευές που είναι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες. Οι κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να συμπεριφερθούν απρόβλεπτα, προκαλώντας φωτιά, έκρηξη ή τραυματισμό.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασία άνω των 130°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε τη συσκευή εκτός του εύρους θερμοκρασίας που αναφέρεται στις οδηγίες. Η ακατάλληλη φόρτιση ή η φόρτιση σε θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.
- Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Αυτό διασφαλίζει τη διατήρηση της ασφάλειας του προϊόντος.
- Μην τροποποιείτε και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή, εκτός εάν αυτό αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Η Hypervolt Go 3 διαθέτει μια μπαταρία, η οποία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια σε κατάλληλη εγκατάσταση διάθεσης ή ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μπαταρία που χρησιμοποιείται σε αυτήν τη συσκευή μπορεί να παρουσιάσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή χημικού εγκαύματος, σε περίπτωση κακής χρήσης. Μην την αποσυναρμολογείτε, μην τη θερμαίνετε πάνω από 100°C και μην την αποθερώνετε. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία αμέσως. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά. Μην την αποσυναρμολογήσετε και μην την απορρίψετε στη φωτιά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η συσκευή Hypervolt Go 3 είναι μια φορητή κρουστική συσκευή μασάζ που παρέχει στοχευμένους παλμούς πίεσης στις γάμπες για τη φροντίδα των μυών, την ανακούφιση από την ένταση, την παροχή χαλαρωτικού μασάζ, την επιτάχυνση της προθέρμανσης και της αποκατάστασης, καθώς και τη διατήρηση της ευελιξίας και του εύρους κίνησης.

Λειτουργία

Ενεργοποιήστε τη Hypervolt Go 3 πατώντας παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης ισχύος για 0,5 δευτερόλεπτα. Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή σας, η ένδειξη επιπέδου μπαταρίας (Λωρίδα LED) στη βάση της λαβής θα ανάψει. Περιστρέψτε τον ψηφιακό επιλογέα ταχύτητας για να αλλάξετε ταχύτητες (1-5). Τα φώτα θα δείχνουν την τρέχουσα ταχύτητα. Για να την απενεργοποιήσετε, απλώς κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 0,5 δευτερόλεπτα.

Αλλαγή προσαρτημάτων κεφαλής

Αλλάξτε τα προσαρτήματα μόνο αφού έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση ταχύτητας και το προσάρτημα κεφαλής σταματήσει να κινείται. Για να αλλάξετε τα προσαρτήματα κεφαλής, τραβήξτε το υπάρχον προσάρτημα κεφαλής ίσια προς τα έξω για να αφαιρέσετε και εισαγάγετε την επιθυμητή κεφαλή απευθείας στο άνοιγμα ενώ πιέζετε σταθερά.

Φόρτιση


Φορτίστε πλήρως την μπαταρία για έως και τέσσερις ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Για φόρτιση, συνδέστε το καλώδιο USB-C στη θύρα φόρτισης στο κάτω μέρος της λαβής και συνδέστε το καλώδιο σε έναν προσαρμογέα USB-A. Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα τοίχου. Η ζώνη λυχνίας LED θα πάλ्लεται για να δείξει το επίπεδο της μπαταρίας και να υποδείξει την ενεργή φόρτιση. Τα χρώματα της ζώνης λυχνίας LED αντιστοιχούν στο επίπεδο φόρτισης που κυμαίνεται από κόκκινο (χαμηλή) έως πράσινο (πλήρως φορτισμένη). Η πλήρης φόρτιση εμφανίζεται όταν η ζώνη λυχνίας LED σταματά να πάλ्लεται και παραμένει πράσινη και πλήρως αναμμένη. Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε επίπεδο μπαταρίας. Δεν συνιστάται η πλήρης εξάντληση της μπαταρίας μέχρι το κόκκινο επίπεδο LED. Ο μέσος χρόνος λειτουργίας είναι 2+ ώρες ανάλογα με το επίπεδο ταχύτητας και την πίεση που εφαρμόζεται κατά τη χρήση. Συνιστάται να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.

Καθαρισμός και αποθήκευση

Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς είναι απενεργοποιημένη και ότι ο φορτιστής της μπαταρίας δεν είναι συνδεδεμένος. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, καθαρό, πανί και σκουπίστε απαλά τη Hypervolt Go 3 σας. Να φυλάσσεται σε καθαρό, δροσερό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, όταν δεν χρησιμοποιείται.

Προδιαγραφές

1. Εναλλάξιμα προσαρτήματα κεφαλής (2)
2. Ψηφιακός επιλογέας ταχύτητας
3. Ενδείξεις ταχύτητας (5)
4. Κουμπί λειτουργίας ON/OFF
5. Θύρα φόρτισης (Ζώνη LED)
6. Θύρα φόρτισης



5 V $\pm$ 2 A

Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία: +0°C έως +45°C [+32°F έως 113°F]

Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση: -20°C έως +60°C [-4°F έως +158°F]

Θερμοκρασία φόρτισης: +5°C έως +40°C [+41°F έως +104°F]

Ονομαστική χωρητικότητα: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Συχνότητα: Επίπεδο 1 - 1500/25 Hz, Επίπεδο 2 - 1750/29 Hz, Επίπεδο 3 - 2000/33 Hz, Επίπεδο 4 - 2250/38 Hz, Επίπεδο 5 - 2500/42 Hz

Βάρος: 0,7 κιλά [1,6 lbs]

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση της Hyperice.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση

hyperice.com/warranty για να ελέγξετε την εγγύηση στη χώρα σας

Ανακύκλωση

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <https://hyperice.com/recycling> για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτής της συσκευασίας.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες είναι διαφορετικές ή μειωμένες ή που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν αυτά τα άτομα επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί στη λειτουργία της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούν τις συσκευές ως παιχνίδια.
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο με την εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν την απόρριψη. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από τον φορτιστή όταν αφαιρεθεί η μπαταρία. Η μπαταρία αφαιρείται για ασφαλή απόρριψη.
- Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτός ο εξοπλισμός ή συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτός ο εξοπλισμός ή συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ES-ES



PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES, ESTE DISPOSITIVO DEBE UTILIZARSE CONFORME A LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - INSTRUCCIONES ORIGINALES



Lea todas las instrucciones antes de utilizar el Hypervolt Go 3.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Desenchufe siempre este dispositivo de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
- No trate de coger un dispositivo que se haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- No lo utilice durante el baño o la ducha.
- No coloque ni guarde el dispositivo donde pueda caerse o resbalarse hacia una bañera o lavabo. No lo introduzca ni lo deje caer en agua u otro líquido.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- Un dispositivo nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma cuando no esté en uso y antes de colocar o quitar piezas.
- No lo utilice debajo de una manta o almohada. Si se calienta en exceso, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
- Este dispositivo lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimientos, siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los peligros que conlleva.
- Utilice este dispositivo únicamente para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice este dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha mojado. Lleve el dispositivo a un centro de asistencia técnica para que lo examinen y lo reparen.

- No sujete este dispositivo por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca utilice el dispositivo si los orificios de ventilación están obstruidos. Limpie los orificios de ventilación de pelusas, pelos o cualquier otra sustancia que pueda obstaculizar el flujo de aire.
- Nunca inserte ni deje caer ningún objeto en ningún orificio.
- No lo utilice en exteriores.
- No utilice el dispositivo en lugares donde se empleen aerosoles (en espray) o donde se administre oxígeno.
- Nunca utilice el dispositivo sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, ya que los orificios de ventilación podrían obstruirse.
- No utilice el dispositivo si lleva ropa suelta o joyas.
- Si tiene el cabello largo, manténgalo alejado del dispositivo mientras esté en uso.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No retire los tornillos ni intente desmontarlo.
- No lo utilice de forma continuada durante más de una hora. Después de una hora de uso, espere 30 minutos antes de volver a utilizar el dispositivo.
- Desenchufe el dispositivo después de cargarlo o antes de utilizarlo.
- Utilice el dispositivo únicamente según las instrucciones de funcionamiento.
- Cuando utilice el Hypervolt Go 3, hágalo únicamente sobre superficies secas y limpias del cuerpo, ejerciendo una ligera presión y realizando movimientos por todo el cuerpo durante aproximadamente sesenta (60) segundos por zona. El Hypervolt Go 3 solo debe utilizarse en zonas de tejido blando del cuerpo y no debe utilizarse en ninguna zona dura u ósea del cuerpo, incluida la cabeza. Interrumpa el uso del Hypervolt Go 3 de inmediato si presenta algún dolor o molestia, a excepción de un ligero dolor muscular. Se pueden producir hematomas a consecuencia del uso del Hypervolt Go 3, independientemente del ajuste de presión. En este caso, deberá interrumpir su uso en la zona magullada hasta que el hematoma haya desaparecido por completo. También debe evitarse el uso del Hypervolt Go 3 sobre hematomas, contusiones, erupciones o zonas irritadas de la piel hasta que estén completamente recuperadas. Cuando utilice el Hypervolt Go 3, asegúrese de mantener los dedos de las manos y los pies, el pelo y otras partes del cuerpo alejados de la parte posterior del cabezal accesorio para evitar pellizcos o que el pelo se enrede.
- El Hypervolt Go 3 debe usarse únicamente en zonas con tejido muscular. No debe utilizarse en áreas duras o óseas del cuerpo, incluyendo la cabeza y la columna vertebral, los lados o la parte frontal del cuello, la ingle interna o la parte posterior de la rodilla. Por favor, deje de usar el Hypervolt Go 3 de inmediato si experimenta algún dolor o molestia, aparte de una leve molestia muscular. Pueden producirse moretones con el uso del Hypervolt Go 3 independientemente del nivel de presión. Si aparece un moretón, no debe utilizar el Hypervolt Go 3 en esa zona hasta que el moretón se haya curado por completo. También debe evitarse el uso del Hypervolt Go 3 en cualquier hematoma, contusión, sarpullido o zona de la piel irritada o lesionada hasta que esté completamente curada. Al utilizar el Hypervolt Go 3, asegúrese de mantener los dedos, los dedos de los pies, el cabello y otras partes del cuerpo alejadas de la parte trasera del cabezal del accesorio para evitar pellizcos o enredos de cabello.

El Hypervolt Go 3 se ha diseñado para cargarse con el cable USB-C Hyperice suministrado o mediante un USB de 5 Vcc. No cargue el Hypervolt Go 3 durante la noche ni lo deje desatendido cuando se esté cargando o en uso. Utilice únicamente una fuente de alimentación ITE certificada.

No utilice el Hypervolt Go 3 ni ningún otro dispositivo de percusión sin la autorización previa de su médico si presenta alguna de las siguientes afecciones:

- embarazo, diabetes con complicaciones como neuropatía o daño retiniano, uso de marcapasos, cirugías o lesiones recientes, epilepsia o migrañas, hernias discales, espondilolistesis, espondilolisis, espondilosis, reemplazo articular o

DIU recientes, clavos o placas metálicas, o cualquier otro problema relacionado con su salud física. Los niños o personas frágiles deberán estar acompañados de un adulto cuando utilicen cualquier dispositivo de percusión o vibración.

Estas contraindicaciones no significan que no pueda utilizar un dispositivo de percusión o vibración, pero le aconsejamos que antes de hacerlo consulte a su médico. Se están llevando a cabo investigaciones sobre los efectos del masaje de percusión para trastornos médicos específicos que pueden dar lugar a la reducción de la lista de contraindicaciones que se muestra más arriba.

- Utilice los aparatos solo con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de otros tipos de baterías puede crear un riesgo de lesiones o incendio.
- En condiciones de uso indebido, puede expulsarse líquido de la batería; evite el contacto. Si ocurre contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además atención médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice un paquete de baterías ni un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de manera impredecible, lo que podría provocar incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- No exponga el aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar de manera incorrecta o fuera del rango de temperatura indicado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
- Haga que el mantenimiento lo realice una persona cualificada, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato, salvo que así se indique en las instrucciones de uso y mantenimiento.

El Hypervolt Go 3 contiene una batería que debe desecharse de forma segura en una planta de eliminación de residuos o reciclaje adecuada.

PRECAUCIÓN

La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si se trata de forma incorrecta. No la desmonte, caliente ni incinere a más de 100 °C. Deseche la batería usada de inmediato. Manténgala fuera del alcance de los niños. No la desmonte ni la deseche al fuego.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El Hypervolt Go 3 es un dispositivo de masaje por percusión portátil que emite impulsos de presión específicos para cuidar los músculos, aliviar la tensión, proporcionar un masaje relajante, acelerar el calentamiento y la recuperación, y ayudar a mantener la flexibilidad y la amplitud de movimiento.

Funcionamiento

Encienda el Hypervolt Go 3 manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 0,5 segundos. Una vez encendido el dispositivo, se iluminará el indicador de nivel de batería (banda LED) situado en la base de la empuñadura. Gire el selector digital de velocidad para cambiar las velocidades (1-5). Las luces indicarán la velocidad en la que se encuentra. Para apagarlo, simplemente mantenga

pulsado el botón de encendido/apagado durante 0,5 segundos.

Cambio de los accesorios del cabezal

Cambie los accesorios solo cuando haya desactivado el ajuste de velocidad y el accesorio del cabezal haya dejado de moverse. Para cambiar los accesorios del cabezal, tire del que esté colocado en ese momento para extraerlo e inserte el nuevo cabezal directamente en el orificio mientras presiona con firmeza.

Carga


Cargue completamente la batería durante un máximo de cuatro horas antes de su primer uso. Para cargarla, conecte el cable USB-C al puerto de carga de la parte inferior de la empuñadura y enchufe el cable en un adaptador USB-A. A continuación, enchufe el adaptador a la toma de corriente. La banda luminosa LED parpadeará para mostrar el nivel de la batería e indicar que la carga está activa. Los colores de la banda luminosa LED se corresponden con el nivel de carga, que va de rojo (baja) a verde (totalmente cargada). Cuando la banda LED permanece completamente iluminada en verde, indica que la carga está completa. La batería se puede recargar en cualquier momento y con cualquier nivel de batería. No se recomienda agotar completamente la batería hasta el nivel de LED rojo. El tiempo de funcionamiento medio es de más de 2 horas, dependiendo del nivel de velocidad y de la presión aplicada durante el uso. Se recomienda apagar el dispositivo cuando no esté en uso o durante su almacenamiento y transporte.

Limpieza y almacenamiento

Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y de que el cargador de la batería no esté conectado. Utilice un paño húmedo y limpio para limpiar con cuidado el Hypervolt Go 3. Guárdela en un lugar limpio y fresco, alejado de la luz solar directa cuando no esté en uso.

Especificaciones

1. Accesorios de cabezal intercambiables (2)
2. Selector digital de velocidad
3. Indicadores de velocidad (5)
4. Botón de encendido/apagado (ON/OFF)
5. Indicador de nivel de batería (banda LED)
6. Puerto de carga



5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +45 °C [de 32 °F a 113 °F]

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 60 °C [de -4 °F a 158 °F]

Temperatura de carga: +5 °C a +40 °C [+41 °F a +104 °F]

Capacidad nominal: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frecuencia: Nivel 1 - 1500/25 Hz; Nivel 2 - 1750/29 Hz; Nivel 3 - 2 000/33 Hz; Nivel 4 - 2 250/38Hz; Nivel 5 - 2 500/42 Hz

Peso: 0,7 kg [1,6 lbs]

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía limitada emitida por Hyperice.
Consulte la garantía de su país en hyperice.com/warranty.

Reciclaje

Visite <https://hyperice.com/recycling> para obtener información sobre el reciclaje de estos embalajes.

SOLO PARA MÉXICO

- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o reducidas, ni por quienes carezcan de la experiencia o los conocimientos, a menos que dichas personas hayan recibido supervisión o formación en el uso del dispositivo por parte de una persona responsable en materia de seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no utilicen los dispositivos como juguetes.
- El dispositivo solo debe alimentarse con la tensión mínima de seguridad indicada en el mismo.
- La batería debe retirarse del dispositivo antes de desecharlo. El dispositivo debe desconectarse del cargador cuando se retire la batería. La batería se retira para una eliminación segura.
- El funcionamiento de este equipo queda sujeto a estas dos condiciones:
(1) este equipo o dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA KEHAVIGASTUSTE VÕI VARAKAHJU OHU VÄHENDAMISEKS TULEB SEADET KASUTADA KOOSKÖLAS JÄRGMISTE HOIATUSTE, ETTEVAATUSABINÕUDE JA OHUTUSJUHISETEGA.

OLULISED OHUTUSJUHISED: ORIGINAALJUHEND



Enne toote Hypervolt Go 3 kasutamist lugege kogu juhend läbi.

OHT!

Elektrilöögiohu vähendamiseks toimige järgmiselt.

- Eraldage seade pistikupesast kohe pärast kasutamist ja enne puhastamist.
- Ärge püüdke vette kukkunud seadet käsitsi veest välja tõsta. Eraldage seade viivitusega vooluvõrgust.
- Ärge kasutage vannis ega duši all.
- Ärge pange seadet kohta, kust seda võidakse vanni või kraanikaussi tõmmata või kust see võiks vanni/kraanikaussi kukkuda, ega hoidke seadet sellises kohas. Ärge pange vette ega muusse vedelikku ega laske vedelikku kukkuda.

HOIATUS!

Põletuse, tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse riski vähendamiseks toimige järgmiselt.

- Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi järelevalveta jätta. Lahutage pistikupesast, kui seadet ei kasutata, ja enne osade paigaldamist või eemaldamist.
- Ärge kasutage teki ega padja all. See võib põhjustada liigset kuumenemist, mille tagajärjeks võib olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
- Seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel pole vajalikke teadmisi või kogemusi, eeldusel, et neid jälgitakse või neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud käesolevas juhendis. Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja pole soovitanud.
- Ärge kasutage kunagi seadet, mille juhe või pistik on katkine, mis ei tööta õigesti, mis on maha kukkunud või kahjustunud või mis on märjaks saanud. Viige seade kontrollimiseks ja parandamiseks teeninduskeskusesse.
- Ärge kandke seadet, hoides seda toitejuhtmest, ega kasutage juhet käepidemena.
- Ärge laske juhtmel puutuda kokku kuuma pinnaga.
- Ärge kunagi kasutage seadet blokeeritud õhuavadega. Hoidke õhuavad puhtad kiududest, karvadest või muust materjalist, mis võiks õhuvoolu takistada.
- Ärge kunagi pillake ega sisestage ühtegi eset avadesse.

- Ärge kasutage välitingimustes.
- Ärge kasutage keskkonnas, kus kasutatakse aerosoolseadmeid (pihustusseadmeid) või kus manustatakse hapnikku.
- Ärge kunagi töötaga pehmel pinnal, näiteks voodil või diivanil, kus õhuavad võivad olla blokeeritud.
- Ärge kasutage seadet lahtiste riiete või ehete vahetus läheduses.
- Hoidke pikad juuksed kasutamise ajal seadmest eemal.
- Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega teha kasutajahooldust.
- Ärge eemaldage kruvisid ega proovige seadet lahti võtta.
- Ärge kasutage järjest üle ühe tunni. Pärast ühetunnist kasutamist laske seadmel enne uuesti kasutamist 30 minutit seista.
- Pärast laadimist ja enne kasutamist eraldage seade vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendi kohaselt.
- Kasutage seadet Hypervolt Go 3 ainult kuivadel ja puhastel kehapiindadel, kergelt vajutades ja liigutades kehal umbes kuuskümmend (60) sekundit piirkonna kohta. Seadet Hypervolt Go 3 tohib kasutada ainult keha pehmete kudede piirkondades ja seda ei tohi kasutada kõvadel ega luistel kehapiirkondadel, sealhulgas peas. Valu või ebamugavustunde korral, välja arvatud kerge lihasvalu, lõpetage kohe seadme Hypervolt Go 3 kasutamine. Hypervolt Go 3 kasutamisel võivad olenemata rõhusättest tekkida verevalumid ja nende tekkimisel ei tohi te Hypervolt Go 3 verevalumiga alal kasutada enne, kui see on täielikult paranenud. Ärge kasutage seadet Hypervolt Go 3 verevalumiga, muljutud, lööbega, ärritunud ega vigastatud nahal enne, kui see pole täielikult paranenud. Hypervolt Go 3 kasutamisel hoidke sõrmed, varbad, juuksed ja muud kehaosad kinnituspea tagaosast eemal, et vältida muljumist või juuste vahelejäämist.
- Hypervolt Go 3 tuleks kasutada ainult lihaskoel. Hypervolt Go 3 ei tohi kasutada keha kõvadel või luistel aladel, sealhulgas peas ja lülisambal, kaela külgedel või ees, sisemisel kubemepiirkonnal ega põlve tagaosas. Palun lõpetage Hypervolt Go 3 kasutamine kohe, kui tunnete valu või ebamugavustunnet, välja arvatud kerge lihasvalu. Verevalumid võivad tekkida Hypervolt Go 3 kasutamisel sõltumata surveastmest. Kui verevalum tekib, ei tohi seadet kasutada sellel piirkonnal enne, kui verevalum on täielikult paranenud. Samuti tuleks vältida Hypervolt Go 3 kasutamist kõikidel verevalumitel, põrutustel, löövetel või ärritunud või vigastatud nahapiirkondadel, kuni need on täielikult paranenud. Hypervolt Go 3 kasutamisel veenduge, et sõrmed, varbad, juuksed ja muud kehaosad oleksid eemal otsiku tagumisest osast, et vältida näpistamist või juuste takerdumist.

Hypervolt Go 3 on mõeldud laadimiseks kaasasoleva Hyperice USB-C-juhtmega või 5 V USB-ga. Ärge laadige seadet Hypervolt Go 3 üleöö ega jätke seda laadimise või kasutamise ajal järelevalveta. Kasutage ainult koos ettenähtud/sertifitseeritud ITE-toiteallikaga.

Järgmistel juhtudel ärge kasutage seadet Hypervolt Go 3 ega ühtegi perkussiooniseadet ilma eelnevalt arstiga kooskõlastamata.

- Rasedus, diabeet komplikatsioonidega, nagu neuropaatia või võrkkesta kahjustus, südamestimulaatori kasutamine, hiljutine operatsioon või vigastus, epilepsia või migreenid, disk prolaps, spondülostees, spondülolüüs või spondüloos, hiljutine liigeseproteesi või emakasisesse vahendi paigaldamine, metallpoldide või -plaatide olemasolu või muud füüsilised probleemid. Nõrku isikuid ja lapsi peaks perkussiooni- või vibreeriva seadmete kasutamisel jälgima täiskasvanu. Need vastunäidustused ei tähenda, et te ei saa perkussiooniseadet või vibreerivat seadet kasutada, aga soovime enne seda pidada nõu arstiga. Praegu on pooleli uuringud, millega hinnatakse perkussioonimassaaži mõju teatavatele tervisehäiretele, ja selle tagajärjel võib ülalolev vastunäidustuste loetelu lüheneda.
- Kasutage seadmeid ainult spetsiaalselt ettenähtud akupakkidega. Muude akupakkide kasutamine võib põhjustada vigastuse või tulekahju ohu.
- Väärkasutuse korral võib akust eralduda vedelikku – vältige kokkupuudet. Kui kokkupuude siiski aset leiab, loputage piirkonda veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge viivitamatult arsti poole. Akust eralduv vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

- Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akupakki ega seadet. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastusi.
- Ärge jätke seadet tule või kõrge temperatuuri kätte. Kokkupuude tulega või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige seadet temperatuurivahemikus, mis on väljaspool juhistes määratud piire. Ebaõige laadimine või laadimine väljaspool määratud temperatuurivahemikku võib kahjustada akut ja suurendada tuleohtu riski.
- Laskuge hooldustööd teostada ainult kvalifitseeritud tehnikul, kes kasutab üksnes identseid varuosi. Nii tagatakse toote ohutuse säilimine.
- Ärge muutke ega proovige seadet parandada, välja arvatud juhul, kui kasutus- ja hooldusjuhised seda võimaldavad.

Seade Hypervolt Go 3 sisaldab akut, mis tuleb kõrvaldada nõuetekohaselt asjakohases elektroonikaromude kogumispunktis või jäätmekeskuses.

ETTEVAATUST!

Seadmes kasutatav aku võib väärkoheldmise korral põhjustada tulekahju või keemilise põletuse ohu. Ärge võtke seda lahti, kuumutage üle 100 °C ega põletage. Kõrvaldage kasutatud aku kasutuselt kohe. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Ärge demonteerige ega kõrvaldage põletades.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES

Hypervolt Go 3 on käeshoitav perkussioonmassaažiseade, mis annab sihitud surveimpulsse, et hooldada lihaseid, leevendada pinget, pakkuda lõõgastavat massaaži, kiirendada soojenemist või taastumist ning aidata säilitada painduvust ja liikumisulatust.

Kasutamine

Lülitage Hypervolt Go 3 SISSE, vajutades toitenuppu ja hoides seda 0,5 sekundit all. Kui teie seade on SISSE lülitatud, süttib käepideme allosas olev akutaseme näidik (LED-riba). Kiiruste (1–5) muutmiseks keerake digitaalset kiiruseketast. Tuled näitavad valitud kiirust. Väljalülitamiseks hoidke toitenuppu 0,5 sekundit all.

Peatarvikute vahetamine

Vahetage tarvikuid alles pärast seda, kui kiirusesäte on välja lülitatud ja peatarvik on seiskunud. Peatarvikute vahetamiseks tõmmake eemaldamiseks olemasolev peatarvik otse välja ja sisestage soovitud pea otse avasse, samal ajal kindlalt surudes.

Laadimine

Enne esimest kasutamist laadige aku täielikult täis kuni neli tundi. Laadimiseks ühendage USB-C-juhe käepideme allosas olevasse laadimisporti ja ühendage juhe USB-A-adapteriga. Seejärel ühendage adapter seinakontaktiga. LED-valgusriba vilgub, näidates aku laetustaset ja aktiivset laadimist. LED-valgusriba värvid vastavad laetustasemele punasest (madal) kuni roheliseni (täielikult laetud). Laadimine on lõppenud, kui LED-valgusriba lakkab vilkumast ja jääb täielikult roheliselt põlema. Akut saab laadida igal ajal ja aku mis tahes laetustasemel. Akut ei ole soovitatav täielikult tühendada punase LED-tule tasemeni. Keskmine tööaeg on üle 2 tunni, olenevalt kiiruse tasemest ja kasutamise ajal rakendatavast survest. Kui seadet ei kasutata või ladustamise ja reisimise ajal on soovitatav seade VÄLJA lülitada.


Puhastamine ja ladustamine

Veenduge, et seade oleks VÄLJA lülitatud ja akulaadur poleks ühendatud. Kasutage

niisket puhast lappi ja pühkige toodet Hypervolt Go 3 õrnalt. Hoidke seadet, mis pole kasutuses, puhtas jahedas kohas, mis pole otsese päikesevalguse käes.

Tehnilised andmed

1. Vahetatavad peatarvikud (2)
2. Digitaalne kiiruseketas
3. Kiirusenäidikud (5)
4. Toitenupp SISSE/VÄLJA
5. Akutaseme näidik (LED-riba)
6. Laadimisport



5 V --- 2 A

Töötemperatuur: 0 °C kuni +45 °C (+32 °F kuni 113 °F)

Ladustamistemperatuur: -20 °C kuni +60 °C (-4 °F kuni +158 °F)

Laadimistemperatuur: +5 °C kuni +40 °C (+41 °F kuni +104 °F)

Nimivõimsus: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Sagedus: 1. tase: 1500/25 Hz, 2. tase: 1750/29 Hz, 3. tase: 2000/33 Hz, 4. tase: 2250/38 Hz, 5. tase: 2500/42 Hz

Mass: 0,7 kg (1,6 naela)

Garantii

Seadmel on ettevõtte Hyperice piiratud garantii. Külastage oma riigis kehtiva garantii ülevaatamiseks aadressi hyperice.com/warranty.

Ringlussevõtt

Pakendi ringlussevõtmise kohta teabe saamiseks külastage internetiaadressi <https://hyperice.com/recycling>.



AINULT MEHHIKO KOHTA

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel on erinevad või piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neile taganud järelevalve või andnud juhised seadme kasutamise kohta.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Seadet tohib toita ainult seadmel näidatud ohutu ülimadala pingega.
- Enne utiliseerimist tuleb aku seadmest eemaldada. Aku eemaldamisel tuleb seade laaduri küljest lahutada. Aku eemaldatakse ohutuks kõrvaldamiseks.
- Kasutamisel tuleb järgida järgmist kahte tingimust: 1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke raadiohäireid ja 2) see seade peab taluma mis tahes raadiohäireid, sh selliseid, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid.

FI



SÄHKÖISKUN, TULIPALON SEKÄ HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINGOJEN VÄLTÄMISEKSI TÄTÄ LAITETTA ON KÄYTETTÄVÄ SEURAAVIEN VAROITUSTEN, HUOMIOIDEN JA TURVALLISUUSOHJEIDEN MUKAISESTI.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA – ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS



Lue kaikki ohjeet ennen Hypervolt Go 3 -laitteen käyttöä.

VAARA

Vähennä sähköiskun vaaraa toimimalla seuraavasti:

- Kytke laite irti pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.
- Älä nosta laitetta sen pudottua veteen. Kytke se välittömästi irti pistorasiasta.
- Älä käytä laitetta ollessasi kylvyssä tai suihkussa.
- Älä aseta laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi pudota tai joutua vedetyksi ammeeseen tai pesualtaaseen, äläkä säilytä sitä tällaisessa paikassa. Älä aseta tai pudota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

VAROITUS

Pienennä palovammojen, tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa toimimalla seuraavasti:

- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä pistorasiaan. Kytke laite irti pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ja ennen osien asentamista tai irrottamista.
- Älä käytä laitetta peiton tai tyynyn alla. Se voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.
- Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, vain, jos heitä valvotaan tai neuvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Käytä laitetta vain sen tässä käyttöoppaassa kuvailtuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi oikein tai jos se on pudonnut, vaurioitunut tai kastunut. Palauta laite huoltokeskukseen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
- Älä kanno laitetta virtajohdosta tai käytä johtoa kahvana.
- Pidä johto etäällä kuumenevista pinnoista.
- Älä käytä laitetta ilma-aukot peitettyinä. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, karvoista/hiuksista ja materiaaleista, jotka voivat estää ilmavirtauksen.
- Älä pudota tai laita aukkoihin mitään esineitä.

- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä käytä laitetta paikassa, jossa käytetään aerosolilaitteita (ruiskutuslaitteita) tai jossa annetaan happea.
- Älä koskaan käytä laitetta pehmeällä pinnalla – kuten sängyllä tai sohvalla – joka voi tukkia ilma-aukot.
- Älä käytä laitetta löysien vaatteiden tai korujen läheisyydessä.
- Pidä pitkät hiukset poissa laitteen läheisyydestä sen ollessa käytössä.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
- Älä poista ruuveja, äläkä yritä purkaa laitetta.
- Älä käytä laitetta yhtä tuntia kauempaa ilman taukoja. Kun laitetta on käytetty yksi tunti, pidä 30 minuutin tauko ennen käytön jatkamista.
- Kytke laite irti pistorasiasta lataamisen jälkeen tai ennen käyttöä.
- Käytä laitetta vain käyttöohjeiden mukaisesti.
- Käytä Hypervolt Go 3 -laitetta vain kuivilla ja puhtailla kehon pinnoilla painaen ja liikuttaen sitä kevyesti kehoa pitkin, noin kuusikymmentä (60) sekuntia aluetta kohden. Hypervolt Go 3 -laitetta saa käyttää vain kehon pehmeillä pinnoilla. Sitä ei saa käyttää kehon kovilla tai luisilla pinnoilla, pää mukaan lukien. Lopeta Hypervolt Go 3 -laitteen käyttö välittömästi, jos ilmenee kipua tai epämukavuutta, lievää lihaskipua lukuun ottamatta. Hypervolt Go 3 -laitteen käyttö voi aiheuttaa mustelmia paineasetuksesta riippumatta. Jos mustelmia ilmenee, Hypervolt Go 3 -laitetta ei saa käyttää mustelman alueella ennen kuin mustelma on täysin parantunut. Hypervolt Go 3 -laitteen käyttöä on vältettävä myös mustelmien, ruhjeiden, ihottumien tai ärtyneen tai vaurioituneen ihon kohdalla, kunnes vauriot ovat täysin parantuneet. Kun käytät Hypervolt Go 3 -laitetta, pidä sormet, varpaat, hiukset ja muut kehonosat poissa liitospään takaosasta, jotta vältetään puristuminen tai hiusten tarttuminen kiinni.
- Hypervolt Go 3 -laitetta tulisi käyttää vain lihaskudoksella. Hypervolt Go 3:ta ei saa käyttää kehon kovilla tai luullisilla alueilla, kuten päässä ja selkärangassa, kaulan sivuilla tai edessä, sisäreisissä tai polvitaipeessa. Lopeta Hypervolt Go 3:n käyttö välittömästi, jos tunnet kipua tai epämukavuutta, lukuun ottamatta lievää lihasarkuutta. Mustelmia voi syntyä Hypervolt Go 3:n käytöstä riippumatta paineasetuksesta. Jos mustelmia ilmenee, laitetta ei tule käyttää mustelma-alueella ennen kuin se on täysin parantunut. Hypervolt Go 3:n käyttöä tulee myös välttää kaikilla mustelmilla, ruhjeilla, ihottumilla tai ärtyneillä tai vaurioituneilla ihoalueilla, kunnes ne ovat täysin parantuneet. Käytettäessä Hypervolt Go 3 -laitetta varmista, että sormet, varpaat, hiukset ja muut kehon osat pidetään poissa kiinnitetävän pään takaosasta puristumisen tai hiusten sotkeutumisen välttämiseksi.

Hypervolt Go 3 on tarkoitettu ladattavaksi mukana toimitetulla Hyperice-USB-C-kaapelilla tai 5 V:n USB-kaapelilla. Älä lataa Hypervolt Go 3 -laitetta yön yli, äläkä jätä sitä latautumaan tai toimimaan ilman valvontaa. Käytä vain lueteltua/sertifioitua ITE-virtälähdettä.

Älä käytä Hypervolt Go 3 -laitetta tai muita koputuslaitteita hankkimatta ensin lääkärisi suostumusta, jos jokin seuraavista koskee sinua:

- raskaus; diabeettiset komplikaatiot, kuten neuropatia tai verkkokalvon vaurio; sydämentahdistimet, äskettäinen leikkaus tai vamma, epilepsia tai migreenit, välilevypullistumat; spondylolisteesi, spondylolyysi tai spondyloosi; äskettäiset tekonivelleikkaukset tai kierukat; metallinaulat tai levyt, tai muut fyysiseen terveyteesi liittyvät huolenaiheet. Aikuisen täytyy valvoa heikkokuntoisia henkilöitä ja lapsia käytettäessä koputus- tai värinälaitetta. Nämä vasta-aiheet eivät tarkoita, ettei voi käyttää koputus- tai värinälaitetta, mutta suosittelemme keskustelemaan ensin lääkärisi kanssa. Koputushieronnan vaikutuksia tiettyihin sairaustiloihin tutkitaan edelleen, mistä syystä yllä oleva luettelo vasta-aiheista saattaa supistua.
- Käytä laitteita vain erityisesti niille tarkoitetuilla akkupaketeilla. Muiden akkujen käyttö saattaa aiheuttaa loukkaantumisen tai palovaurion.
- Väärinkäyttötilanteissa akusta voi purkautua nestettä – vältä kosketusta. Jos kosketusta tapahtuu vahingossa, huuhtelee alue vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin. Akusta purkautuva neste voi aiheuttaa ärsytystä

tai palovammoja.

- Älä käytä vaurioitunutta tai muunnettua akkua tai laitetta. Vaurioituneet tai muunnetut akut voivat käyttäytyä arvaamattomasti, mikä voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai loukkaantumiseen.
- Älä altista laitetta tulelle tai liialliselle kuumuudelle. Altistuminen tulelle tai yli 130 °C lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Noudata kaikkia latausohjeita, äläkä lataa laitetta ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Virheellinen lataus tai lataus salitun lämpötila-alueen ulkopuolella voi vahingoittaa akkua ja lisätä palovaaraa.
- Anna huolto pätevän huoltohenkilön tehtäväksi käyttäen vain samanlaisia varaosia. Tämä varmistaa tuotteen turvallisuuden säilymisen.
- Älä muuta tai yritä korjata laitetta, ellei käyttö- ja huolto-ohjeissa toisin mainita.

Hypervolt Go 3 -laitteessa on akku, joka on hävitettävä turvallisesti asianmukaisella sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely- tai kierrätyslaitoksella.

HUOMIO

Laitteessa käytetty akku voi väärinkäytettynä aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman vaaran. Älä pura, kuumenna yli 100 °C lämpötilaan tai polta. Hävitä käytetty akku välittömästi. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Älä pura tai hävitä polttamalla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Hypervolt Go 3 on kädessä pidettävä koputushierontalaite, joka kohdistaa painepulsseja kehoon lihasten huoltamiseksi, jännityksen lievittämiseksi, rentouttavan hieronnan antamiseksi, lämmittelyn ja parantumisen nopeuttamiseksi ja notkeuden ja liikkuvuuden ylläpitämiseksi.

Käyttö

Käynnistä Hypervolt Go 3 pitämällä virtapainiketta painettuna 0,5 sekuntia. Kun laite käynnistyy, kädensijan juuressa oleva akun varauksen merkkivalo (LED-nauha) syttyy. Säädä digitaalista nopeuden valitsinta (1–5). Valot ilmaisevat senhetkisen nopeuden. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna 0,5 sekuntia.

Liitospään vaihtaminen

Vaihda liitospää vasta, kun nopeusasetus on kytketty pois päältä ja liitospää on pysähtynyt. Vaihda liitospää vetämällä senhetkistä liitospäätä suoraan niin, että se irtaoo, ja työntämällä haluttu liitospää suoraan aukkoon.

Lataaminen


Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Tämä vie enintään neljä tuntia. Lataa laite kytkemällä USB-C-kaapeli kädensijan pohjassa olevaan latausportiin ja kytkemällä kaapeli USB-A-sovittimeen. Kytke sovitin sitten pistorasiaan. Vilkkuva LED-valonauha ilmoittaa akun varaustason ja kertoo aktiivisesta lataamisesta. LED-valonauhan väri vastaa akun varaustasoa vaihdellen punaisesta (vähissä) vihreään (ladattu täyteen). LED-nauha palaa vihreänä, kun akku on ladattu täyteen. Akku voidaan ladata uudelleen milloin tahansa millä tahansa akun varaustasolla. Ei ole suositeltavaa antaa akun purkautua punaiseen LED-tasoon saakka. Käyttöaika on keskimäärin yli 2 tuntia ja riippuu käytönaikaisesta nopeustasosta ja kohdistetusta paineesta. On suositeltavaa sammuttaa laite, kun sitä ei käytetä sekä säilytyksen ja matkustamisen ajaksi.

Puhdistus ja säilytys

Varmista, että virta on kytketty OFF (POIS PÄÄLTÄ) -asentoon eikä akun laturi ole liitetty. Pyyhi Hypervolt Go 3 -laite varovasti kostealla, puhtaalla liinalla. Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä puhtaassa, viileässä paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta.

Tekniset tiedot

1. Vaihdettavat liitospäät (2)
2. Digitaalinen nopeuden valitsin
3. Nopeuden merkkivalot (5)
4. Virtapainike (ON/OFF)
5. Akun varauksen merkkivalo (LED-nauha)
6. Latausportti



5 V $\pm$ 2 A

Käyttölämpötila: 0 °C - +45 °C [+32 °F - +113 °F]

Säilytyslämpötila: -20 °C - +60 °C [-4 °F - +158 °F]

Latauslämpötila: +5 °C - +40 °C [+41 °F - +104 °F]

Nimelliskapasiteetti: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Taajuus: Taso 1 - 1 500/25 Hz, taso 2 - 1 750/29 Hz, taso 3 - 2 000/33 Hz, taso 4 - 2 250/38 Hz, taso 5 - 2 500/42 Hz

Paino: 0,7 kg / 1,6 lb

Takuu

Tähän tuotteeseen sovelletaan Hypericen rajoitettua takuuta. Katso maatasi koskeva takuu osoitteesta hyperice.com/warranty

Kierrätys

Katso tietoa tämän pakkauksen kierrättämisestä osoitteesta <https://hyperice.com/recycling>.



VAIN MEKSIKO

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (ml. lasten) käyttöön, joilla on alentunut tai erilainen fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky, tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä laitteen käytössä tai ole antanut heille laitteen käyttöön liittyvää koulutusta.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he käytä laitetta leluksi.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan siihen merkityllä erittäin pienellä suojajännitteellä.
- Akku on poistettava laitteesta ennen laitteen hävittämistä. Laite on irrotettava laturista, kun akku poistetaan. Akku on poistettava turvallista hävittämistä varten.
- Laitteen käyttö edellyttää seuraavaa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat vaikuttaa sen toimintaan ei-toivotulla tavalla.

FR



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE, DE DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS, CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX AVERTISSEMENTS, MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - INSTRUCTIONS D'ORIGINE



Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser Hypervolt Go 3.

DANGER

Afin de réduire le risque d'électrocution :

- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne saisissez pas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil pendant le bain ou sous la douche.
- Ne placez pas l'appareil ou ne le rangez pas dans un endroit où il risque de tomber ou d'être entraîné dans une baignoire ou un évier. Ne placez pas l'appareil ou ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans un autre liquide.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des dommages corporels.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il a été mouillé. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné et

réparé.

- Ne portez pas cet appareil par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon en guise de poignée.
- Éloignez le cordon des surfaces chaudes.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsque les ouvertures d'aération sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des peluches, des cheveux ou toute autre matière susceptible d'entraver la circulation de l'air.
- Ne laissez jamais tomber et n'insérez pas d'objet dans une ouverture.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où des aérosols (pulvérisation) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- N'utilisez jamais l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vêtements amples ou de bijoux.
- Éloignez les cheveux longs de l'appareil pendant son utilisation.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne retirez pas les vis et ne tentez pas de démonter l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus d'une heure. Après une heure d'utilisation, laissez l'appareil au repos pendant 30 minutes avant de le réutiliser.
- Débranchez l'appareil après l'avoir chargé ou avant de l'utiliser.
- N'utilisez l'appareil que conformément au mode d'emploi.
- Lorsque vous utilisez Hypervolt Go 3, utilisez-le uniquement sur des surfaces sèches et propres du corps en appuyant légèrement et en le déplaçant sur le corps pendant environ soixante (60) secondes par zone. Hypervolt Go 3 ne doit être utilisé que sur les zones de tissus mous du corps et ne doit pas être utilisé sur les zones dures ou osseuses, notamment la tête. Cessez immédiatement l'utilisation de Hypervolt Go 3 en cas de douleur ou de gêne, à part s'il s'agit de légères douleurs musculaires. Des ecchymoses peuvent apparaître lors de l'utilisation de l'Hypervolt Go 3, quel que soit le réglage de la pression. En cas d'ecchymoses, vous ne devez pas utiliser l'Hypervolt Go 3 sur la zone meurtrie avant que l'ecchymose ne soit complètement guérie. L'utilisation de l'Hypervolt Go 3 doit également être évitée sur toutes les ecchymoses, contusions, éruptions cutanées ou irritations ou lésions sur la peau avant qu'elles ne soient complètement guéries. Lorsque vous utilisez l'Hypervolt Go 3, veillez à garder les doigts, les orteils, les cheveux et les autres parties du corps éloignés de l'arrière de la tête de l'accessoire pour éviter de vous pincer ou d'emmêler vos cheveux.
- Le Hypervolt Go 3 doit être utilisé uniquement sur les zones de tissu musculaire. Le Hypervolt Go 3 ne doit pas être utilisé sur des zones dures ou osseuses du corps, y compris la tête et la colonne vertébrale, les côtés ou l'avant du cou, l'aîne interne ou l'arrière du genou. Veuillez cesser immédiatement l'utilisation du Hypervolt Go 3 dès que vous ressentez une douleur ou une gêne, à l'exception d'une légère courbature musculaire. Des ecchymoses peuvent survenir lors de l'utilisation du Hypervolt Go 3, quel que soit le réglage de la pression. Si une ecchymose apparaît, vous ne devez pas utiliser le Hypervolt Go 3 sur la zone concernée jusqu'à ce que l'ecchymose soit complètement guérie. L'utilisation du Hypervolt Go 3 doit également être évitée sur toutes les ecchymoses, contusions, éruptions cutanées ou zones de peau irritées ou blessées jusqu'à leur complète guérison. Lors de l'utilisation du Hypervolt Go 3, veillez à garder vos doigts, orteils, cheveux et autres parties du corps éloignés de l'arrière de la tête de l'accessoire afin d'éviter les pincements ou l'emmêlement des cheveux.

L'Hypervolt Go 3 est conçu pour être chargé avec le cordon USB-C Hyperice fourni ou par un port USB 5 V. Ne chargez pas l'appareil Hypervolt Go 3 pendant la nuit et ne le laissez pas sans surveillance lorsqu'il est en cours de chargement ou d'utilisation. Utilisez l'appareil uniquement avec une alimentation électrique ITE homologuée/certifiée.

Veillez ne pas utiliser l'appareil Hypervolt Go 3 ou tout autre appareil de massage

sans avoir obtenu au préalable l'approbation de votre médecin si l'une des situations suivantes s'applique :

- grossesse, diabète avec complications telles que neuropathie ou lésions rétinienues, port de stimulateur cardiaque, intervention chirurgicale ou blessure récente, épilepsie ou migraines, hernie discale, spondylolisthésis, spondylolyse, ou spondylose, arthroplasties récentes ou stérilet, broches ou plaques métalliques ou toute préoccupation concernant votre santé physique. Les personnes fragiles et les enfants doivent être accompagnés d'un adulte lorsqu'ils utilisent un appareil à percussion ou à vibration. Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser un appareil à percussion ou à vibration, mais nous vous conseillons de consulter votre médecin au préalable. Des recherches sont en cours sur les effets du massage à percussion dans le cas de troubles médicaux spécifiques, ce qui pourrait entraîner une réduction de la liste des contre-indications susmentionnées.
- N'utilisez les appareils qu'avec des blocs-batteries spécifiquement désignés. L'utilisation d'autres blocs-batteries peut entraîner un risque de blessure ou d'incendie.
- En cas de conditions d'utilisation abusives, un liquide peut être expulsé de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas un bloc-batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas un appareil au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
- Respectez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une recharge incorrecte ou en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
- Faites effectuer l'entretien par une personne qualifiée utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil sauf indication contraire dans les instructions d'utilisation et d'entretien.

L'appareil Hypervolt Go 3 contient une batterie qui doit être jetée en toute sécurité dans une station appropriée d'élimination ou de recyclage des déchets électroniques.

MISE EN GARDE

Pour usage domestique et commercial. La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvais traitement. Ne démontez pas, ne chauffez pas à plus de 100 °C et n'incinerez pas. Éliminez rapidement la batterie usagée. Tenez hors de la portée des enfants. Ne démontez pas l'appareil et ne le jetez pas au feu.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

L'Hypervolt Go 3 est un appareil de massage à percussion portatif qui délivre une pression ciblée pour soigner les muscles, soulager les tensions, fournir un

massage relaxant, accélérer l'échauffement et la récupération, et aider à maintenir la souplesse et l'amplitude des mouvements.

Utilisation

Allumez votre Hypervolt Go 3 en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant 0,5 seconde. Une fois votre appareil allumé, l'indicateur de niveau de batterie (bande LED) situé à la base de la poignée s'allume. Tournez le cadran de vitesse numérique pour modifier les vitesses (1 à 5). Les voyants indiquent la vitesse actuelle. Pour éteindre l'appareil, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 0,5 seconde.

Changement des accessoires de tête

Ne changez les accessoires qu'après avoir désactivé le réglage de la vitesse et arrêté le mouvement de l'accessoire de la tête. Pour changer les accessoires de tête, tirez l'accessoire existant pour le retirer et insérez la tête souhaitée directement dans l'ouverture tout en appuyant fermement.

Recharge


Rechargez complètement la batterie pendant environ quatre heures avant la première utilisation. Pour recharger, reliez le cordon USB-C au port de recharge sur le bas de la poignée et branchez le cordon sur un adaptateur USB-A. Branchez ensuite l'adaptateur sur la prise murale. La bande lumineuse à LED clignote pour indiquer le niveau de la batterie et la recharge en cours. Les couleurs de la bande lumineuse à LED correspondent au niveau de charge allant du rouge (faible) au vert (batterie entièrement chargée). La charge complète est indiquée lorsque la bande à LED reste verte et entièrement allumée. La batterie peut être rechargée à tout moment et à n'importe quel niveau de batterie. Il est déconseillé d'épuiser complètement la batterie jusqu'au niveau du voyant rouge. La durée moyenne d'utilisation est de plus de 2 heures, en fonction de la vitesse et de la pression exercée pendant l'utilisation. Il est recommandé de mettre l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant son stockage et son transport.

Nettoyage et stockage

Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le chargeur de batterie n'est pas branché. Utilisez un chiffon propre et humide et essuyez délicatement votre Hypervolt Go 3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit propre, frais et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Caractéristiques

1. Accessoires de tête interchangeables (2)
2. Cadran de vitesse numérique
3. Indicateurs de vitesse (5)
4. Bouton d'alimentation ON/OFF
5. Indicateur de niveau de batterie (bande à LED)
6. Port de recharge



5 V $\pm$ 2 A

Température de fonctionnement : +0 °C à +45 °C [+32 °F à +113 °F]

Température de stockage : -20 °C à +60 °C [-4 °F à +158 °F]

Température de charge : de +5°C à +40°C [de +41°F à +104°F]

Capacité nominale : 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Fréquence : Niveau 1 - 1500/25 Hz, niveau 2 - 1750/29 Hz, niveau 3 - 2000/33 Hz, niveau 4 - 2250/38 Hz, niveau 5 - 2500/42 Hz

Poids : 0,7 kg [1,6 lbs]

Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie limitée de Hyperice. Veuillez consulter hyperice.com/warranty pour prendre connaissance de la garantie dans votre pays

Recyclage

Consultez le site <https://hyperice.com/recycling> pour obtenir des informations sur le recyclage de cet emballage.



POUR LE MEXIQUE UNIQUEMENT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées ou réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes ne soient placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient été formées à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas les appareils comme des jouets.
- L'appareil ne doit être alimenté que par la très basse tension de sécurité indiquée sur l'appareil.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut. L'appareil doit être débranché du chargeur lorsque la batterie est retirée. La batterie est retirée pour être mise au rebut en toute sécurité.
- Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) le présent équipement ou appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

להפחתת הסיכון להתחשמלות, שרפה ופגיעה באדם או נזק לרכוש, יש להשתמש במכשיר זה בהתאם לאזהרות ולהוראות הבטיחות הבאות.



הוראות בטיחות חשובות – הוראות יצרן מקוריות



יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש ב-Hypervolt Go 3.

סכנה

להפחתת הסיכון להתחשמלות:

- יש לנתק תמיד את המכשיר משקע החשמל מייד לאחר השימוש ולפני הניקוי.
- אין לגעת במכשיר שנפל למים. יש לנתק אותו משקע החשמל מייד.
- אין להשתמש במכשיר במקלחת או באמבטיה.
- אין להניח את המכשיר או לאחסן אותו במקום שממנו הוא עלול ליפול או להיגרר לתוך אמבטיה או לכיור. אין להניח את המכשיר במים או להפיל אותו למים או לנוזל אחר.

אזהרה

להפחתת הסיכון לכוויות, שרפה, התחשמלות או פציעת אנשים:

- לעולם אין להשאיר מכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לחשמל. נתק את התקע משקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש, ולפני חיבור או הסרה של חלקים.
- אל תפעיל את המכשיר מתחת לשמיכה או לכרית. כתוצאה מכך יכולה להיגרם התחממות יתר שעלולה לגרום לשרפה, להתחשמלות או לפציעת אנשים.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או קיבלו הדרכה לגבי השימוש הבטוח במכשיר והם מבינים את הסיכונים שבשימוש בו.
- יש להשתמש במכשיר הזה רק לשימוש המיועד שלו כמתואר במדריך הזה. אין להשתמש באביזרים ותוספות שהיצרן לא המליץ עליהם.
- לעולם אין להשתמש במכשיר זה אם התקע או הכבל שלו פגומים, אם הוא אינו פועל כראוי, אם הוא נפל או ניזוק, או אם הוא נרטב. יש להחזיר את המכשיר למוקד השירות לבידיקה ותיקון.
- אין להשתמש בכבל החשמל של המכשיר לשם נשיאתו.
- הרחק את הכבל ממשטחים מחוממים.
- לעולם אל תפעיל את המכשיר כאשר פתחי האוורור שלו חסומים. הקפד שפתחי האוורור יהיו נקיים ממוך, שיער וכל חומר אחר אשר עשוי להגביל את זרימת האוויר.
- אל תפיל או תכניס כל עצם שהוא לפתח כלשהו.
- אל תשתמש במכשיר מחוץ לבית.
- אל תפעיל את המכשיר במקום שמופעלים בו התקנים הפולטים תרסיסים או שניתן בו טיפול בחמצן.
- לעולם אל תפעיל את המכשיר על משטח רך כגון מיטה או ספה שעלול לחסום את פתחי האוורור.
- אל תפעיל את המכשיר בקרבה לבגדים רפויים או תכשיטים.
- הרחק שיער ארוך מהמכשיר בעת השימוש.
- אין להרשות לילדים לבצע ניקוי או תחזוקה של המכשיר ללא השגחה.
- אל תסיר ברגים ואל תנסה לפרק את המכשיר.
- אל תפעיל את המכשיר ברציפות במשך יותר משעה. לאחר שעה אחת של שימוש, תן למכשיר לנוח במשך 30 דקות בטרם תשתמש בו שוב.

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל לאחר הטעינה או לפני השימוש.
- יש להשתמש במכשיר רק בהתאם להוראות ההפעלה.
- יש להשתמש במכשיר ה-Hypervolt Go 3 רק על עור יבש ונקי. יש ללחוץ אותו קלות ולהניע אותו על פני הגוף במשך כשישים (60) שניות לכל אזור. יש להשתמש במכשיר ה-Hypervolt Go 3 רק באזורים של רקמות רכות בגוף; אין להשתמש בו באזורים קשים או גרמיים בגוף, כולל הראש. יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר ה-Hypervolt Go 3 בכל מקרה של כאב באי-נוחות, למעט כאבי שרירים קלים. השימוש ב-Hypervolt Go 3 עלול לגרום לחבורות, בלי קשר לרמת הלחץ שנבחרה. אם אכן נוצרות חבורות, אין להשתמש במכשיר ה-Hypervolt Go 3 באזור החבול לפני החלמה מלאה של החבורה. יש להימנע משימוש במכשיר ה-Hypervolt Go 3 על חבלות, חבורות, פריחות או אזורים מגורים או פצועים בעור טרם החלמה לגמרי. בעת השימוש ב-Hypervolt Go 3, יש להקפיד על הרחקת אצבעות הידיים, אצבעות הרגליים, השיער ושאר חלקי הגוף מהחלק האחורי של הראש המחובר למכשיר כדי למנוע היצטבות של העור או הסתבכות של השיער.

יש לטעון את ה-Hypervolt Go 3 באמצעות כבל ה-USB-C של Hyperice שסופק עם המכשיר או באמצעות 5V USB. אין לטעון את ה-Hypervolt Go 3 במשך כל הלילה או להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת טעינה או שימוש בו. יש להשתמש רק עם התקן אספקת חשמל רשום/מאושר המיועד לצידוד טכנולוגיית מידע (ITE).

נא לא להשתמש ב-Hypervolt Go 3, או בכל מכשיר הקשה אחר, ללא אישור מראש מהרופא הרלו, סוכרת עם סיבוכים כגון נירופתיה או נזק לרשתית, שימוש בקוצב לב, נותחת או

- נפצעת לאחרונה, אפילפסיה או מיגרנות, פריצות דיסק, ספונדילוליטיס, ספונדילוליזיס או ספונדילוליזיס, החלפת מפרקים או הכנסת התקן תוך-רחמי שבוצעו לאחרונה, שתלים של סיכות או פלטות מתכת, או כל חשש לגבי מצבך הבריאותי. אנשים במצב גופני ירוד וילדים המשתמשים בכל סוג של מכשיר הקשה או רטט חייבים לעשות זאת תחת השגחה של מבוגר אחראי. התוויות-נגד אלו אין פירושה שאינך מסוגל להשתמש במכשיר הקשה או רטט, אך אנו ממליצים שתתייעץ עם הרופא שלך לפני טיפול כזה. ההשפעות של עיסוי הקשה על מצבים רפואיים ספציפיים נחקרות עדיין, ותוצאות המחקרים עשויות להביא לקיצור רשימת התוויות-הנגד שצינו לעיל.

- יש להשתמש ב-Hypervolt Go 3 רק באזורים של רקמת שריר. אין להשתמש ב-Hypervolt Go 3 על אזורים קשים או עצמות בגוף, כולל הראש והעמוד השדרה, צדי או חזית הצוואר, המפשעה הפנימית או האחורי של הברך. יש להפסיק מיד את השימוש ב-Hypervolt Go 3 אם מתרשם כאב או אי נוחות, למעט כאבי שרירים קלים. שימוש ב-Hypervolt Go 3 עלול לגרום לכחולים ללא קשר לרמת הלחץ, ואם מופיעים כחולים יש להימנע משימוש במכשיר באזור הפגוע עד להחלמה מלאה. יש להימנע גם משימוש ב-Hypervolt Go 3 על כחולים, חבורות, פריחות או אזורים מגורים או פגועים בעור עד להחלמה מלאה. בעת השימוש ב-Hypervolt Go 3, יש לשמור על אצבעות, בהונות, שיער וחלקי גוף אחרים מרוחקים מאחורי ראש התפסית כדי למנוע סחיטה או הסתבכות של השיער.

- השתמשו במכשירים רק עם סוללות שיועדו להם במיוחד. שימוש בסוללות אחרות עלול לגרום לסיכון לפציעה או לשריפה.
- בתנאי שימוש לרעה, ייתכן שנחל ייפלט מהסוללה - הימנעו ממגע. במקרה של מגע מקרי, שטפו במים. אם הנחל בא במגע עם העיניים, יש לפנות גם לעזרה רפואית. נזול שייפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.
- אין להשתמש בסוללה או במכשיר פגומים או שעברו שינוי. סוללות פגומות או משופצות עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי, דבר שעלול להוביל לשריפה, לפיצוץ או לפציעה.
- אין לחשוף את המכשיר לאש או לחום מופרז. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עלולה לגרום לפיצוץ.
- יש לעקוב אחר כל הוראות הטעינה ואין לטעון את המכשיר מחוץ לטווח הטמפרטורות שצינו בהוראות. טעינה לא נכונה או בטמפרטורה שאינה בטווח המומלץ עלולה להזיק לסוללה ולהגביר את הסיכון לשריפה.
- יש לבצע את התחזוקה רק על ידי טכנאי מוסמך, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. פעולה זו תבטיח את שמירת בטיחותו של המוצר.
- אין לשנות או לנסות לתקן את המכשיר, אלא אם כן הדבר מצוין בהוראות השימוש והתחזוקה.

יש להשליך את הסוללה של מכשיר ה-Hypervolt Go 3 באופן בטיחותי במתקן להשלכה או מחזור של פסולת אלקטרונית.

זהירות

הסוללה במכשיר זה עשויה לגרום לשרפה או לכווייה כימית אם לא מטפלים בה כראוי. אין לפרק אותה, לחממה מעל ל-100 מעלות צלזיוס או לשרוף אותה. יש להשליך מייד סוללות משומשות. יש להרחיק אותן מילדים. אין לפרק אותן או להשליך אותן לאש.

נא לשמור את ההוראות האלה

Hypervolt Go 3 הוא מכשיר עיסוי הקשה המופעל באופן ידני, המספק פולסים ממוקדים של לחץ לטיפול בשרירים, להפגת מתחים, לעיסוי מרגיע, להאצת חידום והתאוששות, ולסיוע בשמירה על גמישות וטווחי תנועה.

הפעלה

ניתן להפעיל את ה-Hypervolt Go 3 על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה למשך חצי שנייה. ברגע שהמכשיר יופעל, מחוון רמת הסוללה (פס תאורת LED) שבבסיס הידית יידלק. יש לסובב את החוגה כדי להחליף מהירות (1-5). הנוריות יציין את המהירות הנוכחית. לכיבוי המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה למשך חצי שנייה.

החלפת ראשים

יש להחליף את אביזר הראש רק כאשר הגדרת המהירות נמצאת במצב כבוי ולאחר שאביזר הראש הפסיק לנוע. להחלפת ראש המכשיר, יש למשוך את הראש המותקן החוצה ולהכניס את הראש החדש ישירות לפתח תוך כדי דחיפתו פנימה בחוזקה.


טעינה

לפני השימוש הראשון יש לטעון את הסוללה במלואה במשך ארבע שעות לכל היותר. לטעינה, יש לחבר את כבל ה-USB-C לשקע הטעינה שבתחתית הידית ולחבר את הכבל למתאם USB-A. לאחר מכן יש לחבר את המתאם לשקע חשמל. במצב של טעינה פעילה, פס תאורת ה-LED יבהב ויציין את מצב הטעינה. הצבע של פס תאורת ה-LED משקף את רמת הטעינה של הסוללה, בטווח שבין אדום (סוללה חלשה) לירוק (סוללה טעונה במלואה). כאשר פס תאורת ה-LED דולק באופן קבוע ומואר כולו בצבע ירוק, הסוללה טעונה במלואה. ניתן להטעין את הסוללה בכל עת, ללא קשר למצב הסוללה. לא מומלץ לרוקן לגמרי את הסוללה ולהגיע למצב שבו פס תאורת ה-LED הופך לאדום. זמן הפעולה הממוצע הוא יותר משעתיים, ותלוי ברמת המהירות ובלחץ שמופעל במהלך השימוש. מומלץ לכבות את המכשיר כאשר אינו בשימוש או בעת אחסון ונסיעה.

ניקוי ואחסון

יש לוודא שהמכשיר במצב OFF (כבוי) ושמתען הסוללה אינו מחובר. יש לנגב את Hypervolt Go 3 בעדינות במטלית לחה ונקייה. כשהמכשיר אינו בשימוש, יש לאחסן אותו במקום נקי, קריר ולא תחת אור שמש ישיר.

מפרט
ראשים ניתנים להחלפה (2)
חוגת מהירות דיגיטלית
מחווי מהירות (5)
כפתור הפעלה/כיבוי
מחזון רמת הסוללה (פס תאורת LED)
שקע טעינה



5V --- 2A
טמפרטורה (בזמן פעולה): 0°C עד +45°C (+32°F עד +113°F)
טמפרטורה (בזמן אחסון): -20°C עד +60°C (-4°F עד +158°F)
טמפרטורת טעינה: 5°C עד +41°C (+40°F עד +104°F)
קיבולת נומינלית: 7.2V, 4250 mAh, 30.6Wh
תדר: רמה 1 - 1500/25 Hz, רמה 2 - 1750/29 Hz, רמה 3 - 2000/33 Hz, רמה 4 - 2250/38 Hz
רמה 5 - 2500/42 Hz
משקל: 0.7 ק"ג (1.6 ליברות)

אחריות
מוצר זה מכוסה באחריות מוגבלת מטעם Hyperice. נא לבקר באתר hyperice.com/warranty כדי לקרוא את כתב האחריות שמתייחס למדינתך

מחזור
למידע על מחזור אריזה זו נא לבקר בכתובת <https://hyperice.com/recycling>.

⚠ מידע למקסיקו בלבד

- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות שונות או מוגבלות, או לאנשים חסרי ידע וניסיון, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הכשרה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם אשר אחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שלא ישחקו עם המכשירים בתור צעצועים.
- יש להפעיל את המכשיר רק באמצעות המתח הבטיחותי הנמוך במיוחד המצוין על המכשיר.
- יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו. יש לנתק את המכשיר מהמטען בעת הסרת הסוללה. הסרת הסוללה נועדה לאפשר השלכה בטיחותית של המכשיר.
- הפעלת ציוד זה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) הציוד או המכשיר אינו עלול לגרום להפרעות מזיקות; (2) על הציוד או המכשיר לקבל כל הפרעה, לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.



KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, POŽARA, OSOBNIH OZLJEDA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, OVAJ JE UREĐAJ POTREBNO KORISTITI U SKLADU SA SLJEDEĆIM UPOZORENJIMA, NAPOMENAMA I SIGURNOSNIM UPUTAMA.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE – IZVORNE UPUTE



Pročitajte sve upute prije korištenja uređaja Hypervolt Go 3.

OPASNOST

Kako biste smanjili rizik od električnog udara:

- Uvijek isključite ovaj uređaj iz električne utičnice odmah nakon uporabe i prije čišćenja.
- Nemojte posezati za uređajem koji je pao u vodu. Odmah isključite iz utičnice.
- Nemojte koristiti dok se kupate ili tuširate.
- Nemojte postavljati niti pohranjivati uređaj na mjesto gdje može pasti ili se povući u kadu ili sudoper. Nemojte stavljati ili ispuštati u vodu ili drugu tekućinu.

UPOZORENJE

Za smanjenje rizika od opekлина, požara, strujnog udara ili ozljeda:

- Uređaj nikada ne smije ostati bez nadzora kada je priključen. Isključite iz utičnice kada nije u upotrebi i prije stavljanja ili skidanja dijelova.
- Nemojte upotrebljavati ispod deke ili jastuka. Može doći do pretjeranog zagrijavanja i uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
- Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca s navršених 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je ta osoba uputila u sigurnu uporabu uređaja i upoznala s mogućim opasnostima.
- Koristite se ovim uređajem samo za njegovu namjenu kako je opisano u ovom priručniku. Nemojte upotrebljavati dodatke koje nije preporučio proizvođač.
- Nikada nemojte rukovati ovim uređajem ako ima oštećen kabel ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao ili oštećen, ili ako se smoćio. Vratite uređaj u servisni centar na pregled i popravak.
- Nemojte nositi ovaj uređaj za kabel za napajanje niti koristiti kabel kao ručku.
- Kabel držite podalje od zagrijanih površina.
- Nikada ne koristite uređaj s blokiranim otvorima za zrak. Otvore za zrak održavajte čistima bez dlačica, dlaka ili bilo koje tvari koja može ometati protok zraka.
- Nikada nemojte ispuštati ili umetati bilo koji predmet u bilo koji otvor.
- Ne upotrebljavajte na otvorenom.
- Ne upotrebljavajte tamo gdje se koriste uređaji za raspršivanje (sprej) ili gdje se daje kisik.
- Nikada nemojte raditi na mekoj površini kao što je krevet ili kauč gdje otvori za zrak mogu biti blokirani.
- Nemojte koristiti uređaj u neposrednoj blizini široke odjeće ili nakita.

- Držite dugu kosu podalje od uređaja dok je u upotrebi.
- Djeca bez nadzora ne smiju čistiti uređaj niti vršiti korisničko održavanje.
- Ne uklanjajte vijke i ne pokušavajte rastaviti uređaj.
- Ne upotrebljavajte neprekidno duže od jednog sata. Nakon sat vremena uporabe ostavite uređaj da odstoji 30 minuta prije ponovne uporabe.
- Isključite uređaj iz utičnice nakon punjenja ili prije uporabe.
- Koristite se uređajem samo prema uputama za uporabu.
- Kada koristite Hypervolt Go 3, koristite ga samo na suhim i čistim površinama tijela laganim pritiskanjem i pomicanjem duž tijela otprilike šezdeset (60) sekundi po regiji. Hypervolt Go 3 smije se koristiti samo na dijelovima mekog tkiva na tijelu i ne smije se koristiti na tvrdim ili koštanim dijelovima tijela, uključujući glavu. Odmah prestanite koristiti Hypervolt Go 3 nakon što osjetite bilo kakvu bol ili nelagodu, osim laganih bolova u mišićima. Korištenjem uređaja Hypervolt Go 3 mogu nastati modrice, bez obzira na postavku pritiska, a ako se modrice i pojave, ne biste trebali koristiti Hypervolt Go 3 na području modrica dok modrica potpuno ne zacijeli. Uporaba uređaja Hypervolt Go 3 treba se izbjegavati i na svim modricama, kontuzijama, osipima ili nadraženim ili ozlijeđenim dijelovima kože dok potpuno ne zacijele. Kada koristite Hypervolt Go 3, prste na rukama, nogama, kosu i druge dijelove tijela držite podalje od stražnje strane glave nastavka kako biste izbjegli zahvaćanje ili zapetljavanje dlaka.
- Hypervolt Go 3 treba koristiti samo na područjima mišićnog tkiva. Hypervolt Go 3 se ne smije koristiti na tvrdim ili koštanim dijelovima tijela, uključujući glavu i kralježnicu, strane ili prednji dio vrata, unutarnju preponu ili stražnju stranu koljena. Molimo vas da odmah prestanete koristiti Hypervolt Go 3 ako osjetite bilo kakvu bol ili nelagodu, osim lagane mišićne boli. Modrice se mogu pojaviti korištenjem Hypervolt Go 3 bez obzira na postavku pritiska, i ako dođe do modrica, ne biste smjeli koristiti Hypervolt Go 3 na tom području dok modrica potpuno ne zacijeli. Također treba izbjegavati korištenje Hypervolt Go 3 na svim modricama, udarcima, osipima ili iritiranim ili ozlijeđenim područjima kože dok se potpuno ne izliječe. Prilikom korištenja Hypervolt Go 3 pazite da prsti, nožni prsti, kosa i drugi dijelovi tijela budu daleko od stražnjeg dijela nastavka kako biste izbjegli stezanje ili zaplitanje kose.

Za punjenje uređaja Hypervolt Go 3 treba koristiti isporučeni Hyperice USB-C kabl ili USB od 5 V. Nemojte puniti Hypervolt Go 3 preko noći ili ga ostavljati bez nadzora tijekom punjenja ili upotrebe. Koristite samo s navedenim/certificiranim ITE napajanjem.

Nemojte koristiti Hypervolt Go 3 ili bilo koji uređaj za masažu udaranjem bez prethodnog odobrenja svog liječnika ako se na vas odnosi bilo što od sljedećeg:

- trudnoća, dijabetes s komplikacijama poput neuropatije ili oštećenja mrežnice, nošenje elektrostimulatora srca, nedavna operacija ili ozljeda, epilepsija ili migrene, hernija diskova, spondilolisteza, spondiloliza ili spondiloza, nedavna zamjena zglobova ili kontracepcijska spirala, metalne igle ili pločice ili bilo kakva zabrinutost za vaše fizičko zdravlje. Slabašni pojedinci i djeca trebaju biti u pratnji odrasle osobe kada koriste bilo koji uređaj za masažu udaranjem ili vibrirajući uređaj. Ove kontraindikacije ne znače da se ne možete koristiti uređajem za masažu udaranjem ili vibrirajući uređaj, ali preporučujemo vam da se prije toga posavjetujete sa svojim liječnikom. U tijeku su istraživanja o učincima masaže udaranjem za specifične medicinske poremećaje, što može rezultirati skraćivanjem popisa kontraindikacija koje su gore navedene.
- Koristite uređaje isključivo s posebno namijenjenim baterijskim paketima. Korištenje drugih baterijskih paketa može predstavljati rizik od ozljeda i požara.
- U slučaju nepravilne uporabe, iz baterije može iscuriti tekućina – izbjegavajte kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, dodatno potražite medicinsku pomoć. Tekućina koja iscure iz baterije može izazvati iritaciju ili opekline.
- Nemojte koristiti baterijski paket ili uređaj koji je oštećen ili modificiran. Oštećene ili modificirane baterije mogu se ponašati nepredvidivo, što može rezultirati požarom, eksplozijom ili ozljedama.
- Ne izlažite uređaj vatri ili pretjeranoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturama

iznad 130 °C može izazvati eksploziju.

- Slijedite sve upute za punjenje i ne puniti uređaj izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama. Nepravilno punjenje ili punjenje izvan navedenog temperaturnog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
- Servisiranje mora obavljati kvalificirana osoba za popravke, koristeći isključivo identične zamjenske dijelove. To će osigurati sigurnost proizvoda.
- Nemojte modificirati uređaj niti ga pokušavati popraviti osim ako to nije izričito navedeno u uputama za uporabu i održavanje.

Hypervolt Go 3 sadrži bateriju koja se mora odlagati na siguran način u odgovarajućem postrojenju za odlaganje ili recikliranje e-otpada.

PAŽNJA

Baterija koja se upotrebljava u ovom uređaju može predstavljati opasnost od požara ili kemijskih opekline ako se zlorabotrebља. Nemojte rastavljati, zagrijavati iznad 100 °C ili spaljivati. Istrošenu bateriju ispravno odložite u otpad. Držite izvan dohvata djece. Nemojte rastavljati ili bacati u vatru.

ČUVAJTE OVE UPUTE

Hypervolt Go 3 jest ručni udarni uređaj za masažu koji pruža ciljane impulse pritiska za njegu mišića, ublažavanje napetosti, pruža opuštajuću masažu, ubrzava zagrijavanje i oporavak te pomaže u održavanju fleksibilnosti i raspona pokreta.

Uporaba

Uključite Hypervolt Go 3 pritiskom i držanjem tipke za uključivanje 0,5 sekundi. Nakon što se uređaj uključi, zasvijetlit će indikator razine baterije (LED traka) na dnu ručke. Okrećite kotačić digitalnog brzog biranja (1–5). Lampice će pokazivati trenutnu brzinu. Za isključivanje jednostavno držite tipku za uključivanje pritisnutu 0,5 sekundi.

Zamjena nastavaka glave

Nastavke mijenjajte tek nakon što isključite postavku brzine i kada se nastavak glave prestane pomicati. Kako biste zamijenili nastavke glave, povucite postojeći nastavak glave ravno prema van kako biste ga uklonili i čvrstim guranjem umetnite željenu glavu izravno u otvor.

Punjenje


Prije prve upotrebe potpuno napunite bateriju u trajanju do četiri sata. Za punjenje priključite kabel USB-C u priključak za punjenje na dnu ručke i ukopčajte u kabel u adapter USB-A. Zatim priključite adapter u zid. LED svjetlosna traka će pulsirati kako bi pokazala razinu baterije i označila aktivno punjenje. Boje LED svjetlosne trake odgovaraju razini napunjenosti u rasponu od crvene (niska) do zelene (potpuno napunjeno). Baterija je potpuno napunjena kada LED traka ostane zelena i neprekidno svijetli. Baterija se može puniti u bilo koje vrijeme i na bilo kojoj razini baterije. Ne preporučuje se potpuno pražnjenje baterije do crvene razine LED svjetala. Prosječno vrijeme rada jest više od 2 sata, ovisno o razini brzine i pritisku koji se primjenjuje tijekom upotrebe. Preporučuje se da isključite uređaj dok ga ne koristite ili tijekom skladištenja i putovanja.

Čišćenje i skladištenje

Provjerite je li uređaj ISKLJUČEN i da punjač baterije nije priključen. Koristite vlažnu, čistu krpu i nježno obrišite svoj Hypervolt Go 3. Kad ju ne koristite, čuvajte ju na čistom i hladnom mjestu, izvan izravne sunčeve svjetlosti.

Specifikacije

1. Izmjenjivi nastavci glave (2)
2. Digitalni birač brzine
3. Indikatori brzine (5)
4. Gumb za uključivanje/isključivanje
5. Indikator razine baterije (LED traka)
6. Priključak za punjenje



5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Radna temperatura: od 0 C do +45 C [od +32 F do +113 F]

Temperatura skladištenja: od -20 C do +60 C [od -4 F do +158 F]

Temperatura punjenja: +5°C do +40°C [+41°F do +104°F]

Nazivni kapacitet: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frekvencija: Razina 1 - 1500/25 Hz, razina 2 - 1750/29 Hz, razina 3 - 2000/33 Hz, razina 4 - 2250/38 Hz, razina 5 - 2500/42 Hz

Masa: 0,7 kg/1,6 lbs

Jamstvo

Ovaj proizvod je pokriven ograničenim jamstvom tvrtke Hyperice. Posjetite hyperice.com/warranty kako biste pregledali jamstvo u svojoj zemlji

Recikliranje

Posjetite stranicu <https://hyperice.com/recycling> za informacije o recikliranju ovog pakiranja.



SAMO ZA MEKSIKO

- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti drugačije ili smanjene, ili kojima nedostaje iskustvo ili znanje, osim ako su takve osobe pod nadzorom ili obučene za rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da ne koriste uređaje kao igračke.
- Uređaj se smije napajati samo sigurnosno niskim naponom navedenim na uređaju.
- Bateriju je potrebno izvaditi iz uređaja prije zbrinjavanja. Uređaj se mora odvojiti od punjača kada se baterija izvadi. Baterija se uklanja radi sigurnog zbrinjavanja.
- Djelovanje opreme podliježe sljedećim dvama uvjetima: (1) ova oprema ili uređaj neće uzrokovati štetne smetnje i (2) ova oprema ili uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati nepoželjni rad.



AZ ÁRAMÜTÉS, TŰZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ÉS VAGYONI KÁR KOCKÁZATAINAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN EZT A KÉSZÜLÉKET AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETÉSEKNEK, ÓVINTÉZKEDÉSEKNEK ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓNAK MEGFELELŐEN KELL HASZNÁLNI.

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ – EREDETI ÚTMUTATÓ



A Hypervolt Go 3 használata előtt olvasson el minden utasítást.

VESZÉLY

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

- Használat után azonnal, illetve tisztítás előtt mindig húzza ki az eszközt az elektromos aljzatból.
- Ha az eszköz vízbe esik, ne nyúljon utána. Azonnal húzza ki.
- Ne használja fürdés közben vagy a zuhany alatt.
- Ne helyezze az eszközt olyan helyre, illetve ne tárolja olyan helyen, ahonnan beeshet vagy behúzható a fürdőkádba vagy mosdókagylóba. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba, illetve ne ejtse vízbe vagy más folyadékba.

FIGYELMEZTETÉS

Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

- Az áramkörhöz csatlakoztatott eszközt soha ne hagyja felügyelet nélkül. Használaton kívül, illetve mielőtt tartozékokat szerelne rá vagy távolítana el róla, húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- Ne használja takaró vagy párna alatt. Túlmelegedés léphet fel, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- 8 év fölötti gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és a terméket nem ismerő személyek felügyelet mellett vagy abban az esetben használhatják az eszközt, ha elmagyarázták nekik annak biztonságos használatát, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A készüléket kizárólag a jelen kézikönyvben ismertetett módon, rendeltetésszerűen használja. Ne használjon a gyártó által nem javasolt kiegészítőket.
- Soha ne működtesse az eszközt, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, nem működik megfelelően, leesett vagy megsérült, illetve ha vizes lett. Ebben az esetben juttassa el egy szervízbe, hogy ellenőrizték és megjavítsák.
- Ne hordozza az eszközt a tápkábelnél fogva, és ne használja a kábelt fogantyúként.
- Tartsa a kábelt távol a fűtött felületektől.
- Soha ne működtesse az eszközt elzárt szellőzőnyílásokkal. Tartsa a szellőzőnyílásokat szőszöktől, szőrszálaktól és minden olyan anyagtól mentesen, amelyek akadályozhatják a levegő áramlását.

- Soha ne ejtsen és ne helyezzen be tárgyakat a nyílásokba.
- Ne használja kültéren.
- Ne használja olyan helyen, ahol aeroszoloikat használnak, vagy ahol oxigént alkalmaznak.
- Soha ne használja puha felületeken, például ágyon vagy kanapén, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak.
- Ne használja az eszközt bő ruházat vagy ékszerek közelében.
- Tartsa távol a hosszú hajat az eszköztől használat közben.
- Felügyelet nélküli gyermekek nem tisztíthatják az eszközt, és nem végezhetik annak karbantartását.
- Ne vegye ki a csavarokat, és ne próbálja meg szétszerelni.
- Ne működtesse folyamatosan egy óránál tovább. Ha egy órán át használta, hagyja pihenni az eszközt 30 percig, mielőtt újra használná.
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki az eszközt az áramból.
- Az eszközt kizárólag a Használati útmutatónak megfelelően használja.
- A Hypervolt Go 3 eszközt kizárólag száraz, tiszta testfelületen használja, egy területre körülbelül hatvan (60) másodpercig nyomakodva mozgassa végig a testen. A Hypervolt Go 3 kizárólag lágy szöveten használható. Ne használja kemény vagy csontos testfelületen, így a fejen sem. Ha az enyhe izomfájdalmat leszámítva bármilyen más fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a Hypervolt Go 3 használatát. A beállított erősségtől függetlenül a Hypervolt Go 3 használata horzsolásokat okozhat. Ebben az esetben ne használja a Hypervolt Go 3 eszközt az érintett területen mindaddig, amíg a horzsolás teljesen be nem gyógyul. Ezenfelül ne használja a Hypervolt Go 3 készüléket, ha a testfelületeken zúzódás, ütés, kiütés, bőrirritáció vagy sérülés található; ez esetben várja meg, amíg ezek teljesen meggyógyulnak. A Hypervolt Go 3 használatakor ügyeljen arra, hogy az ujjak, lábujjak, haj és egyéb testrészek ne kerüljenek a fejtoldal hátuljára, hogy elkerülje a becsípődést vagy a haj beakadását.
- A Hypervolt Go 3-at csak izomszövet-területeken szabad használni. A Hypervolt Go 3-at nem szabad használni a test kemény vagy csontos területein, beleértve a fejet és a gerincet, a nyak oldalait vagy elülső részét, a belső lágyékat vagy a térd hátulját. Kérjük, azonnal hagyja abba a Hypervolt Go 3 használatát, ha fájdalmat vagy kellemetlenséget érez, kivéve a enyhe izomlázat. A Hypervolt Go 3 használata során zúzódások keletkezhetnek a nyomás beállításától függetlenül, és ha zúzódás jelentkezik, ne használja a Hypervolt Go 3-at a zúzódás helyén, amíg az teljesen meg nem gyógyul. A Hypervolt Go 3 használatát minden zúzódás, ütés, kiütés vagy irritált vagy sérült bőrfelületen is kerülni kell, amíg azok teljesen be nem gyógyulnak. A Hypervolt Go 3 használatakor ügyeljen arra, hogy az ujjait, lábujjait, haját és más testrészeit távol tartsa a készülék fejének hátuljától, hogy elkerülje a csípődést vagy a haj összegabalyodását.

A Hypervolt Go 3a mellékelt Hyperice USB-C kábellel vagy 5 V-os USB-csatlakozóval tölthető. Ne töltse a Hypervolt Go 3 készüléket éjszaka, és töltés vagy használat közben ne hagyja felügyelet nélkül. Csak a listán szereplő/tanúsított ITE tápegységgel használható.

Ha az alábbi állapotok valamelyike fennáll, a Hypervolt Go 3 vagy bármely más vibrációs eszköz használata előtt kérje ki orvosa véleményét:

- Várandósság, szövődményes cukorbetegség (pl. neuropátia vagy retinasérülés), szívritmus-szabályozó használata, friss műtét vagy sérülés, epilepszia vagy migrén, porckorongsér, csigolyaelcsúszás, egyoldali csigolyaív-szakadás, csigolyameszesedés, friss izületpótlás vagy IUD, fém szög vagy lemez, illetve bármely más, a testi egészségével kapcsolatos aggály. Gyenge testalkatú személyeket és gyermekeket felnőtteknek kell felügyelni, amikor bármilyen ütőgő vagy vibrációs eszközt használnak. Ezek az ellenjavallatok nem jelentik, hogy nem használhatja az ütőgő vagy vibrációs eszközt, de javasoljuk, hogy használat előtt kérje ki orvosa véleményét. Bizonyos rendellenességekre vonatkozóan jelenleg is vizsgálják az ütőgő masszázis hatását, így a fenti ellenjavallat-lista lerövidülhet.
- A készülékeket kizárólag a számukra kifejezetten meghatározott

akkumulátorcsomagokkal használja. Más típusú akkumulátorcsomagok használata sérüléshez vagy tűzhez vezethet.

- Nem rendeltetésszerű használat esetén az akkumulátorból folyadék szivároghat – kerülje a közvetlen érintkezést. Ha véletlenül érintkezés történik, az érintett területet öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiszivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorcsomagot vagy készüléket. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan módon viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek. A tűz vagy 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltsa a készüléket a használati útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő töltés vagy a megadott hőmérsékleten kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort, és növelheti a tűz kockázatát.
- A karbantartást kizárólag szakképzett szerelő végezze, kizárólag azonos típusú cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a termék biztonságának fenntartását.
- Ne módosítsa és ne próbálja megjavítani a készüléket, kivéve, ha azt a használati és karbantartási útmutató kifejezetten megengedi.

A Hypervolt Go 3 egy akkumulátort tartalmaz, amelyet biztonságosan, megfelelő e-hulladék-ártalmatlanító vagy újrahasznosító létesítményben kell elhelyezni.

VIGYÁZAT

Nem rendeltetésszerű használat esetén a készülékben használt akkumulátor kigyulladhat vagy égési sérülést okozhat. Ne szedje szét, ne hagyja felmelegedni 100° C fölé, és ne dobja tűzbe. Az elhasznált akkumulátort azonnal selejtezze le. Gyermekektől távol tartandó. Ne szedje szét, és ne dobja tűzbe.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A Hypervolt Go 3 egy kézi ütogetős masszázskészülék, amely célzott nyomásimpulzusokat generál, ezzel kezeli az izmokat, csökkenti a feszültséget, relaxáló masszázst nyújt, felgyorsítja az izmok bemelegítését és a regenerációt, és segít megőrizni a rugalmasságot és mozgástartományt.

Működtetés

Kapcsolja be a Hypervolt Go 3 készüléket a bekapcsoló gomb 0,5 másodpercig történő nyomva tartásával. Amint a készülék bekapcsolt állapotban van, a fogantyú alján lévő akkumulátor töltöttségi szintjelző (LED-csik) világítani fog. A sebességfokozat (1-5) módosításához forgassa el a digitális sebességbeállító korongot. A fények jelzik az aktuális sebességfokozatot. Kikapcsoláshoz egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot 0,5 másodpercig.

Fejtoldatok cseréje

Csak akkor cserélje ki a fejet, ha a sebességbeállítás ki van kapcsolva, és a fej már nem mozog. A fejtoldatok cseréjéhez húzza ki egyenesen a behelyezett fejet, és erősen nyomva helyezze be a kívánt fejet a nyílásba.

Töltés


Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort legfeljebb négy órán keresztül. A töltéshez csatlakoztassa az USB-C kábelt az akkumulátor töltőportjához a fogantyú alján, és csatlakoztassa a kábelt egy USB-A adapterhez. Ezután csatlakoztassa az adaptert a fali konnektorba. A LED-csík kigyullad, jelezve az akkumulátor töltöttségi szintjét és a folyamatban lévő töltést. A LED-csík színei a töltöttségi szintet jelzik, a piros (alacsony) és a zöld (teljesen feltöltve) szintek között. A teljes töltöttség elérésekor a LED-csík folyamatosan zölden világít. Az akkumulátor bármikor, bármilyen töltöttségi szintnél újratölthető. Nem ajánlott teljesen lemeríteni az akkumulátort a piros LED szintjéig. Az átlagos használati idő a sebességfokozattól és a használat során alkalmazott nyomástól függően 2+ óra. Javasoljuk, hogy kapcsolja KI a készüléket, amikor nem használja azt, illetve tárolás és utazás közben.

Tisztítás és tárolás

Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, és a töltő le legyen választva. Egy nedves, tiszta törölkendővel óvatosan törölje át a Hypervolt Go 3 készüléket. Használaton kívül tárolja tiszta, hűvös helyen, közvetlen napfénytől távol.

Specifikációk

1. Cserélhető fejtoldatok (2)
2. Digitális sebességállító korong
3. Sebességjelzők (5)
4. BE/KI gomb
5. Akkumulátor töltöttségi szint jelző (LED-csík)
6. Töltőport



5V --- 2A

Üzemi hőmérséklet: +0 °C – +45 °C [+32 °F – 113 °F]

Tárolási hőmérséklet: -20 °C – +60 °C [+4 °F – +158 °F]

Töltési hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között

Névleges kapacitás: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frekvencia: 1. szint - 1500/25 Hz, 2. szint - 1750/29 Hz, 3. szint - 2000/33 Hz, 4. szint - 2250/38Hz, 5. szint 2500/42Hz

Súly: 0,7 kg [1,6 font]

Garancia

A termékre a Hyperice korlátozott jótállása vonatkozik. Az országában érvényes jótállás tekintetében látogasson el a hyperice.com/warranty oldalra

Újrahasznosítás

A csomagolás újrahasznosításával kapcsolatos információkért látogasson el a <https://hyperice.com/recycling> weboldalra.



CSAK MEXIKÓ ESETÉBEN

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik eltérő vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy elmagyarázza nekik a készülék használatát.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne használják a készülékeket játékként.
- A készüléket csak a készüléken feltüntetett biztonsági extra alacsony feszültségen szabad működtetni.
- Ártalmatlanítás előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a töltőről. A biztonságos ártalmatlanításhoz el kell távolítani az akkumulátort.
- A készülék működtetésére az alábbi két feltétel vonatkozik: (1) Ez a berendezés vagy készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a berendezésnek vagy készüléknek fogadnia kell a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

IT



PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, INCENDIO E LESIONI PERSONALI O DANNI ALL'IMPIANTO, QUESTO DISPOSITIVO DEVE ESSERE USATO IN CONFORMITÀ CON GLI AVVERTIMENTI, LE PRECAUZIONI E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA SEGUENTI.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA - ISTRUZIONI ORIGINALI



Leggere tutte le istruzioni prima di usare Hypervolt Go 3.

PERICOLO

Per ridurre il rischio di scossa elettrica:

- Scollegare sempre il dispositivo dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia.
- Non recuperare un dispositivo caduto in acqua. Scollegare immediatamente.
- Non usare durante il bagno o sotto la doccia.
- Non collocare o conservare il dispositivo in luoghi in cui possa cadere o essere trascinato in una vasca o in un lavandino. Non posizionare né fare cadere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di ustioni, incendio, scossa elettrica o lesioni personali:

- Non lasciare mai incustodito un dispositivo quando è collegato all'alimentazione. Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica quando non è in uso e prima di installare o rimuovere componenti.
- Non utilizzare sotto lenzuola o cuscini. Il dispositivo può surriscaldarsi e causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenze, a condizione che vengano adeguatamente supervisionate e addestrate sull'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i pericoli comportati.
- Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non usare accessori non raccomandati dal produttore.
- Non usare mai questo dispositivo se presenta danni al cavo o alla spina, se non funziona correttamente, se ha subito cadute o danni o se è stato bagnato. Restituire il dispositivo a un centro di assistenza per farlo esaminare e riparare.
- Non trasportare il dispositivo per il cavo di alimentazione e non usare il cavo come una maniglia.
- Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate.
- Non utilizzare mai il dispositivo con le prese d'aria ostruite. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli o altro materiale che può ostacolare il flusso dell'aria.
- Non lasciare cadere né inserire alcun oggetto nelle prese d'aria.

- Non usare all'aperto.
- Non azionare in luoghi in cui vengono utilizzati dispositivi aerosol (spray) o in cui viene somministrato ossigeno.
- Non utilizzare mai su una superficie morbida, come un letto o un divano, dove le prese d'aria possono essere ostruite.
- Non usare il dispositivo nelle immediate vicinanze di indumenti larghi o accessori.
- Tenere i capelli lunghi lontano dal dispositivo durante l'uso.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non rimuovere le viti o tentare di disassemblare.
- Non utilizzare in modo continuo per più di un'ora. Dopo un'ora, lasciare riposare il dispositivo per 30 minuti prima di riprenderne l'uso.
- Scollegare il dispositivo dopo la carica e prima dell'uso.
- Usare il dispositivo solo in modo conforme alle istruzioni operative.
- Utilizzare Hypervolt Go 3 solo su superfici del corpo asciutte e pulite esercitando una leggera pressione e spostandosi attraverso il corpo per circa sessanta (60) secondi per regione. Hypervolt Go 3 deve essere usato solo sulle zone dei tessuti molli del corpo e non deve essere utilizzato su zone ossee o dure del corpo, compresa la testa. Interrompere immediatamente l'uso di Hypervolt Go 3 in caso di qualsiasi situazione di dolore o disagio, ad eccezione di un leggero indolenzimento muscolare. L'uso di Hypervolt Go 3 può causare lividi, indipendentemente dalle impostazioni della pressione. In caso di lividi, non utilizzare Hypervolt Go 3 sulla zona interessata fino alla completa guarigione. Evitare l'uso di Hypervolt Go 3 anche su aree della pelle che presentino lividi, contusioni, sfoghi, irritazioni o lesioni fino alla completa guarigione. Durante l'uso di Hypervolt Go 3, accertarsi di tenere le dita delle mani, le dita dei piedi, i capelli e altre parti del corpo lontano dalla parte posteriore della testa di attacco, per evitare pizzicamenti o l'impigliamento dei capelli.
- L'Hypervolt Go 3 deve essere utilizzato solo sulle aree di tessuto muscolare. L'Hypervolt Go 3 non deve essere usato su aree dure o ossee del corpo, inclusi testa e colonna vertebrale, i lati o la parte anteriore del collo, l'interno dell'inguine o la parte posteriore del ginocchio. Si prega di interrompere immediatamente l'uso dell'Hypervolt Go 3 in caso di dolore o disagio, ad eccezione di un leggero indolenzimento muscolare. L'uso dell'Hypervolt Go 3 può causare lividi indipendentemente dall'impostazione della pressione; se si verificano lividi, non utilizzare l'Hypervolt Go 3 sull'area interessata finché il livido non è completamente guarito. L'uso dell'Hypervolt Go 3 dovrebbe inoltre essere evitato su tutti i lividi, contusioni, eruzioni cutanee o aree della pelle irritate o lesionate fino a completa guarigione. Quando si utilizza l'Hypervolt Go 3, assicurarsi di tenere dita, dita dei piedi, capelli e altre parti del corpo lontano dalla parte posteriore della testa dell'accessorio per evitare pizzicamenti o intrecci di capelli.
- Utilizzare gli apparecchi solo con pacchi batteria specificamente designati. L'uso di altri pacchi batteria può comportare rischi di lesioni o incendi.
- In condizioni di utilizzo improprio, dalla batteria potrebbe fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare anche un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare pacchi batteria o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile, causando incendi, esplosioni o rischi di lesioni.
- Non esporre l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C può causare esplosioni.
- Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica impropria o effettuata a temperature fuori dall'intervallo indicato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- Far eseguire la manutenzione solo da personale qualificato, utilizzando esclusivamente parti di ricambio identiche. Questo garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Non modificare né tentare di riparare l'apparecchio, se non come indicato nelle

istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Hypervolt Go 3 deve essere caricato con il cavo Hyperice USB-C in dotazione o mediante USB 5 V. Non caricare il dispositivo Hypervolt Go 3 durante la notte e non lasciarlo incustodito quando è in carica o in funzione. Usare solo l'alimentatore elencato/certificato ITE.

Si prega di non usare Hypervolt Go 3 né altri dispositivi di percussione senza la preventiva approvazione del proprio medico nel caso di qualsiasi delle condizioni seguenti:

- Gravidanza, diabete con complicazioni come neuropatia o danno alla retina, uso di pacemaker, intervento chirurgico o lesione recente, epilessia o emicranie, ernia del disco, spondilolistesi, spondilolisi e spondilosi, protesi articolare recente o dispositivi intrauterini, piastre o perni metallici o in caso di qualsiasi dubbio sulla salute fisica. Gli individui fragili e i bambini devono essere accompagnati da un adulto durante l'uso di qualsiasi dispositivo a percussione o vibrazione. Queste controindicazioni non significano che l'utente non è in grado di usare un dispositivo a percussione o vibrazione, ma consigliano di consultare il proprio medico prima dell'uso. Le ricerche in corso sugli effetti del massaggio a percussione per disturbi medici specifici potrebbero ridurre l'elenco delle controindicazioni precedentemente mostrate.

Hypervolt Go 3 contiene una batteria che deve essere smaltita conformemente a norme e regolamenti locali presso un impianto di smaltimento o riciclaggio per rifiuti elettronici.

PRECAUZIONE

Se non viene trattata correttamente, la batteria di questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustione chimica. Non disassemblare, non scaldare oltre i 100 °C né incenerire. Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disassemblare e non smaltire nel fuoco.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Hypervolt Go 3 è un dispositivo di massaggio a percussione che fornisce impulsi di pressione mirati per la cura dei muscoli, alleviando la tensione, offrendo un massaggio rilassante, accelerando il riscaldamento e il recupero e favorendo il mantenimento della flessibilità e del range di movimento.

Funzionamento

Accendere Hypervolt Go 3 premendo e mantenendo premuto il pulsante di accensione per 0,5 secondi. Quando il dispositivo è acceso, l'indicatore del livello della batteria (indicatore a LED) alla base dell'impugnatura si illumina. Ruotare il quadrante digitale della velocità per cambiare la velocità (da 1 a 5). Le spie indicheranno la velocità attuale. Per spegnere il dispositivo, è sufficiente mantenere premuto il pulsante di accensione per 0,5 secondi.

Cambiare gli accessori della testa

Cambiare gli accessori solo quando la velocità è impostata su spento e l'accessorio della testa si è arrestato. Per cambiare gli accessori della testa, estrarre l'accessorio attuale fino a rimuoverlo quindi inserire la testa desiderata direttamente

nell'apertura premendo con decisione.

Ricarica


Caricare completamente la batteria fino a quattro ore prima del primo utilizzo. Per ricaricare, collegare il cavo USB-C alla porta di ricarica nella parte inferiore dell'impugnatura e collegare il cavo a un adattatore USB-A. Collegare l'adattatore a una presa a parete. La banda LED lampeggerà per segnalare il livello della batteria e indicare che la ricarica è in corso. I colori dell'indicatore luminoso a LED corrispondono al livello di carica, e passano da rosso (scarica) a verde (completamente carica). Quando la carica è completa, l'indicatore a LED rimane illuminato da una luce verde fissa. È possibile caricare la batteria in qualsiasi momento e a qualsiasi livello. Si sconsiglia di lasciar scaricare la batteria fino al livello di LED rosso. Il tempo medio di funzionamento è di oltre 2 ore, in base al livello della velocità e della pressione applicate durante l'uso. Si raccomanda di SPEGNERE il dispositivo quando non è in uso o durante lo stoccaggio e il trasporto.

Pulizia e stoccaggio

Accertarsi che il dispositivo sia SPENTO e il caricabatteria non sia collegato. Strofinare delicatamente Hypervolt Go 3 con un panno umido e pulito. Conservare in un luogo pulito, fresco, al riparo dalla luce solare diretta, quando non è in uso.

Specifiche

1. Accessori della testa intercambiabili (2)
2. Quadrante digitale della velocità
3. Indicatori della velocità (5)
4. Pulsante di accensione
5. Indicatore di livello della batteria (indicatore a LED)
6. Porta di ricarica



5V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Temperatura di esercizio: da +0 °C a +45 °C [da +32 °F a +113 °F]

Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C [da -4 °F a +158 °F]

Temperatura di ricarica: da +5 °C a +40 °C [da +41 °F a +104 °F]

Capacità nominale: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frequenza: Livello 1 - 1500/25 Hz, Livello 2 - 1750/29 Hz, Livello 3 - 2000/33 Hz,

Livello 4 - 2250/38Hz, Livello 5 - 2500/42Hz

Peso: 0,7 kg [1,6 lb]

Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di Hyperice. Per esaminare la garanzia nel proprio paese, visitare il sito: hyperice.com/warranty

Riciclaggio

Per informazioni sul riciclaggio di questo imballaggio, visitare <https://hyperice.com/recycling>.



SOLO PER IL MESSICO

- Questo dispositivo non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienze e conoscenze sull'uso del dispositivo, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o formazione per l'uso dello stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con il dispositivo.
- Il dispositivo deve essere alimentato solo alla bassissima tensione indicata sullo stesso.
- Prima dello smaltimento, rimuovere la batteria dal dispositivo. Durante la rimozione della batteria, il dispositivo deve essere scollegato dal caricatore. La batteria rimossa deve essere smaltita in modo sicuro.
- Il funzionamento di questa apparecchiatura è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questa apparecchiatura o dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

JA



感電や火災、怪我、物損のリスクを軽減するため、本機器は以下の警告、注意、および安全に関する指示に従って使用する必要があります。

安全に関する重要な注意事項 - 取扱説明書原本の翻訳版



Hypervolt Go 3をご使用になる前に、すべての指示内容をよくお読みください。

危険

感電のリスクを低減するため、以下の点に注意してください。

- 使用の終了後や清掃前には、必ずプラグをコンセントから抜いておきます。
- 本機器が水中に落ちた場合は、直接触らないでください。プラグをすぐに抜いてください。
- 入浴やシャワー中には、使用しないでください。
- 本機器は、浴槽やシンクに落下または引き込まれる可能性がある場所に置いたり、保管しないでください。水やその他の液体の中に入れたり、落としたりしないでください。

警告

火傷、火災、感電、または怪我のリスクを低減するために、以下の点に注意してください。

- 本機器は、絶対にコンセントに接続したまま放置しないでください。使用しないとき、および部品を着脱する前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 毛布や枕の下で使用しないでください。過熱により、火災、感電、または怪我につながるおそれがあります。
- 本機器は、8歳以上のお子様、ならびに身体的、感覚的、または精神的能力が低下している方、または経験や知識が不足している方でも安全に使用できますが、その場合、本機器の適切な使用を監督するとともに、事前に指導を行い、使用に伴う危険を理解してもらってください。
- 本機器は、当マニュアルに記載された用途にのみ使用してください。メーカー推奨のタッチメント以外は使用しないでください。
- 本機器は、コードやプラグが損傷している場合、正常に動作していない場合、または落としたり損傷したり、水に濡れてしまった場合は、使用を中止してください。検査と修理のため、本機器をサービスセンターに返送してください。
- 本機器を電源コードをつかんで持ち運んだり、コードを取手として使用しないでください。

- ・コードは、高温の表面から遠ざけてください。
- ・本機器は、通気口が塞がれた状態で操作しないでください。通気口には、糸くず、髪の毛、または空気の流れを妨げる可能性のある物質が入らないようにしてください。
- ・開口部には、物を落としたり挿入しないでください。
- ・屋外では使用しないでください。
- ・エアゾール（スプレー）機器が使用されている場所や酸素を取り扱う場所では使用しないでください。
- ・ベッドやソファなど、通気口が塞がれる可能性のある柔らかい表面の上では決して操作しないでください。
- ・本機器は、ゆったりとした衣服や宝石類の近くでは使用しないでください。
- ・本機器を使用する際には、長い髪を遠ざけてください。
- ・清掃とユーザーのメンテナンスは、お子様が監督なしで行うことはできません。
- ・ネジを取り外したり、分解したりしないでください。
- ・1時間以上の連続運転はしないでください。1時間使用した後は、30分間休ませてから再使用してください。
- ・充電後や使用前には、本機器のプラグを抜いてください。
- ・本機器を使用する際は、必ず取扱説明書の指示に従ってください。
- ・Hypervolt Go 3を使用する際には、体の乾いた清潔な表面にのみ使用し、軽く押しながら体全体に移動させて、1つの部位につき約60秒間使用するようにしてください。Hypervolt Go 3は、体の軟部組織部分にのみ使用し、頭部を含む体の硬い部分や骨のある部分には使用しないでください。軽い筋肉痛以外の痛みや不快感が発生した場合は、直ちにHypervolt Go 3の使用を中止してください。Hypervolt Go 3を使用すると、圧力設定とは関係なくあざが発生する可能性があり、あざが発生した場合には完全に治るまで、あざのある部分にはHypervolt Go 3を使用しないでください。また、打撲傷や挫傷、発疹、皮膚の炎症または損傷のある領域では、完全に治癒するまでHypervolt Go 3の使用は避けてください。Hypervolt Go 3を使用する際は、アタッチメントヘッドの背面に手足の指、髪の毛、その他の体の部分を近づけないようご注意ください。挟み込みや髪の毛の絡まりの原因となるおそれがあります。
- ・Hypervolt Go 3は筋肉組織の部分にのみ使用してください。Hypervolt Go 3は、頭部や脊椎、首の側面や前面、内股、膝の裏側など、硬い骨の部分には使用しないでください。軽い筋肉の痛みを除き、痛みや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。Hypervolt Go 3の使用により、圧力設定に関係なくあざができることがあります。あざができた場合は、その部分が完全に治るまでHypervolt Go 3を使用しないでください。あざ、打撲、発疹、または刺激や損傷のある皮膚の部分には、完全に治るまでHypervolt Go 3の使用を避けてください。使用時には、指やつま先、髪の毛、その他の体の部位をアタッチメントの背面から離し、挟まれたり髪の毛が絡まったりしないように注意してください。

The Hypervolt Go 3の充電は、付属のHyperice USB-Cコードまたは5V USBで行います。Hypervolt Go 3を夜間に充電したり、充電中または使用中に放置したりしないでください。認定または認証されたITE電源のみを使用してください。

以下のいずれかに該当する場合は、事前に医師の許可を得ることなくHypervolt Go 3、またはその他の打診装置を使用しないでください。

- ・妊娠中、神経障害や網膜損傷などの合併症を伴う糖尿病、ペースメーカーの装着、術後、怪我の後、てんかんや片頭痛、椎間板ヘルニア、脊椎すべり症、脊椎分離症、脊椎症、最近の関節置換術やIUD、金属ピンやプレートの装着、または健康・身体に関するあらゆる懸念。打診具または振動機器を虚弱な人やお子様に使用する場合は、大人の付き

添いが必要です。これらの禁忌により、打診具または振動機器の使用が禁止されているということではありませんが、使用前に医師に相談することをお勧めします。特定の医的障害に対する打診具によるマッサージの効果については、現在研究中であり、その結果によっては、上記の禁忌理由が削減される可能性もあります。

- 機器は、指定されたバッテリーパックのみで使用してください。他のバッテリーパックを使用すると、けがや火災のリスクを引き起こす可能性があります。
- 誤った使用条件下では、バッテリーから液体が漏れ出すことがあります。接触を避けてください。万が一接触した場合は、水で洗い流してください。液体が目に入った場合は、直ちに医師の診察を受けてください。漏れ出た液体は、刺激ややけどを引き起こす可能性があります。
- 破損または改造されたバッテリーパックや機器は使用しないでください。破損・改造されたバッテリーは予期せぬ動作をする可能性があり、火災、爆発、またはけがの原因となります。
- 機器を火気や高温にさらさないでください。火気や130°Cを超える温度にさらされると、爆発の恐れがあります。
- すべての充電指示に従い、取扱説明書に記載された温度範囲外で充電しないでください。不適切な温度での充電や誤った方法での充電は、バッテリーに損傷を与え、火災のリスクを高める可能性があります。
- メンテナンスは、資格を有する修理業者に依頼し、必ず同一の交換部品を使用してください。これにより製品の安全性が維持されます。
- 取扱説明書およびお手入れガイドに記載されている場合を除き、機器を改造したり修理しようとしたりしないでください。

Hypervolt Go 3にはバッテリーが装着されており、電気電子機器の適切な廃棄処理施設またはリサイクル施設にて安全に処理する必要があります。

注意事項

本機に使用されているバッテリーは、誤った取り扱いをすると火災や火傷につながるおそれがあります。分解したり、100°C 以上に加熱したり、焼却したりしないでください。使用済みバッテリーは速やかに廃棄処分してください。お客様の手の届かない所に保管してください。分解したり、火中に投げたりしないでください。

本取扱説明書を大切に保管してください

Hypervolt Go 3は、筋肉をケアし、緊張を和らげ、リラックスできるマッサージを行い、ウォームアップと回復を促進し、柔軟性と可動域の維持に役に立つ的を絞った圧力パルスを提供する手持ち式打診具のマッサージ機器です。

操作

電源ボタンを0.5秒間押し続けて、Hypervolt Go 3の電源を入れます。本機器の電源が入っ

たら、ハンドルのベースにあるバッテリーレベルインジケーター (LEDバンド) が点灯します。速度の変更は、デジタルスピードダイヤルを回して実施します (1~5)。現在の速度は点灯表示が示します。電源を切るには、電源ボタンを0.5秒間押し続けます。

ヘッドアタッチメントの交換

アタッチメントは、必ず速度設定をオフにしてヘッドアタッチメントの動きが停止した後で交換してください。ヘッドアタッチメントを交換するには、既存のヘッドアタッチメントをまっすぐ引き出して取り外し、希望するヘッドをしっかりと押しながら開口部に直接挿入します。

充電


初めて使用する前に、最大で4時間の完全充電してください。充電するには、USB-Cコードをハンドルの下部にある充電ポートに接続し、コードをUSB-Aアダプターに挿入します。次にアダプターを壁に差し込みます。LEDライトバンドの点滅は、バッテリーのレベルを表示し、充電中であることを示します。LEDライトバンドの色は、赤 (低) から緑 (完全充電) までの充電レベルに対応します。LEDバンドの緑色の点灯が維持されたら、満充電を示します。バッテリーの充電は、いつでも、どのようなバッテリーレベルでも可能です。赤色のLEDレベルまでバッテリーを消耗させることはお勧めしません。平均実行時間は、使用中の速度レベルと圧力によりますが、2時間以上です。本機器を使用していないときや保管中、および移動中は、本機器の電源を切ることをお勧めします。

クリーニングと保管

本機器の電源が切れており、バッテリーチャージャーが接続されていないことを確認してください。湿らせた、清潔な布を使用して、Hypervolt Go 3を軽く拭いてください。使用しないときは、直射日光の当たらない、清潔で涼しい場所に保管してください。

仕様

1. 交換可能なヘッドアタッチメント (2)
2. デジタルスピードダイヤル
3. スピードインジケーター (5)
4. オン/オフ電源ボタン
5. バッテリーレベルインジケーター (LEDバンド)
6. 充電ポート



5V=2A

動作温度: +0°C ~ +45°C [+32°F ~ +113°F]

保管温度: -20°C ~ +60°C [+4°F ~ +158°F]

充電温度範囲: +5°C ~ +40°C (+41°F ~ +104°F)

定格容量: 7.2V, 4250mAh, 30.6Wh

周波数: レベル1 - 1500/25 Hz, レベル2 - 1750/29 Hz, レベル3 - 2000/33 Hz, レベル

4 - 2250/38 Hz, レベル5 - 2500/42 Hz

重量: 0.7 kg [1.6ポンド]

保証

本製品は、Hypericeの限定保証の対象となっています。hyperice.com/warrantyにアクセスし、ご利用の国での保証について確認してください

リサイクル

梱包のリサイクルについては、<https://hyperice.com/recycling>をご覧ください。

⚠️ メキシコのみ

- 本機器は、その安全性について責任を負う人から機器の使用についての監督またはトレーニングを受けていない限り、身体的、感覚的または精神的能力が異なる、または低下している人（お子様を含む）や本機器の使用方法について経験や知識が不足している人が使用することを想定していません。
- お子様の本機器をおもちゃとして使用しないように監督してください。
- 本機器には、機器上に示されている安全超低電圧でのみ電源を供給する必要があります。
- 本機器を廃棄する際には、バッテリーを取り外す必要があります。バッテリーを取り外す際には、本機器を充電器から取り外す必要があります。安全に廃棄するために、バッテリーを取り外してください。
- 本機器の運用には、以下の2つの条件が適用されます。(1) 本機器または装置は、有害な干渉を引き起こしてはならず、(2) 本機器または装置は、望ましくない動作を引き起こす可能性がある干渉を含め、あらゆる干渉を受け入れることができません。

KO



감전, 화재, 인명 상해 또는 재산 피해 위험을 줄이려면 다음과 같은 경고, 주의, 안전 지침에 따라 본 장치를 사용해야 합니다.

중요 안전 지침 - 원본 지침



Hypervolt Go 3 장치를 사용하기 전에 모든 지침을 숙지하십시오.

위험

감전 위험 예방 조치:

- 사용 직후, 청소 전에는 항상 전기 콘센트에서 마사지기 플러그를 뽑으십시오.
- 물에 빠진 장치를 건지려고 손을 담그지 마십시오. 즉시 플러그를 뽑으십시오.
- 욕욕 혹은 샤워 중에는 사용하지 마십시오.
- 장치가 욕조 또는 싱크대에 떨어지거나 미끄러져 들어갈 수 있는 곳에 두거나 보관하지 마십시오. 물 또는 다른 액체에 담그거나 떨어뜨리지 마십시오.

경고

화상, 화재, 감전 또는 부상 예방 조치:

- 플러그가 꽂혀 있는 상태로 마사지를 방지해선 안 됩니다. 사용하지 않을 때나 부품 탈착 시 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
- 담요나 베개를 덮은 채 작동하지 마십시오. 과열로 인해 화재, 감전 또는 부상을 초래할 수 있습니다.
- 만8세 이상인 어린이와 신체적·감각적·정신적 능력이 저하되거나 경험과 지식이 부족한 사람은 이 마사지기의 안전한 사용법과 관련한 감독 또는 지침을 받고 이에 수반되는 위험을 이해한 경우에만 사용할 수 있습니다
- 본 장치는 이 사용 설명서에 설명된 대로 의도된 용도로만 사용하십시오. 제조업체에서 권장하지 않는 부속품은 사용하지 마십시오.
- 코드나 플러그가 손상되었거나 장치가 정상적으로 작동하지 않거나 바닥에 떨어졌거나 손상되었거나 물에 젖은 경우 작동하지 마십시오. 서비스 센터에 장치를 반환하여 검사 및 수리를 받으십시오.
- 전원 코드를 잡고 장치를 운반하거나 코드를 손잡이처럼 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 표면 부근에 코드를 두지 마십시오.
- 절대로 환기구가 막혀있는 상태에서 장치를 작동하지 마십시오. 환기구에 보푸라기, 머리카락 또는 공기의 흐름을 방해할 수도 있는 이물질이 없도록 하십시오.
- 환기구에 물건을 떨어뜨리거나 넣지 마십시오.
- 야외에서 사용하지 마십시오.
- 에어로졸(분사) 기기나 산소 호흡기를 사용 중인 곳에서는 작동하지 마십시오.
- 환기구가 막힐 수도 있는 침대나 소파같은 부드러운 표면 위에서 작동하지 마십시오.
- 느슨하게 늘어뜨린 옷 혹은 장신구 가까이에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 사용 중에는 긴 머리카락이 장치에 닿지 않도록 하십시오.
- 어린이는 감독자 없이 홀로 청소 및 유지 관리 작업을 절대 수행할 수 없습니다.
- 나사를 빼거나 장치를 분해하지 마십시오.
- 연속으로 1시간 이상 작동하지 마십시오. 기기를 1시간 동안 사용한 후에는 30분 동안

중단한 후 다시 사용하십시오.

- 충전을 마친 후 혹은 사용하기 전에 콘센트에서 장치 플러그를 뽑습니다.
- 반드시 작동 지침에 따라 장치를 사용하십시오.
- Hypervolt Go 3를 사용할 때에는 몸의 건조하고 깨끗한 부위에만 가볍게 눌러 대고 약 60초 동안 해당 부위를 따라 이동시키며 사용하십시오. Hypervolt Go 3는 반드시 신체의 부드러운 부위에만 사용해야 하며 머리와 같이 단단하거나 뼈가 있는 부위에는 사용해서는 안 됩니다. 가벼운 근육통을 제외한 통증이나 불편함이 느껴질 경우, Hypervolt Go 3의 사용을 즉시 중단하십시오. Hypervolt Go 3 사용 시 압력 설정과 관계없이 멍이 들 수 있습니다. 멍이 든 경우, 멍이 완전히 아물 때까지 해당 부위에 Hypervolt Go 3를 사용하지 마십시오. 또한 피부의 모든 멍, 타박상, 발진 또는 염증이 있거나 다친 부위가 완전히 나을 때까지 Hypervolt Go 3 장치를 사용하지 마십시오. Hypervolt Go 3를 사용할 때 손가락, 발가락, 머리카락 및 기타 신체 부위가 헤드 어태치먼트의 뒷부분에 닿지 않도록 하여 끼임이나 머리카락 엉킴을 방지하십시오.
- Hypervolt Go 3는 근육 조직 부위에만 사용해야 합니다. Hypervolt Go 3는 머리와 척추, 목의 옆면 또는 앞면, 내측 사타구니, 무릎 뒤쪽 등 몸의 단단하거나 뼈가 있는 부위에는 사용하지 마십시오. 가벼운 근육통을 제외하고 통증이나 불편함이 느껴지면 즉시 Hypervolt Go 3 사용을 중단하십시오. 압력 설정에 관계없이 Hypervolt Go 3 사용 시 멍이 생길 수 있으며, 멍이 생긴 경우 멍이 완전히 회복될 때까지 해당 부위에 Hypervolt Go 3를 사용하지 않아야 합니다. 또한 모든 멍, 타박상, 발진 또는 자극받거나 손상된 피부 부위에도 완전히 치유될 때까지 Hypervolt Go 3 사용을 피해야 합니다. Hypervolt Go 3를 사용할 때는 손가락, 발가락, 머리카락 및 기타 신체 부위를 부착 헤드 뒤쪽에서 멀리 떨어뜨려 끼임이나 머리카락 엉킴을 방지하십시오.

Hypervolt Go 3는 제공된 Hyperice USB-C 케이블 또는 5V USB를 통해 충전하도록 설계되었습니다. Hypervolt Go 3를 밤새 충전하거나 충전 중 또는 사용 중에 Hypervolt Go 3를 방치하지 마십시오. 등록/인증된 ITE 전원 공급 장치만 사용해야 합니다.

다음 항목 중 하나라도 해당되는 경우, Hypervolt Go 3 또는 기타 진동 기기를 사용하기 전에 반드시 의사의 승인을 받으십시오.

- 임신, 신경병증 또는 망막 손상과 같은 합병증이 있는 당뇨병, 심박조율기 착용, 최근 수술을 받거나 부상을 당함, 간질 또는 편두통, 탈출 추간판, 척추 전방 전위증, 척추 분리증, 척추 굽음증, 최근 관절 교체 또는 IUD, 금속 핀 또는 플레이트 또는 신체 건강에 대한 모든 우려 사항. 허약한 체질의 사람과 어린이는 타진 또는 진동 마사지를 사용할 때 반드시 성인이 동반해야 합니다. 이러한 기기 사항은 타진 또는 진동 마사지를 사용할 수 없음을 의미하는 것은 아니지만, 사용하기 전에 담당 의사와 상담할 것을 조언합니다. 위에 언급한 기기 사항 목록을 줄이기 위해 특정 의학적 장애 관련 진동 마사지의 효과에 대한 지속적인 연구가 진행되고 있습니다.
- 기기는 지정된 배터리 팩만 사용하십시오. 다른 배터리 팩을 사용할 경우 부상이나 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
- 과도한 사용 조건에서는 배터리에서 액체가 분출될 수 있으니 접촉을 피하십시오. 만약 우연히 접촉했다면 물로 씻어내십시오. 액체가 눈에 닿으면 즉시 의사의 진료를 받으십시오. 배터리에서 분출된 액체는 자극이나 화상을 일으킬 수 있습니다.
- 손상되거나 변형된 배터리 팩 또는 기기는 사용하지 마십시오. 손상되거나 변형된 배터리는 예측할 수 없는 동작을 하여 화재, 폭발 또는 부상의 위험이 있습니다.
- 기기를 불이나 과도한 고온에 노출시키지 마십시오. 130°C 이상의 온도에 노출되면 폭발 위험이 있습니다.
- 모든 충전 지침을 준수하고, 사용 설명서에 명시된 온도 범위 밖에서는 기기를 충전하지 마십시오. 잘못된 충전이나 지정된 온도 범위 외에서의 충전은 배터리를 손상시키고 화재 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 서비스는 자격을 갖춘 수리 전문가에게 맡기고 동일한 교체 부품만 사용하십시오. 이는 제품의 안전성을 유지하는 데 필수적입니다.
- 사용 및 관리 지침에 명시된 경우를 제외하고 기기를 임의로 수정하거나 수리하지 마십시오.

Hypervolt Go 3에 내장된 배터리는 적절한 전자 폐기물 폐기 또는 재활용 시설에서 안전하게 폐기해야 합니다.

주의

이 기기에 내장된 배터리를 잘못 취급하는 경우 화재나 화학적 화상 위험을 초래할 수 있습니다. 분해하거나 100°C 이상 가열하거나 소각하지 마십시오. 사용한 배터리는 즉시 폐기하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 분해하거나 불에 태우지 마십시오.

지침서 보관

Hypervolt Go 3는 휴대용 진동 마사지기로, 근육을 관리하고 긴장을 완화하며, 편안한 마사지를 제공하고, 워밍업 및 회복을 가속화하며, 유연성과 관절 가동 범위를 유지하는 데 도움을 주기 위해 집중적인 압력 펄스를 전달합니다.

작동

ON 버튼을 0.5초간 길게 눌러 Hypervolt Go 3의 전원을 켜십시오. 장치의 전원이 켜지면, 손잡이 하단의 배터리 충전량 표시등(LED 표시등)이 켜질 것입니다. 속도(1~5단계)를 변경하려면 디지털 스피드 다이얼을 돌리십시오. 현재 속도가 표시등으로 나타납니다. 전원을 끄려면 전원 버튼을 0.5초 동안 누르십시오.

헤드 어태치먼트 교체

어태치먼트는 속도 세팅을 끈 후 헤드 어태치먼트가 멈췄을 때만 교체해야 합니다. 헤드 어태치먼트를 교체하려면 기존의 헤드 어태치먼트를 똑바로 당겨 제거한 후, 입구에 원하는 헤드를 직접 삽입하고 단단히 누르십시오.

충전

최초 사용 시 먼저 배터리를 최대 네 시간 동안 완전히 충전하십시오. 충전하려면, USB-C 코드를 손잡이 하단에 위치한 충전 포트를 연결한 후 코드를 USB-A 어댑터에 꽂으십시오. 그런 다음 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂으십시오. LED 표시등이 배터리 잔량을 표시하고 충전 중임을 나타내기 위해 점멸합니다. LED 표시등 색상은 빨간색(충전 부족)에서 녹색(완충)까지 충전 수준에 따라 달라집니다. LED 표시등이 녹색 점등 상태를 유지하며 밝게 빛나면 완충 상태입니다. 배터리는 언제든지, 어떤 배터리 잔량에서도 충전할 수 있습니다. 배터리를 빨간색 LED 수준까지 완전히 방전하는 것은 권장하지 않습니다. 평균 사용 시간은 속도 설정 및 사용 중 가해지는 압력에 따라 다르며, 약 2시간 이상입니다. 기기를 사용하지 않을 때 혹은 보관 및 이동 중에는 전원 스위치를 OFF 상태로 전환하는 것을 권장드립니다.

청소 및 보관


장치의 전원이 OFF인지 확인하고 배터리 충전기가 연결되어 있지 않은지 확인하십시오. 축축하고 깨끗한 천을 사용하여 Hypervolt Go 3를 부드럽게 닦으십시오. 사용하지 않을 때에는 직사광선이 닿지 않는 깨끗하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

사양

1. 교체형 헤드 어태치먼트(2)
2. 디지털 스피드 다이얼
3. 속도 표시등(5)
4. ON/OFF 전원 버튼

5. 배터리 충전량 표시등(LED 표시등)

6. 충전 포트



5V --- 2A

작동 시 온도: 0°C~45°C [+32°F~113°F]

보관 시 온도: -20°C~+60°C [-4°F~+158°F]

충전 온도: +5°C ~ +40°C (+41°F ~ +104°F)

정격 용량: 7.2V, 4250mAh, 30.6Wh

주파수: 1단계 - 1500/25 Hz, 2단계 - 1750/29 Hz, 3단계 - 2000/33 Hz, 4단계 - 2250/38Hz, 5단계 - 2500/42

무게: 0.7 kg/1.6 lbs

보증

이 제품은 Hyperice의 제한 보증이 적용됩니다. 사용하는 국가별 보증 관련 사항은 hyperice.com/warranty에서 확인하십시오.

재활용

이 포장재 재활용에 관한 정보는 웹 페이지(<https://hyperice.com/recycling>)에서 확인하십시오.

⚠ 멕시코만 해당됨

- 안전 책임자로부터 장치 작동에 대한 감독이나 교육을 받지 않는 한, 본 장치는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 다른 양상을 보이거나 제한된 사람, 경험이나 지식이 부족한 사람(어린이를 포함)이 사용할 수 없습니다.
- 어린이가 본 장치를 장난감으로 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 본 장치는 장치에 표시된 안전 초저전압으로만 전원을 공급해야 합니다.
- 폐기하기 전에 배터리를 장치에서 분리해야 합니다. 배터리를 분리할 때는 장치를 충전기에서 분리해야 합니다. 배터리는 안전한 폐기물로 처리합니다.
- 본 장치 작동 시 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 기기 혹은 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않아야 하며, (2) 이 기기 혹은 장치는 예상치 못한 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

LT



SIEKIANČI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO, GAISRO IR ASMENINIO SUSIŽALOJIMO AR TURTO ŽALOS RIZIKĄ, ŠIS PRIETAISAS TURI BŪTI NAUDOJAMAS PAGAL ŠIUOS ĮSPĖJIMUS, PERSPĖJIMUS IR SAUGOS INSTRUKCIJAS.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS



Prieš naudodamiesi „Hypervolt Go 3“, perskaitykite visas instrukcijas.

PAVOJUS

Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką, pasirūpinkite toliau nurodytais dalykais:

- Visada atjunkite šį prietaisą iš elektros lizdo iškart po naudojimosi ir prieš valymą.
- Nesiekite paimti prietaiso, kuris įkrito į vandenį. Nedelsdami atjunkite.
- Nenaudokite maudantis vonioje ar duše.
- Nestatykite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali nukristi arba taip patekti į vonią ar kriauklę. Nedėkite ir nemeskite į vandenį ar kitą skystį.

ĮSPĖJIMAS

Norint sumažinti nudegimų, gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo pavojų žmonėms, reikia pasirūpinti toliau nurodytais dalykais:

- Prietaiso niekada negalima palikti be priežiūros, kai jis prijungtas. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš uždėdami arba nuimdami dalis.
- Neekspluatuokite po antklode ar pagalve. Per didelis įkaitimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužaloti žmones.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta galimus pavojus.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei jo laidas ar kištukas pažeisti, jei jis neveikia tinkamai, buvo numestas, pažeistas arba sušlapo. Grąžinkite prietaisą į techninės priežiūros centrą apžiūrai ir taisymui.
- Nenešiokite šio įrenginio už maitinimo laido ir nenaudokite laido kaip rankenos.
- Laikykite laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Niekada nenaudokite prietaiso su užkimštomis oro angomis. Saugokite oro angas, kad jose nebūtų pūkelių, plaukų ar kitų medžiagų, galinčių trukdyti oro srautui.
- Niekada nemeskite ir nedėkite jokio daikto į bet kurią angą.
- Nenaudokite lauke.

- Neekspluatuokite ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiami) prietaisai arba kur įvedamas deguonis.
- Niekada nenaudokite ant minkšto paviršiaus, pavyzdžiui, lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos.
- Nenaudokite prietaiso šalia laisvų drabužių ar papuošalų.
- Naudojimo metu laikykite ilgus plaukus atokiau nuo prietaiso.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti valymo ir naudotojo priežiūros.
- Nenuimkite varžtų ir nebandykite ardyti.
- Nenaudokite nepertraukiamai ilgiau kaip vieną valandą. Po vienos valandos naudojimo, prieš vėl naudodami prietaisą, leiskite jam 30 minučių pailsėti.
- Įkrovę ar prieš naudodami prietaisą atjunkite nuo maitinimo lizdo.
- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijas.
- „Hypervolt Go 3“ naudokite tik ant sausų, švarių kūno paviršių, lengvai spausdami ir judindami per kūną maždaug šešiasdešimt (60) sekundžių kiekvienoje srityje. „Hypervolt Go 3“ turėtų būti naudojamas tik minkštųjų kūno audinių srityse ir neturėtų būti naudojamas jokiose kietose ar kaulinėse kūno srityse, įskaitant galvą. Pajutę bet kokį skausmą ar diskomfortą, išskyrus nedidelį raumenų skausmą, nedelsdami nutraukite „Hypervolt Go 3“ naudojimą. Naudojant „Hypervolt Go 3“ gali atsirasti mėlynių, neatsižvelgiant į slėgio nustatymą, o jei atsiranda mėlynė, neturėtumėte naudoti „Hypervolt Go 3“ ant sutrenktos vietos, kol mėlynė visiškai užgis. Taip pat reikia vengti naudoti „Hypervolt Go 3“ ant visų mėlynių, sumušimų, bėrimų arba sudirgusių ar sužeistų odos vietų, kol jos visiškai išgis. Naudodami „Hypervolt Go 3“ įsitikinkite, kad pirštai, kojų pirštai, plaukai ir kitos kūno dalys yra toliau nuo tvirtinimo galvutės galinės dalies, kad būtų išvengta prispaudimo ar plaukų įspainiojimo.
- Hypervolt Go 3 turėtų būti naudojamas tik raumenų audinių srityse. Hypervolt Go 3 negalima naudoti ant kietų ar kaulinių kūno vietų, įskaitant galvą ir stuburą, kaklo šonus ar priekį, vidinę kirkšnį ar kelio užpakalinę dalį. Jei jaučiate bet kokį skausmą ar diskomfortą, išskyrus lengvą raumenų skausmą, nedelsdami nustokite naudoti Hypervolt Go 3. Naudojant Hypervolt Go 3 gali atsirasti mėlynių, nepriklausomai nuo slėgio nustatymo, ir jei mėlynės atsiranda, neturėtumėte naudoti Hypervolt Go 3 ant pažeistos vietos, kol mėlynė visiškai neatsigaus. Taip pat reikėtų vengti naudoti Hypervolt Go 3 ant visų mėlynių, sumušimų, bėrimų ar sudirgusių ar sužeistų odos vietų, kol jos visiškai neatsigaus. Naudojant Hypervolt Go 3 būtinai laikykite pirštus, kojų pirštus, plaukus ir kitas kūno dalis atokiau nuo priedo galvutės nugarėlės, kad išvengtumėte prispaudimo ar plaukų susivėlimo.

„Hypervolt Go 3“ galima įkrauti naudojant pridėdamą „Hyperice“ USB-C laidą arba 5 V USB jungtį. Nekraukite „Hypervolt Go 3“ per naktį ir nepalikite „Hypervolt Go 3“ be priežiūros, kai kraunama arba naudojama. Naudokite tik su į sąrašą įtrauktu / sertifikuotu ITE maitinimo šaltiniu.

Nenaudokite „Hypervolt Go 3“ ar bet kokio kito perkusinio prietaiso, prieš tai negavę gydytojo leidimo, jei yra bent vienas iš toliau išvardytų atvejų:

- nėštumas, diabetas su komplikacijomis, tokiomis kaip neuropatija ar tinklainės pažeidimas, širdies stimuliatorių naudojimas, neseniai atlikta operacija ar susižeidimas, epilepsija ar migrena, diskų išvarža, spondilolistezė, spondilolizė arba spondilozė, neseniai atlikti sąnarių keitimai ar IUD, metaliniai kaiščiai ar plokštelės arba bet koks jūsų fizinės sveikatos rūpestis. Silpnas asmenis ir vaikus, naudojant bet kokius mušamuosius ar vibracinius prietaisus, turėtų prižiūrėti suaugęs asmuo. Šios kontraindikacijos nereiškia, kad negalite naudotis mušamuoju ar vibraciniu prietaisu, tačiau patariame prieš tai pasikonsultuoti su gydytoju. Šiuo metu atliekami perkusinio masažo poveikio specifiniams medicininiais sutrikimams tyrimai, dėl kurių gali būti sutrumpintas kontraindikacijų sąrašas, kaip parodyta aukščiau.
- Naudokite prietaisus tik su specialiai paskirtais baterijų blokais. Kitų baterijų blokų naudojimas gali sukelti sužalojimų ir gaisro pavojų.
- Netinkamomis sąlygomis iš baterijos gali išsilieti skystis; venkite kontakto. Jei atsitiktinai susiliečiate, praplaukite vandeniu. Jei skystis patenka į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją. Iš baterijos išsilijęs skystis gali sukelti dirginimą arba

nudegimus.

- Nenaudokite sugadintų arba pakeistų baterijų blokų ar prietaisų. Sugadintos arba pakeistos baterijos gali elgtis nenusėjamai, kas gali sukelti gaisrą, sprogimą ar sužalojimų pavojų.
- Neleiskite prietaiso kontaktuoti su ugnimi ar per aukšta temperatūra. Kontaktas su ugnimi arba temperatūra virš 130 °C gali sukelti sprogimą.
- Laikykitės visų įkrovimo nurodymų ir neįkraukite prietaiso už instrukcijose nurodyto temperatūros intervalo ribų. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas neleistinomis temperatūrom gali pakenkti baterijai ir padidinti gaisro riziką.
- Remontą atlikite tik kvalifikuotas meistras, naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Tai užtikrins produkto saugumą.
- Nekeiskite ir nesistenkite taisyti prietaiso, išskyrus atvejus, nurodytus naudojimo ir priežiūros instrukcijose.

„Hypervolt Go 3“ turi bateriją, kurią reikia saugiai utilizuoti atitinkamoje elektroninių atliekų šalinimo arba perdirbimo įmonėje.

ATSARGIAI

Netinkamas elgesys su šiuo prietaise esančia baterija gali sukelti gaisro arba cheminio nudegimo pavojus. Neardykite, nekaitinkite aukštesnėje nei 100 °C temperatūroje ir nedeginkite. Nedelsdami išmeskite panaudotą bateriją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neardykite ir nemeskite į ugnį.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

„Hypervolt Go 3“ - tai rankinis perkusinio masažo prietaisas, kuris tikslingais slėgio impulsais prižiūri raumenis, mažina įtampą, atlieka atpalaiduojantį masažą, pagreitina apšilimą ir atsigavimą, padeda išlaikyti lankstumą ir judesių amplitudę.

Veikimas

Įjunkite „Hypervolt Go 3“ paspausdami ir 0,5 sekundės palaikydami maitinimo mygtuką. Kai prietaisas bus ON padėtyje (įjungtas), užsidegs akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius (LED juosta) rankenos apačioje. Sukite skaitmeninį greičio ratuką, kad pakeistumėte greitį (1-5). Lemputės rodys esamą greitį. Norėdami išjungti, tiesiog 0,5 sekundės palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.

Galvutės priedų keitimas

Prieš keisdami tik išjungę greičio nustatymą ir nustojus judėti galvutės priedui. Norėdami pakeisti galvutės priedus, patraukite esamą galvutės priedą, kad jį nuimtumėte, ir įstatykite norimą galvutę tiesiai į angą, stipriai spausdami.

Įkrovimas


Prieš naudodami pirmą kartą, pilnai įkraukite bateriją iki keturių valandų. Norėdami įkrauti, prijunkite USB-C laidą prie įkrovimo prievado, esančio rankenos apačioje, ir prijunkite laidą prie USB-A adapterio. Tada prijunkite adapterį prie sienos. LED juosta pulsuos, rodydama akumulatoriaus įkrovimo lygį ir aktyvų įkrovimą. LED juostos spalvos atitinka įkrovimo lygį - nuo raudonos (mažai) iki žalios (visiškai įkrautas). Visiškai įkrovimas rodomas, kai LED juosta išlieka žalia ir pilnai šviečia. Akumuliatorių galima įkrauti bet kuriuo metu ir esant bet kokiame akumuliatoriaus įkrovimo lygiui. Nerekomenduojama visiškai išseikvoti baterijos iki raudonos spalvos LED lygio. Vidutinė veikimo trukmė yra 2 ir daugiau valandų, priklausomai nuo greičio lygio ir naudojamo spaudimo. Rekomenduojama išjungti prietaisą, kai jo nenaudojate, laikote padėtį ir keliaujate.

Valymas ir laikymas

Įsitikinkite, kad maitinimas yra OFF padėtyje (išjungtas) ir akumuliatoriaus įkroviklis neprijungtas. Naudokite drėgną, švarią šluostę ir švelniai nuvalykite „Hypervolt Go 3“. Kai nenaudojate, laikykite švarioje, vėsioje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje.

Specifikacijos

1. Keičiami galvutės priedai (2)
2. Skaitmeninis greitis rinkimas
3. Greičio indikatoriai (5)
4. Įjungimo/išjungimo maitinimo mygtukas
5. Baterijos lygio indikatorius (LED juosta)
6. Įkrovimo prievadas



5V --- 2A

Darbinė temperatūra: nuo +0 °C iki +45 °C [nuo +32 °F iki 113 °F]

Laikymo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C [nuo -4 °F iki +158 °F]

Įkrovimo temperatūra: +5 °C iki +40 °C (+41 °F iki +104 °F)

Nominalioji talpa: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Dažnis: 1 lygis - 1500/25 Hz, 2 lygis - 1750/29 Hz, 3 lygis - 2000/33 Hz, 4 lygis - 2250/38Hz, 5 lygis - 2500/42Hz

Svoris: 0,7 kg [1,6 svarų]

Garantija

Šiam gaminiui taikoma ribota „Hyperice“ garantija. Apsilankykite adresu hyperice.com/warranty ir peržiūrėkite garantiją savo šalyje

Perdirbimas

Norėdami gauti informacijos apie šios pakuotės perdirbimą, apsilankykite <https://hyperice.com/recycling>.



TIK MEKSIKAI

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra kitokie ar ribotesni arba kuriems trūksta patirties ar žinių, išskyrus atvejus, kai tokius asmenis prižiūri ar moko naudotis prietaisu asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad prietaisų nenaudotų kaip žaislų.
- Prietaisas turi būti maitinamas tik saugia ypač žema įtampa, nurodyta ant prietaiso.
- Prieš išmetant, akumuliatorių iš prietaiso jį reikia išimti. Išėmus akumuliatorių, prietaisas turi būti atjungtas nuo įkroviklio. Akumuliatorius išimamas, kad jį būtų galima saugiai išmesti.
- Šio prietaiso veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) ši įranga ar prietaisas negali kelti žalingų trukdžių, ir (2) ši įranga ar prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

MS



UNTUK MENGURANGKAN RISIKO RENJATAN ELEKTRIK, KEBAKARAN DAN KECEDEeraan DIRI, ATAU KEROSAKAN HARTA BENDA, PERANTI INI MESTI DIGUNAKAN MENGIKUT AMARAN, AWAS DAN ARAHAN KESELAMATAN YANG BERIKUT.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING - ARAHAN ASAL



Baca semua arahan sebelum menggunakan Hypervolt Go 3.

BAHAYA

Untuk mengurangkan risiko renjatan elektrik:

- Sentiasa cabut palam peranti ini daripada salur keluar elektrik serta-merta selepas digunakan dan sebelum dibersihkan.
- Jangan sentuh peranti yang terjatuh ke dalam air. Cabut palam serta-merta.
- Jangan guna semasa sedang mandi.
- Jangan letak atau simpan peranti di tempat yang menyebabkan peranti mudah terjatuh atau masuk ke dalam tab atau singki. Jangan letak atau jatuhkan peranti ke dalam air atau cecair lain.

AMARAN

Untuk mengurangkan risiko melecuk, kebakaran, renjatan elektrik atau kecederaan kepada seseorang:

- Peranti tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan apabila palam dipasang. Cabut palam daripada salur keluar apabila tidak digunakan dan sebelum memasang atau menanggalkan bahagian.
- Jangan kendalikan di bawah selimut atau bantal. Pemanasan yang berlebihan boleh berlaku dan menyebabkan kebakaran, renjatan elektrik atau kecederaan kepada seseorang.
- Peranti ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur dari 8 tahun ke atas dan individu yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan alat dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang boleh berlaku.
- Gunakan peranti ini hanya untuk kegunaan yang dimaksudkan seperti yang diterangkan dalam manual ini. Jangan gunakan lekapan yang tidak disyorkan oleh pengilang.
- Jangan sekali-kali mengendalikan peranti ini jika terdapat kord atau palam yang rosak, jika peranti tidak berfungsi dengan betul, jika peranti terjatuh atau rosak, atau jika peranti basah. Kembalikan peranti ke pusat servis untuk pemeriksaan dan pembaikan.
- Jangan bawa peranti ini dengan memegang kord bekalan atau menggunakan kord sebagai pemegang.
- Jauhkan kord daripada permukaan panas.
- Peranti tidak boleh digunakan dengan bahagian bukaan udara terhalang. Pastikan bahagian bukaan udara bebas daripada lin, rambut atau sebarang bahan yang boleh menjejaskan aliran udara.
- Jangan buang atau masukkan sebarang objek ke dalam sebarang bukaan yang

ada.

- Jangan guna di luar rumah.
- Jangan kendalikan sekiranya peranti aerosol (semburan) sedang digunakan atau sekiranya oksigen sedang diberikan.
- Peranti tidak boleh digunakan pada permukaan yang lembut seperti katil atau sofa kerana bukaan udara mungkin boleh tersumbat.
- Jangan gunakan peranti berdekatan pakaian longgar atau barang kemas.
- Jauhkan rambut yang panjang daripada peranti ini ketika sedang digunakan.
- Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Jangan tanggalkan atau cuba memisahkan bahagian-bahagian skru.
- Jangan gunakan tanpa henti lebih dari satu jam. Selepas satu jam, rehatkan peranti selama 30 minit sebelum digunakan semula.
- Cabut palam peranti selepas dicas dan sebelum digunakan.
- Gunakan peranti hanya mengikut Arahan Pengendalian.
- Semasa menggunakan Hypervolt Go 3, berikan tekanan sedikit dan gerakkan ke seluruh badan selama kira-kira enam puluh (60) saat bagi setiap permukaan bahagian badan yang kering dan bersih sahaja. Hypervolt Go 3 hanya boleh digunakan pada kawasan tisu lembut badan dan tidak boleh digunakan pada sebarang bahagian badan yang keras atau tulang, termasuk kepala. Sila hentikan penggunaan Hypervolt Go 3 dengan segera apabila mengalami sebarang kesakitan atau ketidakselesaan, selain daripada sakit otot yang ringan. Lebam boleh berlaku akibat penggunaan Hypervolt Go 3, tanpa mengira tetapan tekanan. Jika lebam berlaku, anda tidak boleh menggunakan Hypervolt Go 3 pada kawasan lebam sehingga sembuh sepenuhnya. Penggunaan Hypervolt Go 3 juga perlu dielakkan pada semua jenis lebam, kontusi, ruam atau kawasan kulit yang merengsa atau cedera sehingga sembuh sepenuhnya. Semasa menggunakan Hypervolt Go 3, pastikan anda jauhkan jari tangan, jari kaki, rambut dan bahagian badan yang lain daripada belakang kepala lekapan untuk mengelakkan kulit tersepit atau rambut terbelit
- Hypervolt Go 3 hanya harus digunakan pada kawasan tisu otot. Hypervolt Go 3 tidak boleh digunakan pada kawasan keras atau ber tulang badan, termasuk kepala dan tulang belakang, bahagian sisi atau hadapan leher, bahagian dalam kelangkang, atau belakang lutut. Sila hentikan penggunaan Hypervolt Go 3 serta-merta jika mengalami sebarang kesakitan atau ketidakselesaan, selain daripada kesakitan otot ringan. Kecederaan lebam boleh berlaku akibat penggunaan Hypervolt Go 3 tanpa mengira tahap tekanan, dan jika lebam berlaku, anda tidak harus menggunakan Hypervolt Go 3 pada kawasan lebam tersebut sehingga ia sembuh sepenuhnya. Penggunaan Hypervolt Go 3 juga harus dielakkan pada semua lebam, contusions, ruam atau kawasan kulit yang teriritasi atau cedera sehingga ia sembuh sepenuhnya. Semasa menggunakan Hypervolt Go 3, pastikan jari, jari kaki, rambut dan bahagian badan lain dijauhkan dari belakang kepala alat bagi mengelakkan tersepit atau rambut tersangkut..

Hypervolt Go 3 bertujuan untuk dicas dengan kord USB-C Hyperice yang disediakan atau oleh USB 5V. Jangan cas Hypervolt Go 3 semalaman atau membiarkan Hypervolt Go 3 tanpa pengawasan semasa dicas atau sedang digunakan. Gunakan hanya dengan Bekalan Kuasa ITE Disenaraikan/Disahkan. Jangan gunakan Hypervolt Go 3, atau sebarang peranti perkusi tanpa mendapatkan kelulusan daripada doktor anda terlebih dahulu jika melibatkan mana-mana perkara yang berikut:

- Kehamilan, diabetes dengan komplikasi seperti neuropati atau kerosakan retina, kehausan perentak jantung, pembedahan atau kecederaan terbaharu, epilepsi atau migrain, cakera hernia, spondilolistesis, spondilolisis, atau spondilosis, penggantian sendi atau IUD baru-baru ini, pin atau plat logam atau sebarang ketidakseimbangan mengenai kesihatan fizikal anda. Individu dan kanak-kanak yang lemah perlu ditemani oleh orang dewasa semasa menggunakan sebarang peranti perkusi atau getaran. Kontraindikasi ini tidak bermakna anda tidak boleh menggunakan peranti perkusi atau getaran tetapi kami menasihatkan anda supaya mendapatkan nasihat doktor anda sebelum berbuat demikian.

Penyelidikan berterusan sedang dilakukan terhadap kesan urutan perkusi untuk gangguan perubatan tertentu yang boleh mengakibatkan pemendekan senarai kontraindikasi seperti yang ditunjukkan di atas.

- Gunakan peralatan hanya dengan pek bateri yang khusus ditetapkan. Penggunaan pek bateri lain mungkin menyebabkan risiko kecederaan dan kebakaran.
- Dalam keadaan kasar, cecair mungkin terkeluar dari bateri; elakkan sentuhan. Jika sentuhan berlaku secara tidak sengaja, bilas dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan bantuan perubatan tambahan. Cecair yang terkeluar dari bateri boleh menyebabkan iritasi atau melecur.
- Jangan gunakan pek bateri atau peralatan yang rosak atau telah diubah suai. Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat diramalkan yang boleh menyebabkan kebakaran, letupan atau risiko kecederaan.
- Jangan dedahkan peralatan kepada api atau suhu yang melampau. Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130°C boleh menyebabkan letupan.
- Ikuti semua arahan pengecasan dan jangan cas peralatan di luar julat suhu yang dinyatakan dalam arahan. Pengecasan yang tidak betul atau pada suhu di luar julat yang ditetapkan boleh merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.
- Pastikan penyelenggaraan dilakukan oleh juruteknik yang bertauliah menggunakan alat ganti yang sama. Ini akan memastikan keselamatan produk terpelihara.
- Jangan ubah suai atau cuba membaiki peralatan kecuali seperti yang dinyatakan dalam arahan penggunaan dan penjagaan.

Hypervolt Go 3 mengandungi bateri yang mesti diuruskan dengan selamat di kemudahan pelupusan atau kitar semula sisa elektronik yang sewajarnya.

AWAS

Bateri yang digunakan dalam peranti ini boleh menimbulkan risiko kebakaran atau lecur kimia jika disalahgunakan. Jangan pisahkan, panaskan melebihi 100° C atau bakar. Lupuskan bateri terpakai dengan segera. Jauhkan daripada kanak-kanak. Jangan pisahkan bahagian peranti dan jangan buang dalam api.

SIMPAN ARAHAN INI

Hypervolt Go 3 ialah peranti urutan perkusi pegangan tangan yang memberikan tekanan yang disasarkan pada betis untuk merawat otot, melegakan ketegangan, memberikan urutan yang menenangkan, mempercepat pemanasan dan pemulihan, serta membantu mengekalkan kefiexsibelan dan julat pergerakan.

Beroperasi

Hidupkan Hypervolt Go 3 anda dengan menekan dan menahan butang kuasa selama 0.5 saat. Selepas peranti anda dihidupkan, penunjuk paras bateri (jalur LED) di pangkal pemegang akan menyala. Putar dail laju digital untuk menukar kelajuan (1-5). Lampu akan menunjukkan kelajuan semasa. Bagi mematikan kuasa, hanya tekan dan tahan butang kuasa selama 0.5 saat.

Menukar lekapan kepala

Hanya tukar lekapan selepas tetapan kelajuan dimatikan dan lekapan kepala berhenti bergerak. Bagi menukar lekapan kepala, tarik keluar lekapan kepala sedia ada untuk menanggalkannya dan masukkan kepala yang dikehendaki terus ke dalam bukaan sambil menolak dengan kuat.

Pengecasan

Cas bateri sepenuhnya hingga empat jam sebelum penggunaan kali pertama.


Untuk mengecas, sambungkan kord USB-C ke dalam port pengecasan bateri di bawah pemegang dan pasangkan palam kord ke dalam penyesuai USB-A. Kemudian pasangkan penyesuai ke dinding. Jalur lampu LED akan berkerlip untuk menunjukkan paras bateri dan menunjukkan pengecasan aktif. Warna jalur cahaya LED sepadan dengan tahap pengecasan antara merah (rendah) hingga hijau (dicas sepenuhnya). Cas penuh ditunjukkan apabila lampu LED kekal warna hijau dan kekal menyala sepenuhnya. Peranti boleh dicas semula pada bila-bila masa dan pada sebarang paras bateri. Tidak disyorkan untuk menghabiskan bateri sepenuhnya sehingga tahap LED merah. Purata masa ialah 2+ jam bergantung pada tahap kelajuan dan tekanan yang dikenakan semasa penggunaan. Disyorkan untuk mematikan peranti semasa peranti tidak digunakan dan semasa penyimpanan serta perjalanan.

Pembersihan dan penyimpanan

Pastikan kuasa peranti DIMATIKAN (OFF) dan pengecas bateri tidak dipasang. Gunakan kain lembap dan bersih untuk mengelap Hypervolt Go 3 anda dengan perlahan. Simpan di tempat yang bersih, sejuk, jauh daripada cahaya matahari langsung, apabila tidak digunakan.

Spesifikasi

1. Lekapan kepala boleh ditukar ganti (2)
2. Dail kelajuan digital
3. Penunjuk kelajuan (5)
4. Butang kuasa HIDUP/MATI (ON/OFF)
5. Penunjuk paras bateri (jalur LED)
6. Port pengecasan



5V --- 2A

Suhu pengendalian: 0° C hingga +45° C [+32° F hingga +113° F]

Suhu penyimpanan: -20° C hingga +60° C [-4° F hingga +158° F]

Suhu pengecasan: +5°C hingga +40°C (+41°F hingga +104°F)

Kapasiti Ditetapkan: 7.2V, 4250 mAh, 30.6Wh

Frekuensi: Paras 1 - 1500/25 Hz, Paras 2 - 1750/29 Hz, Paras 3 - 2000/33 Hz, Paras 4 - 2250/38Hz, Paras 5 - 2500/42Hz

Berat: 0.7 kg/1.6 lbs

Waranti

Produk ini dilindungi oleh waranti terhad daripada Hyperice. Sila pergi ke laman web hyperice.com/warranty untuk menyemak waranti di negara anda.

Kitar Semula

Sila pergi ke laman web <https://hyperice.com/recycling> untuk mendapatkan maklumat tentang mengitar semula bungkusan ini.



UNTUK MEXICO SAHAJA

- Peranti ini bukan untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai keupayaan fizikal, deria atau mental yang berbeza atau berkurangan, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan peranti oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peranti ini.
- Peranti mesti dikuasakan pada voltan lebih rendah berbanding paras keselamatan yang ditunjukkan pada peranti.
- Bateri mesti dikeluarkan daripada peranti sebelum dilupuskan. Sambungan antara peranti dengan pengecas mesti diputuskan apabila bateri dikeluarkan. Bateri dikeluarkan untuk proses pelupusan yang selamat.
- Pengendalian peralatan ini tertakluk pada dua keadaan yang berikut: (1) peralatan atau peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang berbahaya dan (2) peralatan atau peranti ini mesti menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang boleh menyebabkan pengendalian yang tidak dikehendaki.

NL-NL



OM DE RISICO'S OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN TE BEPERKEN, MOET DIT APPARAAT WORDEN GEBRUIKT IN OVEREENSTEMMING MET DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN, VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLN- STRUCTIES - OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES



Lees alle instructies voordat u de Hypervolt Go 3 gebruikt.

GEVAAR

Om het risico op een elektrische schok te verminderen:

- Trek de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en vóór het schoonmaken uit het stopcontact.
- Probeer het apparaat niet te pakken als het in het water gevallen is. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Niet gebruiken tijdens het nemen van een bad of douche.
- Plaats het apparaat niet op een manier of berg het niet op waar het kan vallen of in een badkuip of wasbak getrokken kan worden. Niet plaatsen in of laten vallen in water of andere vloeistof.

WAARSCHUWING

Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

- Dit apparaat mag nooit onbeheerd achtergelaten worden met de stekker in het stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt.
- Niet gebruiken onder een deken of kussen. Overmatige verhitting kan plaatsvinden met als gevolg brand, een elektrische schok of persoonlijk letsel.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of als ze instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de ermee verbonden gevaren begrijpen.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik en zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet aanbevolen zijn door de fabrikant.

- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet correct werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het nat geworden is. Retourneer het apparaat naar een servicecenter om het te laten nakijken en repareren.
- Draag dit apparaat niet aan het snoer en gebruik het snoer niet als handgreep.
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Gebruik dit apparaat nooit met geblokkeerde luchtopeningen. Houd de luchtopeningen vrij van pluiz, haar of andere materialen die de luchtstroom kunnen belemmeren.
- Laat nooit voorwerpen in de openingen vallen of steek er nooit een voorwerp in.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Niet gebruiken als er spuitbussen met aerosol gebruikt worden of waar er zuurstof toegediend wordt.
- Gebruik het apparaat nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed of sofa, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken.
- Gebruik het apparaat niet te dicht bij losse kleding of sieraden.
- Houd lang haar uit de buurt van het apparaat wanneer het in gebruik is.
- De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Verwijder geen schroeven en probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan een uur zonder onderbreking. Laat het apparaat na een uur gebruik een half uur rusten voordat u het opnieuw gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact na het opladen en vóór gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de gebruiksinstructies.
- Gebruik de Hypervolt Go 3 alleen op droge, schone oppervlakken van het lichaam door er lichtjes op te drukken en het over het lichaam te bewegen gedurende ongeveer zestig (60) seconden per regio. De Hypervolt Go 3 mag alleen worden gebruikt op lichaamsdelen met zacht weefsel en mag niet worden gebruikt op harde of benige delen van het lichaam, inclusief het hoofd. Stop het gebruik van de Hypervolt Go 3 onmiddellijk bij het ondervinden van pijn of ongemak, uitgezonderd lichte spierpijn. Blauwe plekken kunnen ontstaan bij het gebruik van de Hypervolt Go 3, ongeacht de drukinstelling, en als er blauwe plekken optreden, mag u de Hypervolt Go 3 niet gebruiken op het gekneusde gebied totdat de blauwe plek volledig is genezen. Het gebruik van de Hypervolt Go 3 moet ook vermeden worden op alle blauwe plekken, kneuzingen, uitslag of geïrriteerde of gewonde plekken op de huid totdat die volledig genezen zijn. Houd bij het gebruik van de Hypervolt Go 3 vingers, tenen, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de achterkant van de opzetkop om te voorkomen dat ze gekneld raken of dat haar verstrikt raakt.
- De Hypervolt Go 3 mag alleen worden gebruikt op spierweefselgebieden. De Hypervolt Go 3 mag niet worden gebruikt op harde of benige delen van het lichaam, waaronder het hoofd en de wervelkolom, de zijkanten of voorkant van de nek, de binnenkant van de lies of de achterkant van de knie. Stop onmiddellijk met het gebruik van de Hypervolt Go 3 als u pijn of ongemak ervaart, behalve lichte spierpijn. Blauwe plekken kunnen ontstaan door het gebruik van de Hypervolt Go 3, ongeacht de drukinstelling, en als er blauwe plekken ontstaan, mag u de Hypervolt Go 3 niet gebruiken op het blauwe gebied totdat de blauwe plek volledig is genezen. Het gebruik van de Hypervolt Go 3 moet ook worden vermeden op alle blauwe plekken, kneuzingen, huiduitslag of geïrriteerde of beschadigde huidgebieden totdat deze volledig genezen zijn. Zorg er bij het gebruik van de Hypervolt Go 3 voor dat vingers, tenen, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de achterkant van het opzetstuk blijven om knellen of verstriking van het haar te voorkomen.

De Hypervolt Go 3 is bedoeld om opgeladen te worden met het meegeleverde Hyperice USB-C-snoer of via een 5V USB. Laat de Hypervolt Go 3 niet de hele nacht opladen of laat de Hypervolt Go 3 niet onbeheerd achter tijdens opladen of gebruik. Gebruik alleen met een op de lijst vermelde/gecertificeerde ITE-voeding.

Gebruik de Hypervolt Go 3 of een ander percussieapparaat niet zonder eerst goedkeuring van uw arts te krijgen, als er een van volgende situaties van

toepassing is:

- Zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of netvliesschade, het dragen van een pacemaker, een recente operatie of verwonding, epilepsie of migraine, hernia, spondylolisthesis, spondylolyse, of spondylose, recente gewrichtsvervangingen of IUD's, metalen pinnen of platen of een andere reden voor bezorgdheid over uw fysieke gezondheid. Zwakke mensen en kinderen moeten worden vergezeld door een volwassene bij gebruik van een percussie- of trilmassageapparaat. Deze contra-indicaties betekenen niet dat u geen percussie- of trilmassageapparaat kunt gebruiken, maar we raden aan om eerst met uw arts te overleggen. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effecten van percussiemassage voor specifieke medische aandoeningen, wat mogelijk kan leiden tot het inkorten van de hierboven weergegeven lijst met contra-indicaties.
- Gebruik apparaten alleen met speciaal daarvoor bestemde accupacks. Het gebruik van andere accupacks kan leiden tot letsel of brandgevaar.
- Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de accu vrijkomen; vermijd contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan bovendien medische hulp. De uit de accu vrijgekomen vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen accupack of apparaat dat beschadigd of gewijzigd is. Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
- Stel een apparaat niet bloot aan vuur of overmatige hitte. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
- Volg alle oplaadinstructies op en laad het apparaat niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.
- Laat onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde monteur en gebruik uitsluitend identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product behouden blijft.
- Wijzig het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren, behalve zoals aangegeven in de gebruiks- en onderhoudsinstructies.

De Hypervolt Go 3 bevat een accu die op een veilige manier moet worden weggegooid in een geschikt inzamel- of recyclingcentrum voor elektronisch afval.

LET OP

De in dit apparaat gebruikte accu kan bij niet correct gebruik leiden tot brand of chemische brandwonden. Niet uit elkaar halen, niet verhitten boven 100°C, niet verbranden. Een afgedankte accu moet meteen worden afgevoerd. Uit de buurt van kinderen houden. Niet demonteren en niet in het vuur gooien.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De Hypervolt Go 3 is een handbediend percussiemassageapparaat dat gerichte drukimpulsen produceert om spieren te verzorgen, spanning te verlichten, een ontspannende massage te geven, opwarming te versnellen, herstel te bespoedigen en flexibiliteit en bewegingsbereik te helpen behouden.

Gebruik

Zet uw Hypervolt Go 3 aan door de aan-/uitknop een halve seconde in te drukken. Zodra uw apparaat ingeschakeld is, gaat de indicator van het accuniveau (ledband) onderaan de handgreep branden. Draai aan de digitale snelheidsknop om de snelheid (1-5) in te stellen. De lampjes geven de huidige snelheid aan. Om uit te schakelen houdt u de aan-/uitknop een halve seconde ingedrukt.

Opzetstukken verwisselen

Verwissel opzetstukken alleen nadat de snelheidsinstelling is uitgeschakeld en het opzetstuk gestopt is met bewegen. Om een opzetstuk te verwisselen, trekt u het bestaande opzetstuk recht naar buiten om het te verwijderen en plaatst u het gewenste opzetstuk direct in de opening terwijl u er hard op duwt.

Opladen


Laad de accu tot vier uur volledig op vóór het eerste gebruik. Om op te laden, sluit u het USB-C-snoer aan op de oplaadpoort onderaan de handgreep en sluit u het snoer aan op een USB-A adapter. Steek vervolgens de adapter in een stopcontact. De ledlampjes geven met pulsaties het accuniveau en actief opladen aan. De kleuren van de ledlampjes komen overeen met het laadniveau, gaande van rood (laag) tot groen (volledig opgeladen). Als het ledlampje constant groen blijft branden, dan is de accu volledig opgeladen. De accu kan op elk moment en op elk accuniveau worden opgeladen. Het is niet aanbevolen de accu volledig leeg te laten lopen tot het rode ledniveau. De gemiddelde werktijd is meer dan 2 uur, afhankelijk van het snelheidsniveau en de druk die tijdens het gebruik wordt uitgeoefend. Het is aanbevolen de aan-/uitknop te zetten op OFF (UIT), wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en tijdens de opberging en onderweg.

Reinigen en opbergen

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en de acculader niet is aangesloten. Gebruik een vochtige, schone doek en veeg uw Hypervolt Go 3 voorzichtig schoon. Bewaar het apparaat op een schone, koele plaats, buiten direct zonlicht, wanneer u het niet gebruikt.

Specificaties

1. Verwisselbare opzetstukken (2)
2. Digitale snelheidsknop
3. Snelheidsindicatoren (5)
4. Aan-/uitknop
5. Accuniveau-indicator (ledband)
6. Oplaadpoort



5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Bedrijfstemperatuur: +0°C tot +45°C [+32°F tot +113°F]

Opslagtemperatuur: -20°C tot +60°C [-4°F tot +158°F]

Charging temperature: +5°C to +40°C (+41°F to +104°F)

Nominale capaciteit: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh
Frequentie: Niveau 1 - 1500/25 Hz, Niveau 2 - 1750/29 Hz, Niveau 3 - 2000/33 Hz,
Level 4 - 2250/38Hz, Niveau 5 - 2500/42 Hz
Gewicht: 0,7 kg [1,6 lbs]

Garantie

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie van Hyperice. Ga naar hyperice.com/warranty om de garantie in uw land te bekijken

Recycling

Kijk op <https://hyperice.com/recycling> voor informatie over de recycling van deze verpakking.

ALLEEN VOOR MEXICO

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met andere of verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of ze training over het bedienen van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze de apparaten niet als speelgoed gebruiken.
- Het apparaat mag alleen opgeladen worden tegen het extra-lage veiligheidsvoltage vermeld op het apparaat.
- De accu moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid. Het apparaat moet losgekoppeld worden van de oplader wanneer de accu wordt verwijderd. De accu moet eruit gehaald worden voor een veilige afvalverwijdering.
- Aan het gebruik van dit apparaat zijn de volgende twee voorwaarden verbonden: (1) dit apparaat of toestel mag geen schadelijke interferenties veroorzaken en (2) dit apparaat of toestel moet alle ontvangen interferenties accepteren, inclusief interferenties die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

PL



ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU ORAZ OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA, NALEŻY UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI OSTRZEŻENIAMI, PRZESTROGAMI I INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA – INSTRUKCJE ORYGINALNE



Przed użyciem urządzenia Hypervolt Go 3 należy przeczytać wszystkie instrukcje.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenie należy zawsze odłączać od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.
- Nie sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Nie używać podczas kąpieli ani pod prysznicem.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie wrzucać urządzenia do wody lub innych płynów.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

- Podłączone do prądu urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez nadzoru. Odłączać od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed założeniem lub zdjęciem części.
- Nie używać urządzenia pod kocem lub poduszką. Nadmierne nagrzewanie może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Urządzenie to powinno być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.
- Nie wolno używać tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone lub jeśli zostało zamoczone. W celu sprawdzenia i naprawy urządzenie należy oddać do centrum serwisowego.
- Nie należy przenosić urządzenia za przewód zasilający ani używać go jako uchwytu.
- Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia z zablokowanymi otworami wentylacyjnymi. Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane kłacczami, włosami i innymi ciałami, które utrudniają przepływ powietrza.
- Nie wolno upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów.
- Nie używać na zewnątrz.
- Nie używać w miejscach, w których stosowane są urządzenia aerozolowe lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie wolno używać urządzenia na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, ponieważ otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane.
- Nie używać urządzenia w pobliżu luźnej odzieży lub biżuterii.
- Podczas korzystania z urządzenia długie włosy należy trzymać z dala od niego.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie odkręcać śrub ani nie podejmować prób demontażu.
- Nie używać urządzenia bez przerwy przez okres dłuższy niż godzina. Po godzinie użytkowania należy odstawić urządzenie na 30 minut. Następnie można z niego znowu korzystać.
- Po naładowaniu lub przed użyciem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Urządzenia Hypervolt Go 3 należy używać wyłącznie na suchych, czystych powierzchniach ciała, lekko je dociskając i przesuwając po danej okolicy przez około sześćdziesiąt (60) sekund. Urządzenia Hypervolt Go 3 należy używać wyłącznie na miękkich tkankach ciała. Nie należy używać go na twardych lub kośćistych obszarach, w tym na głowie. W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu innego niż lekki ból mięśni należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia Hypervolt Go 3. Po użyciu urządzenia Hypervolt Go 3 mogą pojawić się sińce, niezależnie od ustawienia nacisku. Jeśli tak się stanie, nie należy stosować urządzenia Hypervolt Go 3 na posiniaczonym obszarze, dopóki zmiana nie zniknie całkowicie. Należy również unikać stosowania urządzenia Hypervolt Go 3 na sińcach, stłuczeniach, skórze z wysypką, podrażnieniami lub ranami do czasu całkowitego wygojenia. Podczas korzystania z urządzenia Hypervolt Go 3 należy trzymać palce rąk i nóg, włosy i inne części ciała z dala od tylnej części głowy mocującej, aby uniknąć pochwycenia lub zaplątania włosów.
- Hypervolt Go 3 powinien być używany wyłącznie na obszarach tkanek mięśniowych. Hypervolt Go 3 nie powinien być używany na twardych lub kostnych obszarach ciała, w tym na głowie i kręgosłupie, bokach lub przedniej części szyi, wewnętrznej pachwinie oraz z tyłu kolana. Proszę natychmiast przerwać używanie Hypervolt Go 3 w przypadku odczuwania bólu lub dyskomfortu, poza lekkim bólem mięśni. Używanie Hypervolt Go 3 może powodować siniaki, niezależnie od ustawienia ciśnienia, a jeśli siniaki się pojawią, nie należy używać Hypervolt Go 3 na posiniaczonej części aż do całkowitego wyleczenia siniaka. Należy również unikać stosowania Hypervolt 3 na wszystkich siniakach, stłuczeniach, wysypkach lub podrażnionych czy uszkodzonych obszarach skóry, aż do ich całkowitego wyleczenia. Podczas korzystania z Hypervolt Go 3 należy upewnić się, że palce, palce u stóp, włosy oraz inne części ciała są trzymane z dala od tylnej części końcówki urządzenia, aby uniknąć przycięcia lub zaplątania włosów.

Urządzenie Hypervolt Go 3 można ładować za pomocą dołączonego przewodu Hyperice USB-C lub USB 5 V. Urządzenia Hypervolt Go 3 nie należy ładować przez

noc i nie należy pozostawiać go bez nadzoru podczas ładowania lub użytkowania. Używać wyłącznie z zalecanym lub posiadającym certyfikat ITE zasilaczem.

Urządzenia Hypervolt Go 3 ani żadnego innego urządzenia uderzeniowego nie wolno używać bez uprzedniej zgody lekarza, jeśli występuje którykolwiek z poniższych warunków:

- ciąża, cukrzyca z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki, wszczepiony rozrusznik serca, niedawna operacja lub uraz, epilepsja lub migrena, przepuklina krążka międzykręgowego, spondylolisteza, spondyloliza lub spondyloza, niedawne wymiany stawów, założenie wkładki wewnątrzmacicznej, metalowych szpilek lub płytek bądź też wszelkie obawy dotyczące zdrowia fizycznego. Osoby słabe i dzieci powinny być pod opieką osoby dorosłej podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia uderzeniowego lub wibracyjnego. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają, że nie można korzystać z urządzenia uderzeniowego lub wibracyjnego, ale zalecamy, aby najpierw skonsultować się z lekarzem. Trwają badania nad wpływem masażu uderzeniowego na określone schorzenia, co może skrócić powyższą listę przeciwwskazań.
- Używaj urządzeń wyłącznie z bateriami specjalnie do nich przeznaczonymi. Użycie innych baterii może stwarzać ryzyko obrażeń ciała oraz pożaru.
- W przypadku niewłaściwego użytkowania z baterii może wydostać się ciecz – unikaj kontaktu. W razie przypadkowego kontaktu, przemyj miejsce wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, skonsultuj się dodatkowo z lekarzem. Ciecz wydobywająca się z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Nie używaj baterii ani urządzeń, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, co może prowadzić do pożaru, eksplozji lub ryzyka obrażeń.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia ani wysokich temperatur. Kontakt z ogniem lub temperaturą powyżej 130°C może doprowadzić do eksplozji.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza dozwolonym zakresem temperatur może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Serwis powinien być wykonywany przez wykwalifikowaną osobę przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewnia to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia, chyba że jest to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi i pielęgnacji.

Urządzenie Hypervolt Go 3 zawiera akumulator, który należy zabezpieczyć i oddać do odpowiedniego punktu utylizacji lub recyklingu odpadów elektronicznych.

PRZESTROGA

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem umieszczonym w tym urządzeniu może stwarzać ryzyko pożaru lub oparzeń chemicznych. Nie demontować, nie podgrzewać do temperatury powyżej 100°C ani nie spalać. Zużyty akumulator należy niezwłocznie wyrzucić. Przechowywać z dala od dzieci. Nie demontować i nie wrzucać do ognia.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

Hypervolt Go 3 to urządzenie do masażu uderzeniowego, które przekazuje ukierunkowane impulsy ciśnienia, masując mięśnie, łagodząc napięcie, zapewniając

relaksujący masaż, przyspieszając rozgrzewkę i regenerację oraz pomagając w utrzymaniu elastyczności i zakresu ruchu.

Obsługa

Włączyć urządzenie Hypervolt Go 3, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 0,5 sekundy. Po włączeniu urządzenia zaświeci się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (pasek LED) na podstawie uchwytu. Przekręcić cyfrowe pokrętkę prędkości, aby zmienić prędkość (1–5). Kontrolki będą wskazywać bieżącą prędkość. Aby wyłączyć urządzenie, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania przez 0,5 sekundy.

Wymiana nasadek na głowicę

Nasadki można wymieniać tylko po wyłączeniu ustawienia prędkości i zatrzymaniu ruchu głowicy. Aby wymienić nasadki, należy wyciągnąć założoną nasadkę, a następnie włożyć nową bezpośrednio do otworu, mocno ją dociskając.

Ładowanie


Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator (może to potrwać nawet cztery godziny). Aby naładować urządzenie, należy podłączyć przewód USB-C do portu ładowania w dolnej części uchwytu, a następnie podłączyć przewód do adaptera USB-A. Następnie podłączyć adapter do ściany. Diody LED będą pulsować, wskazując poziom naładowania akumulatora i aktywne ładowanie. Kolory diod LED odpowiadają poziomowi naładowania – od czerwonego (niski poziom naładowania) do zielonego (pełne naładowanie). Zielony kolor wszystkich diod LED oznacza pełne naładowanie. Akumulator można ładować w dowolnym momencie i przy dowolnym poziomie naładowania. Nie zaleca się całkowitego rozładowywania wskazywanego przez czerwoną diodę LED. Średni czas pracy wynosi ponad 2 godziny w zależności od poziomu prędkości i stosowanego nacisku. Zaleca się wyłączenie urządzenia, gdy nie jest używane oraz w czasie przechowywania i w podróży.

Czyszczenie i przechowywanie

Upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, a ładowarka nie jest podłączona. Użyć wilgotnej, czystej ściereczki i delikatnie przetrzeć urządzenie Hypervolt Go 3. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych.

Dane techniczne

1. Wymienne nasadki na głowicę (2)
2. Cyfrowe pokrętkę prędkości
3. Wskaźniki prędkości (5)
4. Przycisk zasilania ON/OFF (wł./wył.)
5. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (diody LED)
6. Port ładowania



5 V --- 2 A

Temperatura robocza: od 0°C do +45°C (od +32°F do 113°F)

Temperatura przechowywania: od -20°C do +60°C (od +4°F do +158°F)

Temperatura ładowania: od +5°C do +40°C (od +41°F do +104°F)

Pojemność znamionowa: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Częstotliwość: Poziom 1 – 1500/25 Hz, Poziom 2 – 1750/29 Hz, Poziom 3 – 2000/33 Hz, Poziom 4 – 2250/38 Hz, Poziom 5 – 2500/42 Hz

Waga: 0,7 kg (1,6 lbs)

Gwarancja

Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Hyperice. Prosimy odwiedzić stronę hyperice.com/warranty, aby zapoznać się z gwarancją obowiązującą w danym kraju

Recykling

Informacje na temat recyklingu tego opakowania można znaleźć na stronie <https://hyperice.com/recycling>.



DOTYCZY WYŁĄCZNIE MEKSYKU

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o upośledzonych lub ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie bezpiecznym, bardzo niskim napięciem wskazanym na urządzeniu.
- Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulatora. Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie nie może być podłączone do ładowarki. Akumulator należy wyjąć w celu przeprowadzenia bezpiecznej utylizacji.
- Działanie tego sprzętu podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

PT-PT



PARA REDUZIR OS RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO, FERIMENTOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS, ESTE DISPOSITIVO DEVE SER UTILIZADO EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE AVISOS, ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - INSTRUÇÕES ORIGINAIS



Leia todas as instruções antes de utilizar o Hypervolt Go 3.

PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Desligue sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após a sua utilização e antes de o limpar.
- Não tente alcançar um dispositivo que tenha caído para dentro de água. Desligue-o imediatamente da tomada elétrica.
- Não utilize o dispositivo enquanto toma banho ou um duche.
- Não coloque nem armazene o dispositivo num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque o dispositivo dentro de água, nem o deixe cair dentro de água ou outro líquido.

AVISO

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choques elétricos ou ferimentos a pessoas:

- Um dispositivo nunca deve ser deixado sem supervisão quando está ligado. Desligue-o da tomada quando não estiver em utilização e antes de instalar ou retirar peças.
- Não opere o dispositivo por baixo de um cobertor ou almofada. Pode ocorrer um aquecimento excessivo e causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento sobre como utilizar este dispositivo, desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido formação relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- Utilize este dispositivo apenas para a sua utilização prevista, conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

- Nunca opere este dispositivo caso tenha um cabo ou ficha danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se tiver sido deixado cair ou estiver danificado, ou se tiver ficado molhado. Devolva o dispositivo a um centro de assistência para ser examinado e reparado.
- Não transporte este dispositivo pelo cabo de alimentação nem utilize o cabo como uma pega.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca opere o dispositivo com as aberturas de ar obstruídas. Mantenha as aberturas de ar livres de algodão, cabelo ou de qualquer substância que possa dificultar o fluxo de ar.
- Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto dentro de qualquer abertura.
- Não o utilize no exterior.
- Não opere o dispositivo quando estiverem a ser utilizados dispositivos de aerossol (pulverizadores) ou em locais onde esteja a ser administrado oxigénio.
- Nunca opere sobre uma superfície macia, tal como uma cama ou sofá, onde as aberturas de ar possam ficar obstruídas.
- Não utilize o dispositivo próximo de roupas largas ou joalharia.
- Mantenha os cabelos longos afastados do dispositivo quando este está a ser utilizado.
- A limpeza e a manutenção feitas pelo utilizador não devem ser feita por crianças sem supervisão.
- Não remova parafusos nem tente desmontar o dispositivo.
- Não opere continuamente durante mais de uma hora. Após uma hora de utilização, deixe o dispositivo repousar durante 30 minutos antes de o voltar a utilizar.
- Desligue o dispositivo da tomada de corrente após o carregamento e antes de o utilizar.
- Utilize o dispositivo apenas em conformidade com as Instruções de Operação.
- Quando utilizar o Hypervolt Go 3, utilize-o apenas em superfícies secas e limpas do corpo, pressionando ligeiramente e deslocando-o ao longo do corpo durante aproximadamente sessenta (60) segundos por região. O Hypervolt Go 3 só deve ser utilizado em áreas de tecidos moles do corpo e não deve ser utilizado em quaisquer áreas duras ou ósseas do corpo, incluindo a cabeça. Interrompa imediatamente a utilização do Hypervolt Go 3 se sentir qualquer dor ou desconforto, para além de uma ligeira dor muscular. Podem ocorrer nódos negros com a utilização da Hypervolt Go 3, independentemente da definição da pressão, e se ocorrerem nódos negros, não deve utilizar a Hypervolt Go 3 na área magoada até a nódos negra ter desaparecido completamente. A utilização do Hypervolt Go 3 deve também ser evitada sobre todas as áreas com nódos negros, erupções, irritações ou com ferimentos da pele, até estas estarem totalmente curadas. Quando utilizar o Hypervolt Go 3, certifique-se de que mantém os dedos das mãos e dos pés, o cabelo e outras partes do corpo afastados da parte de trás da cabeça do acessório, para evitar entalar o cabelo ou beliscaduras.
- O Hypervolt Go 3 deve ser usado apenas nas áreas de tecido muscular. O Hypervolt Go 3 não deve ser usado em áreas duras ou ósseas do corpo, incluindo a cabeça e a coluna vertebral, os lados ou a frente do pescoço, a virilha interna ou a parte de trás do joelho. Por favor, pare imediatamente de usar o Hypervolt Go 3 ao sentir qualquer dor ou desconforto, exceto dores musculares leves. Podem ocorrer hematomas pelo uso do Hypervolt Go 3, independentemente da configuração de pressão, e se ocorrerem hematomas, você não deve usar o Hypervolt Go 3 na área machucada até que o hematoma esteja completamente cicatrizado. O uso do Hypervolt Go 3 também deve ser evitado em todos os hematomas, contusões, erupções cutâneas ou áreas irritadas ou lesionadas da pele até que estejam totalmente curadas. Ao usar o Hypervolt Go 3, certifique-se de manter os dedos, os dedos dos pés, os cabelos e outras partes do corpo afastados da parte de trás da cabeça do acessório para evitar beliscões ou enrosco de cabelo.

O Hypervolt Go 3 destina-se a ser carregado com o cabo Hyperice USB-C

fornecido ou por uma porta USB de 5V. Não carregue o Hypervolt Go 3 durante a noite nem o deixe sem supervisão ao carregar ou quando em utilização. Utilizar apenas com uma fonte de alimentação ITE listada/certificada.

Não utilize o Hypervolt Go 3, ou qualquer dispositivo de percussão, sem primeiro obter a aprovação do seu médico, caso exista algum das seguintes situações:

- Gravidez, diabetes com complicações tais como neuropatia ou danos na retina, a utilização de pacemakers, cirurgia ou ferimentos recentes, epilepsia ou enxaquecas, hérnias discais, espondilolite, espondilólise, ou espondilose, substituições recentes de articulações ou DIUs, pinos ou placas metálicas ou quaisquer preocupações sobre a sua saúde física. Os indivíduos frágeis e as crianças devem ser acompanhados por um adulto ao utilizarem qualquer dispositivo de percussão ou vibração. Estas contraindicações não significam que não possa utilizar um dispositivo de percussão ou vibração, mas aconselhamos que, antes de o fazer, consulte o seu médico. Estão em curso investigações sobre os efeitos das massagens de percussão em doenças específicas que podem resultar na redução da lista de contraindicações incluída acima.
- Use os aparelhos apenas com baterias especificamente designadas. O uso de qualquer outra bateria pode criar risco de lesões e incêndio.
- Em condições adversas, pode haver vazamento de líquido da bateria; evite o contato. Caso ocorra contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica imediatamente. O líquido expelido da bateria pode causar irritações ou queimaduras.
- Não utilize baterias ou aparelhos danificados ou modificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamentos imprevisíveis, resultando em incêndio, explosão ou risco de lesões.
- Não exponha o aparelho ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode causar explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o aparelho fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar de forma inadequada ou fora da faixa indicada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- A manutenção deve ser realizada por um técnico qualificado, utilizando apenas peças de reposição idênticas. Isso garantirá a manutenção da segurança do produto.
- Não modifique nem tente reparar o aparelho, exceto conforme indicado nas instruções de uso e manutenção.

O Hypervolt Go 3 contém uma bateria, que deve ser eliminada em segurança numa instalação de resíduos eletrônicos ou de reciclagem adequada.

CUIDADO

A bateria utilizada neste dispositivo poderá representar um risco de incêndio ou de queimaduras químicas, se for manuseada de forma incorreta. Não desmonte, não aqueça acima de 100 °C nem elimine a bateria por incineração. Elimine imediatamente a bateria usada. Mantenha-a afastada de crianças. Não a desmonte nem elimine por incineração.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

O Hypervolt Go 3 é um dispositivo de massagem de percussão portátil que fornece impulsos de pressão direcionados para cuidar dos músculos, aliviar a tensão, proporcionar uma massagem relaxante, acelerar o aquecimento e a recuperação e ajudar a manter a flexibilidade e a amplitude de movimentos.

Operação

Ligue o Hypervolt Go 3 premindo e mantendo premido o botão para ligar/desligar a alimentação durante 0,5 segundos. Logo que o dispositivo esteja ligado, o indicador do nível da bateria (banda LED) na base do punho irá acender-se. Rode o seletor digital de velocidade para alterar as velocidades (1-5). As luzes irão indicar a velocidade atual. Para desligar, basta manter premido o botão para ligar/desligar durante 0,5 segundos.

Mudar os acessórios da cabeça

Mude os acessórios apenas depois da regulação da velocidade estar na posição desligada e o acessório da cabeça ter parado de se mover. Para mudar os acessórios da cabeça, puxe o acessório da cabeça existente para fora para o retirar e insira a cabeça pretendida diretamente na abertura, empurrando-a com firmeza.

Carregamento


Carregue totalmente a bateria durante quatro horas antes da primeira utilização. Para carregar, ligue o cabo USB-C à porta de carregamento situado na parte inferior da pega e ligue o cabo a um adaptador USB-A. Em seguida, ligue o adaptador à tomada elétrica. Um banda de luz LED irá piscar para mostrar o nível da bateria e indicar o carregamento ativo. As cores da banda de luz LED correspondem ao nível de carregamento, indo de vermelho (baixo) até verde (totalmente carregado). A carga completa é indicada quando a banda LED permanece verde e totalmente iluminada. A bateria pode ser recarregada em qualquer altura e em qualquer nível de bateria. Não é recomendável esgotar totalmente a bateria até ao nível do LED vermelho. O tempo médio de funcionamento é superior a 2 horas, dependendo do nível de velocidade e da pressão aplicada durante a utilização. Recomenda-se que o dispositivo seja desligado quando não estiver a ser utilizado ou durante o armazenamento e as deslocações.

Limpeza e armazenamento

Certifique-se de que o dispositivo está DESLIGADO e que o carregador da bateria não está ligado. Utilize um pano húmido e limpo e limpe suavemente o Hypervolt Go 3. Guarde-o num local limpo, fresco e seco, não exposto à luz solar direta quando não estiver em utilização.

Especificações

1. Acessórios de cabeça intercambiáveis (2)
2. Seletor digital de velocidade
3. Indicadores de velocidade (5)
4. Botão para LIGAR/DESLIGAR
5. Indicador do nível da bateria (banda LED)
6. Porta de carregamento



5V --- 2A

Temperatura de operação: +0 °C a +45 °C [+32 °F a +113 °F]

Temperatura de armazenamento: +20 °C a +60 °C [+4 °F a +158 °F]

Capacidade nominal: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Temperatura de carregamento: +5 °C a +40 °C [+41 °F a +104 °F]

Frequência: Nível 1 - 1500/25 Hz, Nível 2 - 1750/29 Hz, Nível 3 - 2000/33 Hz, Nível 4 - 2250/38Hz, Nível 5 - 2500/42Hz

Peso: 0,7 kg [1,6 lbs]

Garantia

Este produto está coberto por uma garantia limitada da Hyperice. Visite o site hyperice.com/warranty para ver as condições da garantia aplicável no seu país

Reciclagem

Visite o site <https://hyperice.com/recycling> para obter informações sobre a reciclagem desta embalagem.



APENAS PARA O MÉXICO

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam diferentes ou reduzidas, ou que não tenham experiência ou conhecimentos, exceto se essas pessoas tiverem recebido supervisão ou formação sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionada para garantir que não utilizam os dispositivos como brinquedos.
- O aparelho só deve ser alimentado com a tensão extra-baixa de segurança indicada no aparelho..
- A bateria deve ser retirada do aparelho antes de ser eliminada. O aparelho deve ser desligado do carregador quando a bateria é retirada. A bateria é retirada para ser eliminada de forma segura.
- A operação deste equipamento está sujeita às duas condições seguintes: (1) este equipamento ou dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este equipamento ou dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

RO



PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ELECTROCUTARE, INCENDIU, VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE, ACEST DISPOZITIV TREBUIE SĂ FIE UTILIZAT ÎN CONFORMITATE CU URMĂTOARELE AVERTIZĂRI, ATENȚIONĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA – TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE



Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi Hypervolt Go 3.

PERICOL

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priza electrică imediat după utilizare și înainte de a-l curăța.
- Nu atingeți un dispozitiv care a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză.
- Nu îl folosiți în timp ce faceți baie sau sub duș.
- Nu așezați și nu depozitați dispozitivul într-un loc de unde poate să cadă sau să fie tras într-o cadă sau chiuvetă. Nu-l așezați și nu-l scăpați în apă sau în alt lichid.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare sau leziuni corporale:

- Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat atunci când este conectat. Deconectați dispozitivul de la priza electrică atunci când nu îl utilizați și înainte de a-l purta sau de a îndepărta anumite componente.
- Nu utilizați sub pătură sau pernă. Aparatul se poate încălzi excesiv și poate cauza incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârste de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, dacă au primit îndrumarea privind utilizarea în siguranță a acestui aparat sau sunt supravegheate în acest sens și dacă înțeleg pericolele pe care le implică.
- Folosiți acest dispozitiv doar în scopul prevăzut, conform descrierii din acest manual. Nu folosiți accesorii care nu au fost recomandate de producător.
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv dacă are un cablu sau ștecăr deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător, dacă a fost scăpat pe jos sau dacă s-a deteriorat sau udat. Duceți dispozitivul la un centru de service pentru verificare și reparare.
- Nu transportați acest dispozitiv ținându-l de cablul de alimentare și nu folosiți cablul ca mâner.
- Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.

- Nu folosiți niciodată dispozitivul dacă ieșirile de aer sunt blocate. Păstrați ieșirile de aer curate, fără scame, fire de păr sau orice substanță care poate împiedica circulația aerului.
- Nu scăpați și nu introduceți niciodată niciun obiect în oricare dintre ieșiri.
- Nu îl folosiți în aer liber.
- Nu îl utilizați acolo unde sunt folosite dispozitive cu aerosoli (spray) sau unde este administrat oxigen.
- Nu utilizați niciodată pe o suprafață moale, precum un pat sau o canapea, deoarece ieșirile de aer pot fi obstrucționate.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul aproape de haine largi sau de bijuterii lungi.
- Țineți părul lung la distanță de dispozitiv atunci când acesta este utilizat.
- Activitățile de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Nu îndepărtați șuruburile și nu încercați să dezasamblați.
- Nu-l utilizați în mod continuu pentru mai mult de o oră. După o oră de utilizare, lăsați dispozitivul în repaus timp de 30 de minute înainte de a-l utiliza din nou.
- Scoateți dispozitivul din priză după încărcare și înainte de a-l utiliza.
- Utilizați dispozitivul doar în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Utilizați Hypervolt Go 3 doar pe suprafețe uscate și curate ale corpului, apăsându-l ușor și deplasându-l pe corp timp de aproximativ șaiszeci (60) de secunde în fiecare zonă. Hypervolt Go 3 trebuie utilizat doar pe zonele cu țesut moale ale corpului și nu trebuie folosit pe zonele tari sau osoase, inclusiv pe cap. Întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului Hypervolt Go 3 dacă simțiți durere sau disconfort, în afară de o ușoară durere musculară. Utilizarea dispozitivului Hypervolt Go 3 poate duce la apariția echimozelor, indiferent de setarea de presiune. Dacă apar echimoze, nu utilizați Hypervolt Go 3 pe zona respectivă până la vindecarea completă a echimozei. Nu utilizați Hypervolt Go 3 pe echimoze, contuzii, iritații sau zone cu leziuni sau erupții cutanate, până la vindecarea completă a acestora. Când utilizați Hypervolt Go 3, aveți grijă să țineți degetele de la mâini și de la picioare, părul și ale părți ale corpului departe de spatele capului accesoriului, pentru a evita prinderea sau încercarea părului.
- Hypervolt Go 3 trebuie utilizat numai pe zonele cu țesut muscular. Hypervolt Go 3 nu trebuie folosit pe zone dure sau osoase ale corpului, inclusiv capul și coloana vertebrală, părțile laterale sau fața gâtului, zona inghinală interioară sau spatele genunchiului. Vă rugăm să opriți imediat utilizarea Hypervolt Go 3 dacă simțiți orice durere sau disconfort, cu excepția durerii musculare ușoare. Pot apărea vânătăi în urma utilizării Hypervolt Go 3, indiferent de setarea presiunii, iar dacă apar vânătăi, nu trebuie să folosiți Hypervolt Go 3 pe zona afectată până când vânătăia nu este complet vindecată. De asemenea, trebuie evitată utilizarea Hypervolt Go 3 pe toate vânătăile, contuziile, erupțiile cutanate sau zonele iritate ori rănite ale pielii până când acestea se vindecă complet. Când folosiți Hypervolt Go 3, asigurați-vă că țineți degetele, degetele de la picioare, părul și alte părți ale corpului departe de partea din spate a capului dispozitivului pentru a evita prinderea sau încălcirea părului.

Hypervolt Go 3 trebuie încărcat cu cablul USB-C Hyperice furnizat sau cu un USB de 5 V. Nu lăsați dispozitivul Hypervolt Go 3 la încărcat peste noapte și nu îl lăsați nesupravegheat în timpul încărcării sau utilizării. Folosiți doar surse de alimentare care figurează pe lista ITE sau care au certificat ITE.

Nu folosiți Hypervolt Go 3 și niciun alt dispozitiv cu percuție fără a obține mai întâi aprobarea medicului dvs., dacă vă aflați într-una dintre următoarele situații:

- sarcină, diabet cu complicații precum neuropatie sau deteriorarea retinei, existența unor stimulatoare cardiace, intervenție chirurgicală sau leziune recentă, epilepsie sau migrene, hernie de disc, spondilolisteză, spondiloliză sau spondiloză, proteze recente de articulații sau dispozitive intrauterine, șuruburi sau plăcuțe metalice, sau dacă aveți alte probleme legate de sănătatea fizică. Persoanele fragile și copiii trebuie supravegheați de un adult atunci când folosesc orice dispozitiv cu vibrații sau cu percuție. Aceste contraindicații nu înseamnă că nu veți putea utiliza un dispozitiv cu vibrații sau cu percuție, însă vă sfătuim să vă consultați medicul înainte. Se desfășoară cercetări privind efectele masajului cu percuție asupra anumitor afecțiuni medicale, ce pot avea ca rezultat diminuarea listei de contraindicații prezentată mai sus.

- Folosiți aparatele doar cu acumulatori special desemnați. Utilizarea altor tipuri de acumulatori poate crea un risc de rănire și incendiu.
- În condiții de utilizare abuzivă, lichidul poate fi expulzat din baterie; evitați contactul. Dacă are loc un contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați și ajutor medical. Lichidul expulzat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- Nu folosiți un acumulator sau un aparat care este deteriorat sau modificat. Acumulatorii deteriorați sau modificați pot manifesta un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- Nu expuneți aparatul la foc sau temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130°C poate provoca explozie.
- Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți aparatul în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi din afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
- Reparațiile trebuie efectuate de personal calificat, folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
- Nu modificați și nu încercați să reparați aparatul decât dacă acest lucru este indicat în instrucțiunile de utilizare și întreținere.

Hypervolt Go 3 include o baterie care trebuie eliminată în siguranță, într-un centru adecvat de eliminare sau reciclare a deșeurilor electronice.

ATENȚIE

Bateria folosită în acest dispozitiv poate prezenta risc de incendiu sau arsuri chimice dacă nu este manevrată cu grijă. Nu dezasamblați, nu încălziți la peste 100 °C și nu aruncați în foc. Eliminați corect bateria utilizată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu dezasamblați și nu aruncați în foc.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Hypervolt Go 3 este un dispozitiv manual de masaj prin percuție, care aplică impulsuri direcționate de presiune, pentru întreținere musculară, detensionare și masaj relaxant; de asemenea, accelerează încălzirea și recuperarea și ajută la menținerea flexibilității și a amplitudinii de mișcare.

Funcționare

Porniți Hypervolt Go 3 apăsând lung butonul de pornire/oprire timp de 0,5 secunde. Când dispozitivul este pornit, indicatorul pentru nivelul bateriei (banda cu LED-uri) de la baza mânerului se va aprinde. Rotiți selectorul digital pentru a modifica viteza (1-5). Luminile vor indica viteza curentă. Pentru a opri dispozitivul, mențineți pur și simplu apăsat butonul de pornire/oprire timp de 0,5 secunde.

Schimbarea accesoriilor pentru cap

Schimbați accesoriile doar după ce ați oprit setarea de viteză și după ce accesoriul pentru cap nu se mai mișcă. Pentru a schimba accesoriile pentru cap, trageți de accesoriul existent în afară pentru a-l scoate și introduceți capul dorit direct în deschidere, împingându-l cu putere.

Încărcare

Înainte de prima utilizare, încărcăți complet bateria timp de până la patru ore. Pentru încărcare, conectați cablul USB-C la portul de încărcare din partea inferioară a mânerului și conectați cablul la adaptorul USB-A. Apoi, conectați adaptorul la priza


de perete. Banda de lumini LED va pulsa pentru a arăta nivelul bateriei și a indica încărcarea activă. Culoarele benzii de lumini LED corespund nivelului de încărcare, de la roșu (nivel scăzut) la verde (încărcare completă). Când banda cu LED-uri rămâne verde și complet aprinsă, încărcarea este completă. Bateria poate fi reîncărcată oricând și la orice nivel. Nu este recomandat să consumați complet bateria, până la nivelul de culoare roșie al LED-ului. Durata medie de funcționare este de peste 2 ore, în funcție de nivelul de viteză și de presiunea aplicată în timpul utilizării. Se recomandă să opriți dispozitivul atunci când nu îl utilizați sau în timpul depozitării și al transportului.

Curățarea și depozitarea

Asigurați-vă că dispozitivul este oprit și că încărcătorul bateriei nu este conectat. Ștergeți ușor dispozitivul Hypervolt Go 3 cu o cârpă curată și umedă. Când nu este utilizat, depozitați dispozitivul într-un loc curat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

Specificații

1. Accesorii interschimbabile pentru cap (2)
2. Selector digital pentru viteză
3. Indicatoare de viteză (5)
4. Buton de pornire/oprire
5. Indicator LED pentru nivelul bateriei (bandă cu LED-uri)
6. Port de încărcare



5 V $\text{---} \text{---} \text{---}$ 2A

Temperatură de utilizare: între +0 °C și +45 °C (între +32 °F și 113 °F)

Temperatură de depozitare: între -20 °C și +60 °C (între -4 °F și +158 °F)

Temperatura de încărcare: +5°C până la +40°C (+41°F până la +104°F)

Capacitate nominală: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frecvență: Nivelul 1 - 1500/25 Hz, Nivelul 2 - 1750/29 Hz, Nivelul 3 - 2000/33 Hz,

Nivelul 4 - 2250/38 Hz, Nivelul 5 - 2500/42 Hz

Greutate: 0,7 kg (1,6 lbs)

Garanție

Acest produs este acoperit de o garanție limitată din partea Hyperice. Pentru a consulta garanția din țara dvs., accesați hyperice.com/warranty.

Reciclarea

Accesați <https://hyperice.com/recycling> pentru informații despre reciclarea acestui ambalaj.



DOAR PENTRU MEXIC

- Dispozitivul nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale diferite sau reduse, ori care nu au cunoștințe sau experiență, cu excepția cazului în care acestor persoane li s-au furnizat instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu folosesc dispozitivele pentru a se juca.
- Dispozitivul trebuie pornit doar la tensiunea foarte joasă, de siguranță, indicată pe dispozitiv.
- Înainte de eliminare, bateria trebuie scoasă din dispozitiv. Dispozitivul trebuie deconectat de la încărcător atunci când scoateți bateria. Scoateți bateria pentru a elimina în siguranță.
- Operarea acestui echipament se realizează sub rezerva următoarelor două condiții: (1) acest echipament sau dispozitiv nu poate să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest echipament sau dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.

SK



NA ZNÍŽENIE RIZÍK ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A ZRANENIA OSOB ALEBO POŠKODENIA MAJETKU SA TOTO ZARIADENIE MUSÍ POUŽÍVAŤ V SÚLADE S NASLEDUJÚCIMI VÝSTRAHAMI, UPOZORNENIAMÍ A BEZPEČNOSTNÝMI POKYNNAMI.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – ORIGINÁLNE POKYNY



Pred použitím zariadenia Hypervolt Go 3 si prečítajte všetky pokyny.

NEBEZPEČENSTVO

Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Ihneď po použití a pred čistením odpojte toto zariadenie z elektrickej zásuvky.
- Nesiahajte na zariadenie, ktoré spadlo do vody. Okamžite ho odpojte.
- Nepoužívajte pri kúpaní ani sprchovaní.
- Neumiestňujte ani neskladujte zariadenie tam, kde by mohlo spadnúť alebo byť vťahnuté do vane alebo umývadla. Zariadenie nekladte ani nenechajte spadnúť do vody alebo inej tekutiny.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

- Toto zariadenie nikdy nesmie zostať bez dozoru, keď je zapojené. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď zariadenie nepoužívate a pred nasadením alebo odstránením príslušenstva.
- Nepoužívajte pod prikrývkou alebo vankúšom. Môže dôjsť k nadmernému zahrievaniu a požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Toto zariadenie používajte iba na účely, na ktoré je určené, ako je uvedené v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
- Toto zariadenie nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadlo alebo je poškodené, alebo ak je mokré. Zašlite zariadenie do servisného strediska na kontrolu a opravu.
- Neprenášajte toto zariadenie za napájací kábel ani ho nepoužívajte ako držadlo.
- Kábel udržiujte mimo horúcich povrchov.
- Nikdy neprevádzkujte zariadenie so zablokovanými vzduchovými otvormi. Udržiajte vzduchové otvory bez chĺpkov, vlasov alebo iných látok, ktoré by mohli zhoršiť prúdenie vzduchu.
- Nikdy nenechajte spadnúť ani nekladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
- Nepoužívajte v exteriéri.

- Nepoužívajte tam, kde sa používajú aerosólové (sprejové) zariadenia alebo kde sa pracuje s kyslíkom.
- Nikdy nepoužívajte na mäkkom povrchu, ako je posteľ alebo pohovka, kde môže dôjsť k zablokovaniu vzduchových otvorov.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti voľného oblečenia alebo šperkov.
- Počas používania držte dlhé vlasy mimo dosahu zariadenia.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte rozoberať zariadenie.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Po jednej hodine používania nechajte zariadenie 30 minút odpočívať a až potom ho znova použite.
- Po nabíjaní a pred použitím odpojte zariadenie.
- Zariadenie používajte len podľa návodu na použitie.
- Pri používaní zariadenia Hypervolt Go 3 ho používajte iba na suché, čisté povrchy tela ľahkým pritlačením a pohybom po tele na približne šesťdesiat (60) sekúnd v každej oblasti. Zariadenie Hypervolt Go 3 sa musí používať iba na oblasti mäkkých tkanív tela a nesmie sa používať na žiadne tvrdé alebo kostnaté oblasti tela vrátane hlavy. Zariadenie Hypervolt Go 3 okamžite prestaňte používať, ak pocítite akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, okrem miernej bolesti svalov. Pri použití zariadenia Hypervolt Go 3 sa bez ohľadu na nastavenie tlaku môžu objaviť modriny, a ak sa vyskytnú modriny, nemali by ste používať zariadenie Hypervolt Go 3 na zasiahnutú oblasť, kým sa modrina úplne nezahojí. Je tiež nutné vyhnúť sa používaniu zariadenia Hypervolt Go 3 na akékoľvek modriny, pomliaždeniny, vyrážky alebo podráždené či poranené oblasti kože, kým sa úplne nezahojia. Pri používaní zariadenia Hypervolt Go 3 dbajte na to, aby ste prsty na rukách, nohách, vlasy a iné časti tela držíte ďalej od zadnej časti hlavy nadstavca, aby nedošlo k ich priškripeniu alebo zamotaniu vlasov.
- Hypervolt Go 3 by sa mal používať iba na svalové tkanivá. Hypervolt Go 3 by sa nemal používať na žiadnych tvrdých alebo kostnatých častiach tela, vrátane hlavy a chrbtice, strán alebo prednej časti krku, vnútornej trieslovej oblasti alebo zadnej časti kolena. Použitie Hypervolt Go 3 ihneď zastavte, ak pocítite akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, okrem ľahkej svalovej bolesti. Používaním Hypervolt Go 3 môže dôjsť k tvorbe modrín bez ohľadu na nastavenie tlaku, a ak modriny vzniknú, nemali by ste Hypervolt Go 3 používať na postihnuté oblasti, kým modrina úplne nezahojí. Použitie Hypervolt Go 3 by sa malo tiež vyhnúť všetkým modrinám, otrasom, vyrážkam alebo podráždeným či poraneným oblastiam kože, kým nie sú úplne zahojené. Pri používaní Hypervolt Go 3 sa uistite, že prsty, prsty na nohách, vlasy a iné časti tela držíte mimo zadnej časti hlavy prístroja, aby ste predišli zachyteniu alebo zamotaniu vlasov.

Zariadenie Hypervolt Go 3 je určené na nabíjanie pomocou dodaného kábla Hyperice USB-C alebo 5 V USB. Počas nabíjania alebo používania zariadenia Hypervolt Go 3 nenechajte zariadenie Hypervolt Go 3 nabíjať cez noc ani ho nenechávajúce bez dozoru. Používajte iba s uvedeným/certifikovaným napájacím zdrojom ITE.

Nepoužívajte zariadenie Hypervolt Go 3 ani žiadne poklepávacie zariadenie bez predchádzajúceho súhlasu vášho lekára v nasledujúcich prípadoch:

- Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, opotrebovanie kardiostimulátorov, nedávny chirurgický zákrok, alebo zranenie, epilepsia alebo migrény, herniované platničky, spondylolistéza, spondylolýza alebo spondylóza, nedávne výmeny kĺbov alebo IUD, kovové kolíky alebo platničky alebo akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie. Utile osoby a deti majú byť pri používaní akéhokoľvek poklepávacieho alebo vibračného zariadenia sprevádzané dospelou osobou. Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať poklepávacie alebo vibračné zariadenie, ale odporúčame, aby ste sa predtým poradili s vaším lekárom. Prebieha výskum účinkov poklepávacej masáže na špecifické zdravotné poruchy, čo môže viesť k skráteniu zoznamu kontraindikácií, ako je uvedené vyššie.
- Používajte zariadenia len s batériami, ktoré sú na to výslovne určené. Použitie

iných batérií môže predstavovať riziko zranenia alebo požiaru.

- Za nevhodných podmienok môže z batérie uniknúť kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde ku kontaktu náhodou, opláchnite miesto vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nepoužívajte batériu ani zariadenie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené batérie sa môžu správať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia.
- Nevystavujte zariadenie ohňu alebo nadmerným teplotám. Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte zariadenie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo určeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
- Údržbu vykonávajte len kvalifikovaným odborníkom a používajte iba totožné náhradné diely. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti výrobku.
- Neupravené zariadenie ani sa ho nepokúšajte opraviť, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v návode na použitie a údržbu.

Zariadenie Hypervolt Go 3 obsahuje batériu, ktorú je potrebné bezpečne zlikvidovať v príslušnom zariadení na likvidáciu alebo recykláciu elektronického odpadu.

UPOZORNENIE

Batéria použitá v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nerozoberajte, nezohrievajte nad 100 °C ani nespájajte. Opatrebovanú batériu bezodkladne zlikvidujte. Udržujte mimo dosahu detí. Nerozoberajte a nevhadzujte do ohňa.

TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Hypervolt Go 3 je ručné poklepávacie masážne zariadenie, ktoré cielenými tlakovými impulzmi ošetruje svaly, zmiernuje napätie, poskytuje relaxačnú masáž, urýchľuje zahriatie a regeneráciu a pomáha udržiavať flexibilitu a rozsah pohybu.

Prevádzka

Zapnite zariadenie Hypervolt Go 3 stlačením a podržaním tlačidla napájania na 0,5 sekundy. Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti indikátor úrovne nabitia batérie (pás LED) na spodnej časti rukoväti. Otáčaním digitálneho voliča rýchlosti zmeňte rýchlosti (1 – 5). Kontrolky budú označovať aktuálnu rýchlosť. Na vypnutie jednoducho podržte vypínač na 0,5 sekundy.

Výmena nadstavcov hlavy

Nadstavce vymieňajte len vtedy, keď je nastavenie rýchlosti vypnuté a nadstavec hlavy sa prestane pohybovať. Ak chcete vymeniť nadstavce hlavy, vytiahnite existujúci nadstavec hlavy priamo von a vložte požadovanú hlavu priamo do otvoru, pričom pevne zatlačte.

Nabíjanie

Pred prvým použitím úplne nabíjajte batériu až štyri hodiny. Na nabíjanie pripojte kábel USB-C do nabíjacieho portu na spodnej časti rukoväte a zapojte kábel do adaptéra USB-A. Potom zapojte adaptér do zásuvky. Svetelný pás LED bude pulzovať, aby sa zobrazila úroveň nabitia batérie a signalizovalo sa aktívne nabíjanie.


Farby svetelného pásu LED zodpovedajú úrovni nabitia v rozsahu od červenej (nízka) po zelenú (plné nabitie). Keď pás LED zostane zelený a úplne rozsvietený, batéria je plne nabitá. Batériu možno nabíjať kedykoľvek a pri akejkoľvek úrovni nabitia batérie. Neodporúča sa úplne vybiť batériu na úroveň červenej LED kontrolky. Priemerná doba prevádzky je viac ako 2 hodiny v závislosti od úrovne rýchlosti a tlaku aplikovaného počas používania. Odporúča sa VYPNÚŤ zariadenie, keď sa zariadenie nepoužíva alebo počas skladovania a cestovania.

Čistenie a skladovanie

Skontrolujte, či je napájanie VYPNUTÉ a či nie je pripojená nabíjačka batérie. Použite vlhkú, čistú handričku a zariadenie Hypervolt Go 3 jemne utrite. Ak sa zariadenie nepoužíva, skladujte ho na čistom, chladnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla.

Technické údaje

1. Vymeniteľné nadstavce hlavy (2)
2. Digitálna rýchla voľba
3. Ukazovatele rýchlosti (5)
4. Hlavný vypínač ZAP./VYP.
5. Indikátor stavu batérie (pás LED)
6. Nabíjací port



5 V === 2 A

Prevádzková teplota: 0 °C až +45 °C [+32 °F až 113 °F]

Teplota skladovania: -20 °C až +60 °C [-4 °F až +158 °F]

Teplota nabíjania: +5 °C až +40 °C [+41 °F až +104 °F]

Menovitá kapacita: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frekvencia: Úroveň 1 – 1500/25 Hz, úroveň 2 – 1750/29 Hz, úroveň 3 – 2000/33 Hz,

úroveň 4 – 2250/38Hz, úroveň 5 – 2500/42Hz

Hmotnosť: 0,7 kg (1,6 lb)

Záruka

Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Hyperice. Navštívte webovú lokalitu hyperice.com/warranty a pozrite si záruku vo vašej krajine

Recyklácia

Informácie o recyklácii tohto obalu nájdete na stránke <https://hyperice.com/recycling>.



LEN PRE MEXIKO

- Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti sú odlišné alebo znížené, alebo ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, pokiaľ takéto osoby nie sú pod dohľadom alebo neboli zaškolené v obsluhu zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že nepoužívajú zariadenia ako hračky.
- Zariadenie smie byť napájané iba bezpečným malým napätím uvedeným na zariadení.
- Pred likvidáciou je potrebné zo zariadenia vybrať batériu. Pri vyberaní batérie musí byť zariadenie odpojené od nabíjačky. Batéria sa vyberie na bezpečnú likvidáciu.
- Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

SL

ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA, POŽARA IN TELESNIH POŠKODB JE TREBA TO NAPRAVO UPORABLJATI V SKLADU Z NASLEDNJI MI OPOZORILI, PREVIDNOSTNIMI UKREPI IN VARNOSTNIMI NAVODILI.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA – ORIGINALNA NAVODILA



Pred uporabo naprave Hypervolt Go 3 preberite vsa navodila.

NEVARNOST

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

- Napravo takoj po polnjenju in pred čiščenjem vedno izklopite iz električne vtičnice.
- Če vam naprava pade v vodo, se je ne dotikajte. Takoj jo izključite iz napajanja z električnim tokom.
- Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
- Naprave ne postavljajte ali shranjujte na mestu, kjer bi lahko padla ali bi jo potegnili v kopalno kad ali umivalnik. Naprave ne dajajte oziroma ne vrzite v vodo ali drugo tekočino.

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

- Ko je naprava priključena na električno napajanje, je nikoli ni dovoljeno pustiti brez nadzora. Napravo takrat, ko ni v uporabi, in pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov izklopite iz električnega napajanja.
- Naprave ne uporabljajte pod odejo ali vzglavnikom. Lahko pride do pregrevanja, ki povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom oziroma so prejele navodila glede uporabe naprave na varen način in razumejo povezana tveganja.
- Napravo uporabljajte izključno za predvideno uporabo, ki je opisana v tem priročniku. Ne uporabljajte priključkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, ne deluje ustrezno, vam je padla na tla ali je poškodovana ali pa se je zmočila. Napravo odnesite na pregled in popravilo v servisni center.
- Naprave na nosite tako, da bi jo držali za napajalni kabel ali kabel uporabljali kot ročaj.
- Kabla ne približujte vročim površinam.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če so zračne odprtine zamašene. Poskrbite, da v zračnih odprtinah ni vlaken, las ali katerekoli snovi, ki bi lahko ovirale pretok zraka.
- V odprtine nikoli ne dajajte ali vstavljajte nobenega predmeta.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Ne uporabljajte, kjer se uporabljajo naprave z aerosoli (razpršilniki) ali kjer se dovaja kisik.

- Nikoli ne uporabljajte na mehki površini, kot je postelja ali kavč, kjer bi se zračne odprtine lahko zamašile.
- Naprave ne uporabljajte v bližini ohlapnih oblačil ali nakita.
- Dolgi las med uporabo ne približujte napravi.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.
- Ne odstranite vijakov in naprave ne poskušajte razstaviti.
- Ne uporabljajte neprekinjeno več kot eno uro. Po eni uri uporabe naj naprava 30 minut miruje, preden jo ponovno uporabite.
- Napravo po polnjenju ali pred uporabo iztaknite iz električne vtičnice.
- Napravo uporabljajte izključno v skladu z navodili za uporabo.
- Napravo Hypervolt Go 3 uporabljajte izključno na suhih, čistih površinah telesa, tako da jo nežno pritisnete in premikate približno šestdeset (60) sekund prek posameznega dela telesa. Napravo Hypervolt Go 3 se lahko pojavijo izključno na območjih mehkega telesnega tkiva. Na trdih ali koščenih delih telesa, vključno z glavo, se je ne sme uporabljati. Če začutite kakršnokoli bolečino ali nelagodje, razen rahle bolečine v mišicah, napravo Hypervolt Go 3 takoj prenehajte uporabljati. Zaradi uporabe naprave Hypervolt Go 3 se lahko pojavijo modrice, ne glede na nastavitev pritiska. Če se pojavijo modrice, naprave Hypervolt Go 3 na območju modric ne smete uporabljati, dokler se popolnoma ne pozdravijo. Uporabi naprave Hypervolt Go 3 se je treba izogibati tudi na vseh modricah, udarninah, izpuščajih ali razdraženih ali poškodovanih območjih kože, dokler se popolnoma ne pozdravijo. Med uporabo naprave Hypervolt Go 3 ne približujte prstov na rokah in nogah, las in drugih delov telesa zadnji strani nastavka glave, da preprečite uščipnjenje ali zapletanje las.
- Hypervolt Go 3 naj bo uporabljen samo na mišičnem tkivu. Hypervolt Go 3 ne sme biti uporabljen na trdih ali kostnih delih telesa, vključno z glavo in hrbtenico, stranicami ali sprednjim delom vratu, notranjo dimljino ali zadnjim delom kolena. Uporabo Hypervolt Go 3 takoj prenehajte, če občutite kakršnokoli bolečino ali nelagodje, razen rahle mišične bolečine. Modrice se lahko pojavijo zaradi uporabe Hypervolt Go 3 ne glede na nastavitev pritiska, in če se modrice pojavijo, Hypervolt Go 3 ne uporabljajte na poškodovanem območju, dokler modrica ni popolnoma pozdravljena. Uporabe Hypervolt Go 3 se je treba tudi izogibati na vseh modricah, udarninah, izpuščajih ali razdraženih ali poškodovanih predelih kože, dokler niso popolnoma pozdravljeni. Pri uporabi Hypervolt Go 3 pazite, da prsti, prsti na nogah, lasje in drugi deli telesa ne pridejo v stik z zadnjim delom glave nastavka, da se izognete stiskanju ali zapletanju las.

Napravo Hypervolt Go 3 se lahko polni s priloženim kablom Hyperice USB-C ali z USB 5 V. Naprave Hypervolt Go 3 ne polnite čez noč in je med polnjenjem ali uporabo ne pustite brez nadzora. Uporabljajte izključno navedeno/certificirano napajanje ITE.

Če velja karkoli od spodaj navedenega, naprave Hypervolt Go 3 ali katere koli udarne naprave ne uporabljajte, dokler ne pridobite odobritve svojega zdravnika:

- nosečnost, sladkorna bolezen z zapleti, kot sta nevropatija ali poškodbe roženice, nošenje srčnega spodbujevalnika, nedavna operacija ali poškodba, epilepsija ali migrene, hernija diskov, spondilolisteza ali spondiloza, nedavna zamenjava sklepa ali IUD, kovinski zatiči ali ploščice ali kakršnakoli zaskrbljenost o vašem telesnem zdravju. Občutljivi posamezniki in otroci morajo biti med uporabo kakršnekoli udarne ali vibracijske naprave nadzorovani s strani odrasle osebe. Navedene kontraindikacije ne pomenijo, da udarne ali vibracijske naprave ne morete uporabljati, vendar svetujemo, da se pred uporabo posvetujete s svojim zdravnikom. Trenutno se izvajajo raziskave o učinkih udarne masaže ob prisotnosti določenih zdravstvenih težav, na podlagi katerih se bo zgoraj navedeni seznam kontraindikacij morda skrajšal.
- Naprave uporabljajte samo z baterijami, ki so posebej določene za uporabo z njimi. Uporaba drugih baterij lahko povzroči nevarnost poškodb ali požara.
- V primeru zlorabe lahko iz baterije izteče tekočina; izogibajte se stiku. Če do stika pride po nesreči, izperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.

- Ne uporabljajte baterijskega paketa ali naprave, ki je poškodovana ali spremenjena. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbe.
- Naprave ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam. Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in naprave ne polnite izven priporočenega temperaturnega območja. Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven določenega temperaturnega območja lahko poškoduje baterijo in poveča tveganje za požar.
- Vzdrževanje naj izvaja le usposobljena oseba z uporabo enakih nadomestnih delov. Tako boste zagotovili varnost izdelka.
- Naprave ne spreminjajte in je ne poskušajte popraviti, razen če je to izrecno navedeno v navodilih za uporabo in vzdrževanje.

Naprava Hypervolt Go 3 vsebuje baterijo, ki jo je treba varno odstraniti v ustreznem obratu za odlaganje ali recikliranje elektronskih odpadkov.

POZOR

Baterija, ki se uporablja v tej napravi, lahko ob napačnem ravnanju povzroči nevarnost požara ali kemičnih opeklin. Ne razstavljajte, segrevajte prek 100 °C ali zažigajte. Izrabljeno baterijo takoj odstranite. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Ne razstavljajte in ne odlagajte v ogenj.

TA NAVODILA SHRANITE

Hypervolt Go 3 je ročna naprava za udarno masažo, ki zagotavlja usmerjene impulze pritiska z namenom nege mišic, olajšanja napetosti, zagotavljanja sproščujoče masaže, pospeševanja ogrevanja in zdravljenja ter pomoči pri ohranjanju elastičnosti in razpona premikanja.

Uporaba

VKLOPITE napravo Hypervolt Go 3 tako, da pritisnete in 0,5 sekunde pridržite gumb za nastavitve moči. Ko je naprava VKLOPLJENA, zasveti indikator stopnje napolnjenosti baterije (vrstica LED) na spodnjem delu ročaja. Zavrtite gumb za digitalno nastavitve hitrosti, da spremenite hitrost (1-5). Lučke bodo prikazale trenutno hitrost. Za izklop naprave preprosto pridržite gumb za nastavitve moči 0,5 sekunde.

Menjava nastavkov glave

Nastavek zamenjajte le, ko je nastavek hitrosti ugasnjena in se je nastavek glave prenehal premikati. Če želite zamenjati nastavek glave, pritrjeni nastavek glave naravnost izvlecite, da ga odstranite, nato pa zeleno glavo čvrsto potisnite neposredno v odprtino.

Polnjenje


Pred prvo uporabo baterijo polnite do štiri ure. Za polnjenje vtaknite kabel USB-C v vhod za polnjenje na spodnjem delu ročaja, drugi konec kabla pa vtaknite v adapter USB-A. Nato adapter vtaknite v stensko vtičnico. Utripa vrstica lučk LED, ki prikazuje stopnjo napolnjenosti baterije in aktivno polnjenje. Barve vrstice lučk LED označujejo stopnjo napolnjenosti, ki sega od rdeče (nizko napolnjeno) do zelene (povsem napolnjeno). Baterija je povsem napolnjena, ko vrstica LED ostane zelena in neprekinjeno sveti. Baterijo lahko polnite kadarkoli in ob katerikoli stopnji napolnjenosti baterije. Priporočamo, da baterije ne izpraznite povsem, da bi vrstica LED svetila rdeče. Povprečni čas delovanja je malo daljši od 2 ur, odvisno od hitrosti in stopnje pritiska, uporabljenega med uporabo. Priporočamo, da napravo takrat, ko ni v uporabi, ali med njeno hrambo ali prenašanjem IZKLOPITE.

Čiščenje in hramba

Prepričajte se, da je naprava IZKLOPLJENA in da ni priključen polnilnik baterije. Z vlažno, čisto krpo nežno obrišite napravo Hypervolt Go 3. Ko naprave ne uporabljate, jo shranite na čistem, hladnem mestu, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo.

Tehnični podatki

1. Zamenljivi nastavki glave (2)
2. Digitalni gumb za hitrost
3. Indikatorji hitrosti (5)
4. Gumb za VKLOP/IZKLOP
5. Indikator napolnjenosti baterije (vrstica LED)
6. Vhod za polnjenje



5 V --- 2 A

Temperatura delovanja: od +0 °C do +45 °C [od +32 °F do 113 °F]

Temperatura shranjevanja: od -20 °C do +60 °C [od -4 °F do +158 °F]

Temperatura polnjenja: od +5 °C do +40 °C [+41 °F do +104 °F]

Nazivna zmogljivost: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frekvenca: Stopnja 1 - 1500/25 Hz, stopnja 2 - 1750/29 Hz, stopnja 3 - 2000/33 Hz, stopnja 4 - 2250/38 Hz, stopnja 5 - 2500/42 Hz

Teža: 0,7 kg/1,6 lbs

Garancija

Ta izdelek je krit z omejeno garancijo družbe Hyperice. Za ogled garancije v vaši državi obiščite hyperice.com/warranty

Recikliranje

Za informacije o recikliranju te embalaže obiščite spletno mesto <https://hyperice.com/recycling>.



SAMO ZA MEHIKO

- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z drugačnimi ali zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so jim bila podana navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da naprave ne uporabljajo kot igrače.
- Napravo je dovoljeno napajati samo prek varnostne, zelo nizke napetosti, ki je navedena na napravi.
- Pred odlaganjem naprave je treba odstraniti baterijo iz nje. Ob odstranitvi baterije naprava ne sme biti priključena na polnilnik. Baterijo se odstrani za varno odlaganje.
- Za delovanje te opreme sta dana dva pogoja: (1) Oprema ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) oprema ali naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

SV



FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, BRAND, PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ UTRUSTNINGEN MÅSTE ENHETEN ANVÄNDAS I ENLIGHET MED FÖLJANDE VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – ORIGINALANVISNINGAR



Läs alla anvisningar innan du använder Hypervolt Go 3.

FARA

För att minska risken för elektrisk stöt:

- Koppla alltid bort enheten från vägguttaget omedelbart efter användning och före rengöring.
- Vidrör inte en enhet som har kommit i kontakt med vatten. Koppla bort den omedelbart.
- Använd inte i badkaret eller duschen.
- Placera eller förvara inte enheten där den kan falla ner i eller bli neddragen i ett badkar eller ett handfat. Lägg inte enheten i vatten eller annan vätska.

VARNING

För att minska risken för brännskador, brand, elektrisk stöt eller personskada:

- Lämna aldrig en enhet utan uppsikt när den är ansluten till strömkällan. Koppla bort enheten från uttaget när du inte använder den, och innan du monterar eller demonterar komponenter.
- Använd inte under en filt eller kudde. Överdriven värme kan genereras som kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskada.
- Barn som är äldre än åtta år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer som saknar erfarenhet och kunskap får använda enheten om de har fått instruktioner om säker användning och förstår riskerna, eller om de är under uppsyn från en kompetent vuxen.
- Använd enheten enbart i dess avsedda syfte enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Använd inga tillbehör som tillverkaren inte har rekommenderat.
- Använd aldrig enheten om den har en trasig sladd eller kontakt, om den inte fungerar korrekt, om du har tappat/skadat den eller om den har blivit blöt. Skicka tillbaka enheten till ett servicecenter för undersökning och reparation.
- Bär inte enheten i sladden; använd inte sladden som ett handtag.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd aldrig enheten med blockerade luftventiler. Håll luftventilerna fria från ludd, hår och annat som kan påverka luftflödet.
- För aldrig in eller tappa föremål i någon öppning.
- Använd inte utomhus.
- Använd inte i närheten av platser där aerosolenheter (spray) eller syrgas används.
- Använd inte över mjuka ytor, till exempel en säng eller soffa, där luftventilerna kan

täppas igen.

- Använd inte enheten nära löst åtsittande kläder eller smycken.
- Håll långt hår borta från enheten när den är i bruk.
- Barn som är utan uppsyn får inte rengöra eller utföra underhåll.
- Ta inte bort skruvar eller försök att demontera enheten.
- Använd inte enheten oavbrutet i längre än en timme. Låt enheten stå i 30 minuter innan du använder den igen efter en timmes användning.
- Koppla bort enheten efter laddning eller före användning.
- Använd alltid enheten enligt bruksanvisningen.
- Använd endast Hypervolt Go 3 på torra, rena kroppsdelar genom att trycka lätt och flytta den över kroppen i ca 60 sekunder per område. Använd endast Hypervolt Go 3 på mjukvävnad, aldrig på hårda eller beniga områden, däribland huvudet. Sluta använda Hypervolt Go 3 omedelbart om du upplever smärta eller obehag som inte är träningsvärk. Hypervolt Go 3 kan orsaka blåmärken, oavsett tryckinställning. Om det händer bör du inte använda Hypervolt Go 3 i närheten av blåmärket förrän det är helt läkt. Undvik att använda Hypervolt Go 3 på ömma punkter, blåmärken, utslag, irriterad hud eller öppna sår innan de har läkt. Håll fingrar, tår, andra kroppsdelar samt hår borta från baksidan av tillbehörshuvudet på Hypervolt Go 3 för att undvika klämrisk eller intrassling.
- Hypervolt Go 3 bör endast användas på muskelfvävnadsområden. Hypervolt Go 3 bör inte användas på några hårda eller beniga områden på kroppen, inklusive huvudet och ryggraden, sidorna eller framsidan av nacken, inre ljumsken eller baksidan av knät. Avsluta omedelbart användningen av Hypervolt Go 3 om du upplever någon smärta eller obehag, förutom lätt muskelömheter. Blåmärken kan uppstå vid användning av Hypervolt Go 3 oavsett tryckinställning, och om blåmärken uppstår bör du inte använda Hypervolt Go 3 på det blåmärkta området förrän blåmärket är helt läkt. Användning av Hypervolt Go 3 bör också undvikas på alla blåmärken, kontusioner, utslag eller irriterade eller skadade hudområden tills de är helt läkta. När du använder Hypervolt Go 3, se till att hålla fingrar, tår, hår och andra kroppsdelar borta från baksidan av tillbehörets huvud för att undvika klämning eller hårtrassel.

Ladda alltid Hypervolt Go 3 med den medföljande Hyperice USB-C-sladden eller en 5 V USB. Ladda inte Hypervolt Go 3 över natten eller lämna den utan uppsyn när den är på laddning eller i bruk. Använd bara med specificerad/certifierad ITE-strömkälla.

Använd inte Hypervolt Go 3 eller andra massageprodukter utan godkännande från din läkare om något av följande föreligger:

- Graviditet, diabetes med komplikationer såsom neuropatisk eller retinal skada, pacemaker, nylig kirurgi eller skada, epilepsi eller migrän, diskbräck, spondylolistes, spondylolys eller spondylos, nyligen genomfört ledimplantat eller inplantering av intrauterint preventivmedel, metallstift eller metallplattor, eller annat som kan påverka din fysiska hälsa. Sköra personer och barn bör ha sällskap av en vuxen vid användning av masserande eller vibrerande produkter. Dessa kontraindikationer innebär inte att du inte kan använda en masserande eller vibrerande enhet, men vi rekommenderar att du rådgrör med din läkare först. Forskning inom effekterna av massage som behandling för specifika medicinska tillstånd är ständigt pågående och listan över kontraindikationer är föremål för ändringar.
- Använd endast apparater med särskilt angivna batteripaket. Användning av andra batteripaket kan medföra risk för personskada och brand.
- Vid felaktig användning kan vätska läcka ut från batteriet; undvik kontakt. Om kontakt sker av misstag, skölj med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Vätska som läcker från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.
- Använd inte ett batteripaket eller en apparat som är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som kan leda till brand, explosion eller personskador.

- Utsätt inte apparaten för eld eller höga temperaturer. Exponering för eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.
- Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte apparaten utanför det temperaturområde som anges i instruktionerna. Felaktig laddning eller laddning utanför angivet temperaturområde kan skada batteriet och öka risken för brand.
- Låt service utföras av kvalificerad tekniker och använd endast identiska reservdelar. Detta säkerställer att produktens säkerhet bibehålls.
- Modifiera inte apparaten och försök inte reparera den, utom enligt vad som anges i bruks- och skötselanvisningarna.

Hypervolt Go 3 innehåller ett batteri som ska kasseras vid en lämplig avfalls- eller återvinningsstation för elektronik.

VAR FÖRSIKTIG

Batteriet i produkten kan utgöra en risk för brand eller kemiska brännskador vid felaktig hantering. Demontera inte, värm inte upp till över 100 °C och elda inte upp. Kassera batteriet omedelbart. Förvara utom räckhåll för barn. Demontera inte eller elda upp.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Hypervolt Go 3 är en handhållen massageapparat som levererar pulser av anpassat tryck för att mjuka upp muskler, lätta spänningar, värma upp och hjälpa till med återhämtning, flexibilitet och rörelseförmåga.

Användning

Starta din Hypervolt Go 3 genom att trycka på strömknappen och hålla den intryckt i 0,5 sekunder. När enheten är PÅ, lyser batterinivåindikatorn (LED-remsa) nertill på handtaget. Vrid på den digitala ratten för att ändra hastighet (1–5). Lamporna anger vald hastighet. Stäng av enheten genom att hålla strömknappen intryckt i 0,5 sekunder.

Byta tillbehör

Stäng alltid av hastighetsinställningen och låt det monterade tillbehöret stanna helt innan du byter till ett annat tillbehör. Byt tillbehör genom att dra det anslutna tillbehöret rakt ut för att demontera det och sätta i det nya tillbehöret i öppningen genom att trycka bestämt.

Laddning


Ladda batteriet helt i upp till fyra timmar innan det första användningstillfället. Anslut USB-C-sladden till laddningsporten på undersidan av handtaget och koppla in sladden i en USB-A-adapter för att ladda produkten. Anslut sedan adaptern till ett vägguttag. LED-remsan blinkar för att indikera batterinivån och aktiv laddning. Färgerna på LED-remsan motsvarar laddningsnivån, från röd (låg) till grön (fulladdat). När LED-remsan förblir tänd med fast grönt sken innebär det att batteriet är fulladdat. Du kan alltid, oberoende av batterinivå, ladda batteriet. Vi rekommenderar inte fullständig batteriurladdning till röd LED-nivå. Ett laddat batteri räcker i genomsnitt i 2+ timmar, beroende på hastighetsnivån och inställt tryck. Vi rekommenderar att du stänger AV enheten när du inte använder den, samt under förvaring och transport.

Rengöring och förvaring

Se till att strömmen är AV och att batteriladdaren inte är ansluten. Använd en fuktig, ren trasa och torka av Hypervolt Go 3 försiktigt. Förvara rent, svalt och skyddat mot direkt solljus mellan användningstillfällena.

Specifikationer

1. Utbytbara tillbehör (2)
2. Digital hastighetsrätt
3. Hastighetsindikatorer (5)
4. Strömknapp
5. Batterinivåindikator (LED-remsa)
6. Laddningsport



5 V --- 2 A

Temperatur (drift): 0 °C till +45 °C [+32 °F till +113 °F]

Temperatur (förvaring): -20 °C till +60 °C [-4 °F till +158 °F]

Laddningstemperatur: +5 °C till +40 °C [+41 °F till +104 °F]

Märkkapacitet: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Frekvens: Nivå 1 – 1 500/25 Hz, Nivå 2 – 1 750/29 Hz, Nivå 3 – 2 000/33 Hz, Nivå 4 – 2 250/38 Hz, Nivå 5 – 2 500/42 Hz

Vikt: 0,7 kg (1,6 lbs)

Garanti

Denna produkt omfattas av en begränsad garanti från Hyperice. Besök hyperice.com/warranty för att se garantin som gäller i ditt land

Återvinning

Besök <https://hyperice.com/recycling> för information om att återvinna förpackningen.

ENDAST FÖR MEXIKO

- Produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar lämplig erfarenhet eller kunskap. Det enda undantaget är om personen är under uppsyn eller har fått instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder produkten som en leksak.
- Strömförsörjningen ska av säkerhetsskäl ha extra låg spänning (se märkning på produkten).
- Ta bort batteriet från enheten innan kassering. Koppla bort enheten från laddaren när batteriet är borttaget. Ta bort batteriet för säker kassering.
- Användning av utrustningen är underställd följande två villkor: (1) den här utrustningen eller enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här utrustningen eller enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.



เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยต่อไปเมื่อใช้อุปกรณ์นี้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - คำแนะนำเบื้องต้น



อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้ Hypervolt Go 3

อันตราย

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ออกจากเต้ารับ ไฟฟ้าทันทีหลังจากการใช้งานและก่อนทำความสะอาด
- ห้ามเอื้อมหยิบอุปกรณ์ที่ตกลงไปในน้ำ ถอดปลั๊กทันที
- ห้ามใช้ขณะอาบน้ำในอ่างหรืออาบน้ำฝักบัว
- อย่าวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์ในที่ที่อุปกรณ์อาจร่วงหล่นหรือถูกดึงลงไปในอ่างน้ำหรืออ่างล้างมือ ห้ามวางหรือหย่อนลงไปใต้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการไหม้ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับบุคคล โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- อย่าเสียบปลั๊กทั้งอุปกรณ์ทั้งไว้โดยไม่ใครดูแลเป็นอันตราย ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับเมื่อไม่ใช้งาน และก่อนประกอบหรือถอดชิ้นส่วน
- ห้ามใช้งานใต้ผ้าห่มหรือหมอน เพราะอาจเกิดความร้อนที่มากเกินไปและทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบุคคลได้รับบาดเจ็บ
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์นี้สามารถใช้อุปกรณ์ได้ หากพวกเขาอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงภัยอันตรายที่เกี่ยวข้อง
- ใช้อุปกรณ์นี้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้เด็ดขาด หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หากอุปกรณ์ทำงานขัดข้อง ตกหล่น หรือชำรุดเสียหาย หรือเปียกน้ำ ส่งอุปกรณ์กลับไปที่ศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
- ห้ามหัวอุปกรณ์นี้โดยใช้สายไฟหรือใช้สายไฟเป็นหัวจับ
- เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อระบายอากาศอุดตันหรือถูกปิดกั้นเป็นอันตราย ช่องระบายอากาศต้องปราศจากขุยผ้า เส้นผม หรือสารแปลกปลอมใดๆ ที่อาจทำให้อากาศไหลผ่านได้น้อยลง
- ห้ามหย่อนหรือสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องเปิดใดก็ตามเด็ดขาด
- ห้ามใช้กลางแจ้ง
- ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีการใช้อุปกรณ์พ่นละอองลอย (สเปรย์) หรือบริเวณที่มีการจ่าย

ออกซิเจน

- ห้ามใช้บนพื้นผิวอ่อนนุ่มอย่างเช่น ที่นอนหรือโซฟา เพราะอาจจะปิดกั้นช่องระบายอากาศได้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้กับเสื้อผ้าที่มีลักษณะหลวมหรือเครื่องประดับ
- รวบรวม ให้เรียบร้อยขณะใช้อุปกรณ์
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการควบคุมดูแล
- ห้ามถอดสกรูหรือพยายามแยกชิ้นส่วน
- ห้ามใช้อุปกรณ์ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากใช้งานครบหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องพักอุปกรณ์ 30 นาทีก่อนที่จะนำกลับมาใช้อีกครั้ง
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์หลังจากชาร์จไฟเสร็จแล้วหรือก่อนที่จะใช้งาน
- ใช้อุปกรณ์ตามคำแนะนำการใช้งานเท่านั้น
- ใช้ Hypervolt Go 3 กับพื้นผิวของร่างกายที่แห้งและสะอาดเท่านั้น ถอดอุปกรณ์ลงบนร่างกายเบาๆ แล้วเลื่อนไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยใช้เวลาในแต่ละส่วนประมาณหกสิบ (60) วินาที ใช้ Hypervolt Go 3 กับบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกายเท่านั้น และห้ามใช้กับส่วนของร่างกายที่แข็งหรือเป็นกระดูก เช่น ศีรษะ การใช้ Hypervolt Go 3 อาจทำให้ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย แต่ต้องหยุดใช้ทันทีหากรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบาย การใช้ Hypervolt Go 3 อาจทำให้เกิดรอยฟกช้ำไม่ว่าจะตึงค่าแรงกดเท่าใดก็ตาม และหากเกิดรอยฟกช้ำ คุณไม่ควรใช้ Hypervolt Go 3 ในบริเวณที่มีรอยฟกช้ำจนกว่ารอยฟกช้ำจะหายเป็นปกติ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Hypervolt Go 3 บนบริเวณผิวที่มีรอยฟกช้ำ รอยห้อเลือด ผื่นแดง การระคายเคือง หรือการบาดเจ็บ จนกว่าผิวบริเวณนั้นจะหายเป็นปกติ เมื่อใช้ Hypervolt Go 3 ต้องระงับยาให้นิ้วมือ นิ้วเท้า ผม หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายเข้าใกล้กับส่วนหลังของหัวเข่าเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายส่วนนั้นโดนเหน็บหรือผมเข้าไปได้
- Hypervolt 3 ควรใช้เฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเท่านั้น ห้ามใช้ Hypervolt 3 บนบริเวณที่แข็งหรือมีกระดูก เช่น หัวและกระดูกสันหลัง ด้านข้างหรือตรงหน้าคอ รักแร้ด้านใน หรือด้านหลังของหัวเข่า กรุณาหยุดใช้ Hypervolt 3 ทันทีหากรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใดๆ ยกเว้นอาการปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย การเกิดรอยฟกช้ำอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ Hypervolt 3 ไม่ว่าจะตั้งแรงกดตึงไว้ที่ระดับใด และหากเกิดรอยฟกช้ำขึ้น คุณไม่ควรใช้ Hypervolt 3 บนบริเวณที่มีรอยฟกช้ำจนกว่ารอยฟกช้ำนั้นจะหายสนิท ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Hypervolt 3 บนรอยฟกช้ำ รอยฟกช้ำ ผื่น หรือบริเวณผิวหนังที่ระคายเคืองหรือบาดเจ็บจนกว่าจะหายดี เมื่อใช้ Hypervolt 3 โปรดระวังไม่ให้มือ นิ้วเท้า ผม หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายสัมผัสกับด้านหลังของหัวเข่า เพื่อป้องกันการเหน็บหรือเส้นผมพันกัน

ต้องชาร์จ Hypervolt Go 3 โดยใช้สายชาร์จ USB-C ของ Hyperice ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หรือสายชาร์จ USB 5 โวลต์เท่านั้น ห้ามชาร์จ Hypervolt Go 3 ค้างคืนหรือปล่อยให้ Hypervolt Go 3 ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลขณะชาร์จหรือใช้งาน ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ ITE ที่กำหนด/ได้รับการรับรองเท่านั้น

โปรดอย่าใช้ Hypervolt Go 3 หรืออุปกรณ์นวดแบบเคาะใดๆ โดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากแพทย์ของคุณ หากคุณเข้าข่ายใดๆ ดังต่อไปนี้

- ตั้งครีกร เป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเส้นประสาทอักเสบหรือจอประสาทตาเสื่อม ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ผ่านการผ่าตัดหรือได้รับบาดเจ็บเมื่อไม่นานมานี้ เป็นโรคลมบ้าหมูหรือไมเกรน หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกเสื่อมหรือกระดูกพรุน เปลี่ยนข้อต่อหรือใส่ห่วงอนามัยเมื่อไม่นานมานี้ มีหมัดหรือแผ่นโลหะหรือมีข้อกั้วใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณ บุคคลที่อ่อนแอและเด็กควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเมื่อใช้อุปกรณ์นวดแบบเคาะหรือแบบสั่นใดๆ ก็ตาม ข้อห้ามใช้เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์นวดแบบเคาะหรือสั่นได้ แต่เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งาน มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลของการนวดแบบเคาะเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยบางอย่างซึ่งอาจส่งผลให้มีข้อห้ามใช้น้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น

- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่อื่นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือไฟไหม้
- ภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสม อาจมีของเหลวพุ่งออกจากแบตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวสัมผัสดวงตา ควรรีบพบแพทย์ทันที ของเหลวที่พุ่งออกจากแบตเตอรี่อาจทำให้ระคายเคืองหรือเกิดแผลไหม้ได้
- อย่าใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องใช้ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลง แบตเตอรี่ที่ชำรุดหรือดัดแปลงแล้ว อาจมีพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือบาดเจ็บ
- อย่าให้เครื่องใช้สัมผัสกับไฟหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป การสัมผัสไฟหรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 130°C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการชาร์จทั้งหมด และอย่าชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้านอกช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้ในคำแนะนำ การชาร์จอย่างไม่ถูกต้องหรือนอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนดอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
- ให้ช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมบำรุง โดยใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ที่เหมือนกันเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีความปลอดภัย
- ห้ามดัดแปลงหรือพยายามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

Hypervolt Go 3 มีแบตเตอรี่ที่ต้องทิ้งอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนด ณ สถานที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือสถานที่รีไซเคิลที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

แบตเตอรี่ที่ใช้ในอุปกรณ์นี้อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือแผลไหม้จากสารเคมีหากได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน ทำให้ร้อนเกิน 100°C หรือเผา ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม เก็บให้ห่างจากเด็ก ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนและห้ามทิ้งในกองไฟ

เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้

Hypervolt Go 3 เป็นอุปกรณ์ขนาดมือถือแบบเคาะที่ส่งแรงกดเป็นจังหวะไปยังจุดที่ต้องการนวด ใช้สำหรับดูแลสุขภาพเนื้อ คลายความตึงเครียด และนวดผ่อนคลาย ช่วยเร่งการอบอุ่นและการฟื้นฟูร่างกาย และช่วยรักษาความยืดหยุ่นและยืดช่วงการเคลื่อนไหวของร่างกาย

การใช้งาน

เปิดใช้งาน Hypervolt Go 3 โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้นาน 0.5 วินาที เมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์แล้ว ไฟแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่ (แถบไฟ LED) ที่ฐานของด้ามจับจะส่องสว่าง หมุนแป้นปรับระดับเพื่อเปลี่ยนระดับความเร็ว (1-5) ไฟจะแสดงระดับความเร็วที่ใช้ในขณะนั้น หากต้องการปิดใช้งาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้นาน 0.5 วินาที

การเปลี่ยนหัวนวด

เปลี่ยนหัวนวดหลังจากปิดใช้งานการตั้งค่าความเร็วและหัวนวดหยุดหมุนแล้วเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนหัวนวด ให้ดึงหัวนวดอันเดิมออกมาตรงๆ เพื่อถอดออก และใส่หัวนวดอันใหม่ที่ต้องการเข้าไปในช่องเสียบแล้วดันเข้าไปให้แน่น

การชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มจนถึงสีฟ้าโม่งก่อนใช้งานครั้งแรก ในการชาร์จ ให้เชื่อมต่อสาย USB-C เข้ากับช่องเสียบชาร์จที่ด้านล่างของด้ามจับ และเสียบสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ USB-A จากนั้นเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับที่ผนัง แถบไฟ LED จะกะพริบเป็นจังหวะเพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่และระบุว่ากำลังชาร์จอยู่ สีของแถบไฟ LED จะแสดงระดับการชาร์จตั้งแต่สีแดง


(แบตเตอรี่เหลือน้อย) ไปจนถึงสีเขียว (ชาร์จเต็มแล้ว) แสงไฟ LED จะเป็นสีเขียวและส่องสว่างอย่างเต็มที่เพื่อแสดงว่าชาร์จเต็มแล้ว คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำได้ทุกเวลาขณะที่อุปกรณ์อยู่ในทุกระดับแบตเตอรี่ ไม่แนะนำให้ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงจนไฟ LED ส่องสว่างเป็นสีแดง อุปกรณ์จะใช้งานได้นานกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วและแรงกดที่ใช้ ขอแนะนำให้ปิดใช้งานอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง/เดินทาง

การทำความสะอาดและการเก็บรักษา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดใช้งานอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วและไม่ได้เสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ค่อยๆ เช็ด Hypervolt Go 3 ของคุณ เก็บในที่สะอาด เย็น พ้นจากแสงแดดเมื่อไม่ใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

1. หัววัดที่เปลี่ยนได้ (2)
2. แป้นปรับระดับความเร็วดิจิทัล
3. ไฟแสดงสถานะระดับความเร็ว (5)
4. ปุ่มเปิด/ปิด
5. ไฟแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่ (แสงไฟ LED)
6. ช่องเสียบชาร์จ



5 V --- 2 A

อุณหภูมิขณะทำงาน: 0° C ถึง +45° C [+32° F ถึง +113° F]

อุณหภูมิสำหรับจัดเก็บ: -20° C ถึง +60° C [-4° F ถึง +158° F]

อุณหภูมิในการชาร์จ: +5° C ถึง +40° C [+41° F ถึง +104° F]

ความจุที่ระบุ: 7.2V, 4250 mAh, 30.6Wh

ความถี่: ระดับ 1 - 1500/25 Hz, ระดับ 2 - 1750/29 Hz, ระดับ 3 - 2000/33 Hz, ระดับ 4 - 2250/38 Hz, ระดับ 5 - 2500/42 Hz

น้ำหนัก: 0.7 กก. [1.6 ปอนด์]

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดจาก Hyperice โปรดไปที่ hyperice.com/warranty เพื่อตรวจสอบการรับประกันในประเทศของคุณ

การรีไซเคิล

โปรดไปที่ <https://hyperice.com/recycling> เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์

สำหรับเม็กซิโกเท่านั้น

- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องหรือความผิดปกติทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์นี้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแลหรือการสอนการใช้งานอุปกรณ์โดยผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของตน
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่นำอุปกรณ์ไปเล่นเป็นของเล่น
- ต้องจ่ายไฟให้อุปกรณ์ด้วยไฟฟ้าแรงดันต่ำพิเศษที่ระบุไว้บนอุปกรณ์เท่านั้น
- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ก่อนที่จะนำไปทิ้ง ต้องถอดอุปกรณ์ออกจากที่ชาร์จก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ นำแบตเตอรี่ที่ถอดออกไปทิ้งอย่างปลอดภัย
- การใช้งานอุปกรณ์นี้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) เครื่องมือหรืออุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) เครื่องมือหรืออุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ด้วย

ZH-CN



为降低触电、火灾、人身伤害或财产损失的风险，在使用本设备时，请务必遵照以下警告、注意事项和安全说明。

重要安全说明 - 原始说明书



使用 Hypervolt Go 3 之前，请阅读所有说明。

危险

为降低触电风险，请执行以下操作：

- 使用后和清洁前，请务必立即从电源插座上拔下本设备的插头。
- 如果设备掉入水中，请勿伸手拾取。立即拔下插头。
- 请勿在洗澡或淋浴时使用。
- 请勿将设备放置或存放在可能掉落或被拉入浴缸或水槽的地方。请勿将设备放入（或让其掉入）水或其他液体中。

警告

为降低人员烫伤、遭遇火灾、触电或受伤的风险：

- 接通电源后，设备不可处于无人看管的状态。不使用时以及安装或取下部件之前，请从插座上拔下插头。
- 请勿在毯子或枕头下操作。设备过热可能会导致火灾、触电或人身伤害。
- 本设备适用于 8 岁及以上儿童以及身体条件不佳、感官或心智能力低下或者缺乏相关经验、认知不足的人员，但须在他人监督或指导下，以安全的方式进行操作，并提前了解相关风险。
- 务必参照本手册，根据既定用途，使用本设备。不得使用非制造商推荐的附件。
- 如果设备的电源线或插头损坏，或设备无法正常工作、部件掉落、出现破损或受潮的问题，请暂缓操作。将设备送回服务中心进行检查和维修。
- 请勿使用电源线拖拽设备，或将电源线当作手柄使用。
- 请勿让电源线靠近加热表面。
- 切勿在通风口堵塞的情况下操作设备。通风口不得有棉绒、毛发或任何可能影响空气流动的异物。
- 谨防物体掉入或被插入开口。
- 请勿在室外使用。
- 请勿在使用气溶胶（喷雾）设备处或给氧区域操作。
- 请勿在床或沙发等柔软表面上操作（这类表面可能会使通风口堵塞）。
- 请勿在宽松的衣物或珠宝附近使用设备。
- 使用过程中，请勿将长发靠近设备。
- 儿童必须在监督下清洁设备和进行用户维护。
- 请勿拆卸螺丝或尝试拆卸设备。
- 不得连续运行超过 1 个小时。使用 1 小时后，让设备休息 30 分钟，然后再继续使用。
- 充电后和使用前，请拔掉设备插头。
- 务必按照操作说明使用设备。
- 仅可在干燥、清洁的身体表面使用 Hypervolt Go 3，使用时，在每个部位轻轻按压并

移动大约六十 (60) 秒。Hypervolt Go 3 仅可用于身体的软组织区域,不得用于身体的任何坚硬或骨质区域,包括头部。如有任何疼痛或不适感(轻微的肌肉疼痛除外),请立即停止使用 Hypervolt Go 3。无论压力设置如何,使用 Hypervolt Go 3 可能导致瘀伤,如果发生瘀伤,在完全愈合后,方可在该部位继续使用 Hypervolt Go 3。如果皮肤有任何淤伤、挫伤、皮疹或是发炎或受伤部位,在彻底痊愈前,也需避免使用 Hypervolt Go 3。使用 Hypervolt Go 3 时,确保手指、脚趾、头发和其他身体部位远离按摩头后部,避免夹伤或头发缠绕。

- Hypervolt Go 3 应仅用于肌肉组织区域。请勿将 Hypervolt Go 3 用于身体的任何坚硬或骨质部位,包括头部和脊柱、颈部的两侧或前方、内侧腹股沟或膝盖后方。如使用时感到任何疼痛或不适(轻微肌肉酸痛除外),请立即停止使用。无论压力设置如何,使用 Hypervolt Go 3 都可能导致淤青;如果发生淤青,请勿在淤青部位继续使用 Hypervolt Go 3,直到淤青完全恢复。对所有淤青、挫伤、皮疹或刺激或受伤的皮肤区域也应避免使用 Hypervolt Go 3,直至完全愈合。使用 Hypervolt Go 3 时,请确保手指、脚趾、头发及其他身体部位远离按摩头的后部,以避免夹伤或头发缠绕。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 本器具包含不可更换的电池。

Hypervolt Go 3 仅可通过随附的 Hyperice USB-C 线或 5V USB 充电。请勿任由 Hypervolt Go 3 充电一整夜,或在充电或使用期间,使其处于无人看管的状态。

如出现以下任何情况,在获得医生批准的情况下,方可使用 Hypervolt Go 3 或任何冲击设备:

- 怀孕、糖尿病合并并发症如神经病变或视网膜损伤、心脏起搏器磨损、近期接受手术或受伤、癫痫或偏头痛、椎间盘突出、脊椎滑脱、脊椎分离或脊椎病、近期关节置换或宫内节育器、金属钉或钢板,或对您的身体健康有任何顾虑。体弱者和儿童在使用任何撞击或振动装置时应由成人陪同。上述禁忌症并不意味着您无法使用撞击或振动装置,但我们建议您在使用前咨询您的医生。我们目前正在研究撞击按摩对特定医学疾病的影响,可能有助于减少如上所示的禁忌症种类。
- 仅使用专用电池组操作设备。使用其他类型的电池组可能会带来受伤或火灾的风险。
- 在滥用条件下,电池可能会喷出液体;请避免接触。如果不慎接触,请立即用清水冲洗。如果液体进入眼睛,请立即就医。电池喷出的液体可能会引起刺激或灼伤。
- 不要使用已损坏或改装过的电池组或设备。损坏或改装过的电池可能表现出不可预测的行为,可能导致火灾、爆炸或人身伤害。
- 不要将设备暴露在火源或高温环境中。暴露在火中或高于 130°C 的温度下可能导致爆炸。
- 请遵循所有充电说明,并不要在说明书指定的温度范围之外为设备充电。错误的充电方式或在指定范围以外的温度下充电可能会损坏电池并增加火灾风险。
- 请由合格的维修人员进行维修,并仅使用相同的替换零件。这样可以确保产品的安全性得以维持。
- 除非使用说明书和保养手册中另有说明,否则请勿改装或尝试维修该设备。

Hypervolt Go 3 内含电池,处置时,须前往适当的电子废物处理或回收设施,并遵循安全操作流程。

注意

如果处理不当,设备电池可能会引发火灾或造成化学灼伤。请勿拆卸、加热到 100°C 以上或焚化。请及时处置用过的电池。请远离儿童。请勿拆卸或将其投入火中。

妥善保管说明书

Hypervolt Go 3 是一款手持式撞击按摩设备,可提供有针对性的压力脉冲,恢复肌肉,缓解紧张,提供放松按摩,加速热身和恢复,并有助于保持灵活性和活动范围。

操作

按住电源按钮 0.5 秒,开启 Hypervolt Go 3。一旦设备接通电源,手柄底部的电池电量指示灯(LED 灯带)将会亮起。转动数字速度调节旋钮,调整速度 (1-5)。指示灯将指示当前速度。按住电源按钮 0.5 秒,关闭电源。

更换按摩头

仅在速度设置关闭,且按摩头停止移动后,方可更换附件。若要更换按摩头,直接拉出现有的按摩头,将所需的按摩头直接插入开口,同时用力推动。

充电


首次使用前,将电池充满电,约需四小时。充电时,将 USB-C 线连接到手柄底部的充电端口,并将线插入 USB-A 适配器。然后将适配器插入壁式插座。充电时,LED 灯带将会闪烁,并显示电池电量。LED 灯带颜色对应电量水平,红色表示电量不足,绿色表示已充满电。在 LED 灯带保持绿色并完全亮起时,表示已充满电。无论当前电量如何,电池可随时充电。不建议将电池电量完全耗尽至红色 LED 水平。平均运行时间为 2 小时以上,取决于速度水平和使用过程中施加的压力。在不使用、存放和运输设备期间,建议将电源开关切换到关闭状态。

清洁和存放

确保电源已关闭,且电池充电器未连接。使用潮湿、清洁的抹布,轻轻擦拭 Hypervolt Go 3。不使用时,请将其存放在洁净、阴凉、干燥的区域,避免阳光直射。

规格

1. 可互换的按摩头 (2)
2. 档位调节旋钮
3. 速度指示灯 (5)
4. 开/关电源按钮
5. 电池电量指示灯(LED 灯带)
6. 充电端口



温度(运行环

温度(储存环境): -20 °C 到 +60 °C [-4 °F 到 +158 °F]

充电温度: +5°C 至 +40°C [+41°F 至 +104°F]

额定容量:7.2V,4250mAh,30.6Wh

频率:1级-1500/25 Hz, 2级-1750/29 Hz, 3级-2000/33 Hz, 4级-2250/38Hz, 5

重量:0.7 kg/1.6 磅

本产品的保修服务由 Hyperice 负责提供,并且规定了保修期限。请访问 hyperice.com/warranty, 查看您所在国家/地区的保修政策

请访问 <https://hyperice.com/recycling>, 了解如何回收设备包装。

- 身体、感官或精神能力不同或受损，或缺乏使用本设备的经验和知识的人士（包括儿童），必须在安全看护人员的监督或指导下使用设备。
- 请监督儿童，防止他们将设备当作玩具。
- 仅适用设备上标明的超低安全电压。
- 处置前，必须将电池从设备中取出。取出电池时，设备必须与充电器断开连接。为安全处置，将电池拆下。
- 操作（本设备）须符合以下两个条件：(1) 本设备或装置不会造成有害干扰，以及 (2) 本设备或装置必须能够承受任何干扰，包括可能导致不良操作的干扰。

注 1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

K: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

ZH-TW



按照以下警告、注意及安全說明，為降低觸電、火災和人身傷害或財產損失，必須使用本裝置。

重要安全說明 - 原始說明



在使用 Hypervolt Go 3 筋膜槍 之前，請閱讀所有說明。

危險

為降低觸電風險：

- 使用後或清潔前，請務必立即從電源插座上拔下本裝置的插頭。
- 不要伸手去拿掉入水中的裝置。立即拔下插頭。
- 請勿在洗澡或淋浴時使用。
- 請勿將本裝置放置或存放在可能掉落或被拉入浴缸或水槽的地方。請勿放入或掉入水或其他液體中。

警告

為了降低燒傷、火災、觸電或人身傷害的風險：

- 插入電源時，本裝置不可處於無人看管狀態。不使用時或裝卸部件之前，請從插座上拔下插頭。
- 請勿在毯子或枕頭下操作。過熱可能會導致火災、觸電或人身傷害。
- 8 歲及以上兒童，身體、感官或精神能力受損，或缺乏經驗和知識的人士可使用本裝置，但必須提前接受安全使用電器的監督或指導，並了解所涉及的危險。
- 僅將本裝置用於本手冊所述的預定用途。請勿使用非製造商推薦附件。
- 如果本裝置的電源線或插頭損壞，或本裝置無法正常工作、掉落、損壞或受潮，請勿操作本裝置。請將本裝置送回服務中心進行檢查和維修。
- 請勿使用電源線拖曳和攜帶本裝置。
- 保持電源線遠離加熱表面。
- 請勿在阻塞通風口的情況下操作本裝置。請保持通風口遠離棉絮、毛髮或任何可能阻礙氣流的物質。
- 切勿讓任何物品掉入或插入任何開口。
- 請勿在戶外使用。
- 請勿在使用氣溶膠（噴霧）裝置或給氧地方操作。
- 請勿在床鋪、沙發等柔軟表面上操作本裝置，以免阻塞通風口。
- 請勿在鬆散衣物或珠寶附近使用本裝置。
- 在使用本裝置時，請讓長髮遠離本裝置。
- 兒童必須在監督下進行清潔和使用後維護。
- 請勿拆下螺釘或嘗試拆解。
- 請使用符合安規認證（安全超低電壓）的電源供應器為本機充電，以確保產品正常使用。
- 請勿持續操作超過一小時。使用本裝置一小時後，請讓其休息 30 分鐘再重新使用。
- 充電後或使用前，請拔下本裝置的插頭。
- 請勿在使用時同時充電。
- 請務必根據操作說明使用本裝置。
- Hypervolt Go 3 僅可用於乾燥清潔的身體表面，請輕輕按壓並在身體上移動，每個部位約六十 (60) 秒。Hypervolt Go 3 僅限用於身體軟組織部位，不得用於身體的任何監硬或骨骼部位，包括頭部。感覺有任何疼痛或不適時（輕微肌肉酸痛除外），請立即停止。

使用 Hypervolt Go 3。使用 Hypervolt Go 3 可能會導致瘀青，即使在低壓設定下也是如此。若出現瘀青，請勿在瘀青部位使用 Hypervolt Go 3，直到瘀青完全痊癒為止。如皮膚部位存在瘀青、瘀傷、發疹、刺激或受傷，則在完全癒合之前，請勿使用 Hypervolt Go 3。使用 Hypervolt Go 3 時，請務必將手指、腳趾、頭髮及其他身體部位遠離按摩頭的後方，以避免夾傷或頭髮纏繞。

- Hypervolt Go 3 應僅用於肌肉組織部位。請勿將 Hypervolt Go 3 用於身體任何堅硬或骨性部位，包括頭部和脊椎、頸部兩側或前方、內側鼠蹊部，或膝蓋後方。如使用時感到任何疼痛或不適（輕微肌肉痠痛除外），請立即停止使用。無論壓力設定為何，使用 Hypervolt Go 3 均可能導致瘀青；若發生瘀青，請勿在瘀青部位繼續使用 Hypervolt Go 3，直到瘀青完全痊癒。對所有瘀青、挫傷、皮疹或刺激及受傷的皮膚部位，也應避免使用 Hypervolt Go 3，直到完全痊癒。使用 Hypervolt Go 3 時，請確保手指、腳趾、頭髮及其他身體部位遠離按摩頭背面，以避免夾傷或頭髮纏繞。

Hypervolt Go 3 僅可使用隨附的 Hyperice USB-C 充電線或 5V USB 進行充電。請勿讓 Hypervolt Go 3 在夜間充電，或在充電或使用時讓 Hypervolt Go 3 無人看管。僅可搭配下列/具備認證的資訊技術設備 (ITE) 電源供應器使用。

如果發生以下任何情況，未經醫生核准，請勿使用 Hypervolt Go 3 或任何敲擊裝置：

- 懷孕、糖尿病合併併發症如神經病變或視網膜損傷、心臟節律器磨損、近期手術或受傷、癲癇或偏頭痛、椎間盤突出、脊椎滑脫、脊椎分離或脊椎老化、近期關節置換或子宮內避孕器、金屬別針或金屬板或對您身體健康有任何疑慮。使用任何敲擊或振動裝置時，體弱者或兒童應由成人陪同。如果您有上述禁忌症，並非不能使用敲擊或振動裝置，但我們建議您提前諮詢醫生。目前正在研究敲擊式按摩對特定疾病的影響，可能會縮短上述禁忌症清單。
- 僅使用專用指定的電池組來操作設備。使用其他電池組可能會造成受傷或火災的風險。
- 在不當使用情況下，電池可能會噴出液體；請避免接觸。如不慎接觸，請立即以清水沖洗。如液體接觸到眼睛，請立即就醫。電池噴出的液體可能會引起刺激或灼傷。
- 請勿使用已損壞或改裝過的電池組或設備。損壞或改裝過的電池可能會有不可預測的行為，導致火災、爆炸或人身傷害風險。
- 請勿將設備暴露於火源或過高溫度下。暴露於火焰或超過 130°C 的溫度可能會導致爆炸。
- 請遵循所有充電說明，並勿在說明中規定的溫度範圍以外進行充電。不當充電或在非指定溫度範圍內充電可能會損壞電池並增加火災風險。
- 維修應由合格的維修人員執行，並僅使用相同的替換零件。這將確保產品的安全性得以維持。
- 除非依使用與保養說明進行，請勿改裝或嘗試自行維修本設備。

Hypervolt Go 3 內含電池，必須在適當的電子廢物處理或回收設施中安全處理電池。

注意

本裝置中使用的電池如果處理不當，可能會導致火災或化學灼傷。請勿拆卸、加熱至 100°C 以上或焚燒。請及時處理用過的電池。請遠離兒童。請勿拆卸，請勿丟入火中。

保存這些說明

Hypervolt Go 3 是一部手持敲擊式按摩裝置，透過有節奏的定點加壓脈衝幫助肌肉護理、紓壓，提供放鬆的按摩，加快熱身速度和恢復時間，幫助維持柔軟度和活動度。

操作

長按電源按鈕 0.5 秒開啟 Hypervolt Go 3。當裝置開機後，手把底部的電池電量指示燈 (LED 燈帶) 將會亮起。旋轉數位速度旋鈕以切換速度 (1 至 5 段)。指示燈將指明目前的速度。若要關機，只需長按電源按鈕 0.5 秒即可。

改變按摩頭

僅在速度設定關閉且按摩頭停止動作後才能進行切換。若要更換按摩頭，請將原本的按

按摩頭直接拔出，然後將想要使用的按摩頭對準插口並用力推入。

充電

首次使用前，請為電池充滿電，時間最多四個小時。要充電，請將 USB-C 線連接到手柄底部的充電埠，並將線插入 USB-A 轉接器，然後將轉接器插入牆上。LED 燈帶會閃爍以顯示電池電量並指示正在充電。LED 燈帶的顏色對應電池電量，從紅色（電量低）到綠色（充滿電）。當 LED 燈帶保持綠色全亮時，表示已充滿電。電池可以在任何時間和任何電池電量下進行充電。不建議將電池電量完全耗盡至紅色 LED 級別。平均續航時間為 2 小時以上，實際時間依使用時的速度設定與施加壓力而有所不同。建議在未使用本裝置或在儲存和移動期間，將裝置關機。


清潔和儲存

確保裝置已關機且未連接電池充電器。請使用乾淨的濕布輕柔擦拭 Hypervolt Go 3。不使用時，存放在清潔、陰涼的地方，避免陽光直射。

規格

產品型號: HVG3001

1. 可更換式按摩頭 (2)
2. 檔位調節旋鈕
3. 速度指示燈 (5)
4. 開/關電源按鈕
5. 電池電量指示燈 (LED 燈帶)
6. 充電埠



5V --- 2A

儲存溫度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +158°F)

充電溫度: +5°C 至 +40°C (+41°F 至 +104°F)

額定容量: 7.2V, 4250mAh, 30.6Wh

頻率: 第 1 段速度 - 1500/25 Hz、第 2 段速度 - 1750/29 Hz、第 3 段速度 - 2000/33 Hz、

第 4 段速度 - 2250/38 Hz、第 5 段速度 - 2500/42Hz

重量: 0.7 公斤 (1.6 磅)

保固

本產品享有 Hyperice 的有限保固。請瀏覽 hyperice.com/warranty，查看您所在國家/地區的保固情形。

回收

請瀏覽 <https://hyperice.com/recycling> 了解關於回收本包裝的資訊。

台灣進口商信息

公司名字: 有熊運動股份有限公司

公司地址: 臺中市南屯區文心南五路三段 398 號

電話: 04-2386-1799

- 本裝置不適合身體、感官或精神能力不同或受限者（包括兒童）、或缺乏使用經驗與知識的人操作，除非他們已由負責其安全的人在旁監督或提供操作訓練。
- 應監督兒童，確保他們不會將裝置當成玩具把玩。
- 在丟棄本裝置前，必須先將電池取出。在取出電池前，必須先將本裝置與充電器斷開連接。取出電池以安全丟棄。
- 操作本設備需符合以下兩個條件: (1) 本設備或裝置不得造成有害干擾，並且 (2) 本設備或裝置必須接受任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

hyperice.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Hyperice, Inc., 525 Technology Drive, Suite 100, Irvine, California 92618 USA
Copyright 2025 © Hyperice, Inc. All rights reserved.
460-00131 Rev 3